

ИНСТРУКЦИЯ

по применению материалов стоматологических для обработки
зубных протезов и коронок - слитки 25А
ТУ ВУ 690837598.004-20

Абразивные слитки 25А (приготовленные по ТУ ВУ690837598.004-20) используется для полировки и притирки изделий из металлокерамики в зубном протезировании и обработке деликатных изделий ручным способом.

Рекомендации по применению

Для начальной полировки и притирки зубных протезов используют сначала абразивные материалы с более крупной зернистостью, а после используют материалы с более мелкой зернистостью. После полировки обработанные предметы очистить проточной водой.

Меры предосторожности.

Работать в защитной одежде, беречь глаза от попадания частиц.

При попадании абразивного материала в глаза - промыть большим количеством воды. С кожных покровов смыть водой с мылом. Многократный контакт может привести к сухости кожи.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению материалов стоматологических для обработки зубных протезов и коронок - паста 25А
ТУ ВУ 690837598.004-20

Абразивные пасты 25А (приготовленные по ТУ ВУ690837598.004-20) используется для полировки и притирки изделий из металлокерамики в зубном протезировании и обработке деликатных изделий ручным способом с добавлением или без добавления щеток с искусственной щетиной.

Рекомендации по применению

Для начальной полировки и притирки зубных протезов используют сначала абразивные материалы с более крупной зернистостью, а после используют материалы с более мелкой зернистостью. Обработку производить механическим способом растирая пасту по обрабатываемому изделию. После полировки обработанные предметы очистить проточной водой либо при необходимости органическими растворителями.

Меры предосторожности.

Работать в защитной одежде, беречь глаза от попадания частиц.

При попадании абразивного материала в глаза - промыть большим количеством воды. С кожных покровов смыть водой с мылом. Многократный контакт может привести к сухости кожи.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала стоматологического для обработки зубных протезов и коронок – порошков 25А
ТУ ВУ 690837598.004-20

Абразивные порошки 25А (приготовленные по ТУ ВУ690837598.004-20) используется для полировки и притирки изделий из металлокерамики в зубном протезировании и обработке деликатных изделий на аппаратах водно воздушной техники, а также ручным способом с добавлением или без добавления щеток с искусственной щетиной.

Рекомендации по применению

Для начальной полировки и притирки зубных протезов используют сначала абразивные материалы с более крупной зернистостью, а после используют материалы с более мелкой зернистостью. При использовании материалов в аппаратах водно воздушной техники применять в соответствии с инструкцией к оборудованию. После полировки обработанные предметы очистить проточной водой.

Меры предосторожности.

Работать в защитной одежде, беречь глаза от попадания частиц.

При попадании абразивного материала в глаза - промыть большим количеством воды. С кожных покровов смыть водой с мылом. Многократный контакт может привести к сухости кожи.