

Назначение: набор предназначен для видовой идентификации основных видов патогенных дрожжеподобных грибов и определения их чувствительности к 7 антимикотикам с интерпретацией результатов по шкале «чувствительный» (S), «умеренно устойчивый» (I), «устойчивый» (R).

Состав набора:

комплект 1:

- планшет со съёмными стрипами по 8 лунок в каждом стрипе для видовой идентификации дрожжеподобных грибов (на 12 образцов, включая контроли) – 1 шт.;
- планшет со съёмными стрипами по 8 лунок в каждом стрипе для определения чувствительности дрожжеподобных грибов к антимикотикам (на 6 образцов, включая контроли) – 2 шт.;
- инструкция по применению набора реагентов – 1 шт.;
- таблица интерпретации результатов – 1 шт.

комплект 2:

- планшет со съёмными стрипами по 8 лунок в каждом стрипе для видовой идентификации дрожжеподобных грибов (на 12 образцов, включая контроли) – 3 шт.;
- инструкция по применению набора реагентов – 1 шт. ;
- таблица интерпретации результатов – 1 шт.

комплект 3:

- планшет со съёмными стрипами по 8 лунок в каждом стрипе для определения чувствительности дрожжеподобных грибов к антимикотикам (на 6 образцов, включая контроли) – 6 шт.;
- инструкция по применению набора реагентов – 1 шт. ;
- таблица интерпретации результатов – 1 шт.

Условия хранения, сроки годности:

Набор должен храниться при температуре от +2 до +8°C. Срок годности указан на каждой упаковке.

Меры предосторожности:

Набор предназначен для профессионального использования. Следует соблюдать правила безопасности при работе с инфекционным материалом.

Необходимое оборудование, материалы (не включены в набор):

- термостат, поддерживающий температуру $30 \pm 2^\circ\text{C}$;
- автоматический дозатор с переменным объёмом 20-200 мкл;
- стерильные наконечники для автоматического дозатора с переменным объёмом на 20-200 мкл;
- денситометр (шкала измерения в единицах МакФарланда (McF));
- спиртовка;

- стерильный 0,9%-ный раствор хлорида натрия (физиологический раствор);
- минеральное масло;
- агар Сабуро.

Проведение исследования: исследования при помощи данного набора проводятся только с чистыми культурами дрожжеподобных грибов.

1. видовая идентификация:

- из чистой 24-48-часовой культуры исследуемых дрожжеподобных грибов приготовьте суспензию в стерильном физиологическом растворе, соответствующую по мутности 3 McF;
- вскройте упаковку и извлеките из неё планшет;
- возьмите необходимое количество стрипов в соответствии с количеством исследуемых культур (1 стрип (8 биохимических тестов) на 1 культуру);
- неиспользованные стрипы положите в полиэтиленовый пакет, плотно закройте и храните при температуре от +2 до +8°C до следующего использования (использовать в течение 4 недель после вскрытия);
- инокулируйте лунки стрипов приготовленной суспензией в количестве 100 мкл/лунку;
- добавьте 50 мкл минерального масла в каждую лунку на поверхность суспензии;
- накройте планшет крышкой и поместите в термостат для инкубации;
- инкубируйте планшет на протяжении 24-48 часов при температуре 30±2°C;
- по истечении времени инкубации осуществите учёт и интерпретацию результатов исследования в соответствии с таблицей интерпретации результатов исследования.

При идентификации патогенных дрожжеподобных грибов при помощи данного набора необходимо учитывать результаты дополнительных тестов.

2. определение чувствительности дрожжеподобных грибов к антимикотикам:

- из чистой 24-48-часовой культуры исследуемых дрожжеподобных грибов приготовьте суспензию в стерильном физиологическом растворе, соответствующую по мутности 0,5 McF;
- вскройте упаковку и извлеките из неё планшет;
- возьмите необходимое количество стрипов в соответствии со схемой расположения антимикотиков и контролей в лунках стрипов (1 стрип с минимальной концентрацией антимикотика и 1 стрип с максимальной концентрацией антимикотика на 1 культуру);
- неиспользованные стрипы положите в полиэтиленовый пакет, плотно закройте и храните при температуре от +2°C до +8°C до следующего использования (использовать в течение 4 недель после вскрытия);

- инокулируйте лунки стрипов, а также лунку положительного контроля приготовленной суспензией в количестве 100 мкл/лунку;
- в лунку отрицательного контроля добавьте 100 мкл стерильного физиологического раствора;
- добавьте 50 мкл минерального масла в каждую лунку на поверхность суспензии;
- накройте планшет крышкой и поместите в термостат для инкубации;
- инкубируйте планшет на протяжении 24-48 часов при температуре $30 \pm 2^\circ\text{C}$;
- по истечении времени инкубации осуществите учёт и интерпретацию результатов исследования в соответствии с таблицей интерпретации результатов исследования.

Учёт и интерпретация результатов:

Учёт и интерпретация результатов проводятся по истечении 24-48 часов с момента начала инкубации.

1. Видовая идентификация:

- отрицательным результат теста считается при отсутствии изменения окраски содержимого лунки.
- положительным результат теста считается при наличии изменения окраски содержимого лунки;
- интерпретация результатов исследования осуществляется в соответствии с таблицей интерпретации результатов исследования.

2. Определение чувствительности к антимикотикам:

- отрицательным результат теста считается при отсутствии изменения окраски содержимого лунки.
- положительным результат теста считается при наличии изменения окраски содержимого лунки;
- интерпретация результатов исследования осуществляется в соответствии с таблицей интерпретации результатов исследования.

NB! Достоверными результаты исследования признаются **только** в случае отсутствия изменения окраски содержимого лунки с отрицательным контролем и наличия изменения окраски содержимого лунки с положительным контролем.

Контроль качества набора:

Для проведения внутреннего контроля набора рекомендуется использовать следующие штаммы:

- *Candida albicans* ATCC 90028;
- *Cryptococcus neoformans* ATCC 90112;
- *Klebsiella pneumoniae* ATCC 13882.

Утилизация:

Весь отработанный материал подлежит утилизации в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и

патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, хранения, передачи и транспортировки», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.02.2017 г. №2.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Вид микроорганизма	Мочевина (URE)	Сахароза (SUC)	Мальтоза (MLT)	Лактоза (LAC)	Галактоза (GAL)	Трегалоза (TRE)	Целлобиоза (CEL)	Пролин (PRO)
<i>Candida albicans</i>	-	(+)	+	-	+	v	-	+
<i>C. glabrata</i>	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>C. guilliermondii</i>	-	+	-	-	+	v	(-)	+
<i>C. kefyr</i>	-	+	-	(+)	+	-	v	-
<i>C. krusei</i>	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
<i>C. lipolytica</i>	(+)	-	-	-	(-)	-	-	+
<i>C. lusitaniae</i>	-	+	(+)	-	v	v	+	+
<i>C. parapsilosis</i>	-	+	v	-	+	v	-	+
<i>C. tropicalis</i>	-	+	+	-	+	+	-	-
<i>C. neoformans</i>	+	v	(-)	-	v	(-)	(-)	-
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	-	+	(+)	-	v	v	-	-
<i>Trichosporon spp.</i>	(+)	-	-	-	-	-	-	(-)

Примечание: + – положительная реакция; - – отрицательная реакция; v – вариабельная реакция; (+) – положительная реакция в большинстве случаев; (-) – отрицательная реакция в большинстве случаев.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ЛУНКАХ СТРИПОВ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URE	URE	URE	URE	URE	URE	URE	URE	URE	URE	URE	URE
B	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC	SUC
C	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT	MLT
D	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC
E	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL	GAL
F	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE
G	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL	CEL
H	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АНТИМИКОТИКОВ И КОНТРОЛЕЙ В ЛУНКАХ СТРИПОВ

	Минимальная концентрация антимикотика ($C_{\min}$) – <u>стрип</u> <u>1,3,5,7,9,11</u>	Максимальная концентрация антимикотика ($C_{\max}$) – <u>стрип</u> <u>2,4,6,8,10,12</u>
A	Амфотерицин В (АМФ)	Амфотерицин В (АМФ)
B	Флуконазол (ФКН)	Флуконазол (ФКН)
C	Вориконазол (ВКН)	Вориконазол (ВКН)
D	Каспофунгин(КАС)	Каспофунгин (КАС)
E	Флуцитозин(ФЦТ)	Флуцитозин(ФЦТ)
F	Итраконазол(ИТН)	Итраконазол(ИТН)
G	Нистатин(НИС)	Нистатин(НИС)
H	Положительный контроль (К+) – питательная среда с инокулятом исследуемой культуры	Отрицательный контроль (К-) – питательная среда с физиологическим раствором

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Антимикотик	Минимальная концентрация антимикотика ($C_{\min}$) – <u>стрип 1,3,5,7,9,11</u>	Максимальная концентрация антимикотика ($C_{\max}$) – <u>стрип 2,4,6,8,10,12</u>	Интерпретация
Антимикотик	-	-	Чувствительный (S)
Антимикотик	+	-	Умеренно устойчивый (I)
Антимикотик	+	+	Устойчивый (R)
Антимикотик	-	+	Ошибка теста – провести повторное исследование

При изменении цвета среды (+) в лунках с наибольшей и наименьшей концентрациями антимикотиков культура расценивается как устойчивая (R).

При изменении цвета среды (+) только в лунке с наименьшей концентрацией антимикотика культура расценивается как умеренно устойчивая (I).

При отсутствии изменения цвета среды (-) в лунках с наибольшей и наименьшей концентрациями антимикотиков культура расценивается как чувствительная (S).

В случае изменения цвета среды (+) в лунке с максимальной концентрацией антимикотика и отсутствия изменения цвета среды (-) в лунке с минимальной концентрацией антимикотика результат признаётся **недостоверным. Требуется проведение повторного исследования.**