

Инструкция по применению

Гели для функциональной диагностики и терапии ТУ У 32.5-33574560-003:2014

Гель для ультразвуковых исследований ЕКО GEL

Поскольку провести ультразвук в тело человека через воздух практически не возможно, для создания хорошего контакта между ультразвуковым датчиком-излучателем и кожей пациента используется УЗД гель. УЗД гели есть драглеподобными препаратами разного цвета и запаха, которые полностью безопасны, не вызывают аллергических реакций, легко смываются и не оставляют пятен на одежде.

Используется:

как контактные вещества в ультразвуковой диагностике.

Способ применения: Очистить и обезжирить кожу пациента. Нанести необходимое количество геля тонким шаром непосредственно на кожу пациента. После окончания ультразвуковых исследований остатки геля стереть с кожи пациента или с датчика бумажной или хлопковой салфеткой, смоченной водой. При появлении признаков раздражений на чувствительной коже пациента, остановить использование геля.

Предупреждение: Гель только для внешнего использования, не стерильный. Не использовать на коже, которая повреждена царапинами, еритемою или ранами. Закрывать бутылку, пакет после каждого использования. При попадании в глаза может вызывать раздражение, поэтому необходимо быстро вымыть глаза водой. Врачам с чувствительной кожей рекомендуется одевать перчатки вовремя использования.

Упаковка: в полиэтиленовые пакеты 20, 40 гр., бутылки 250, 500, 1000 гр., канистры 5000гр., контейнеры 5000 гр., пакеты 5000гр.

Срок хранения: 3 года.

Для внешнего использования.

Гель для лазерных и IPL процедур ЕКО LASER:

Гель высокой вязкости разработанный специально для процедур по применению лазера.

Используется:

в качестве контактного вещества.

Способ применения: Очистить и обезжирить кожу пациента. Нанести необходимое количество геля тонким слоем непосредственно на кожу пациента. Подсоединить и использовать аппарат по назначению. После окончания процедур остатки геля стереть с кожи пациента или с датчика бумажной или хлопковой салфеткой, смоченной водой. При появлении признаков раздражений на чувствительной коже пациента, остановить использование геля.

Предупреждение: Гель только для внешнего использования, не стерильный. Не использовать на коже которая повреждена царапинами, еритемою или ранами. При попадании в глаза может вызывать раздражение, поэтому необходимо быстро вымыть глаза водой. Врачам с чувствительной кожей рекомендуется одевать перчатки вовремя использования.

Упаковка: в полиэтиленовые пакеты 20, 40 гр., бутылки 250, 500, 1000 гр., канистры 5000гр., контейнеры 5000 гр., пакеты 5000гр.

Срок хранения: 3 года.

Для внешнего использования.



Гель для ЕКГ/ЕЕГ/ЕМГ ZERO GEL:

Для получения высококачественных записей ЕКГ на протяжении долгого времени необходимо использовать специальный электропроводящий гель. Состав, разработанный для геля, фактически учитывает усовершенствование сигнала, предотвращая какие либо виды аномалии и обеспечивает пользователей постоянным контролем как при продолжительных так и сложных тестированиях.

Используется:

в качестве электропроводящей среды для кардиоэлектродов.

Способ применения: Очистить и обезжирить кожу пациента. Нанести необходимое количество геля тонким слоем непосредственно на кожу пациента. Подсоединить и использовать аппарат по назначению. После окончания процедур остатки геля стереть с кожи пациента или с датчика бумажной или хлопковой салфеткой, смоченной водой. При появлении признаков раздражений на чувствительной коже пациента, остановить использование геля.

Срок хранения: 2 года. Для внешнего использования.

Предупреждение: Гель только для внешнего использования, не стерильный. Не использовать на коже которая повреждена царапинами, еритемой или ранами. При попадании в глаза может вызывать раздражение, поэтому необходимо быстро вымыть глаза водой. Врачам с чувствительной кожей рекомендуется одевать перчатки вовремя использования.

Упаковка: в полиэтиленовые пакеты 20, 40 гр., бутылки 250, 500, 1000 гр., канистры 5000гр., контейнеры 5000 гр., пакеты 5000гр.

Срок хранения: 3 года.

Для внешнего использования.

