

1 НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1 **Тампоны носовые** предназначен для использования в оториноларингологии для тампонирования носовой полости.

При контакте с кровью тампоны носовые расширяются, заполняя носовую полость, не прилипают к слизистой оболочке носа. Для извлечения тампоны носовые имеют специальную нить.

В зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях тампоны носовые относятся к классу 2а в соответствии с ГОСТ 31508-2012.

Тампоны носовые является стерильным медицинским изделием индивидуального назначения и однократного применения.

Описание: Тампоны носовые относятся к средствам перевязочным безворсовым сорбционным. Тампоны носовые изготавливается из двух одинаковых прямоугольников, вырезанных из полотна целлюлозы толщиной 1мм каждый и сшитых по центру тампона одним двойным швом нитью из шёлка, вискозы, хлопка, полиэфира, полиэстера, полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полиамида, политетрафторэтилена и других материалов. С одной стороны каждого прямоугольника углы обрезаны. После прошивки носового тампона остается выпуск нити длиной не менее 200 мм для облегчения извлечения его из полости носа. Выпуск нити остается только с одной стороны носового тампона, где углы не обрезаны.

Тампоны носовые изготавливается трёх типоразмеров:

- тип 1: ширина 8 мм, высота тампона 40 мм, толщина 2 мм;
- тип 2: ширина 12 мм, высота тампона 40 мм, толщина 2 мм;
- тип 3: ширина 12 мм, высота тампона 80 мм, толщина 2 мм.

1.2 **Область применения:** специализированные медицинские учреждения, занимающиеся хирургическим лечением заболеваний носа и околоносовых пазух.

1.3 **Состав материала:** абсорбирующий материал 100% целлюлоза (целлюлоза приблизительно 35%, регенерированная целлюлоза приблизительно 65%), нить из шелка, вискозы, хлопка, полиэфира, полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полиамида, политетрафторэтилена и других материалов.

1.4 **Комплект поставки:**

- Тампоны носовые – 1 потребительская упаковка;
- Инструкция по применению – 1 шт.

2 СРОК ГОДНОСТИ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: указаны на упаковке.

2.1 Срок годности тампонов носовых – 5 лет с даты изготовления.

3 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ/ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Тампоны носовые должны использоваться только медицинскими работниками.
2. Тампоны носовые являются стерильным медицинским изделием и предназначены только для одноразового использования.
3. Тампоны носовые является медицинским изделием индивидуального назначения.
4. Не использовать, если внутренняя упаковка открыта или повреждена. Открытые неиспользованные тампоны носовые утилизировать.
5. Не используйте тампоны носовые после истечения срока годности.

4 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.

Извлечь тампон носовой из стерильной упаковки. Вставить тампон носовой в полость носа так, чтобы нить для извлечения выступала наружу. Длительность тампонирования определяется

лечащим хирургом с учетом особенностей течения послеоперационного периода или болезни. Аккуратно извлечь тампон носовой из полости носа за нить.

5 ТАМПОНЫ НОСОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫ.

Тампоны носовые являются стерильным медицинским изделием однократного применения. Способ стерилизации: радиационным методом или газовым (этилен оксид) методом. Отметка о способе стерилизации указана на первичной упаковке и на коробке (потребительской упаковке).

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТАМПОНОВ НОСОВЫХ.

- Транспортирование тампонов носовых допускается всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

- Избегайте воздействия прямого солнечного света, вдали от обогревателей;
- Храните тампоны носовые при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- Хранение должно осуществляться в крытых сухих складских помещениях.

7 СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Обеззараживание и утилизация тампонов носовых должны проводиться физическими и химическими методами, разрешенными к применению в Республике Беларусь, в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14 от 07.02.2018 г.

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ.

Общество с ограниченной ответственностью «Адвантмед» (ООО «Адвантмед»), Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса 187, БПЦ, пом. 33.

9 РЕКЛАМАЦИИ И ВОПРОСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

ООО «Адвантмед», Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса 187, БПЦ, пом. 33.