

Инструкция

по применению пластырей-повязок медицинских и наборов из них

1. Соответствие

Пластыри-повязки медицинские и наборы из них изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ ВУ 390287860.005-2014.

2. Назначение

Пластыри-повязки медицинские и наборы из них предназначены для сплошной фиксации всех видов повязок на послеоперационных и раневых поверхностях (в том числе на больших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела; для защиты шва от инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей; для закрепления катетеров, канюль, трубок и других медицинских устройств.

3. Описание, размеры, назначение и способ применения пластырей-повязок и наборов из них

1. *Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт)*

Описание

Изготавливается в форме самоприлипающей полосы на нетканой или пленочной основе, которая наматывается на втулку или в виде рулонов с защитной пленкой и/или бумагой.

В качестве пластырной массы используется клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Пластырь-повязка защищен от внешней среды парафинированной либо силиконизированной бумагой, полиэтилентерефталатной пленкой или антиадгезионным материалом.

Изготавливается нестерильным.

Размеры

- ширина 5,0 см, длина 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0; 50,0 м (100; 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000 см);

- ширина 10,0 см, длина 1,0; 2,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0; 50,0 м (100; 200; 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000 см);

- ширина 15,0 см, длина 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0; 50,0 м (100; 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000 см);

- ширина 20,0 см, длина 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 м (250; 500; 750; 1000 см);

- ширина 25,0 см, длина 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 м (250; 500; 750; 1000 см);

- ширина 30,0 см, длина 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 м (250; 500; 750; 1000 см).

Назначение

Предназначен для сплошной фиксации всех видов повязок на послеоперационных и раневых поверхностях (в том числе на больших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела; для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств.

Пластырь-повязка на ультратонкой пленочной основе применяется также для профилактики пролежней и для водоотталкивающих вторичных повязок поверх марли, альгината и т.п.

Способ применения

Наружно. Открыть упаковку, извлечь пластырь-повязку, отрезать полосу необходимого размера, снять защитное покрытие (при наличии), клейкой стороной наложить на повязку, края прижать к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Дополнение для пластырей-повязок на пленочной ультратонкой основе: удалить защитную пленку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные «волнообразные» края. Может оставаться на коже 5 - 7 дней.

Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

Использовать однократно.

2. Пластырь-повязка послеоперационный с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный (хирургический)

Описание

Изготавливается в форме самоприлипающей пластинки на нетканой или пленочной основе с прямоугольными или закругленными краями с абсорбирующей атравматичной подушечкой из нетканого материала прямоугольной формы.

В качестве пластырной массы используется клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Пластырь-повязка защищен от внешней среды парафинированной либо силиконизированной бумагой, полиэтилентерефталатной пленкой или антиадгезионным материалом.

Изготавливается стерильным. Стерилизация проводится радиационным (газовым) методом.

Размеры

Ширина x длина, см:

5,0x7,5; 5,0x9,0; 6,0x7,0; 6,0x8,0; 6,0x9,0; 7,0x9,0; 7,5x8,0; 8,0x9,0; 9,0x9,0; 9,0x10,0; 9,0x15,0; 9,0x20,0; 9,0x25,0; 9,0x30,0; 10,0x6,0; 10,0x8,0; 10,0x10,0; 10,0x15,0; 10,0x20,0; 10,0x25,0; 10,0x30,0; 10,0x35,0; 15,0x6,0; 15,0x8,0; 15,0x15,0; 15,0x20,0; 20,0x8,0; 20,0x20,0; 20,0x30,0; 25,0x25,0.

Назначение

Предназначен для первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), защиты шва от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов, в том числе для обработки лапароскопических проколов.

Способ применения

Наружно. Перед закреплением пластыря-повязки следует очистить рану и осушить кожу вокруг нее. Открыть упаковку, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка полностью закрывала место обработки раны или шва, слегка прижимая края к коже.

Дополнение для пластырей-повязок на пленочной ультратонкой основе: удалить защитную пленку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные «волнообразные» края. Может оставаться на коже 5 - 7 дней.

Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости.

Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не использовать при повреждении упаковки.

3. *Пластырь-повязка для катетеров с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный*

Описание

Изготавливается в форме самоприлипающей пластинки на нетканой или пленочной основе с прямоугольными или закругленными краями и вырезом для порта катетера, с абсорбирующей атравматичной подушечкой из нетканого материала прямоугольной формы.

В качестве пластырной массы используется клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Пластырь-повязка защищен от внешней среды парафинированной либо силиконизированной бумагой, полиэтилентерефталатной пленкой или антиадгезионным материалом.

Изготавливается стерильным. Стерилизация проводится радиационным (газовым) методом.

Размеры

Ширина x длина, см:

5,0(7,2) x 7,2(5,0); 5,6(8,0) x 8,0(5,6); 6,0(8,0) x 8,0(6,0); 8,0(5,8) x 5,8(8,0); 6,0(7,0) x 7,0(6,0); 8,5(6,0) x 6,0 (8,5).

Назначение

Применяется для фиксации катетеров, канюль и других медицинских устройств.

Способ применения

Наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру.

Дополнение для пластырей-повязок на пленочной ультратонкой основе: удалить защитную пленку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные «волнообразные» края.

Лейкопластырь может находиться на коже до 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости.

Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не использовать при повреждении упаковки.

4. *Пластырь-повязка глазной с абсорбирующей подушечкой стерильный и нестерильный гипоаллергенный*

Описание

Изготавливается в форме самоприлипающей пластинки на нетканой или пленочной основе овальной формы, в центре которой находится абсорбирующая атравматичная подушечка овальной формы из нетканого материала.

В качестве пластырной массы используется клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Пластырь-повязка защищен от внешней среды парафинированной либо силиконизированной бумагой, полиэтилентерефталатной пленкой или антиадгезионным материалом.

Изготавливается как стерильным, так и нестерильным. Стерилизация проводится радиационным (газовым) методом.

Размеры

Ширина x длина, см: 4,6 x 6,2; 5,0 x 6,2; 5,3 x 8,2; 5,7 x 8,2; 6,5 x 9,5; 7,0 x 9,0.

Назначение

Нестерильный пластырь-повязка применяется при косоглазии, амблиопии. Стерильный - для закрытия глаза после хирургического вмешательства.

Способ применения

Наружно. Кожа вокруг глаза должна быть сухая и чистая. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и расположить пластырь узкой стороной к носу так, чтобы подушечка находилась под бровью. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру.

Дополнение для пластырей-повязок на пленочной ультратонкой основе: удалить защитную пленку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные «волнообразные» края.

Снятие повязки:

Аккуратным движением открепить пластырь-повязку у носовой части глаза. Придерживая пальцами кожу, медленным движением удалить повязку в направлении уха так, чтобы обратная сторона была как можно ближе к поверхности кожи. Удаляя глазную повязку таким образом (под углом), снижается риск покраснения и раздражения кожи вокруг глаза.

Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости.

Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

Для стерильных изделий: **Не использовать при повреждении упаковки.**

5. Пластырь-повязка послеоперационный с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный (хирургический) для фиксации дренажей

Описание

Изготавливается в форме самоприлипающей пластинки на нетканой или пленочной основе с прямоугольными или закругленными краями с абсорбирующей атравматичной подушечкой из нетканого материала прямоугольной формы и с 4-мя разрезами, идущими от центра пластыря-повязки.

Разрезы имеют форму креста: 3-и коротких разреза, идущие от центра пластыря-повязки и один длинный разрез от центра пластыря-повязки до края пластыря-повязки вдоль длинной стороны.

В качестве пластырной массы используется клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Пластырь-повязка защищен от внешней среды парафинированной либо силиконизированной бумагой, полиэтилентерефталатной пленкой или антиадгезионным материалом.

Изготавливается стерильным. Стерилизация проводится радиационным (газовым) методом.

Размер

Ширина x длина, см: 9 x 10.

Назначение

Для аппликации вокруг дренажей с целью их фиксации, а также для защиты раневой поверхности от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей.

Способ применения

Наружно. Кожа вокруг дренажа должна быть сухая и чистая. Открыть упаковку, извлечь пластырь-повязку.

Наложение пластыря-повязки рекомендуется производить следующим образом: взять пластырь-повязку пальцами за края, противоположные «ножкам» повязки. Снять с поверхности неразрезанной части пластыря-повязки защитную бумагу и расположить ее вокруг дренажа. Далее, снять по отдельности с поверхности «ножек» пластыря-повязки защитную бумагу и закрепить их. «Ножки» пластыря-повязки можно завести под дренаж. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру.

Дополнение для пластырей-повязок на пленочной ультратонкой основе: удалить защитную пленку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные «волнообразные» края.

Использовать однократно. Заменяется: на нетканой (пленочной) основе - по мере необходимости; на пленочной ультратонкой основе - может оставаться на коже 5 - 7 дней.

Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не использовать при повреждении упаковки.

6. Наборы из пластырей-повязок

Описание

Комплектность стандартных наборов пластырей-повязок должна соответствовать таблице.

Таблица

Наименование изделий	Линейные размеры, см	Количество в наборе, шт.	
		Набор пластырей-повязок послеоперационных с абсорбирующей подушечкой стерильных гипоаллергенных (хирургических) для лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) № 1	Набор пластырей-повязок послеоперационных с абсорбирующей подушечкой стерильных гипоаллергенных (хирургических) для лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) № 2
Пластырь-повязка послеоперационный с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный (хирургический) для фиксации дренажей	9 x 10	1	1
Пластырь-повязка послеоперационный с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный (хирургический)	5 x 9	3	9
Перечень вложений в набор		1	1
Потребительская упаковка		1	1
Примечание - Допускается по заявке потребителей формировать наборы пластырей-повязок в другом составе с указанием наименований, размеров и количества пластырей-повязок в наборе.			

Назначение

Набор пластырей-повязок послеоперационных с абсорбирующей подушечкой стерильных гипоаллергенных (хирургических) для лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) предназначен для первичной, вторичной, послеоперационной обработки лапароскопических проколов, ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), защиты их от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей.

Способ применения

В соответствии с входящими в состав пластырями-повязками.

Не использовать при повреждении первичной упаковки стерильных комплектующих.

4. Упаковка.

Пластыри-повязки рулонные фиксирующие вкладываются в потребительскую и/или в групповую упаковку. Затем упаковываются в транспортную упаковку. Потребительская упаковка: коробки/пачки из картона или другого материала либо пакеты из пленки. Групповая – коробки из картона или пакеты из пленки. В качестве транспортной упаковки используются ящики из гофрированного картона.

Остальные пластыри-повязки упаковываются в потребительскую упаковку (пакеты из бумаги или пленки), далее - в групповую (пакеты из пленки, коробки/пачки из картона) и / или транспортную упаковку (ящики из гофрированного картона).

Наборы формируются из пластырей-повязок, упакованных в первичную потребительскую упаковку в соответствии с видом изделия. Наборы упаковываются в пакеты из пленки или коробки/пачки из картона, или пакеты из бумаги ламинированной полиэтиленом. Далее в транспортную упаковку – ящики из гофрированного картона.

5. Условия хранения

Перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

6. Срок годности

Для стерильных пластырей-повязок и наборов из них

Срок годности – 5 лет с даты стерилизации. ***Не использовать по истечении срока годности.***

Для нестерильных пластырей-повязок и наборов из них

Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

7. Условие отпуска из аптек.

Без рецепта врача.

8. Изготовитель и юридический адрес

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11.