



INSTRUCTION FOR USE

1. Remove the protective cap.
2. Open the capsule housing by rotating the mouthpiece in the direction of the arrow.
3. Remove one capsule from the blister right before using it. Do not store capsules in the device.
4. Insert the capsule into the capsule housing. Do not place a capsule directly into the mouthpiece. Do not swallow the capsule. Do not use the device in combination with capsules that are not explicitly intended to be used in combination with this device.
5. Close the mouthpiece by rotating it in the opposite direction, maintaining the device in upright position (mouthpiece pointing up).
6. Maintaining the device upright, firmly press both the side buttons at the same time for capsule piercing.
7. Release the side buttons before inhalation.
8. Exhale before placing the mouthpiece in your mouth.
9. Hold the device without pressing the push buttons and without obstructing the air intakes. Take the mouthpiece between lips and inhale deeply. The capsule moves from the capsule seat to the whirling chamber and starts to spin around. Depending on the delivered drug you may require one or two inhalations in order to empty the capsule. Do not blow into the mouthpiece.
10. Remove the mouthpiece from the lips and hold breath as long as you comfortably can. Then exhale. Do not blow into the mouthpiece.
11. Rotate the mouthpiece in the direction of the arrow.
12. Remove the capsule and visually check if the capsule is punctured and empty. If the capsule is not punctured and still full, start the procedure again from point 4. If the capsule is punctured but not empty, re-insert the capsule into the chamber and only repeat the inhalation step from point 8. Do not press the push buttons again. If the capsule is punctured and empty, dispose it.
13. Close the mouthpiece and replace the protective cap.

Plastiape S.p.A. con socio unico cap. soc. € 1.000.000 int. vers.
Sede legale e amministrativa: Via I° Maggio, 8 – 23875 Osnago (LC) - Italy
Rea Lecco 124783 Cod.Fisc. 00231050139 Part. IVA 10728530154

Stab.to: Via I° Maggio 8 - 23875 OSNAGO (LC) **Tel:** +39 039 95298.1
Stab.to: Via Rimembranze 32/a-23844 SIRONI (LC) **Tel:** +39 039 95298.1
Fax: +39 039 587805 (OSNAGO) – **Fax:** +39 031 852166 (SIRONI)
Email: info.plastiape@plastiape.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Снимите защитный колпачок.
2. Откройте корпус капсулы, повернув мундштук в направлении стрелки.
3. Извлеките одну капсулу из блистера непосредственно перед ее использованием. Не храните капсулы в устройстве.
4. Вставьте капсулу в корпус для капсулы. Не помещайте капсулу прямо в мундштук. Не глотать капсулу. Не используйте устройство в сочетании с капсулами, которые явно не предназначены для использования в сочетании с этим устройством.
5. Закройте мундштук, повернув его в противоположном направлении, удерживая устройство в вертикальном положении (мундштук направлен вверх).
6. Удерживая устройство в вертикальном положении, одновременно нажмите на обе боковые кнопки для прокалывания капсулы.
7. Отпустите боковые кнопки перед вдохом.
8. Выдохните, прежде чем взять мундштук в рот.
9. Держите устройство, не нажимая кнопки и не закрывая воздухозаборники. Вставьте мундштук между губами и сделайте глубокий вдох. Капсула движется от седла капсулы к вихревой камере и начинает вращаться. В зависимости от доставленного препарата вам может потребоваться один или два ингаляции для опорожнения капсулы. Не дуйте в мундштук.
10. Снимите мундштук с губ и задержите дыхание так долго, как можете. Затем выдохните. Не дуйте в мундштук.
11. Поверните мундштук в направлении стрелки.
12. Достаньте капсулу и визуально проверьте, проколота и пустая ли она. Если капсула не проколота и все еще заполнена, начните процедуру снова с пункта 4. Если капсула пробита, но не пуста, повторно вставьте капсулу в камеру и повторите шаг ингаляции только с пункта 8. Не нажимайте на кнопки снова. Если капсула проколота и пуста, утилизируйте ее.
13. Закройте мундштук и установите защитный колпачок.

