

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»

220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2

р/с BY27AKBB30126322500015400000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКBBBY2X УНН 101419457 ОКПО 37493517

Инструкция по применению

«Тест-полоска для экспресс-диагностики беременности»

по ТУ BY 101419457.011-2020

Тест-полоска для экспресс-диагностики беременности (далее – тест) может быть применена для определения беременности в организациях здравоохранения (поликлиниках, лечебных центрах, больницах, профилакториях и т.д.) и в домашних условиях.

Указания к применению:

Аккуратно вскрыть упаковку и достать из него тест-полоску. Собрать в чистую емкость мочу (желательно первую утреннюю), держа полоску за один край вертикально опустить ее в емкость со свежесобранной мочой индикатором вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд. Не погружать тест-полоску глубже ограничительной линии.

По истечении этого времени достать тест из жидкости и положить на сухую горизонтальную поверхность. Через 3-5 минут (не позднее 10 минут) оценить результат реакции визуально. В течении этого времени должна появиться контрольная полоска, а при наличии беременности и вторая тестовая полоска. Появление даже слабой второй полоски в течении 3-5 минут считается признаком раннего срока беременности.

Изменения результата по истечении 10 минут не принимать во внимание, даже если вторая полоска появится или исчезнет.

Условия отпуска из аптек:

Для приобретения в аптеке предъявлять рецепт не надо, однако, перед началом применения прочитать инструкцию.

Условия хранения:

Тесты хранят при температуре от плюс 4 °С до плюс 30 °С в крытых сухих помещениях в упаковке изготовителя. В недоступных для детей местах.

Не допускается хранить тесты под непосредственным воздействием солнечного света, вблизи отопительных приборов, беречь от влаги.

Срок годности:

Срок годности тестов – 5 лет с даты изготовления.

Управляющий

ООО «Медикалфорт»



С.П. Богодаж

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»

220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2

р/с BY27AKBB30126322500015400000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВY2X УНН 101419457 ОКПО 37493517

Инструкция по применению

«Тест-полоска с емкостью для сбора мочи для экспресс-диагностики беременности»

по ТУ BY 101419457.011-2020

Тест-полоска для экспресс-диагностики беременности (далее – тест) может быть применена для определения беременности в организациях здравоохранения (поликлиниках, лечебных центрах, больницах, профилакториях и т.д.) и в домашних условиях.

Указания к применению:

Аккуратно вскрыть упаковку и достать из него тест-полоску. Собрать мочу в емкость для сбора мочи (желательно первую утреннюю), держа полоску за один край вертикально опустить ее в емкость со свежесобранной мочой индикатором вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд. Положите тест-полоску на горизонтальную сухую поверхность. Через 3-5 минут (не позднее 10 минут) оценить результат реакции визуально. В течении этого времени должна появиться контрольная полоска, а при наличии беременности и вторая тестовая полоска. Появление даже слабой второй полоски в течении 3-5 минут считается признаком раннего срока беременности.

Изменения результата по истечении 10 минут не принимать во внимание, даже если вторая полоска появится или исчезнет.

Условия отпуска из аптек:

Для приобретения в аптеке предъявлять рецепт не надо, однако, перед началом применения прочитать инструкцию.

Условия хранения:

Тесты хранят при температуре от плюс 4 °С до плюс 30 °С в крытых сухих помещениях в упаковке изготовителя. В недоступных для детей местах.

Не допускается хранить тесты под непосредственным воздействием солнечного света, вблизи отопительных приборов, беречь от влаги.

Срок годности:

Срок годности тестов – 5 лет с даты изготовления.

Управляющий
ООО «Медикалфорт»

С.П. Богодяж

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»

220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2

р/с BY27AKBB30126322500015400000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКBBBY2X УНН 101419457 ОКПО 37493517

Инструкция по применению

«Тест-полоска в футляре с пипеткой для экспресс-диагностики беременности»

по ТУ ВУ 101419457.011-2020

Тест-полоска для экспресс-диагностики беременности (далее – тест) может быть применена для определения беременности в организациях здравоохранения (поликлиниках, лечебных центрах, больницах, профилакториях и т.д.) и в домашних условиях.

Указания к применению:

Аккуратно вскрыть упаковку и достать из него тест-полоску и пипетку. Собрать в чистую емкость мочу (желательно первую утреннюю), пипеткой набрать мочу и закапать 3-4 капли мочи в специальное отверстие на футляре. Положите тест-полоску на горизонтальную сухую поверхность. Через 3-5 минут (не позднее 10 минут) оценить результат реакции визуально. В течении этого времени должна появиться контрольная полоска, а при наличии беременности и вторая тестовая полоска. Появление даже слабой второй полоски в течении 3-5 минут считается признаком раннего срока беременности.

Изменения результата по истечении 10 минут не принимать во внимание, даже если вторая полоска появится или исчезнет.

Условия отпуска из аптек:

Для приобретения в аптеке предъявлять рецепт не надо, однако, перед началом применения прочитать инструкцию.

Условия хранения:

Тесты хранят при температуре от плюс 4 °С до плюс 30 °С в крытых сухих помещениях в упаковке изготовителя. В недоступных для детей местах.

Не допускается хранить тесты под непосредственным воздействием солнечного света, вблизи отопительных приборов, беречь от влаги.

Срок годности:

Срок годности тестов – 5 лет с даты изготовления.

Управляющий
ООО «Медикалфорт»



С.П. Богодяж

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»

220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2

р/с BY27AKBB30126322500015400000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКBBBY2X УНН 101419457 ОКПО 37493517

Инструкция по применению

«Тест-полоска в футляре с пипеткой и емкостью для сбора мочи для экспресс-диагностики беременности»

по ТУ BY 101419457.011-2020

Тест-полоска для экспресс-диагностики беременности (далее – тест) может быть применена для определения беременности в организациях здравоохранения (поликлиниках, лечебных центрах, больницах, профилакториях и т.д.) и в домашних условиях.

Указания к применению:

Аккуратно вскрыть упаковку и достать из него тест-полоску, пипетку и емкость для сбора мочи. Собрать мочу в емкость для сбора (желательно первую утреннюю), пипеткой набрать мочу и закапать 3-4 капли мочи в специальное отверстие на футляре. Положите тест-полоску на горизонтальную сухую поверхность. Через 3-5 минут (не позднее 10 минут) оценить результат реакции визуально. В течении этого времени должна появиться контрольная полоска, а при наличии беременности и вторая тестовая полоска. Появление даже слабой второй полоски в течении 3-5 минут считается признаком раннего срока беременности.

Изменения результата по истечении 10 минут не принимать во внимание, даже если вторая полоска появится или исчезнет.

Условия отпуска из аптек:

Для приобретения в аптеке предъявлять рецепт не надо, однако, перед началом применения прочитать инструкцию.

Условия хранения:

Тесты хранят при температуре от плюс 4 °С до плюс 30 °С в крытых сухих помещениях в упаковке изготовителя. В недоступных для детей местах.

Не допускается хранить тесты под непосредственным воздействием солнечного света, вблизи отопительных приборов, беречь от влаги.

Срок годности:

Срок годности тестов – 5 лет с даты изготовления.

Управляющий
ООО «Медикалфорт»



С.П. Богодяж