

Катетер Cook® для внутриматочной инсеминации



T - J - C I C - R E V O

КАТЕТЕР СООК® ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНСЕМИНАЦИИ

Используется для введения промытых сперматозоидов в полость матки. Катетер Cook® для внутриматочной инсеминации предназначен для соединения со стандартным шприцом Люэра. Некоторые катетеры являются гибкими и могут быть предварительно сформированы в виде желаемой формы. Предназначен для однократного применения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стерильное, если упаковка не вскрыта или не повреждена. Не используйте изделие, если повреждена упаковка.

ВНИМАНИЕ! Федеральный закон (США) ограничивает продажу данного изделия врачами или по назначению врача. Это изделие должно применяться только опытным врачом, имеющим опыт в выполнении данных процедур.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данное изделие не следует применять у пациентов с активной вагинальной или внутриутробной инфекцией, венерическими заболеваниями, недавней перфорацией матки, недавним кесаревым сечением, беременных, если пациентка в настоящее время имеет или подозревает, что может иметь внутриматочную спираль.

ВНИМАНИЕ: Эту процедуру должны выполнять только врачи, обученные методам внутриматочной инсеминации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАТЕТЕРА СООК® ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНСЕМИНАЦИИ

1. Придайте катетеру желаемую форму, если применимо.
2. Прикрепите расширяющийся конец или створку Люэра катетера к шприцу и поместите в катетер промытый раствор спермы.
3. Разместите пациентку в гинекологическое кресло.
4. Вставьте влагалищное зеркало, чтобы раскрыть шейку матки.
5. Введите катетер через шейку матки в полость матки.
6. Затем введите содержимое в матку.
7. Снимите и выбросьте шприц/катетер в сборке.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

COOK INCORPORATED
750 Daniels Way
Bloomington, IN 47404, США



Представительство в ЕС

COOK IRELAND LTD.
O'Halloran Road
National Technology Park
Limerick, Ирландия

www.cookmedical.com
© COOK 2012

Январь 2012