

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проволока ортодонтическая и изделия из нее, **ТУ ВУ 291235525.021-2021**

**Изготовитель: ЗАО «Завод Белмединструменты»,
Республика Беларусь.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

- Проволока ортодонтическая
- Кламмеры круглые

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Проволока предназначена для изготовления ортодонтических конструкций (кламмеров, пружин, дополнительных элементов и др.).

Для изготовления кламмеров отрезать проволоку нужной длины и изготовить необходимый элемент.

Кламмеры круглые предназначены для фиксации зубных протезов.

Для изгибания кламмеров используют круглозубцы, а также фасонные и крапильные щипцы. Изгибание кламмеров проводят, ориентируясь на зуб гипсовой модели.

3. ОПИСАНИЕ

Проволока ортодонтическая и кламмеры круглые изготавливаются из нержавеющей стали.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Проволока ортодонтическая поставляется: диаметром: 0,5 - 1,2 мм; длиной: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 м.

4.2 Кламмеры круглые поставляется: диаметром: 0,8 - 1,2 мм; длиной: 25, 32 мм; количеством в упаковке: 50, 100, 150, 200, 250, 300 шт.

5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

5.1 Извлеките изделия из индивидуальной упаковки. Очистите вручную с помощью щетки под проточной водой и последующим споласкиванием для удаления следов загрязнения.

5.2 Изделия проходят дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию (**исключительно паровой метод**) последовательно согласно Инструкции «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (приложение №3), утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002г.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1 Изделия транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 100 % при температуре +25 °С.

6.2 Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий, предусмотренным в ТУ ВУ 291235525.021-2021, при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня получения потребителем (даты продажи).

8. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

ЗАО «Завод Белмединструменты»

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31в

ЗАО «Завод Белмединструменты»