

Инструкция по применению для корневого граненая
для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров)

ИГЛЫ КОРНЕВЫЕ ГРАНЕНЫЕ

для медикаментозной обработки
каналов зубов (моляров и премоляров)
по Л.Г. Денисову

COTTON BROACHES manual

НАЗНАЧЕНИЕ:	PURPOSE:
--------------------	-----------------

Медикаментозная обработка каналов зубов
(моляров и премоляров)
Treatment of the root canals of tooth pulp

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:	STERILIZATION:
----------------------	-----------------------

Метод дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации - по (МУ 287-113)

Режим/Regime	Стерилизация/ Sterilization
Среда/Environment	Сухой горячий воздух/ Hot dry air
Температура/ Temperature	180⁺²₋₁₀ °C
Время/ Time	60⁺⁵ минут min.
АССОРТИМЕНТ:	CHOICE:

Иглы корневые изготавливаются шести номеров.
COTTON BROACHES are produced of six numbers.

№/Обозначение номинального размера					
№1	№2	№3	№4	№5	№6
012	015	017		025	

Материал игл корневых - углеродистая сталь Steel

РЕСУРС:	RESOURCE:
----------------	------------------

Не менее 10 обработок корневых каналов зуба.
Not less than 10 procedures of treatment of root canals.

ХРАНЕНИЕ:	STORAGE:
В упаковке	In package
Температура 5...40°C	Temperature 5...40°C
Влажность 0...80%	Humidity 0...80%

ТУ 9432-105-05519988-2002



С.Ф. Григорьев С.Ф.
Нач. МХ. Сер. 40 Сер. Григорьев С.Ф.

Печатаются на выдруженной стороне
матрицы с обратной (второй) стороны