

Инструкция по применению

Воск защитный стоматологический Апарег

1. Предполагаемое использование

Защитный стоматологический воск используется при изготовлении стоматологических протезов и при оказании стоматологической помощи.

2. Как использовать

- 1) После вскрытия упаковки, используя нож или другой инструмент, отделите необходимое количества продукта
- 2) Нанесите продукт на брекет
- 3) Мягко нажимая пальцами на продукт, покройте им всю поверхность брекета

3. Меры предосторожности

Не применяются

4. Условия хранения

Хранить продукт в заводской упаковке или в герметичной коробке при комнатной температуре. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла

5. Срок годности

Не применяется

6. Упаковка содержание

1шт/уп или 100шт/уп

В.Савкин
(Савкин В.В.)