

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный  
предприниматель

«          »            20            
А.Л. Гончаревич

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению салфеток медицинского назначения одноразовых

### Назначение

Салфетки медицинского назначения одноразовые ТУ РБ 190527889.001-2004 – далее салфетки применяются в качестве материала для исключения контакта кожных покровов пациента с медицинским оборудованием при проведении медицинских манипуляций, а также для защиты одежды пациента в стоматологической, офтальмологической и т.п. практике.

Одноразовое применение салфеток способствует профилактике внутрибольничных инфекций. После приема салфетки утилизируются в обычном порядке.

### Свойства

Салфетки изготавливаются путем покрытия полиэтиленовым полотном бумаги санитарно-гигиенического назначения. Бумажное покрытие обеспечивает впитывание, а полиэтиленовое покрытие обеспечивает защиту проникновению различных веществ.

### Способ применения:

1) извлечь салфетку из упаковки и постелить на рабочую поверхность медицинского оборудования: кушетку, кресла и т.д. в местах предполагаемого контакта с кожным покровом пациента;

2) для защиты одежды пациента прикрепить салфетку к одежде пациента специальными держателями.

### Форма выпуска

Салфетки упаковывают картонную коробку, полиэтиленовый пакет или пленку – запаивают или оклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем.

### Условия и сроки хранения

Салфетки должны храниться в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и температуре от нуля до плюс 25 °С и влажности не более 65%, не менее одного метра от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения не более трех лет. При истечении сроков годности салфетки могут быть проверены на соответствие требованиям ТУ РБ 190527889.001-2004. В случае соответствия салфетки допускается использовать по назначению.