



Medtronic

ATTAIN SELECT™ II 6248DEL

Delivery catheter system
Système de cathéter de mise en place
Kathetereinfuhrsystem
Sistema de catéter introductor
Plaatsingskathetersysteem
Sistema di catetere di rilascio
Införingskatersystem
Införingskatersystem
Σύστημα καθετήρα τοποθέτησης
Införingskatersystem
Sistema de cateter introdutor
Vezetőkatéter-rendszer
System wprowadzania cewnika
Zaváděcí katérový systém
Катетерная система доставки
Apikačný katérový systém
Taşima kateteri sistemi


Technical manual • Manuel technique
• Gebrauchsanweisung • Manual técnico
• Technische handleiding • Manuale tecnico
• Teknisk håndbok • Teknisk manual • Τεχνικό εγχειρίδιο • Teknisk håndbog • Manual técnico • Műszaki leírás • Instrucția tehnicăna • Technická příručka
• Техническое руководство • Technická příručka • Teknik el kitabı

USA
Caution: Federal Law
(USA) restricts this device
to sale by or on the order
of a physician.

CE
0050
2010

The following are trademarks of Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Les marques suivantes sont des marques
commerciales de Medtronic :
Attain, Attain Select, Medtronic
Bei den folgenden Bezeichnungen handelt es sich
um Marken von Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Las siguientes son marcas comerciales de
Medtronic: Attain, Attain Select, Medtronic
Onderstaande termen zijn handelsmerken van
Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
I seguenti sono marchi di fabbrica di Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Følgende er varemærker for Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Føljande varumärken ägs av Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Ta akólouða élvai eutropiká orijara tñs Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
As seguintes são marcas comerciais da Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Az alábbiak a Medtronic védjegyei:
Attain, Attain Select, Medtronic
Do znakov towarowych firmy Medtronic należą:
Attain, Attain Select, Medtronic
Následující názvy jsou ochrannými známkami
společnosti Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Перечисленные ниже названия являются
товарными знаками корпорации Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Nasledovné názvy sú ochrannými známkami
spoločnosti Medtronic:
Attain, Attain Select, Medtronic
Asgüdäklir Medtronic'ın ticarî markalandır:
Attain, Attain Select, Medtronic

Figures / Figures / Abbildungen / Figuras / Afbeeldingen /
Figure / Figure / Eikones / Figure / Figure / Abrazk /
Rysunki / Obrázky / Рисунки / Obrázky / Sekiller



a. Delivery catheter without the inner catheter.

Catheter de mise en place sans le cathéter interne.

Abgabekatheter ohne Innenkatheter.

Cathéter introductor sin el cathéter interno.

Plaatsingskatheter zonder de binnenkatheter.

Catetere di rilascio senza catetere interno.

Införlingskatheter utan inre kateter.

Καθετήρας τοποθέτησης χωρίς τον εσωτερικό καθετήρα.

Införlingskatheter uden det inre kateter.

Catheter introductor sem o catheter interno.

Vezédkathéter a belső katéter nélkül.

Семік доргомадзячы без севміка вевмітэзнего.

Zavedací katér bez vnřitního katétru.

Доставочный катетер без внутреннего катетера.

Applikatör katéter bez vnitřního katétra.

İç kateter olmadan taşıma kateteri.

b. Inner catheter advanced to straighten the delivery catheter tip.

Cathéter interne placé de façon à redresser l'extrémité du cathéter de mise en place.

Zur Streckung der Abgabekatheterspitze vorgeschoben

Innenkatheter.

Cathéter interno avanzado para enderezar la punta del cathéter introductor.

Binnenkatheter orgewoerd om de tip van de plaatsingskatheter te strekken.

Punta del catetere di rilascio paddrizzata dal catetere interno.

Inre kateter förlt fram för å rette ut införlingskatheterets spids.

Den inre kateteren förs fram för att rätta ut spetsen på införlingskatheten.

O κοστήρικός καθετήρας προωφίρεται, ώστε να ισιώσει το άκρο του καθετήρα τοποθέτησης.

Inre kateter fremført for at udrette införlingskatheterets spids.

Catheter interno avanzado para enderezar la punta do catheter introductor.

A vezédkathéter hegyének kiegyenesítése céljából felvezetett belső katéter.

Севмік вевмітэзны ўсплінеў у селу ўпростаўанія копіскай севміка доргомадзячэго.

Vnitřní katér posunutý tak, aby urovnal špičku zavedacího katétru.

Внутренний катетер продвинул для распрямления кончика доставочного катетера.


Zasunutí vnitřního katétru, který urovnává hrot aplikacího katétra.

Taşıma kateteri ileriye düzleştirilmesi için ilerletilmiş iç kateter.

2



3



Contents of package / Contenu du kit / Inhalt der Verpackung /
Contenido del envase / Inhoud van de verpakking / Contento della confezione / Paknings innhold / Förpackningens innehåll / Περιεχόμενα της συσκευασίας / Pakkens inhoud /
Conteúdo da embalagem / A csomag tartalma / Zawartość opakowania / Obsah balení / Содержание упаковки / Obsah balení / Ambalajın İçindekiler

Dispose of all single-use accessories according to local environmental requirements. The delivery catheter system is supplied sterile. This package contains product documentation, one inner catheter, and one of the delivery catheter models shown in the following figure:

Éliminer tous les accessoires à usage unique conformément aux normes environnementales applicables. Le système de cathéter de mise en place est livré stérile. Ce kit contient la documentation, un cathéter interne et un des modèles de cathéter de mise en place illustrés ci-dessous :

Alle zum einmaligen Gebrauch vorgesehenen Zubehörteile sind unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Das Kathetereinführungssystem wird steril geliefert. Diese Packung enthält die Produktdokumentation, einen Innenkatheter und eines der nachstehend abgebildeten Abgabekathetermodelle:

Desactive todos los accesorios de un solo uso de acuerdo con los requisitos medioambientales locales. El sistema de cathéter introductor se suministra estéril. Cada envase contiene: documentación del producto, un cathéter interno y uno de los modelos de cathéter introductor que se muestran en la figura siguiente:

Al het toebehoren voor eenmalig gebruik dient volgens de lokale geldende milieuvoorschriften te worden vernietigd. Het plaatsingskathetersysteem wordt steriel geleverd. Deze verpakking bevat de productdocumentatie, een binnenkatheter en een van de plaatsingskatheters die worden getoond in de volgende afbeelding: Eliminare tutti gli accessori monouso in conformità alle normative locali in materia di tutela dell'ambiente. Il sistema di catetere di rilascio è fornito sterile. La presente confezione contiene la documentazione sul prodotto, un catetere interno e uno dei modelli di catetere di rilascio illustrati nella figura sottostante:

Kasser alt engangsstykt i innhold til gjeldende miljøkrav. Införlingskathetersystemet er sterilt når det leveres. Denne pakningen inneholder produktdokumentasjon, ett inre kateter og ett av införlingskathetermodellene som vises i følgende figur.

Kasseta alla engångstillbehör enligt lokala miljökrav. Införlingskathetersystemet levereras sterilt. Förpackningen innehåller produktinformation, en inre kateter och en införlingskatheter av någon av modellerna som visas i följande figur.

Απορρίψτε όλα τα παραδοχέα μιας χρήσης σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το σύστημα καθετήρα τοποθέτησης, παρέχεται αποστειρωμένο. Η παρόνοια συσκευασίας περιέχει τεκμηρίωση του προϊόντος, έναν εσωτερικό καθετήρα και ένα από τα μοντέλα του καθετήρα τοποθέτησης που παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα:

4

Explication of symbols on package labelling Signification des symboles figurant sur les étiquettes du kit Erläuterung der Symbole auf der Verpackung Explicación de los símbolos que aparecen en el etiquetado del envase Verklaring van de symbolen op de verpakkinglabels Spiegazione dei simboli sull'etichetta della confezione Fortlating av symboler på produktet og rakningen Fortlating av symboler på forpackningsetiketten Егътлггггг оуђрђоуђу отђ отђрђоу тђс оуоккесгаџс Fortlating af symboler på emballagemærkatene Erklärçđđđo dos símbolos nas etiquetas da embalagem A csomagolás látható szimbólumok jelentése Obláštenia symbolů zamieszczonejch na etykietach opakowania Obláštenia symbolů uvedených na štítcích obalu Объявленіе символѡв, приведенных на этикетке упаковки Усуветлічкі к сімвалам на апазасні балянія Amblaň etiketindeki sembollerin açkılması	Refer to the package label to see which symbols apply to this product. Se reporter aux étiquettes figurant sur l'emballage pour savoir quels symboles s'appliquent à ce produit. Weiche Symbole für dieses Produkt zutreffen, entnehmen Sie bitte dem Etikett auf der Verpackung. Consulte la etiqueta del envase para comprobar qué símbolos se utilizan con este producto. Controleer het verpakkinglabel om te zien welke symbolen op dit product van toepassing zijn. Vedere l'etichetta sulla confezione per sapere quali simboli si applicano a questo prodotto. Se på pakningen for å forstå hvilke symboler som gjelder for dette produkt. Se etiketten på forpackningen för de symboler som gäller denna produkt. Ведерце гэты отпавядаючы тэб сымвалы, якіх трэба ўжываць да гэтага прадукту. Se márkaten för att förstå vilka symboler som gäller för detta produkt. Consultar as etiquetas da embalagem para ver que símbolos se aplicam a este produto. Nézz meg a csomag címkéjét, hogy mely szimbólumok vonatkoznak erre a termékre. Avyazkésic, ktoré symbole dovoľzčá níniesezsgo produktu, nálezý zapoznačie sa z etykietou na opakovaní. Symboly ukážúci se totoho produktu naležezite na štítici obalu. См. на этикетке упаковки, какие символы применимы к данному продукту. Přeizte si označení na obale a zjistíte, které symboly sa vzťahujú na tento výrobok. Bu ünlnde hangı sembollemleri gezeril olduđunu gormek için ambalaj etiketlerine basınız.
--	--

[illegible][illegible]

Do not reuse / Ne pas réutiliser / Nicht wiederverwenden / No reutilizar / Voor een ander gebruik / Non riutilizzare / Bate for engangsbruk / El fin alteravandus / Myr återanvändningsområde / Må ikke genbruges / Não reutilizar / Kizáldog egyeztet használatra / Nie używać ponownie / Nepoužívať opakovaně / Heiðnotaður einu sinni / Nepoužívejte opakovaně / Veniden kullanılmayın



Shienliet na ethylene oxide / Shienisa a'orog ethylene /	
Shienliet na Alkylenol / Etilizatsiya medianty otzoda etileno	
Geshterised na ethyleneoxide / Shienizatsed med osso di	
ethylene / Shienizet med ethyleneoxide / Shienizet med ethylenol /	
Artonizatsiya na yapon Gakko no rubukuro / Shienizet	
med ethylenol / Etilizatsiya os otzoda etileno / Etilen-otzidal	
etilenol / Shienizatsiya berikem ethylene / Shienizatsiya	
epikshenol / Geshterised shienizatsiya / Shienizatsiya	
epikshenol / Etilen otzoda kulminaria shienizatsiya etilimip	
Data of manufacture / Date de fabrication / Herstellershtatsiya /	
Fecha de fabricacion / Producentstadiim / Data di fabricatsion /	
Producentstadiim / Tilveringsstadiim / Happutsiya asozutsiyu /	
Fabrikatsionidat / Data de fabrica / Gakuta iteiki / Data produkt /	
Uitima wofy / Data asozutsiyu / Data wofy / Inaat iteiki /	



Содержание

Описание	108
Показания	108
Противопоказания	109
Предостережения и меры предосторожности	109
Возможные нежелательные явления	110
Процедура имплантации	110
Подробное описание устройства	114
Отказ от гарантии корпорации Medtronic	115
Сервисное обслуживание	115

Описание

Катетерная система доставки Atrial Select II модели 6248DEL корпорации Medtronic предназначена для облегчения доставки электрода для левых камер сердца в определенную коронарную вену. Катетерная система доставки состоит из доставочного и внутреннего катетера. Катетерная система доставки используется вместе с внешним катетером, который служит каналом для доступа к коронарному синусу. Вместе катетеры работают как телескопическая система, дополнительно облегчающая возможность выбора конечной вены.

Доставочные катетеры являются путем проведения трансвенозных устройств, например, электродов, внутренних катетеров и проводочных проводников. Доставочные катетеры имеют рентгеноконтрастные гибкие кончики, облегчающие рентгеноскопическую визуализацию.

Внутренний катетер обеспечивает поддержку доставочных катетеров и облегчает выбор конечной вены. Внутренний катетер имеет рентгеноконтрастный кончик и позволяет оставить проводочный проводник или/и рентгеноконтрастный раствор.

Внутренний диаметр доставочного катетера составляет 1,9 мм (5,7 French, 0,075 дюйма), а внешний диаметр — 2,4 мм (7,1 French, 0,093 дюйма). Для получения дополнительной информации о совместимых трансвенозных устройствах см. раздел "Подробное описание устройства".

Специалисты корпорации Medtronic рекомендуют использовать доставочные катетеры с такими внешними катетерами, как жесткие проводниковые катетеры Atrial корпорации Medtronic или гибкие катетеры Atrial корпорации Medtronic.

Примечание: Полезная длина внешних катетеров, используемых с катетерной системой доставки модели 6248DEL, должна составлять не более 50 см (19,7 дюйма).

Примечание: Длина электродов, используемых с катетерной системой доставки модели 6248DEL, должна составлять не менее 88 см (34,6 дюйма).

Показания

Катетерная система доставки Atrial Select II модели 6248DEL корпорации Medtronic показана для доставки контрастного вещества и трансвенозных устройств к коронарному синусу и вены левых камер сердца.

Катетерная система доставки показана для применения с внешними катетерами.

Противопоказания

Использование катетерной системы доставки Atrial Select II модели 6248DEL корпорации Medtronic противопоказано пациентам с обструкцией или сосудистой недостаточностью.

Предостережения и меры предосторожности

Совместимость трансвенозных устройств – Используйте катетерную систему доставки только с совместимыми трансвенозными устройствами. Для получения дополнительной информации о совместимых трансвенозных устройствах см. раздел "Подробное описание устройства". Данные исследований о совместимости катетеров с какими-либо устройствами, произведенными не корпорацией Medtronic, отсутствуют. Среди неблагоприятных последствий использования катетеров с несовместимыми устройствами — невозможность доставки трансвенозного устройства или его повреждение во время доставки.

Одноразовое использование – Катетерная система доставки предназначена только для одноразового использования.

Осмотр стерильной упаковки – Внимательно осмотрите стерильную упаковку перед открытием.

Если герметичность нарушена или упаковка имеет повреждения, обратитесь в региональное представительство корпорации Medtronic.

■ Не храните данный продукт при температуре выше 40 °C (104 °F).

■ Не используйте данный продукт после окончания срока годности.

Стерилизация – Перед поставкой специалисты корпорации Medtronic стерилизовали содержимое упаковки этиленоксидом. Катетерная система доставки предназначена только для одноразового использования. Повторная стерилизация не допускается.

Обращение с катетерами – С катетерами следует обращаться осторожно.

- Не изгибайте, не перекручивайте и не растягивайте катетеры слишком сильно.
 - Не пользуйтесь хирургическими инструментами для захвата катетеров.
 - Не прикладывайте избыточных усилий при введении катетера в сосуд.
 - Не протирайте катетеры растворителями на основе хлороформулетера.
 - Убедитесь, что катетеры тщательно промыты солевым или гепаринизированным раствором и не содержат воздуха. Несоблюдение этих требований может привести к развитию у пациента воздушной эмболии.
 - Не допускается контакт с какими-либо жидкостями кроме крови, солевых и рентгеноконтрастных растворов.
- Повреждения сосудов и тканей** – Соблюдайте осторожность при проведении проводникового катетера через сосуды и ткани.
- При проведении и позиционировании катетера не допускайте повреждений сосудов и тканей сердца (например, перфорации или расщепления).

- При наличии сопротивления не следует тянуть, толкать или вращать катетер. Ощутив сопротивление, прекратите продвижение катетера, установите причину сопротивления и примите соответствующие меры. После этого процедуру можно продолжить. Повреждения, нанесенные катетеру, могут препятствовать управлению им, снижают точность реакции на вращающий момент и способны стать причиной повреждения сосудов.

Промывание катетеров – Промывайте катетеры через проксимальный конец катетера.

- Перед использованием катетеры должны быть тщательно промыты и освобождены от воздуха.
- Для введения рентгеноконтрастного раствора не используйте шприц высокого давления.

Необходимое медицинское оборудование – Во время введения, позиционирования, тестирования системы электрода в острой фазе или в случаях, когда возможно появление аритмий, либо в случаях, когда они предельно индурированы, держите наготове оборудование для внешней дефибрилляции. Во время имплантации должна иметься возможность быстро осуществить поддерживающую стимуляцию. Использование катетеров или трансвенозных устройств может привести к блокаде сердца.

Возможные нежелательные явления

Возможные нежелательные явления, связанные с использованием катетеров, включают следующие состояния (перечень возможных состояний не исчерпывается упомянутыми ниже):

- | | |
|---|--------------------------------|
| ■ Воздушная эмболия | ■ Гемоторакс |
| ■ Аллергическая реакция на контрастные вещества | ■ Инфицирование |
| ■ Образование артериовенозной фистулы | ■ Аритмия |
| ■ Кровотечение в месте введения | ■ Расширение среднего сосуда |
| ■ Травма плечевого сплетения | ■ Перфорация |
| ■ Тампонада сердца | ■ Пневмоторакс |
| ■ Смещение | ■ Проккол подключичной артерии |
| ■ Рассечение | ■ Тромбофлебит |
| ■ Эндокердит | ■ Тромбоз |
| ■ Блокада сердца | ■ Повреждение клапана |
| ■ Образование гематомы | ■ Закупорка сосуда |
| | ■ Повреждение сосуда |

Процедура имплантации

Примечание: Доставочные катетеры можно проводить через внешние катетеры, вмещающие трансвенозные устройства диаметром 2,4 мм (7,1 French, 0,093 дюйма). Специалисты корпорации Medtronic рекомендуют использовать доставочные катетеры с жесткими проводниковыми катетерами Altair корпорации Medtronic или гибким катетером Altair корпорации Medtronic.

Примечание: На проксимальную втулку доставочного катетера рекомендуется установить клапан, чтобы снизить кровотоки во время процедуры имплантации.

Катетеры предназначены для временного использования (только во время процедуры имплантации) в камерах сердца и коронарных сосудах.

За правильность выполнения хирургических процедур и соблюдение правил антисептики несут ответственность медицинские работники. Некоторые методы имплантации могут видоизменяться в зависимости от предпочтений врача, анатомических особенностей пациента и его физического состояния.

Организация венозного доступа

Дополнительные инструкции по подготовке внешнего катетера и организации венозного доступа см. в техническом руководстве, поставляемом с соответствующим внешним катетером.

Подготовка катетерной системы доставки

Предупреждение: Для протирки и промывки катетеров не используйте спиртовые растворы и минеральные масла.

Для подготовки катетерной системы доставки к процедуре имплантации выполните следующие действия:

1. В стерильном поле извлеките доставочный и внутренний катетер из стерильной упаковки.
- Предупреждение:** Не изгибайте, не перекручивайте и не растягивайте доставочный и внутренний катетер слишком сильно.
2. Закрепите клапан на втулке доставочного катетера.
3. Промойте доставочный и внутренний катетер солевым или гепаринизированным солевым раствором.
4. Отложите доставочный и внутренний катетер, не вынося его за пределы стерильного поля.

Проведение катетерной системы доставки через внешний катетер

Для проведения катетерной системы доставки через внешний катетер выполните следующие действия:

1. Введите дистальный конец внутреннего катетера через клапан на втулке доставочного катетера.
2. Проведите внутренний катетер так, чтобы его кончик выступал за дистальный конец доставочного катетера. Кончик внутреннего катетера выпрямляет кончик доставочного катетера (Рисунок 1).

Примечание: Внутренний катетер можно использовать на протяжении всей процедуры имплантации для обеспечения дополнительной поддержки и предотвращения изгиба. Кроме того, внутренний катетер полезен для обхода ответвлений вен, проникновение в которые не требуется, или маневрирования по узким сосудам. Выбранные методы имплантации могут видоизменяться в зависимости от предпочтений врача, анатомических особенностей пациента и его физического состояния.

3. Введите дистальный конец катетерной системы доставки через клапан, прикрепленный к втулке внешнего катетера (Рисунок 2).
4. Проведите катетерную систему доставки так, чтобы ее кончик выступал за дистальный конец внешнего катетера.

Примечание: Для зрительного контроля положения катетерной системы доставки можно использовать рентгенооскопию.

Катетеризация коронарного синуса

Примечание: Катетерную систему доставки можно использовать при катетеризации коронарного синуса. Катетерную систему доставки можно использовать для изменения кривизны внешнего катетера и увеличения зоны досягаемости катетера при катетеризации.

Примечание: Катетеризацию коронарного синуса можно выполнять без катетерной системы доставки. Указания по катетеризации коронарного синуса без катетерной системы доставки см. в техническом руководстве, поставляемом с внешним катетером.

Для катетеризации коронарного синуса с помощью катетерной системы доставки выполните следующие действия:

Примечание: Для катетеризации коронарного синуса специалисты корпорации Medtronic рекомендуют проведение с помощью проводочного проводника интродьюсера.

1. Удостоверьтесь, что кончик доставочного катетера (и внутреннего, если используется) выступает за дистальный кончик внешнего катетера.
2. Катетеризируйте коронарный синус кончиком доставочного катетера (и внутреннего, если используется), проводимого с помощью проводочного проводника.
3. Продвиньте доставочный катетер (и внутренний, если используется) в устье коронарного синуса.
4. Проведите внешний катетер по доставочному катетеру (и внутреннему, если используется). Внешний катетер обеспечит доступ в коронарный синус и предоставит дополнительную поддержку для катетерной системы доставки.

Примечание: Для облегчения поиска устья коронарного синуса через катетеры можно ввести рентгеноконтрастный раствор.

Примечание: При введении рентгеноконтрастного раствора через внутренний катетер следует применять Y-образный адаптер или перед введением рентгеноконтрастного раствора следует удалить проводочный проводник. Проводочные проводники диаметром менее 0,46 мм (0,018 дюйма) можно не извлекать.

Примечание: Подробные указания по позиционированию внешнего катетера в коронарном синусе см. в техническом руководстве, поставляемом с внешним катетером.

После катетеризации коронарного синуса специалисты корпорации Medtronic рекомендуют выполнить венотамию с окклюзией для картирования вен сердца. Если при катетеризации коронарного синуса катетерная система доставки была введена во внешний катетер, ее нужно извлечь до введения баллонного катетера для венотамии во внешний катетер. Подробные указания по выполнению венотамии см. в техническом руководстве, поставляемом с баллонным катетером.

Выбор конечной ветви кардиальной вены

Примечание: Для выбора конечной ветви кардиальной вены специалисты корпорации Medtronic рекомендуют использовать проводочный проводник диаметром 0,36–0,46 мм (0,014–0,018 дюйма). Для замены рекомендуется использовать

проводочный проводник длиной не менее 180 см (70,9 дюйма). **Примечание:** Применение внутреннего катетера при выборе конечной ветви кардиальной вены не является обязательным. Продвижение или извлечение внутреннего катетера меняет кривизну доставочного катетера.

Чтобы выбрать конечную ветвь кардиальной вены, выполните следующие действия:

1. Чтобы подвести проводочный проводник к нужной кардиальной вене, измените кривизну доставочного катетера.

Примечание: Чтобы облегчить визуализацию нужной кардиальной вены, во внутренний катетер можно ввести рентгеноконтрастный раствор. При использовании рентгеноконтрастного раствора следует использовать Y-образный адаптер или перед введением контрастного вещества следует удалить проводочный проводник.

2. Выберите конечную ветвь кардиальной вены с помощью доставочного катетера (или внутреннего, если используется), проводимого с помощью проводочного проводника.

3. Проведите проводочный проводник по вене следующего порядка.

4. Проведите доставочный катетер (и внутренний, если используется) по проводочному проводнику к нужному месту в кардиальной вене.

Позиционирование электрода в кардиальной вене

Имеются два метода, которые можно использовать для проведения электрода в кардиальную вену: через доставочный катетер или через внешний катетер. Выбор метода по усмотрению врача.

Примечание: Во время этой процедуры проводочный проводник можно извлечь, а электрод ввести с помощью стимула.

Первый метод: проведение электрода в кардиальную вену через доставочный катетер – В этом разделе описаны действия по введению электрода в требуемую кардиальную вену.

Примечание: С катетерной системой доставки необходимо использовать электрод для левых камер сердца длиной не менее 88 см (34,6 дюйма).

1. Удерживая на месте проводочный проводник и доставочный катетер, удалите внутренний катетер (если используется).
2. С помощью инструмента для введения проводочного проводника наденьте электрод на проксимальный конец проводочного проводника. Или извлеките проводочный проводник и введите электрод с помощью стимула.

Примечание: Чтобы наденуть электрод на проксимальный конец проводочного проводника, необходим инструмент для введения проводочного проводника, например, входящий в комплект электродов Atrial для левых камер сердца корпорации Medtronic. Специалисты корпорации Medtronic не рекомендуют применять этот метод без использования инструмента для введения проводочного проводника.

Подробные указания по продвижению электрода по проводочному проводнику см. в поставляемом с электродом техническом руководстве.

Второй метод: проведение электрода в кардиальную вену через внешний катетер – В этом разделе описаны действия по введению электрода в требуемую кардиальную вену.

1. Продвиньте внешний катетер по доставочному катетеру в требуемую кардиальную вену.

Примечание: Сведения о выборе кардиальной вены см. в техническом руководстве, поставляемом с внешним катетером. Для глубокого введения в кардиальную вену рекомендованы не все внешние катетеры.

2. Удерживая на месте проводочный проводник, удалите доставочный катетер (и внутренний катетер, если используется).

3. С помощью инструмента для введения проводочного проводника наденьте электрод на проксимальный конец проводочного проводника. Или извлеките проводочный проводник и введите электрод с помощью стимула.

Примечание: Чтобы надеть электрод на проксимальный конец проводочного проводника, необходим инструмент для введения проводочного проводника, например, проводящий в комплект электродов Atain для левых камер сердца. Для корпорации Medtronic. Специалисты корпорации Medtronic не рекомендуют применять этот метод без использования инструмента для введения проводочного проводника. Подробные указания по продвижению электрода по проводочному проводнику см. в поставленном с электродом техническом руководстве.

Извлечение доставочного и внешнего катетера

Предупреждение: Сначала доставочный катетер следует срезать, поскольку между внешним и доставочным катетером имеется недостаточный зазор (Рисунок 3).

Предупреждение: Слиттеры предназначены только для одноразового использования.

Для извлечения доставочного и внешнего катетера выполните следующие действия:

1. Снимите клапан с доставочного катетера.
2. Перед срезанием доставочного катетера зафиксируйте внешний катетер.
3. Срежьте доставочный катетер. Подробные указания по срезанию катетера см. в поставленном со слиттером техническом руководстве.
4. Снимите клапан с внешнего катетера.
5. Для срезания внешнего катетера используйте новый слиттер. Подробные указания по срезанию катетера см. в поставленном со слиттером техническом руководстве.

Подробное описание устройства

Технические характеристики (номинальные)

Параметр	6248DEL
Доставочные катетеры	Материал Полиэфир-блок-амид, полиамид 12
	Полезная длина 65 см (25,6 дюйма)
	Внутренний диаметр 1,9 мм (5,7 French; 0,075 дюйма)
	Внешний диаметр 2,4 мм (7,1 French; 0,093 дюйма)
	Материал Полиэфир-блок-амид
Внутренний катетер	Полезная длина 80 см (31,5 дюйма)
	Внутренний диаметр 1,00 мм (3,0 French; 0,040 дюйма)
	Внешний диаметр 1,85 мм (5,5 French; 0,072 дюйма)

Трансвенозные устройства, совместимые с доставочными и внутренними катетерами

	Доставочный катетер	Внутренний катетер
Электроды (гребенчатые) извлечение катетера путем срезания)	Максимальный внешний диаметр тела электрода 1,77 мм (5,3 French; 0,070 дюйма)	—
	Максимальный внешний диаметр кончика электрода 1,88 мм (5,6 French; 0,074 дюйма)	—
Другие трансвенозные устройства	Максимальный внешний диаметр устройства 1,85 мм (5,5 French; 0,072 дюйма)	0,89 мм (2,7 French; 0,035 дюйма)

Отказ от гарантии корпорации Medtronic

Ознакомьтесь с полным текстом отказа от гарантии можно в прилагаемом документе «Отказ от гарантии».

Сервисное обслуживание

Служащие корпорации Medtronic — инженеры и специалисты высокой квалификации работают в различных странах мира, чтобы помочь вам в обслуживании нашего оборудования, а при необходимости и обучить персонал лечебного учреждения работе с продукцией корпорации Medtronic. Корпорация Medtronic также предоставляет пользователям нашего оборудования возможность получения технических консультаций специалистов корпорации. Для получения дополнительной информации обращайтесь в региональное представительство корпорации Medtronic, звоните или пишите в представительства корпорации Medtronic, адреса и телефоны которых указаны на последней странице обложки.



Medtronic

ATTAIN COMMAND™ + SUREVALVE™

Guide catheter for left-heart delivery

Cathéter-guide pour le positionnement des sondes ventriculaires gauches

Führungskatheter zur Linksherz-Elektrodeneinführung

Catéter guia para implantación en el ventrículo izquierdo

Geleidekatheter voor het linkerhart

Catetere guida per il posizionamento nel cuore sinistro

Föringskatheter för behandling i vänstre hjertehalvdel

Ohjainkathetri sisälvientiin sydämen vasemmalle puolelle

Syrkatheter för implantation av vänsterkammarelektrod

Οδηγός καθετήρα τοποθέτησης αρτητηρίδς καρδιάς

Guidekatheter til indføring i hjertets venstre side

Cateter-guia para a administração do lado esquerdo do coração

Vezetékkathéter a bal szívfélhez

Cewnik prowadzący do wprowadzenia do lewego serca

Vodici katéter pro implantaci do levého srdce

Проводниковый катетер для доставки в левые камеры сердца

Zavádzací katéter na aplikáciu do ľavej časti srdca

Sol kaip besleme için kalvuz kateter

Cateter ghid pentru poziționarea în partea stângă a cordului

Водещ катетър за доставка до лявото сърце

Vodič-kateter za plasiranje u levom srcu

Uvodni kateter za lijevu stranu srca

Technical manual • Manuel technique • Gebrauchsanweisung • Manual técnico • Technische handleiding • Manuale tecnico • Teknisk håndbok • Tekninen opas • Teknisk manual • Τεχνικό εγχειρίδιο • Teknisk håndbog • Manual técnico • Műszaki leírás • Techniczna instrukcja obsługi • Technická příručka • Технічне керівництво • Technická příručka • Teknik el kitabı • Manual técnico • Технічне керівництво • Tehnički priručnik • Tehnički příruček

2013



The following list includes trademarks or registered trademarks of Medtronic in the United States and possibly in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

La liste suivante comprend des marques commerciales ou des marques déposées de Medtronic aux États-Unis et éventuellement dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Die folgende Liste enthält Marken oder eingetragene Marken von Medtronic in den USA und möglicherweise auch in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

La siguiente lista contiene marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Medtronic en Estados Unidos y posiblemente en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Onderstaande termen zijn gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Medtronic in de Verenigde Staten en mogelijk in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

L'elenco seguente comprende i marchi o i marchi registrati della Medtronic negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Den følgende listen viser varemærker eller registrerte varemærker for Medtronic i USA, og som også kan være gjeldende i andre land. Alle andre varemærker tilhører sine respektive eiere. Yhdysvalloissa ja mahdollisesti muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανώς σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere.

A lista seguinte inclui marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Medtronic nos Estados Unidos e, provavelmente, noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos detentores.

Az alábbi lista a Medtronic védjegyeit vagy bejegyzett védjegyeit tartalmazza az Amerikai Egyesült Államokba és esetleg más országokba vonatkozóan is. Minden egyéb védjegy a megjelölt védjegytulajdonos védjegye.

Ponižna lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz, jeśli ma to zastosowanie, w innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.

Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Следующий перечень включает товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Medtronic в США и, возможно, в других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Následovnú zoznam obsahuje ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Medtronic v USA, prípadne ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Aşağıdaki listede, Medtronic'in Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları yer almaktadır. Diğer ticari markaların tümü ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Lista următoare include mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Medtronic în Statele Unite, și posibili altele țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor legali.

Списъкът по-долу включва търговски марки или регистрирани търговски марки на Meditonic в САЩ и вероятно в други държави. Всички останали търговски марки са собствено на съответните им притежатели.

Slijedeće su oznake zaštitni znakovi ili registrirani znakovi: Svi drugi zaštićeni žigovi preduzeća Medtronic u SAD i potencijalno u drugim zemljama. Svi drugi zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

a možda i u drugim zemljama. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju svojim vlasnicima.
Attain Command, Medtronic, SureValve

[illegible][illegible]







inter diameter / Diamètre interne / Innendurchmesser / Diameter interno / Binnen diameter / Diametro interno / Indre diameter / Svärlspårskrets / Indre diameter / Евразный диаметр / Indre diameter / Stedica wewertczna / Vnitřní průměr / Внутренний диаметр / Viduturys priemier / İç çap / Diameter intern / Вырешен диаметър / Unutrašnji prečnik / Uniflam promjer

Sad'zaj pakovanija / Sad'zaj pakiranja /
Verpakking / Contenu de l'emballage / Inhalt der Verpackung / Contenuto dei pacchi / Inhoud van de verpakking / Tipo Хүрээтэй оуруулга / Pakningsindhold / Pakkungsanvisning / Forsendings-
anvisning / Pakkavisa / Pakningsinstruktion / Contenu da emballagem / A csomag ábrája /
Pacovník / Pacovník balení / Cotejenskoje upakovanie / Otsen balenija / Användning för
packningen / Съдържание на опаковката / Sad'zaj pakovanija / Sad'zaj pakiranja

[illegible]

onprugogeno / Arpugəne / Pyrogenital / Arpūgeno / Niet-pugosen / Arpogeno / Ikke-pugogen /
 yrogenent / Icke-pugogen / Mā tūte tūto / Ikke-pugogen / Arpogenislo / Nem rāpogen / Produkt
 eripogeny / Arpugeni / Aliprogeno / Arpugēne / Pirogenik Degidri / Arpogen / Neiprogeno / Nije
 pogeno / Nezapaliyo

[illegible][illegible][illegible]




4. Наденьте кончик электрода на проксимальный конец проводника.

Вариант 3

Примечание: Этот метод нельзя использовать со стилетом или любым проводником с несъемной проксимальной ручкой.

1. Отсоедините шпиль от клапанного инструмента и полностью вставьте клапанный инструмент в катетер.
2. Введите проводник в проксимальный конец клапанного инструмента, как показано на рисунке.



Введение проводника с помощью клапанного инструмента в полностью введенном положении

3. Вытяните клапанный инструмент из катетера и проксимального конца проводника.
4. Наденьте кончик электрода на проксимальный конец проводника.

6.5.3 Метод 3: Введение трансвенозного катетера до электрода

Для получения подробных инструкций по использованию трансвенозного катетера см. соответствующее техническое руководство.

1. Проведите трансвенозный катетер непосредственно через встроеный клапан, чтобы получить доступ к выбранному участку.
2. При необходимости продвиньте внешний проводниковый катетер по трансвенозному катетеру к выбранному участку.
3. Если трансвенозный катетер не совместим с электродом, подложите его между электродом и трансвенозным катетером, сохраняя положение внешнего проводникового катетера.
4. Введите электрод.

6.6 Извлечение катетера

Когда электрод займет окончательное положение, извлеките внешний проводниковый катетер с помощью сплиттера. Сплиттер проводится через встроеный клапан. Во время срезаания встроеный клапан остается подсоединенным к катетеру. Для получения инструкций см. техническое руководство, поставляемое со сплиттером.

Предупреждение: Чтобы не повредить электрод, во время и после срезаания катетера, осторожно придерживайте разрезанные кромки катетера.

Примечание: При извлечении катетера возможно смещение электрода. Если электрод сместился, то за удерживая электродом, осторожно извлеките катетер, не освобождая электродом техническому руководству.

7 Технические характеристики (номинальные)

7.1 Технические характеристики для внешних проводниковых катетеров и клапанных инструментов

Все модели	Материал:	Блок-сополимеры простых полиамидов с амидами, полиамид 12	
Все модели	Внутренний диаметр:	Не менее 2,4 мм (7,2 Fr; 0,095 дюйма)	
Встроенный клапан SureValve	Материал:	Полипропилен с литым блок-сополимером стирола	
Клапанный инструмент	Материал:	Полипропилен с литым блок-сополимером стирола, поликарбонат	
Модель	Описание	Полная длина	Максимальный внешний диаметр
6250VI-MB2	Универсальный изолитум 2	45 см	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 Дюйма)
6250VI-MPR	Универсальный правый 3-х мерный	45 см	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 Дюйма)
6250VI-3D			

6250VI-AM	Atplatz	50 см (19,7 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-EH	Удлиненный крюк	50 см (19,7 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-MP	Универсальный	45 см (17,7 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-4SS	Прямой	45 см (17,7 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-50S	Прямой	50 см (19,7 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-MB2X	Удлиненный MB2	50 см (19,7 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-MPX	Удлиненный универсальный	50 см (19,7 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-EHXL	Удлиненный крюк, очень большой	57,5 см (22,6 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)
6250VI-5TS	Прямой	57,5 см (22,6 дюйма)	3,0 мм (9,0 Fr; 0,118 дюйма)

7.2 Технические характеристики для дилататоров проводникового катетера

Материал:	Полиэтилен
Внутренний диаметр:	Не менее 0,96 мм (2,8 Fr; 0,038 дюйма)
Внешний диаметр:	Не более 2,4 мм (7,1 Fr; 0,093 дюйма)
Полная длина:	6250VI-MB2, 6250VI-MPR, 6250VI-4SS, 6250VI-3D 54,4 см (21,4 дюйма)
	6250VI-AM, 6250VI-EH, 6250VI-MP, 6250VI-50S, 6250VI-MB2X, 6250VI-MPX 55,4 см (23,4 дюйма)
	6250VI-EHXL, 6250VI-5TS 66,9 см (26,3 дюйма)

7.3 Совместимые трансвенозные устройства

Электроды	Диаметр:	Не более 2,1 мм (6,2 Fr; 0,081 дюйма)
Другие трансвенозные устройства	Диаметр:	Не более 2,4 мм (7,1 Fr; 0,095 дюйма)

8 Отказ от гарантии Medtronic

Полный текст гарантии содержится в прилагаемом документе по гарантии.

9 Обслуживание

Служащие корпорации Medtronic — инженеры и специалисты высокой квалификации, работающие в различных странах мира, чтобы помочь вам в обслуживании нашего оборудования, а при необходимости и обучить персонал лечебного учреждения работе с продукцией Medtronic. Medtronic также предоставляет возможность получения технических консультаций специалистами корпорации. Для получения информации о программах обучения и о региональных региональных представительствах корпорации Medtronic, звоните или пишите в корпорацию Medtronic по адресам и телефонам указанным на последней странице обложки.



Medtronic

ATTAIN COMMAND™

Guide catheter for left-heart delivery

Cathéter-guide pour le positionnement des sondes ventriculaires

gauches

Führungskatheter zur Linksherz-Elektrodenimplantation

Catéter-guia para implantação em el ventrículo izquierdo

Catêter-katheter voor het linkerhart

Catetere guida per il posizionamento nel cuore sinistro

Føringskatheter for behandling i venstre hjertehalvdel

Styrkatheter för implantation av vänsterkammarelektrod

Обычно используется для имплантации кардиостимулятора

Guidekatheter til indføring i venstre ventrikel

Cateter-guia para administração do lado esquerdo do coração

Vezelkatheter a bal szívfehérek

Cewnik prowadzący do wprowadzenia do lewego serca

Водящий катетер для доставки в левую камеру сердца

Zavádzací katéter na aplikáciu do ľavej časti srdca

Sol kap besleme için kalıvuz kateter

Technical manual ■ Manuel technique ■ Gebrauchsanweisung
Manual técnico ■ Technische handleiding ■ Manuale tecnico ■ Teknisk
håndbog ■ Teknisk manual ■ Технік еґуєрбіо ■ Teknisk håndbog
Manual técnico ■ Műszaki leírás ■ Technická příručka ■ Technische
Technická příručka ■ Техническое руководство ■ Technická příručka
Teknik el kitabı

USA Caution: Federal Law (USA) restricts this
device to sale by or on the order of a physician.



M70638B01 Rev D

Refer to the "Acc. DVD" category in
document 63256 for printing instructions.

M70638B01 Rev D

Refer to the "Acc. DVD" category in
document 63256 for printing instructions.

The following are trademarks of Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Les
dénominations suivantes sont des marques commerciales de Medtronic : ATTAIN
COMMAND, Medtronic / Bei den folgenden Bezeichnungen handelt es sich um Marken von
Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Las siguientes son marcas comerciales de
Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Onderstaande termen zijn gedeponeerde
handelsmerken van Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / I seguenti marchi sono
di proprietà della Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Følgende er varemerker
for Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Ta etiløveva etivi oputara kotroževro tps
Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Følgende er varemerker tilkørende Medtronic:
Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / As seguintes são marcas comerciais da Medtronic:
Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / A következők a Medtronic tulajdonosi
COMMANT, Medtronic / Do znakov tovarových fity Medtronic náleža: ATTAIN
COMMANT, Medtronic / Nasledujúci názvy jsou ochrannými známkami společnosti
Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Перечисленные ниже названия являются
товарными знаками корпорации Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic / Nasledovné
názvy sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic: ATTAIN COMMAND, Medtronic /
Asagidakiler Medtronic'in ticari markalaridir: ATTAIN COMMAND, Medtronic
Explanation of symbols on package labeling / Explication des symboles des étiquettes sur
l'emballage / Erklärung der Symbole auf dem Verpackungsetikett / Explicación de los símbolos del
etiquetado del envase / Verklaring van de symbolen op de verpakkingsetikett / Legenda dei simboli
riportati sulle etichette della confezione / Forklaring av symboler på pakkingen / Forklaring av
symboler på forpackningsetiketten / Επεξηγήση των συμβόλων της συσκευασίας /
Forklaring af symboler på emballagens mærkater / Explicação dos símbolos nas etiquetas da
embalagem / A somagoláson látható szimbólumok jelentése / Objašnjenja symboli
zamieszczonech na etykietach opakowania / Usvětlění symbolů na obalu / Обяснение
символов, приведенных на упаковке / Usvětlění symbolů na obalu / Objašnjenja
etiketindeki sembolienin aqiklapanlar

Refer to the package label to see which symbols apply to this product. / See relevant aux étiqettes sur l'emballage pour savoir quels symboles
s'appliquent à ce produit. / Nur die auf der Verpackung angegebenen Symbole gelten für dieses Produkt. / Consulte el etiquetado del envase para
saber qué símbolos se aplican a este producto. / Controleer het verpakkingsetiket om te zien welke symbolen op dit product van toepassing
zijn. / Consulta sulle etichette della confezione per sapere quali simboli si applicano a questo prodotto. / Se på pakkingen for å se hvilke symboler som
gjelder for dette produktet. / Av etiketten på förpackningen får du veta vilka symboler som gäller för denna produkt. / Verpakkingsetiketten geeft het
welke symbool van toepassing is op dit product. / A csomagoláson látható szimbólumok jelentése a termékhez tartozó. / Informacje
o symbolach znajdujących się na etykietach opakowania znajdują się na etykietach. / См. на упаковке, какие символы применимы к данному продукту. / Прегледајте етикету на
обалу а видите, које симболи се одnose на овај производ. / Наведени симболи су важећи за овај производ. / Наведени симболи су важећи за овај производ.

6250-EH




50 cm Extended neck gusset carrier / 50 cm gusset carrier	50 cm Extended neck gusset carrier / 50 cm gusset carrier
Carrier gusset / a crocniel dublu gusset / 50 cm	Carrier gusset / a crocniel dublu gusset / 50 cm
Dilatatorul de cateluri gusset de 50,4 cm	Dilatatorul de cateluri gusset de 50,4 cm
Führungsstange/mantelstütze 50,4 cm w/ vertigabeler Haken /	Führungsstange/mantelstütze 50,4 cm w/ vertigabeler Haken /
Carrier gusset catelului gusset de 50,4 cm	Carrier gusset catelului gusset de 50,4 cm
Gedrahtener wirtel mit vertigabeler hocht, 50 cm	Gedrahtener wirtel mit vertigabeler hocht, 50 cm
Dilatator voor de gussetkasteren, 59,4 cm /	Dilatator voor de gussetkasteren, 59,4 cm /
Catierene gusset ad angust extens de 50 cm /	Catierene gusset ad angust extens de 50 cm /
Dilatatore dei catelene gusset de 50,4 cm /	Dilatatore dei catelene gusset de 50,4 cm /
50 cm teringsplaatster met lang krog /	50 cm teringsplaatster met lang krog /
59,4 cm dilatator för bingsplaster /	59,4 cm dilatator för bingsplaster /
50 cm stykplaster med indikat emel /	50 cm stykplaster med indikat emel /
59,4 cm dilator ad angust extens / 50 cm /	59,4 cm dilator ad angust extens / 50 cm /
Angust extens, öföndt kortföndt 59,4 cm /	Angust extens, öföndt kortföndt 59,4 cm /
50 cm gussetkaster med förtäpplig krog /	50 cm gussetkaster med förtäpplig krog /
59,4 cm gussetkaster/dilatator /	59,4 cm gussetkaster/dilatator /
Catierul gusset cu un gârnicio întregit al un comprimento de 50 cm /	Catierul gusset cu un gârnicio întregit al un comprimento de 50 cm /
Dilatatorul de cateluri gusset cu un comprimento de 50,4 cm /	Dilatatorul de cateluri gusset cu un comprimento de 50,4 cm /
50 cm-es-angust-extensioit lampu valkasterit /	50 cm-es-angust-extensioit lampu valkasterit /
59,4 cm-es-teringsplaatster met lang krog /	59,4 cm-es-teringsplaatster met lang krog /
Cevnık plövedici typi „slykplaster“ 50 cm /	Cevnık plövedici typi „slykplaster“ 50 cm /
rozdracznik cewnikowy z przelazem 50 cm /	rozdracznik cewnikowy z przelazem 50 cm /
Dilatator woskiste kateluri 59,4 cm /	Dilatator woskiste kateluri 59,4 cm /
50 cm gussetkasteren med förtäpplig krog /	50 cm gussetkasteren med förtäpplig krog /
Минимален поперечник / поперечникот на терега 59,4 cm /	Минимален поперечник / поперечникот на терега 59,4 cm /
Дилаторот на поперечникот на терега 59,4 cm /	Дилаторот на поперечникот на терега 59,4 cm /
Zwielaczek katelów z przedłużającym linką, długo 50 cm /	Zwielaczek katelów z przedłużającym linką, długo 50 cm /
Dilatator zwielaczek katelów z dółką 59,4 cm /	Dilatator zwielaczek katelów z dółką 59,4 cm /
50 cm / Uzdłużení lanka katelův dilatůr /	50 cm / Uzdłużení lanka katelův dilatůr /
59,4 cm klavuz katelův dilatůr /	59,4 cm klavuz katelův dilatůr /


6250-MPH

[illegible]


6250-EHXL

[illegible]

6250-MPX

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



ATTAIN SELECT™ II + SUREVALVE™

Delivery catheter system
Système de cathéter de mise en place
Katheterinfusystem
Sistema de cateter introdutor
Plaatsingskathetersysteem
Sistema di catetere di rilascio
Infúzióskatéterrendszer
Sisälävitinkatetriinjastelmä
Infúzióskatéterrendszer
Zustimmungskatheterinfusystem
Infúzióskatéterrendszer
Sistema de cateter introdutor
Vezetőkathéter-rendszer
System cewnika prowadzącego
Zaváděcí katérový systém
Катеренна система доставки
Апликаčný katérový systém
Beslema kateteri sistemi
Sistem de cateter de poziționare
Система на доставяния катетер
Sistem uvođenja katetera
Sustav katetera za isporuku

Technical manual • Manuel technique •
Gebrauchsanweisung • Manual técnico •
Technische handleiding • Manuale tecnico •
Teknisk håndbog • Tekninen opas • Teknisk
manual • Τεχνικό εγχειρίδιο • Teknisk håndbog •
Manual técnico • Teknisk leilas • Techniczna
instrukcja obsługi • Teknisk leilas •
Техническое руководство • Technická příručka •
Teknik el kitabı • Manual tehnik • Teknikesco
priručnik • Tehnicki priručnik • Tehnicki



The following list includes trademarks or registered trademarks of Medtronic in the United States and possibly in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

La liste suivante comprend des marques commerciales ou des marques déposées de Medtronic aux États-Unis et éventuellement dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Die folgende Liste enthält Marken oder eingetragene Marken von Medtronic in den USA und möglicherweise auch in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

La siguiente lista contiene marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Medtronic en Estados Unidos y posiblemente en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Onderstaande termen zijn gedeponeerd of geregistreerde handelsmerken van Medtronic in de Verenigde Staten en mogelijk in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Le elenco seguente comprende i marchi o i marchi registrati di Medtronic negli Stati Uniti e, eventualmente, in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Den följande listan visar varumärken eller registrerade varumärken för Medtronic i USA, og som også kan være gjeldende i andre land. Alle andre varumärken tillhör sina respektive ägare.

Seuazeasada medelossa ovat Medtronicin tavaramerkki tai rekisteröityjä tavaramerkit. Yhtävalloissa ja mahdollisesti muissa maissa kaikki tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta. Följande lista inkluderar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Samtliga övriga varumärken tillhör respektive ägare.

H ovolokoz listorok az Medtronic cég jogcíme alatt oltatott a jogait védő, jogok. Összesen az Egyesült Államokban és esetleg más országokban vannak bejegyezve.

Podana lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i, jeśli ma to należeć do ich prawowników właściwych.

Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Следующий перечень включает товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки компании Medtronic в США и, возможно, в других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Následovný zoznam obsahuje ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Medtronic v USA a prípadne v iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Asagıdaki listede, Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya ticari işleri için sağladığı tıbbi cihazların diğer tüm ticari markalarını içeren bir listeyi bulabilirsiniz.

U lista italoare include lista comercială sau marca comercială înregistrată ale Medtronic în Statele Unite, și posibile în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor legali.

Список названий включает торговые марки или регистровые торговые марки Medtronic в США и, вероятно, в других странах. Все остальные торговые марки са собственностью их владельцев.

Sekunda lista uključuje brege i registrirane brege predstava Medtronic u SAD i možda i u drugim zemljama. Svi drugi zaštitni brezi vlastito su oznake zaštitni znakovi.

Sledeće su oznake zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi tvrtke Medtronic u SAD-u, a možda i u drugim zemljama. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju svojim vlasnicima.

Atain Select, Medtronic, SureValve



Conformité Européenne (European Conformity).
This symbol means that the device fully complies with European Council Directive AEMD 90/385/EEC.
Conformité Européenne.

Conformité Européenne (Europäische Konformität).
Dieses Symbol besagt, dass das Produkt allen Vorschriften
der europäischen Richtlinie AEMD 90/269/EWG entspricht.
Conformité Européenne (Conformidad europea).

Conformité Européenne (Europese Conformiteit).
De symbool betekent dat het product volledig voldoet aan
richtlijn van de Europese Raad AEMD 90/385/EEG /
Conformité Européenne (Europese Conformiteit).

Conforme Européenne (samsvar med europeisk standard)
Dette symbol betyder at enheden er fuldstændig i samsvar
med EU-direktiv AEMD 90/385/EØF.

1. anna synnösst anmärkning, atts läste om karketta osin European unionen nuvostoon karkettisistä implantointivälineistä (lääkinnällisistä laitteista) arvelaan direktiivin 90/269/EEY mukainen. /
Conformité Européenne (European standard).
Denma symbol betyder att uttunnningen har följit riktlinjerna.

Conformata Europaeum (Ευρωπαϊκή Επιτροπή),
το οποίο αυτο επιβεβαιώνει ότι το προϊόν αναφέρεται
στην Οδηγία για Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προϊόν
90.785/ΕΟΚ /

AIIMD 90/385/EEC /
Conformidade Europeia (Conformidade Europeia),
este símbolo significa que o dispositivo está em total
conformidade com a Directiva do Conselho Europeu AIIMD
90/385/CEE /

információ Európában (2.godnók z normami Unii europejskiej).

formální Evropské unie (Evropská unie),
tento symbol znamená, že zařazení zcela splňuje
základní směrnice Evropské rady AEMD 90/365/EHS. /
formální Evropské unie (Evropská unie)

normy Euronorm (Zboda s požiadavkami EÚ),
 alebo symbol znamená, že zaťaženie je v prímom súlade
 so normami smernice Európskej rady AAMD 90/385/HS. /
 normy Euronorm (Amdt 90/385/HS)

reformă Europeană (Conformitate europeană).
 este simbol alături de conformitatea deplăa a dispozitivului
 Deutsche Consultative European AEMD 90/365/CEE /

Описание: Европейски (съобразно с европейски стандарти), символ значи да је уредил у вријеме изградње и изградње 30.385 ЕЕС. Относно активне имплементације изградње /

SVI 9005 delivery catheter / Catheter de mîne en

[illegible]

MI-90 delivery catheter / Catheter de mîne en 6245VI-90 / 6248VI-90 Abzahi-katheter / Cădeț
MI-90S beamer kateter / Cateter de poziționare
MI-90S / Doctrasmi kateteri modelen 6248VI-90S /
Ihri kateter 6248VI-90S / Uvodni kateter 6248VI-90S

Tringkasten / Sealschneidklotz 62.48V-90 / 62.48V-
 100 / 62.48V-120 / 62.48V-150 / 62.48V-180 /
 62.48V-200 / 62.48V-220 / 62.48V-250 / 62.48V-
 280 / 62.48V-300 / 62.48V-320 / 62.48V-350 /
 62.48V-380 / 62.48V-400 / 62.48V-420 / 62.48V-
 450 / 62.48V-480 / 62.48V-500 / 62.48V-520 /
 62.48V-550 / 62.48V-580 / 62.48V-600 / 62.48V-
 620 / 62.48V-650 / 62.48V-680 / 62.48V-700 /
 62.48V-720 / 62.48V-750 / 62.48V-780 / 62.48V-
 800 / 62.48V-820 / 62.48V-850 / 62.48V-880 /
 62.48V-900 / 62.48V-920 / 62.48V-950 / 62.48V-
 980 / 62.48V-1000 / 62.48V-1020 / 62.48V-1050 /
 62.48V-1080 / 62.48V-1100 / 62.48V-1120 / 62.48V-
 1150 / 62.48V-1180 / 62.48V-1200 / 62.48V-1220 /
 62.48V-1250 / 62.48V-1280 / 62.48V-1300 / 62.48V-
 1320 / 62.48V-1350 / 62.48V-1380 / 62.48V-1400 /
 62.48V-1420 / 62.48V-1450 / 62.48V-1480 / 62.48V-
 1500 / 62.48V-1520 / 62.48V-1550 / 62.48V-1580 /
 62.48V-1600 / 62.48V-1620 / 62.48V-1650 / 62.48V-
 1680 / 62.48V-1700 / 62.48V-1720 / 62.48V-1750 /
 62.48V-1780 / 62.48V-1800 / 62.48V-1820 / 62.48V-
 1850 / 62.48V-1880 / 62.48V-1900 / 62.48V-1920 /
 62.48V-1950 / 62.48V-1980 / 62.48V-2000 / 62.48V-
 2020 / 62.48V-2050 / 62.48V-2080 / 62.48V-2100 /
 62.48V-2120 / 62.48V-2150 / 62.48V-2180 / 62.48V-
 2200 / 62.48V-2220 / 62.48V-2250 / 62.48V-2280 /
 62.48V-2300 / 62.48V-2320 / 62.48V-2350 / 62.48V-
 2380 / 62.48V-2400 / 62.48V-2420 / 62.48V-2450 /
 62.48V-2480 / 62.48V-2500 / 62.48V-2520 / 62.48V-
 2550 / 62.48V-2580 / 62.48V-2600 / 62.48V-2620 /
 62.48V-2650 / 62.48V-2680 / 62.48V-2700 / 62.48V-
 2720 / 62.48V-2750 / 62.48V-2780 / 62.48V-2800 /
 62.48V-2820 / 62.48V-2850 / 62.48V-2880 / 62.48V-
 2900 / 62.48V-2920 / 62.48V-2950 / 62.48V-2980 /
 62.48V-3000 / 62.48V-3020 / 62.48V-3050 / 62.48V-
 3080 / 62.48V-3100 / 62.48V-3120 / 62.48V-3150 /
 62.48V-3180 / 62.48V-3200 / 62.48V-3220 / 62.48V-
 3250 / 62.48V-3280 / 62.48V-3300 / 62.48V-3320 /
 62.48V-3350 / 62.48V-3380 / 62.48V-3400 / 62.48V-
 3420 / 62.48V-3450 / 62.48V-3480 / 62.48V-3500 /
 62.48V-3520 / 62.48V-3550 / 62.48V-3580 / 62.48V-
 3600 / 62.48V-3620 / 62.48V-3650 / 62.48V-3680 /
 62.48V-3700 / 62.48V-3720 / 62.48V-3750 / 62.48V-
 3780 / 62.48V-3800 / 62.48V-3820 / 62.48V-3850 /
 62.48V-3880 / 62.48V-3900 / 62.48V-3920 / 62.48V-
 3950 / 62.48V-3980 / 62.48V-4000 / 62.48V-4020 /
 62.48V-4050 / 62.48V-4080 / 62.48V-4100 / 62.48V-
 4120 / 62.48V-4150 / 62.48V-4180 / 62.48V-4200 /
 62.48V-4220 / 62.48V-4250 / 62.48V-4280 / 62.48V-
 4300 / 62.48V-4320 / 62.48V-4350 / 62.48V-4380 /
 62.48V-4400 / 62.48V-4420 / 62.48V-4450 / 62.48V-
 4480 / 62.48V-4500 / 62.48V-4520 / 62.48V-4550 /
 62.48V-4580 / 62.48V-4600 / 62.48V-4620 / 62.48V-
 4650 / 62.48V-4680 / 62.48V-4700 / 62.48V-4720 /
 62.48V-4750 / 62.48V-4780 / 62.48V-4800 / 62.48V-
 4820 / 62.48V-4850 / 62.48V-4880 / 62.48V-4900 /
 62.48V-4920 / 62.48V-4950 / 62.48V-4980 / 62.48V-
 5000 / 62.48V-5020 / 62.48V-5050 / 62.48V-5080 /
 62.48V-5100 / 62.48V-5120 / 62.48V-5150 / 62.48V-
 5180 / 62.48V-5200 / 62.48V-5220 / 62.48V-5250 /
 62.48V-5280 / 62.48V-5300 / 62.48V-5320 / 62.48V-
 5350 / 62.48V-5380 / 62.48V-5400 / 62.48V-5420 /
 62.48V-5450 / 62.48V-5480 / 62.48V-5500 / 62.48V-
 5520 / 62.48V-5550 / 62.48V-5580 / 62.48V-5600 /
 62.48V-5620 / 62.48V-5650 / 62.48V-5680 / 62.48V-
 5700 / 62.48V-5720 / 62.48V-5750 / 62.48V-5780 /
 62.48V-5800 / 62.48V-5820 / 62.48V-5850 / 62.48V-
 5880 / 62.48V-5900 / 62.48V-5920 / 62.48V-5950 /
 62.48V-5980 / 62.48V-6000 / 62.48V-6020 / 62.48V-
 6050 / 62.48V-6080 / 62.48V-6100 / 62.48V-6120 /
 62.48V-6150 / 62.48V-6180 / 62.48V-6200 / 62.48V-
 6220 / 62.48V-6250 / 62.48V-6280 / 62.48V-6300 /
 62.48V-6320 / 62.48V-6350 / 62.48V-6380 / 62.48V-
 6400 / 62.48V-6420 / 62.48V-6450 / 62.48V-6480 /
 62.48V-6500 / 62.48V-6520 / 62.48V-6550 / 62.48V-
 6580 / 62.48V-6600 / 62.48V-6620 / 62.48V-6650 /
 62.48V-6680 / 62.48V-6700 / 62.48V-6720 / 62.48V-
 6750 / 62.48V-6780 / 62.48V-6800 / 62.48V-6820 /
 62.48V-6850 / 62.48V-6880 / 62.48V-6900 / 62.48V-
 6920 / 62.48V-6950 / 62.48V-6980 / 62.48V-7000 /
 62.48V-7020 / 62.48V-7050 / 62.48V-7080 / 62.48V-
 7100 / 62.48V-

62-48V-90L delivery catheter / Cathéter de mise en
62-48V-90L / 62-48V-90L Abgabekatheter / Catèter
de entrega 62-48V-90L / 62-48V-90L

6248V-90L / 6248V-
100mg.kateter / Катетер 100мг. 6248V-90L /
1-90L Indeferring.kateter / Катетер Indeferring 6248V-
6248V-90L vezetőkathéter / Cewnik prowadzący
6248V-90L Závěšič katův 6248V-90L / Подвешивающий

500. / Hochrasse kartoffel moegen 62 48VI-90L /
kartoffel 62 48VI-90L / Uvodni kartoffel 62 48VI-90L.

Attain Select II + Sure Valve Technical Manual 5

6246V/1-30 delivery catheter / Catheter de misa en
place 6246V/1-30 / 6246V/1-30 Abgabekatheter / Catheter
introduttore 6246V/1-30 / 6246V/1-30 plaatsingskatheter /
Catheter di rilascio 6246V/1-30 / 6246V/1-30
infertungskatheter / Shaltkatheter 6246V/1-30 / 6246V/1-30

130 / 6248V-130 vezetőkábel / Csemik provokáció
6248V-130 / Závadací kábel 6248V-130 / Доставка
кабеля 6248V-130 / Aplikovaný kábel 6248V-130 /
6248V-130 bostarna kábel / Câblor de poziționare
6248V-130 / Доставка кабеля мостов 6248V-130 /

placé 6248V-130L / 6248V-130L Abgabekatheter / Catete
introdutor 6248V-130L / 6248V-130L plattskatheter
Catheter di rilascio 6248V-130L / 6248V-130L
införingskatheter / Sicilinfvenkatheter 6248V-130L /
6248V-130L infusionskatheter 6248V-130L /

матрицы 62,48V-130L / 62,48V-130L, металлкатод /
Семка проводящий 62,48V-130L / Заводский катод 62,48V
130L / Доставка катод 62,48V-130L / Аппарат
катод 62,48V-130L / 62,48V-130L, последние катоды /
Катод для позолоты 62,48V-130L / Доставка катод
катод 62,48V-130L / Доставка катод

62 48 VI-90SP delivery catheter / Catheter de mise en place 62 48 VI-90SP / 62 48 VI-90SP Abgabekatheter / Catheter Introducator 62 48 VI-90SP / 62 48 VI-90SP plášťový katéter / Catheter di plášťo 62 48 VI-90SP / 62 48 VI-90SP infúzijský katéter / Szűkítőnyílású katéter 62 48 VI-90SP

industrialni katalizer / Katalizer iretrodutor 62.48VI-90SP / 62.40VI-90SP
vazdušni katalizer / Cewnik prowadzący 62.48VI-90SP /
Zavodski katalizer 62.48VI-90SP / Производный катализатор
62.48VI-90SP / Aplikacioni katalizer 62.48VI-90SP / 62.48VI-90SP
beskerni katalizer / Katalizator bezkerni 62.48VI-90SP

62.48V-90P delivery catheter / Catheter de mise en place 62.48V-90P / 62.48V-90P Abgabekatheter / Cateter introdutor 62.48V-90P / 62.48V-90P plaatsingskatheter / Catetore di rilascio 62.48V-90P / 62.48V-90P infuierkatheter / Skaiksmuotkatheter 62.48V-90P / 62.48V-90P

6248VI-80P / Závaděč katód 6248VI-80P / Цатодный
6248VI-80P / Aplikčný katód 6248VI-80P / Апликацыйный
6248VI-80P / bestmre katódi / Catele de pozitionare
6248VI-80P / Цатодный строк / Катодный строк

6248V-1-300 delivery generator / Catheter de mîne on
lance 6248V-1-30P / 6248V-1-30P Absorbenther / Cateter
introducător 6248V-1-30P / 6248V-1-30P phasiskatheter /
catetere di rîlascio 6248V-1-30P / 6248V-1-30P
infusionskatheter / Schlämmkatheter 6248V-1-30P /
6248V-1-300 infu- /

[illegible]

ner catheter / Cathéter interne / Innenkatheter / Catòter interno / Binnenkatheter / Catòlere interno / Indre kateter / Sàskatõtri / Ihre kateter / Εσωτερικός καθετήρας / Indre kateter / Cateter interno / Bakid katõter / Cewmik wężący / Vneshni katõr / Ροοσωματικό καθετήρα /

Me tool / Ouli de valve / Schieusenette / Herramienta de
valva / Klepstrumant / Dispositivo di prolunga della
vola / Ventilventer / Ventilvalvine / Ventilvryg /
poulo poulbloc / Ventilventel / Ferramenta de valvula /
ventilvryg / Ventilventel / Ventilvryg / Ventilvryg / Ventilvryg /

[illegible]

Physical Manual

Категория: ...

CONCLUSIONS

Д-р Унаковска Софи

капусто-пшениц

2. **КОНСТАТИРОВКА** И

Abstract

Tetraphenyl amine

...а также в отношении

пользования катетером

Удмуртского края

факторов повышения и меры предосторожности

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE KENNEDY CENTER

сложное управление

OLMTECH, INC.

whitehead cory

STY MONITORING TIPS

10 min.

УМОТКА, АПРОПРИАЦИЯ

...the world.

ОЖИВЛЕ НЕЖИ

... (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) ...

накное пыжовод

22

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1

10

100



ATTAIN COMMAND™ 6250C, 6250S

Left-heart delivery system

système de positionnement des sondes ventriculaires gauches

Linksnerz-Elektrodeneinführungssystem

Sistema de implantación en el ventrículo izquierdo

Left-heart delivery system

Sistema di posizionamento nel cuore sinistro

inntrøringssystem for venstre hjertehalvdel

implantationsset for vansterkammarelektrod

Indfæringscertifikat til brug for

Sistema de administração de todo o sistema

Bevezetőrendszer a bal szívfélhez

Zestaw do wprowadzania do lewego serca

System pro implantaci do levého srdce

Система доплатки в небольшие камеры сердца

Sol kalin besleme sistemini

[illegible]

Technical manual ■ Manuel technique ■ Gebrauchsanweisung
Manual técnico ■ Technisch handling ■ Manuale tecnico ■ Teknisk
handbok ■ Teknisk manual ■ Τεχνικό εγχειρίδιο ■ Teknisk håndbog
Manual técnico ■ Muzsaki leírás ■ Technická instrukcia obsługi
Technická příručka ■ Техническое руководство ■ Technická příručka
Teknik el Kézikönyv

Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.




P product documentation / Documentation
 du produit / Produktdokumentation /
 Documentación del producto /
 Productocumtariae / Documentazione
 del prodotto / Produktodokumentation /
 Produktokumtariae / Tekstuojou
 tipotyvoj / Produktliteratur / Documentaço
 do produto / Termékdokumentáció /
 Dokumentacija proizvoda / Privodni dokumentaci
 Dokumentacija na proizvodu / Dokumentacija
 k produktu / Urten beileleri



M7066639B001 Rev D

5

Refer to the "Acc_DVD" category in doc#163256 for Printing Instructions.



Номер модели	6250-MB2	6250-EN
Исполнительная длина	40 см	6250-MP
Проводящего кабеля	50 см	6250-SOS
		6250-MB2X
		6250-MB2A

8 Ограниченная гарантия Medtronic

Полный текст ограниченной гарантии содержится в прилаганном документе «Ограниченная гарантия Medtronic».

9 Обслуживание

Служба компании Medtronic — инженеры и специалисты высшей квалификации — готовы помочь вам в обслуживании нашего оборудования в различных странах мира, чтобы помочь вам и обучить персонал лечебного учреждения работе с продукцией Medtronic. Компания Medtronic также предоставляет пользователям нашего оборудования возможность получения технической поддержки и обучения в региональном представительстве компании Medtronic, обратитесь в региональное представительство, адреса и телефоны которых указаны на последней странице обложки.



Medtronic

C315H20, C315H40, C315H1S, C315J,
C315S4, C315S5, C315S10

Delivery catheter
Cathéter d'introduction
Einfuhrkatheter
Catéter introductor
Plaatsingskatheter
Catetere di posizionamento
Införingskatheter
Införingskatheter
Καθετήρας τοποθέτησης
Føringskatheter
Cateter introdutor
Vezetőkathéter
Cewnik wprowadzający
Zaváděcí katétr
Доставочный катетер
Arilkaşu katéter
Taşıma kateteri

Instructions for use ■ Mode d'emploi ■ Gebrauchsanweisung
■ Instrucciones de uso ■ Gebruiksaanwijzing ■ Istruzioni per
l'uso ■ Bruksanvisning ■ Bruksanvisning ■ Οδηγίες χρήσης
■ Bruksanvisning ■ Instruções de utilização ■ Nasználati
útműtató ■ Instrukcja użytkowania ■ Návod k použití
■ Инструкция по эксплуатации ■ Rokny na používání
■ Kullanim talimatları

Caution: Federal Law (USA) restricts this
device to sale by or on the order of a
physician.

CE
0050
2010

M715407B001 Rev A

Refer to the "Acc DVD" category in
doc#163256 for printing instructions.

M715407B001 Rev A

Refer to the "Acc DVD" category in
doc#163256 for printing instructions.

The following are trademarks of Medtronic:

Explanation of symbols on package labeling

Refer to the package label to see which symbols apply to this product:

	Conformité Européenne (European Conformity). This symbol means that the device fully conforms with European Directive AIMD 90/269/EEC.
	Date of manufacture
	Manufacturer
	Use by
	Lot number
	Sterilized using ethylene oxide
	Do not reuse
	Maximum storage temperature
	Open here/Peel here
	Catalogue number
	Do not use if package is damaged
	For US audiences only
	Consult instructions for use
	Outer diameter
	Manufactured in

EC REP

EC authorized representative

Inner diameter

Package contents

Guide-catheter dilator

Product documentation

Contents of Package

This package contains product documentation, 1 vessel dilator, and 1 of the following C315 catheters:

C315 H20 & H40

C315 HIS

C315 J

C315 S4

C315 S5

C315 S10

3

M715407B001 Rev A

Refer to the "Acc. DVD" category in doc#163256 for Printing Instructions.

M715407B001 Rev A

Refer to the "Acc. DVD" category in doc#163256 for Printing Instructions.

Medtronic

Manufacturer

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA

www.medtronic.com
Tel. +1-763-514-4000
Fax +1-763-514-4879

**Medtronic E.C. Authorized
Representative/Distributed by**

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel. +31-45-566-8000
Fax +31-45-566-8668

Europe/Africa/Middle East

Headquarters

Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliou 31
Case Postale 84
CH-1131 Tolochenaz
Switzerland
www.medtronic.com
Tel. +41-21-802-7000
Fax +41-21-802-7900

Australia

Medtronic Australasia Pty Ltd
97 Waterloo Road
North Ryde, NSW 2113
Australia

Technical manuals:

www.medtronic.com/manuals

© Medtronic, Inc. 2010
M715407B001A
2010-07-12



* M 7 1 5 4 0 7 B 0 0 1 *

M715407B001 Rev A

Refer to the "Acc_DVD" category in
doc#163256 for Printing Instructions.

M715407B001 Rev A

Refer to the "Acc_DVD" category in
doc#163256 for Printing Instructions.



Medtronic

ATTAIN COMMAND™ + SUREVALVE™ 6250VIC, 6250VIS

Left-heart delivery system
Système de positionnement des sondes ventriculaires gauches
Linksherz-Elektrodenführungssystem
Sistema de implantación en el ventrículo izquierdo
Plaatsingssysteem voor het linkerhart
Sistema di posizionamento nel cuore sinistro
Införingssystem för venstre hjertehalvdel
Järjestelmä sisäänvientiin sydämen vasemmalle puolelle
Implantationsset för vänsterkammarelektrod
Σύστημα τοποθέτησης αρτηρίας καρδιάς
Indføringssystem til hjertets venstre side
Sistema de administração do lado esquerdo do coração
Bevezetőrendszer a bal szívfélhez
System do wprowadzania do lewego serca
Système pro implantaci do levého srdce
Система доставки в левые камеры сердца
Système na aplikáciu do ľavej časti srdca
Sol kalp besleme sistemi
Sistem de poziționare pentru partea stângă a cordului
Система за доставка до лявото сърце
Sistem za plasiranje u levom srcu
Sustav isporuke u lijevo srce

Technical manual • Manuel technique • Gebrauchsanweisung • Manual
técnico • Technische handleiding • Manuale tecnico • Teknisk
håndbog • Tekninen opas • Teknisk manual • Τεχνικό εγχειρίδιο •
Teknisk håndbog • Manual técnico • Műszaki leírás • Techniczna
instrukcja obsługi • Technická příručka • Техническое руководство •
Technická příručka • Teknik el kitabı • Manual tehnic • Техническо
ръководство • Tehnički priručnik • Tehnički priručnik

2013



The following list includes trademarks or registered trademarks of Medtronic in the United States and possibly in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

La liste suivante comprend des marques commerciales ou des marques déposées de Medtronic aux États-Unis et éventuellement dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Die folgende Liste enthält Marken oder eingetragene Marken von Medtronic in den USA und möglicherweise auch in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

La siguiente lista contiene marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Medtronic en Estados Unidos y posiblemente en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Onderstaande termen zijn gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Medtronic in de Verenigde Staten en mogelijk in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

L'elenco seguente comprende i marchi o i marchi registrati della Medtronic negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Den følgende listen viser varemærker eller registrerte varemærker for Medtronic i USA, og som også kan være gjeldende i andre land. Alle andre varemærker tilhører sine respektive eiere.

Seuraavassa luetellossa ovat Medtronicin tavaramerkki tai rekisteröidyt tavaramerkki Yhdysvalloissa ja mahdollisesti muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkki ovat niiden omistajien omaisuutta.

Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανώς σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere.

A lista seguinte inclui marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Medtronic nos Estados Unidos e, provavelmente, noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos detentores.

Az alábbi lista a Medtronic védjegyeit vagy bejegyzett védjegyeit tartalmazza az Amerikai Egyesült Államokra és esetleg más országokra vonatkozóan is. Minden egyéb védjegy a megfelelő védjegytulajdonos védjegye.

Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz, jeśli ma to zastosowanie, w innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.

Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Следующий перечень включает товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Medtronic в США и, возможно, в других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Následovný zoznam obsahuje ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Medtronic v USA, príp. ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Aşağıdaki listede, Medtronic'in Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları yer almaktadır. Diğer ticari markaların tümü ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



6250VI-MB2 / Varijski uvodni kateteri 6250VI-MB2



1 Описание

Наборы системы доставки в левые камеры сердца Atlas Control + SureValve 6250VC и 6250VTS предназначены для обеспечения имплантации электрода в левые камеры сердца через коронарный синус.

1.1 Содержание упаковки

Эта упаковка содержит следующие компоненты:

- комбинация (2) внешних проводников катетера со встроенными гемостатическими клапанами SureValve, которые предназначены в разделе "Технические характеристики (номинальные)";
- 1 проводник;
- 1 дилататор проводникового катетера;
- 2 клапанных инструмента;
- 1 шпатель;
- документация по продукту

Исключение этих компонентов см. в разделе "Объяснение символов".

Система доставки в левые камеры сердца поставляется стерильной. Утилизируйте все одноразовые принадлежности в соответствии с требованиями местного законодательства об охране окружающей среды.

2 Показание

Система доставки в левые камеры сердца предназначена для проведения транскавазных устройств и электродов через коронарный синус в сосуды левых камер сердца.

3 Противопоказания

Использование системы доставки в левые камеры сердца для венозного доступа или проведения в коронарный синус противопоказано пациентам с обструкцией или недостаточной проходимость сосуда этого русла.

4 Предостережения и предупреждения

Совместное использование системы доставки в левые камеры сердца с совместимыми транскаважными устройствами. Для получения дополнительной информации о совместимых транскаважных устройствах см. раздел "Технические характеристики (номинальные)". Данные исследования о совместимости катетера с какими-либо устройствами, произведенными или поставленными не корпорацией Medtronic, отсутствуют. Среди неблагоприятных последствий использования катетера в несоответствующих устройствах — невозможность доставки в левые камеры сердца устройства или его повреждение во время доставки. **Одноразовое применение** — Система доставки в левые камеры сердца предназначена только для однократного использования. Повторная стерилизация не допускается.

Осмотр стерильной упаковки — Перед открытием осмотрите стерильную упаковку. Если упаковка повреждена, обратитесь в представительство корпорации Medtronic.

Условия хранения — Не храните данный продукт при температуре выше 40 °C (104 °F).

Срок годности — Убедитесь, что срок годности продукта не истек. Запрещается использовать продукт с истекшим сроком годности.

Стерилизация — Перед поставкой специализированной корпорации Medtronic стерилизовали содержимое упаковки этиленоксидом.

Обращение с катетерами — С катетерами следует всегда обращаться осторожно.

- Не изгибайте, не перегибайте и не растягивайте катетеры слишком сильно.
- Не пользуйтесь хирургическими инструментами для захвата шара катетера.
- Не прикладывайте избыточных усилий при введении катетера в сосуд.

- Убедитесь, что катетеры тщательно промыты солевым или гепаринизированным раствором и не содержат воздуха. Несоблюдение этих требований может привести к разрыву у пациента воздушной эмболии с какими-либо жидкостями, кроме крови, физиологических или рентгеноконтрастных растворов.

Повреждения сосудов и тканей — Соблюдайте осторожность при проведении катетера через сосуды и ткани. Чтобы минимизировать риск перфорации и не вводить катетер, при наличии сопротивления толкайте, не надавливая катетер. Ощущение сопротивления прекращается, когда катетер установлен. Установите причину повреждения и примите соответствующие меры. После этого процедуру можно продолжить. Повреждения катетера могут препятствовать управлению им и снижать точность реакции на вращающий момент.

Промывание катетеров — Промывайте катетеры через проксимальный конец катетера.

- Перед использованием катетеры должны быть тщательно промыты и освобождены от воздуха.
- Для введения рентгеноконтрастного раствора не используйте шприц высокого давления.

Необходимое медицинское оборудование — Во время введения, позиционирования, тестирования системы электрода в острой фазе или в случаях, когда возможно появление аритмий, либо в случаях, когда они предположительно индуцируются, держите наготове оборудование для внешней дефибрилляции. Во время осуществления имплантации должна иметься возможность информации о стрессовую стимуляцию. Для получения информации о возможных нежелательных явлениях, связанных с выбранными продуктами. Используйте катетера или транскавазные устройства может привести к блокаде сердца.

Формирование тромба — Одним из возможных осложнений тромбоз были признаны с использованием гепаринизированной модели. Использование катетера или транскавазных устройств этого продукта, если пациенту невозможно провести профилактику антикоагуляции.

Перфорация — Ввиду относительной жесткости катетера, им можно повредить стенки сосудов вплоть до перфорации или рассечения. Чтобы минимизировать риск перфорации, при прохождении правых камер сердца дилататор проводникового катетера необходимо отодвинуть в конец внешнего проводникового катетера.


5 Возможные нежелательные явления — Использование возможных нежелательных явлений, связанных с использованием системы доставки в левые камеры сердца, включают следующие (перечень не исчерпывающий):

- Воздушная эмболия
- Аллергическая реакция на контрастные вещества
- Расширение артериовенозной анастомоза
- Кровотечение в месте введения
- Травма плечевого сплетения
- Тампонада сердца
- Сечение
- Рассечение
- Эмболизм
- Блокада сердца
- Образование гематомы
- Гемоторакс
- Инфицирование
- Аритмия
- Расширение средостения
- Перфорация
- Пневмоторакс
- Проккол подплевральной артерии
- Тромбофлебит
- Тромбоз
- Повреждение клапана
- Закупорка сосуда
- Повреждение сосуда

6 Процедура имплантации

За правильное выполнение хирургических процедур и соблюдение правил антисептики несут ответственность медицинские работники. Некоторые методы имплантации могут изменяться в зависимости от предпочтений врача, анатомических особенностей пациента и его физического состояния.

При введении жидкости или аспирации во время процедуры полностью вводите клапанный инструмент через встроены клапан SureValve (см. рис.). Используйте это полностью вложенное положение, если катетер пустой (1) либо содержит проводник или электрод (2).



Клапанный инструмент в полностью введенном положении

Примечание: Встроенный клапан SureValve должен оставаться на катетере на протяжении всей процедуры. Тем не менее, при необходимости его можно снять с помощью пинцета, повернув его верхнюю и нижнюю часть катетера. При снятии встроенного клапана вытаскивая его из катетера.

SureValve утилизировать его и не использовать повторно. Для ознакомления с инструкциями по использованию внешнего клапана см. техническое руководство, упакованное с клапаном.

6.1 Подготовка системы внешнего проводникового катетера

1. Промойте внешний проводниковый катетер с помощью клапанного инструмента, как показано на предыдущем рисунке.
2. Промойте дилататор проводникового катетера с использованием шприца.

3. Проведите дилататор проводникового катетера через встроенный клапан во внешний проводниковый катетер. Проведите дилататор проводникового катетера так, чтобы его дистальный конец выступал за дистальный конец внешнего проводникового катетера.

Примечание: Внесо дилататора проводникового катетера можно использовать управлений катетер. Для получения информации о совместимости см. "Технические характеристики (номинальные)".

6.2 Организация венозного доступа
Организуя доступ к вене, используйте предпочтительный метод, исходя из профессионального опыта. При использовании обложки вводите для получения инструкций см. соответствующее техническое руководство.

6.3 Введение внешнего проводникового катетера в сборе и доступ к коронарному синусу

6.3.1 Использование внешнего проводникового катетера назначаемой формы

1. Проведите внешний проводниковый катетер (со вставленным дилататором проводникового катетера) по проводнику через место доступа. Убедитесь, что проводник выступает за сборе дистальный конец внешнего проводникового катетера в сборе.
2. Продвиньте внешний проводниковый катетер в сборе. Когда он выйдет в правое предсердие, отведите дилататор проводникового катетера внутри внешнего проводникового катетера.
3. Извлеките дилататор проводникового катетера из внешнего проводникового катетера в сборе, чтобы позволить кончику катетера принять ранее заданную форму.

4. Для получения доступа в коронарный синус используйте внешний проводниковый катетер под рентгенокоспическим контролем, чтобы облегчить позиционирование.
5. Проведите внешний проводниковый катетер в коронарный синус и извлеките проводник.

6.3.2 Использование прямого внешнего проводникового катетера

1. Проведите внешний проводниковый катетер (со вставленным управляемым катетером) через место доступа.
2. Проведите управляемый катетер в правое предсердие.
3. Для получения доступа в коронарный синус проведите управляемый катетер под рентгенокоспическим контролем, чтобы облегчить позиционирование.
4. Проведите внешний проводниковый катетер в коронарный синус и извлеките управляемый катетер.

6.4 Венография

Введите баллонный катетер для венографии непосредственно через встроены клапан. Инструкции по выполнению венографии см. в техническом руководстве, поставленном с соответствующим баллонным катетером для венографии.

6.5 Введение электрода

Примечание: Для обеспечения введения транскавазных устройств налейте жидкость в отверстие встроены клапана.

- Для получения инструкций по использованию электрода см. техническое руководство к электроду.

6.5.1 Метод 1: Введение предварительно загруженного электрода

1. Введите совместимый стилет или проводник в электрод. Не допускайте выступания дистального конца за кончик электрода.
2. Проведите электрод непосредственно через встроены клапан, как показано на рисунке. Другие инструменты для введения не требуются.



Введение предварительно загруженного электрода

6.5.2 Метод 2: Введение проводника до электрода

Введите проводник до электрода одним из 3 следующих способов.

Вариант 1


1. Проведите совместимый с электродом проводник непосредственно через встроены клапан, как показано на рисунке.



Введение проводника непосредственно через клапан


Вариант 2

1. Частично введите клапанный инструмент в катетер так, чтобы он оказался в одном из положений для загрузки, показанных на следующем рисунке.




Клапанный инструмент в положениях для загрузки проводника

2. Введите проводник через отверстие в клапанном инструменте, как показано на обоих рисунках положений для загрузки.



Отверстие проводника на клапанном инструменте

3. Извлеките клапанный инструмент, как показано на рисунке.



Извлечение клапанного инструмента из проводника

4. Наденьте кончик электрода на проксимальный конец проводника.

Вариант 3

Примечание: Этот метод нельзя использовать со стилетом или любым проводником с несъемной проксимальной ручкой.

1. Отсоедините шпиль от клапанного инструмента и полностью вставьте клапанный инструмент в катетер.
2. Введите проводник в проксимальный конец клапанного инструмента, как показано на рисунке.



Установка проводника с помощью клапанного инструмента в полностью введенном положении

3. Вытяните клапанный инструмент из катетера и проксимального конца проводника.

4. Наденьте кончик электрода на проксимальный конец проводника.

6.5.3 Метод 3: Введение трансвенозного катетера до электрода

Для получения подробных инструкций по использованию трансвенозного катетера см. соответствующее техническое руководство.

1. Проведите трансвенозный катетер непосредственно через венозный клапан, чтобы получить доступ к выбранному участку.
2. При необходимости продвиньте внешний проводниковый катетер по трансвенозному катетеру к выбранному участку.
3. Если трансвенозный катетер не совместим с электродом, извлеките его из внешнего проводникового катетера, сохраняя положение внешнего проводникового катетера.
4. Введите электрод.

6.6 Извлечение катетера

Когда электрод займет окончательное положение, извлеките внешний проводниковый катетер с помощью стилета. Стилтер проводится через венозный клапан. Во время срезаания венозный клапан остается подсоединенным к катетеру. Инструкции см. в разделе Приложение А: Инструкции по срезаанию.

Предупреждение: Чтобы не повредить электрод, во время и после срезаания катетера, осторожно придерживайте разрезыные кромки катетера.

Примечание: При извлечении катетера возможно смещение электрода. Если электрод сместился, то да указаниями по его позиционированию обратиться к поставщику с электродом технического руководству.

7 Технические характеристики (номинальные)

7.1 Технические характеристики для внешних проводниковых катетеров

Материал (все модели): Полиэфир-блок-амид.

Внутренний диаметр (все модели): Не менее 2,4 мм (7,2 French).

Материал встроеного клапана SureValve: Полипропилен с литым блоком сополимером стирала

Материал (все модели): Полиэфир-блок-амид.

Внутренний диаметр (все модели): Не менее 2,4 мм (7,2 French).

Материал встроеного клапана SureValve: Полипропилен с литым блоком сополимером стирала

Модель	Описание	Положение и длина внешнего диаметра
6250V1-MB2	Универсальный изогнутый 2	45 см (17,7 дюйма) 3,0 мм (9,0 French) 0,118 дюйма
6250V1-4SS	Прямой	45 см (17,7 дюйма) 3,0 мм (9,0 French) 0,118 дюйма Длина: 2,8 мм (0,112 дюйма)
6250V1-EN	Удлиненный крош	50 см (19,7 дюйма) 3,0 мм (9,0 French) 0,118 дюйма
6250V1-MP	Универсальный	50 см (19,7 дюйма) 3,0 мм (9,0 French) 0,118 дюйма
6250V1-S0S	Прямой	50 см (19,7 дюйма) 3,0 мм (9,0 French) 0,118 дюйма
6250V1-MB2X	Удлиненный MB2	50 см (19,7 дюйма) 3,0 мм (9,0 French) 0,118 дюйма
6250V1-MPX	Удлиненный универсальный	50 см (19,7 дюйма) 3,0 мм (9,0 French) 0,118 дюйма

7.2 Технические характеристики для совместимых трансвенозных устройств

Проводник	М
Клапанный инструмент	М
Дилататор проводникового катетера	М Вн
Стилтер	совм
Совместимые электроды	совм
Совместимые трансвенозные устройства	совм

8 Отказ от гарантии

Полный текст отказа от гарантии

9 Обслуживание

Служащие корпорации Medtronic, имеющие высокую квалификацию, рады, чтобы помочь вам в обслуживании и обучении персонала.

продукции Medtronic. Medtronic также предоставляет пользователям нашего оборудования возможность получения технических консультаций специалистами корпорации. Для получения дополнительной информации обращайтесь в региональное представительство корпорации Medtronic, званите или пишите в Medtronic, по адресам и телефонам указанным на последней странице обложки.



Служащие и обслуживающий персонал

Врач

Доктор