

Инструкция по применению очков корректирующих

Корректирующие очки предназначены для коррекции зрения

Пользование очками:

1. Очки следует хранить в футляре.
2. Линзы очков следует протирать замшевой или мягкой салфеткой.
3. Не допускается класть очки линзами вниз на твердую поверхность.
4. Не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия.
5. Очки следует надевать и снимать двумя руками.
6. Периодически проверять и подкручивать крепление винтов, удерживающих линзу.
7. Не следует подвергать очки воздействию высоких температур, в частности, при сушке волос феном, посещении бани или сауны.
8. Не допускается оставлять очки на приборной панели автомобиля.

Гарантия производителя:

1. Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6 месяцев со дня получения очков при соблюдении пациентом правил эксплуатации, указанных на заказе-пакете или этикетке.
2. Механические повреждения оправ или разбитые стекла не могут являться основанием для претензий изготовителю очков

