

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Инструменты и набор инструментов микрохирургических офтальмологических арт. 1300 БОИ, ТУ ВУ 291235525.020-2021 (далее – набор) используются в офтальмологической практике.

СОСТАВ НАБОРА, КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав набора и количество инструментов в наборе:

1	Микроиглодержатель по Барракеру изогнутый, с деликатными губками, длина 135 мм, титановый, арт.1300-10-1 БОИ	1 шт.
2	Лезвиедержатель прямой по Троутману, длина 120 мм, титановый, арт.11-1 БОИ	1 шт.
3	Ножницы микрохирургические для кератотомии по Кастровьехо изогнутые по радиусу левые, титановые арт. 1300-20-1 БОИ	1 шт.
4	Ножницы микрохирургические для кератотомии по Кастровьехо изогнутые по радиусу правые, титановые арт. 1300-20-2 БОИ	1 шт.
5	Ножницы микрохирургические для кератотомии по Кастровьехо изогнутые по радиусу универсальные, титановые арт.1300- 20-3 БОИ	1 шт.
6	Ножницы микрохирургические для капсулотомии изогнутые по радиусу, титановые арт.1300-21-1 БОИ	1 шт.
7	Ножницы микрохирургические для капсулотомии изогнутые под углом, титановые арт.1300-21-2 БОИ	1 шт.
8	Пинцет микрохирургический для завязывания нитей прямой, титановый арт. 1300-30-1 БОИ	1 шт.
9	Пинцет микрохирургический для завязывания нитей изогнутый, титановый арт. 1300-30-2 БОИ	1 шт.
10	Пинцет микрохирургический шовный, титановый арт. 1300-31-1	1 шт.
11	Пинцет для верхней прямой мышцы по Ошеру арт. 1300-32-1 БОИ	1 шт.
12	Пинцет роговичный изогнутый (Колибри) арт. 1300-33-1 БОИ	1 шт.
13	Копье для удаления инородных тел из роговицы арт. 1300-40-1 БОИ	1 шт.
14	Кассета стерилизационная НМО арт.1300-50-1 БОИ	1 шт.

Инструменты изготовлены из нержавеющей стали.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инструменты и кассета устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.

Обработку проводят согласно инструкции "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского

назначения", утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор соответствует техническим условиям ТУ ВУ 291235525.020-2021.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий ТУ ВУ 291235525.020-2021 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения).

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:
225730, Республика Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи,
ул. Полевая, 31в
ЗАО «Завод Белмединструменты»