

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОВЯЗОК МЕДИЦИНСКИХ С ИОНАМИ СЕРЕБРА СТЕРИЛЬНЫХ

производства ОДО «РАДМЕДТЕХ», РБ, г. Минск,

1. СООТВЕТСТВИЕ

Повязки медицинские с ионами серебра стерильные (далее - повязки) изготовлены в соответствии с требованиями ТУ ВУ 100144378.007-2021.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязки предназначены для обработки инфицированных и неинфицированных ран, а также для снижения травматизации ран различной этиологии, в том числе при буллезных нарушениях кожи. Использование повязок должно проводиться в соответствии с инструкцией по применению.

Повязки относятся к одноразовым изделиям медицинского назначения, используемым в лечебных учреждениях и бытовых условиях.

3. ОПИСАНИЕ

В зависимости от основных характеристик (структуры, назначения, функциональных свойств) повязки изготавливают трех исполнений (D1Ag, D2Ag, D4Ag) в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№ п/п	Обозначение и наименование исполнения	Характеристика			
		Структура	Назначение	Функциональное свойство	Примечание
1	Повязка медицинская D ₁ Ag сорбционная с ионами серебра - повязка атерматическая сорбционная с ионами серебра одноразового применения, стерильная	Представляет собой повязку из нескольких слоев не приклеивающегося нетканого материала: расщепленной целлюлозы ламинированной полимерным материалом (полиэтилен и его модификации, ПЕТ), пропитанную ионами серебра.	Для обработки острых плоскостных ран с обильным отделяемым, инфицированных и неинфицированных.	Очень хорошая впитывающая способность. Атерматична, не прилипает к ране. Воздухопроницаема. Имеет хороший буферный эффект. Хорошо моделируется на ране.	
2	Повязка медицинская D ₂ Ag антимикробная с ионами серебра – повязка атерматическая сорбционная с антимикробной с ионами серебра одноразового применения, стерильная.	Представляет собой повязку с оболочкой из не приклеивающегося нетканого материала, пропитанного ионами серебра, и прокладкой из сорбента лигнина гидролизного.	Для обработки острых и хронических плоскостных инфицированных и неинфицированных ран.	Активно сорбирует микробные тела и химические вещества. Обладает дезодорирующим эффектом. Атерматична, не прилипает к ране. Воздухопроницаема. Хорошо моделируется на ране.	Если рана слабо экссудирующая или при наличии гнойного отделяемого повязку необходимо смочить изотоническим раствором (0,9% NaCl)
3	Повязка медицинская D ₄ Ag мажевая с ионами серебра – повязка атерматическая мажевая с ионами серебра одноразового применения, стерильная.	Представляет собой мажевую повязку с ионами серебра, из крупноячеистой полимерной ткани, пропитанной нейтральной мажевой массой и ионами серебра.	Для поддержания эластичности в острых и хронических плоскостных ранах, а также для лечения пациентов с высокой кожной чувствительностью и повышенной реакцией на фармпрепараты.	Поддерживает эластичность в ранах. Атерматична, не прилипает к ране. Секрето – и воздухопроницаема. Хорошо моделируется на ране.	

4. РАЗМЕРЫ

Повязки изготавливаются следующих размеров:

- повязка медицинская D1Ag сорбционная с ионами серебра: 50 x 50; 100 x 100; 100 x 200 см;
- повязка медицинская D2Ag антимикробная с ионами серебра: 65 x 80; 115 x 130; 115 x 180 см;
- повязка медицинская D4Ag мазевая с ионами серебра: 50 x 70; 60 x 100; 100 x 100; 100 x 200 см.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Повязки D1Ag, D2Ag:

1. Перед наложением раневой повязки (D1Ag или D2Ag) провезти туалет раны.
2. Вскрыть стерильную упаковку и извлечь повязку (D1Ag или D2Ag).
3. Наложить впитывающим слоем на рану или поверх лечебной салфетки. Повязка (D1Ag или D2Ag) должна захватывать минимум 1 см прилегающей к ране кожи.
4. При необходимости повязку (D1Ag или D2Ag) покрыть двойной марлевой салфеткой.
5. Фиксировать повязку (D1Ag или D2Ag) пластырем или бинтом.
6. Продолжительность воздействия определяется степенью поражения и видом раны и, как правило, может колебаться от нескольких часов до нескольких суток.
7. По истечении данного срока производится замена повязки (D1Ag или D2Ag). При смене повязки (D1Ag или D2Ag) необходимо повторить туалет раны. Кратность перевязок не ограничена и может проводиться до полной эпителизации раневой поверхности.
8. При лечении раневых полостей материал вводится в виде турунды.

Повязки D4Ag:

1. Перед наложением повязки D4Ag провезти туалет раны.
2. Вскрыть стерильную упаковку и извлечь повязку D4Ag.
3. Наложить повязку D4Ag на раневое ложе и закрыть двойной марлевой салфеткой, фиксировать пластырем или бинтом. Повязка D4Ag должна захватывать минимум 1 см прилегающей к ране кожи.
4. При необходимости на верх повязки D4Ag могут укладываться повязки с растворами или мазями, затем фиксируются пластырем или бинтом.
5. Продолжительность воздействия определяется степенью поражения и видом раны и, как правило, может колебаться от нескольких часов до нескольких суток.
6. По истечении данного срока производится замена повязки D4Ag. При смене повязки D4Ag необходимо повторить туалет раны. Кратность перевязок не ограничена и может проводиться до полной эпителизации раневой поверхности.

Меры предосторожности и противопоказания

Перед обработкой ран вымойте руки и обработайте их антисептическим средством. Обработывайте ножницы спиртовыми салфетками или раствором антисептика до и после применения. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу. Не используйте у пациентов с повышенной чувствительностью к серебру. Не используйте повязки медицинские с серебром с такими антисептиками, как растворы гипохлорида, перекиси водорода, йода. Не храните повязки более чем 24 часа после вскрытия стерильной упаковки. Не используйте повязки медицинские с серебром во время лучевой терапии или во время обследований: магнитно-резонансная томография.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Повязки являются одноразовыми медицинскими изделиями, не подлежащими дальнейшему использованию, и должны подвергаться уничтожению в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7

февраля 2018 г. № 14 и «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Наличие в анамнезе аллергических реакций на препараты, входящие в состав перевязочных средств.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед использованием хранить в потребительской или групповой упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

9. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности повязок – 3 года с даты стерилизации.

10. УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

11. ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

ОДО «Радмедтех»

220109, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красина, 25, к.49

Тел. (+37529) 684-14-25