



ВОСК МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ ЛАВАКС

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск моделировочный Лавакс применяется в ортопедической стоматологии для изготовления восковых моделей при несъемном протезировании – пластмассовых и комбинированных коронок, фасеток металл-пластмасса, штифтовых зубов, полукоронок, трехчетвертных коронок, вкладок непрямым методом.

2. Свойства

Воск Лавакс представляет собой композицию на основе парафина, натуральных и синтетических восков. Воск Лавакс легко размягчается без расслоения, при легком скоблении дает сухую невязкую стружку. В интервале температур 43-48 °С воск пластичен и хорошо формируется, зольность воска не превышает 0,1 %.

3. Способ применения

Палочку воска Лавакс размягчают над пламенем спиртовой или газовой горелки, вращая и быстро пронося ее на расстоянии 2-3 см от верхней части пламени, не допуская оплавления и растекания поверхности палочки. Размягченный воск слегка обжимают пальцами и приступают к моделированию. Обработку воска осуществляют по общепринятым в стоматологической практике методам.

Воск моделируют шпателем, скальпелем и другими зуботехническими инструментами. При обработке воска образуется сухая, невязка стружка.

4. Комплектность

Комплект воска Лавакс содержит:

- палочки воска – 10 шт.;
- инструкцию по применению – 1 шт.

Масса нетто комплекта 20 г.

Допускается выпуск воска Лавакс в другом количестве и другой комплектности.

5. Условия хранения

Воск Лавакс должен храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 4 года.



6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК



— «ознакомление с инструкцией по применению»;



— «дата изготовления»;



— «номер партии»;



— «изготовитель»;



— «использовать до»;



— «температурное ограничение»
(при хранении).

Дата последнего пересмотра: 12.05.2017 г.

