

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Фармаш»

Смилянец В.С.

2020 г.



**Инструкция по применению  
флаконов Фк-10, Фк-15, Фк-30, Фк2-5, Фк2-10, Фс2-20, Фс2-30,  
Фн3-100, Фр4-10(а), Фр4-10(б), Фр4-20(а), Фр4-20(б), Фр4-15, Фр4-30**

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

Флаконы Фк-10, Фк-15, Фк-30, Фк2-5, Фк2-10, Фс2-20, Фс2-30, Фн3-100, Фр4-10(а), Фр4-10(б), Фр4-20(а), Фр4-20(б), Фр4-15, Фр4-30 (далее – флаконы) предназначены для хранения, транспортирования и дальнейшего использования по назначению лекарственных средств и медицинских препаратов.

Типы флаконов: флаконы - Фк и Фк2; флакон спрей - Фс2; флакон с насадкой для направленного введения лекарственных средств - Фн3; флакон резьбовой – Фр4.

## **2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят: флаконы (одного наименования), этикетка, тара потребительская.

## **3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Выпускаются в нестерильном и стерильном исполнении.

## **4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Флаконы изготовлены из полиэтилена высокого давления, и/или полиэтилена низкого давления, и/или полипропилена.

Боковые стенки корпуса флаконов обеспечивают упругое сжатие при надавливании рукой. Минимальная толщина боковых стенок флаконов не менее 0,3 мм.

Номинальная вместимость флаконов соответствует условному обозначению: Фк2-5 - вместимость 5 мл; Фк-10, Фк2-10, Фр4-10(а), Фр4-10(б) – вместимость 10 мл; Фк-15, Фр4-15 - вместимость 15 мл; Фс2-20, Фр4-20(а), Фр4-20(б) – вместимость 20 мл; Фк-30, Фс2-30, Фр4-30 - вместимость 30 мл; Фн3-100 - вместимость 100 мл.

Соединение крышек с корпусами флаконов обеспечивает герметичность.

Флаконы стойки на горизонтальной плоскости. Зазор между горизонтальной плоскостью и плоскостью доньшка флаконов не более 0,1 мм.

## **5 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Область применения – медицина, фармация.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

## **6 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Не использовать при повреждении упаковки.

Запрещается использовать флаконы после длительного, более 3 лет, срока хранения.

## **7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Флаконы предназначены для эксплуатации при температуре от 1 °С до 40 °С.

## **8 МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ**

Флаконы стойки к санитарно-гигиенической обработке химическим методом в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

Флаконы стерилизуют радиационным методом.

## **9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Флаконы необходимо хранить в условиях, исключающих воздействие источников тепла и солнечных лучей. Не допускается хранение вблизи летучих веществ с резким запахом.

Упаковка с изделиями перед вскрытием должна быть выдержана не менее 12 ч в производственном помещении. Если изделия транспортировались и хранились при температуре ниже 5 °С, перед переработкой изделия в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении при температуре не ниже 15 °С не менее 24 ч.

## **10 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ**

Флаконы подлежат повторной переработке.

## **11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после получения положительных результатов проверки.

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу:

ООО «Фармаш» Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 53

тел. /факс (044) 239-19-01

E-mail: [farmmash@farmmash.com](mailto:farmmash@farmmash.com)

<http://www.farmmash.com>



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Фармаш»

Смилянец В.С.

2020 г.



**Инструкция по применению  
контейнеров Кп4-75, Кп5-40, Кп5-45, Кп5-60,  
Ку6-20, Ку6-25, Ку6-30, Ку6-70, Кр7-200, Кр7-300, Кр7-600**

### **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

Контейнеры Кп4-75, Кп5-40, Кп5-45, Кп5-60, Ку6-20, Ку6-25, Ку6-30, Ку6-70, Кр7-200, Кр7-300, Кр7-600 (далее – контейнеры) предназначены для хранения, транспортирования и дальнейшего использования по назначению лекарственных средств и медицинских препаратов.

Типы контейнеров: контейнер с контролем первого вскрытия – Кп4, Кп5; контейнер с пробкой уплотняющей Ку6; контейнер с резьбовой горловиной – Кр7.

### **2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят: контейнеры (одного наименования), этикетка, тара потребительская.

### **3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Выпускаются в нестерильном исполнении.

### **4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Контейнеры изготовлены из полиэтилена низкого давления, и/или полиэтилена высокого давления, и/или полипропилена.

Номинальная вместимость контейнеров:

Кп5-40, Кп5-45 - вместимость 40 мл; Кп4-75, Кп5-60 – вместимость 60 мл; Ку6-20 - вместимость 20 мл; Ку6-25 – вместимость 25 мл; Ку6-30- вместимость 30 мл; Ку6-70- вместимость 70 мл; Кр7-200 – вместимость 200 мл; Кр7-300 – вместимость 300 мл; Кр7-600 - вместимость 600 мл.

Соединение крышек с корпусами контейнеров обеспечивает герметичность.

Контейнеры тип: Кп4-75, Кп5-40, Кп5-45, Кп5-60, Кр7-200, Кр7-300, Кр7-600 стойки на горизонтальной плоскости. Зазор между горизонтальной плоскостью и плоскостью доннышка флаконов не более 0,1 мм.

### **5 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Область применения – медицина, фармацевтика.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

## **6 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Не использовать при повреждении упаковки.

Запрещается использовать контейнеры после длительного, более 3 лет, срока хранения.

## **7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Контейнеры предназначены для эксплуатации при температуре от 1 °С до 40 °С.

## **8 МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ**

Контейнеры стойки к санитарно-гигиенической обработке химическим методом в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

## **9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Контейнеры необходимо хранить в условиях, исключающих воздействие источников тепла и солнечных лучей. Не допускается хранение вблизи летучих веществ с резким запахом.

Упаковка с изделиями перед вскрытием должна быть выдержана не менее 12 ч в производственном помещении. Если изделия транспортировались и хранились при температуре ниже 5 °С, перед переработкой изделия в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении при температуре не ниже 15 °С не менее 24 ч.

## **10 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ**

Контейнеры подлежат повторной переработке.

## **11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после получения положительных результатов проверки.

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу:

ООО «Фармаш» Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 53

тел. /факс (044) 239-19-01

E-mail: [farmmash@farmmash.com](mailto:farmmash@farmmash.com)

<http://www.farmmash.com>



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Фарммаш»

Смилянец В.С.

2020 г.



## Инструкция по применению стаканов дозирующих СД-15, СД-20 и СД-25

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы дозирующие СД-15, СД-20 и СД-25 (далее - стаканы) предназначены для дозирования лекарственных средств и медицинских препаратов.

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: стаканы дозирующие (одного наименования), этикетка, тара потребительская.

### 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выпускается в нестерильном исполнении.

### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стаканы изготовлены из полипропилена.

Стакан СД-15: вместимость - 15 мл; размер – 29,20 мм х 37,35 мм; градуировка - 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 7,5 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл, 11 мл, 12 мл, 12,5 мл, 15 мл.

Стакан СД-20: вместимость - 20 мл; размер – 30,25 мм х 35,00 мм; градуировка - 2,5 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 12,5 мл, 15 мл, 20 мл.

Стакан СД-25: вместимость - 25 мл; размер – 30,3 мм х 40,5 мм; градуировка - 2,5 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл.

Номинальная вместимость стаканов нанесена на внутренних поверхностях изделий, линии градуировки и цифровые обозначения шкал - методом формования.

### 5 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Область применения – медицина, фармация.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

### 6 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не использовать при повреждении упаковки.

Запрещается использовать стаканы после длительного, более 3 лет, срока хранения.

### 7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стаканы предназначены для эксплуатации при температуре от 1 °С до 40 °С.

## **8 МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ**

Стаканы стойки к санитарно-гигиенической обработке химическим методом в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

## **9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Стаканы необходимо хранить в условиях, исключающих воздействие источников тепла и солнечных лучей. Не допускается хранение вблизи летучих веществ с резким запахом.

Упаковка с изделиями перед вскрытием должна быть выдержана не менее 12 ч в производственном помещении. Если изделия транспортировались и хранились при температуре ниже 5 °С, перед переработкой изделия в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении при температуре не ниже 15 °С не менее 24 ч.

## **10 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ**

Стаканы подлежат повторной переработке.

## **11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после получения положительных результатов проверки.

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу:

ООО «Фарммаш» Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 53

тел. /факс (044) 239-19-01

E-mail: [farmmash@farmmash.com](mailto:farmmash@farmmash.com)

<http://www.farmmash.com>





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Фарммаш»

Смилянец В.С.

2020 г.



## Инструкция по применению ложки дозирующей ЛД-5

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Ложка дозирующая ЛД-5 (далее - ложка) предназначена для дозирования лекарственных средств и медицинских препаратов.

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: ложки дозирующие ЛД-5, этикетка, тара потребительская.

### 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выпускается в нестерильном исполнении.

### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ложка изготовлена из полипропилена.

Ложка имеет размер 32,9 мм x 90,8 мм.

Ложка вместимостью 5 мл имеет градуировку – 1 мл; 1,25 мл; 2 мл; 2,5 мл; 5 мл.

Номинальная вместимость ложки нанесена на внутренних поверхностях изделий, линии градуировки и цифровые обозначения шкал - методом формования.

### 5 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Область применения – медицина, фармация.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

### 6 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не использовать при повреждении упаковки.

Запрещается использовать ложки после длительного, более 3 лет, срока хранения.

### 7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ложки предназначены для эксплуатации при температуре от +1 °С до +40 °С.

### 8 МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Ложки стойки к санитарно-гигиенической обработке химическим методом в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

## 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Ложки необходимо хранить в условиях, исключающих воздействие источников тепла и солнечных лучей. Не допускается хранение вблизи летучих веществ с резким запахом.

Упаковка с изделиями перед вскрытием должна быть выдержана не менее 12 ч в производственном помещении, если изделия транспортировались и хранились при температуре ниже 5 °С, перед переработкой изделия в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении при температуре не ниже 15 °С не менее 24 ч.

## 10 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Ложки подлежат повторной переработке.

## 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после получения положительных результатов проверки.

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу:

ООО «Фармаш» Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 53

тел. /факс (044) 239-19-01

E-mail: [farmmash@farmmash.com](mailto:farmmash@farmmash.com)

<http://www.farmmash.com>

