

Инструкция по применению

PD-Paed Plus

**RUS**

Общая информация

Смотрите каталожный номер системы PD-Paed Plus на этикетке или коробке продукта.

Показания

PD-Paed Plus представляет собой систему для проведения перитонеального диализа при лечении хронической и острой почечной недостаточности у недоношенных детей и детей до 10 кг веса тела и/или объемом заполнения до 200 мл. Систему PD-Paed Plus следует использовать только с растворами для перитонеального диализа *stay•safe® bicaVera®*, *stay•safe® balance*, *stay•safe®* КАПД/ДГКА произведенными Fresenius Medical Care.

Противопоказания

Специфические противопоказания не известны. Применимы все общие противопоказания для перитонеального диализа.

Материалы

Магистраль: мягкий поливинилхлорид (ПВХ) для медицинских целей.

Коннекторы и другие компоненты: поливинилхлорид (ПВХ), поликарбонат, акрилонитрил бутадиен стирол, полипропилен, полибутилентерефталат, политетрафторэтилен, фенилаланин, кремний, синтетический каучук (полиизопрен), полиэтилен высокой плотности, акриловый полимер, полистирол. Система PD-Paed Plus не содержит ДЭГФ и компоненты натурального латекса.

Инструкция по эксплуатации

PD-Paed Plus представляет собой закрытую систему, содержащую магистраль залива **1** и слива **2**, дренажный мешок **3**.

Предостережения

- Максимальное время использования системы PD-Paed Plus составляет 24 часа и она предназначена только для однократного применения. Использование системы в течение более чем 24 часов, а также повторное использование могут быть опасны для пациента. Моющие растворы и дезинфицирующие средства могут повредить материалы, используемые для изготовления PD-Paed Plus. В этом случае безопасность и эксплуатационные свойства не могут быть гарантированы и производитель не несет ответственности.
- PD-Paed Plus должна использоваться только в сочетании с растворами для перитонеального диализа, перечисленными выше, квалифицированными медицинскими работниками, ознакомленными с инструкцией, обладающими специальными знаниями и опытом. Для получения дополнительной информации смотрите соответствующую обучающую брошюру.
- Неправильное использование или неуместное применение могут привести к тяжелым осложнениям!
- Не использовать если стерильная упаковка повреждена или колпачки отсутствуют на своих местах.
- Распаковывать и использовать систему необходимо с соблюдением правил асептики.
- Убедитесь, что все колпачки и соединения герметичны. Проверьте систему, содержащую раствор для перитонеального диализа и аксессуары на возможность протекания во время заполнения и в течение процедуры. Примите соответствующие меры (например плотнее прикрутите Luer-Lock / stay•safe® коннектор) или замените систему при необходимости.
- Не использовать после истечения срока годности (см. этикетку)
- Не используйте иглы с диаметром больше чем 20 калибра для прокалывания инъекционных портов.
- Используемый пластик может быть несовместим с лекарственными препаратами или дезинфектантами. Проверьте, пожалуйста, совместимость перед использованием.

Применение

Соберите систему PD-Paed Plus следующим образом:

- Прикрепите дренажный пакет к желтому коннектору магистральи слива.

Установите систему PD-Paed Plus на инфузионной стойке:

- Извлеките систему PD-Paed Plus из упаковки и поместите PIN-коннектор пациента в органайзер.
- Установите бюретку линии залива в верхний держатель. Установите бюретку линии слива в нижний держатель.
- Присоедините мешки с раствором для перитонеального диализа к системе PD-Paed Plus. Для обработки сливных мешков, обратитесь к соответствующей листовки вложенной в упаковку.
- Избегайте перегиба магистралей.

Гарантия

Производитель гарантирует, что система PD-Paed Plus производится в согласно ее спецификации и в соответствии со стандартами GMP.

Изделия, имеющие производственный дефект будут заменены, если об этом дефекте будет сообщено с указанием номера партии.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения системы PD-Paed Plus, имевшие место после поставки изделия производителем и произошедшие в результате неправильного использования и не надлежащего обращения, не соответствующей инструкции по применению и указанным предостережениям.