



Gauke Healthcare Co., Ltd.

Инструкция по применению

Наименование изделия медицинского назначения:

Материалы перевязочные: бинт гипсовый под торговой маркой «UNIXFARM»
(размеры, см: 7,5 x 270, 10 x 270, 15 x 270, 20 x 270)

Область применения:

Фиксация переломов костей, ортопедическая пластика, фиксация при хирургических операциях, фиксация средств первой помощи и т.п.

Указания по применению:

Иммобилизирующие повязки из бинтов гипсовых накладываются только медицинскими специалистами.

При использовании бинтов гипсовых надевайте медицинские перчатки.

Распаковывать бинт гипсовый следует непосредственно перед использованием.

Способ применения:

- погрузить рулон бинта гипсового в воду (температура воды $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, пока не прекратится выделение пузырей (время смачивания не более 15 с), после чего отжать его до необходимой влажности, так, чтобы не вытекал гипс;
- наложить гипсовую повязку по общепринятым правилам.

Условия хранения:

Бинты гипсовые должны храниться в упакованном виде в закрытом сухом помещении, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от $+1^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 85%.

Срок годности: 5 лет

Бинты гипсовые используются в пределах срока годности при ненарушенной целостности индивидуальной упаковки.

Изготовитель (производитель): Gauke Healthcare Co., Ltd., Китай

Адрес: Chengnan Industrial Park, Tuanfeng County, HuangGang, 438800 Hubei, China

Поставщик (импортер) в РБ: УП «УНИКСФАРМ»

Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к

Тел.: (+37517) 392-62-04; тел./факс: (+37517) 202-29-87

e-mail: unixfarmt@gmail.com, 107495@gmail.com