



Инструкция

1. Названия изделия

Перчатки латексные хирургические стерильные

2. Производитель

SFM Hospital Products GmbH
Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin

3. Используемые графические символы

	Производитель		Хранить в защищенном от солнечных лучей месте
	Дата изготовления		Хранить в сухом месте
	Использовать до		Содержание или присутствие латекса из натурального каучука
	Номер партии		Товарный знак "Зеленая точка" (Grüne Punkt) запатентован во всём мире
	Стерилизовано радиацией		Маркировка CE с нотифицированным органом
	Не стерилизовать повторно		Знак соответствия PCT
	Не использовать повторно		
	При повреждении упаковки не использовать		

4. Состав

Пара перчаток (левая и правая) анатомической формы (изогнутые пальцы) упакованы в бумажной обертке / пакете. Пакеты с перчатками находятся в диспенсере.

5. Материал

натуральный латекс

6. Использование по назначению

Перчатки являются отличным биологическим барьером. Но они не предназначены для защиты от агрессивных химических веществ. Не допускать контакта с такими материалами как масло, бензин, керосин, растворители или другими веществами способными разрушить резину.

Перед использованием перчаток с пудрой, опудривающее вещество должно быть удалено с перчаток стерильной салфеткой или другим стерильным способом.

6.1 Показание

Используются в хирургии для создания биологического барьера и защиты пациента и пользователя.

6.2 Противопоказание

Внимание! Эти перчатки содержат натуральный каучук-латекс, который может в отдельных случаях вызывать аллергические, в том числе анафилактические реакции.



Инструкция

7. Указания по технике безопасности / предупреждения

- Использовать только в случае целостности упаковки!
- Перед использованием, индивидуальная упаковка и перчатки должны быть проверены на предмет повреждений. При обнаружении повреждений, утилизировать поврежденную пару перчаток!
- При обнаружении раздражения кожи или аллергии (на материал) следует обратиться к дерматологу!
- Не применять после окончания срока годности!

8. Хранение и транспортировка

Хранение и транспортировка должны осуществляться в картонных коробках.

Беречь от попадания влаги, прямых солнечных лучей и ультрафиолетового света. Не хранить вблизи масел и агрессивных химикатов. Механическое воздействие может привести к негодности изделия.

9. Утилизация

После использования или после истечения срока годности, перчатки должны быть утилизированы надлежащим образом. Повторное использование полностью исключено. Обратитесь в местные органы власти за инструкциями по утилизации одноразовых медицинских изделий.

Stand: 17.10.2018