



Инструкция

1. Названия изделия

Перчатки виниловые смотровые нестерильные

2. Производитель

SFM Hospital Products GmbH
Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin

3. Используемые графические символы

	Производитель		Хранить в защищенном от солнечных лучей месте
	Дата изготовления		Хранить в сухом месте
	Использовать до		Товарный знак "Зеленая точка" (Grüne Punkt) запатентован во всем мире
	Номер партии		Маркировка CE
	Не использовать повторно		Знак соответствия РСТ
	Без латекса, отсутствует натуральный каучук		Национальный знак соответствия Украины
	Допускается контакт с продуктами питания		Знак- Система добровольной сертификации- "РОСТЕСТ КАЧЕСТВО"

4. Состав

Перчатки неанатомической формы (прямые пальцы) упакованы в бумажном диспенсере.

5. Материал

Винил-поливинилхлорид (ПВХ)
Ди- (2-этилгексил) терефталат (DOTP)
Кальций-цинковый стабилизатор
Полиуретан

6. Использование по назначению

Для осмотра и диагностики в медицине.

Перчатки являются отличным биологическим барьером.

6.1 Показание

Используются в медицине для создания биологического барьера и защиты пациента и пользователя.
Без латекса. Подходит для пользователей с чувствительностью на протеин.

6.2 Противопоказание

В настоящее время не известно негативного влияния на здоровье пользователя материалов из которых создан этот продукт.

7. Указания по технике безопасности / предупреждения

- Перед использованием, перчатки должны быть проверены на предмет повреждений.
- При обнаружении повреждений, утилизировать поврежденную перчатку!
- При обнаружении раздражения кожи или аллергии (на материал) следует обратиться к дерматологу!
- Не применять после окончания срока годности!



Инструкция

8. Хранение и транспортировка

Хранение и транспортировка должны осуществляться в картонных коробках.

Беречь от попадания влаги, прямых солнечных лучей и ультрафиолетового света. Не хранить вблизи масел и агрессивных химикатов. Механическое воздействие может привести к негодности изделия.

9. Утилизация

После использования или после истечения срока годности, утилизировать надлежащим образом. Повторное использование полностью исключено. Обратитесь в местные органы власти за инструкциями по утилизации одноразовых медицинских изделий.

Stand: 17.10.2018