

Инструкция по эксплуатации санитарно-гигиенических изделий для медицинского персонала

1. Костюмы и халаты предназначены для ношения медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Выпускается одежда в соответствии с СТБ 757-2001. Изделия производят из смесовой ткани «Панацея» состав 65% ПЭ, 35% вискозы.

2. Рекомендованная стирка изделий 40 C. При стирке изделий из цветных тканей или с цветным кантом не использовать порошки с отбеливателем. Сушка без отжима в вертикальном подвешенном положении сразу после стирки. Глажка изделий при температуре до 150 C. Сухая чистка с

использованием всех растворителей перечисленных для символа 

3. Костюмы и халаты предназначены для ношения медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Выпускается одежда в соответствии с СТБ 757-2001. Изделия производят из ткани Бязь состав 100% хлопок.

4. Рекомендованная стирка изделий 40 C, не отбеливать, не применять барабанную сушку, гладить при максимальной температуре прессующей поверхности утюга 200 C, сухая чистка запрещена, сушка на веревке или вешалке.

5. Данная одежда должна храниться в упаковке, в крытых складских, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферного воздействия.

6. Дата изготовления указана на товарном ярлыке

7. Изготовитель гарантирует соответствие одежды требованиям СТБ 757-2001, при соблюдении потребителями правил и условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель:
УП «ИНВАДАР» ОО БелОИ
Республика Беларусь,
220012, г. Минск, ул. Калинина, д. 7 комн. 11
Тел.: (+375 17) 3920612; Тел./факс: (+375 17) 3529202
invadar_post@mail.ru