

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ,  
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ.

Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2  
(495) 637-9300, (499) 188-65-83  
info@aversus.ru; www.aversus.ru



АВЕРСУС®



**Мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка»  
(универсальный) с насадкой специальной**  
Руководство по эксплуатации

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/05860 от 22.10.2009г.

Мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка» (универсальный) с насадкой специальной (далее по тексту мочеприемник) является предметом гигиены, предназначен для ухода за больными людьми и людьми преклонного возраста. Мочеприемник может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в быту.

Мочеприемник представляет собой цельнолитую пластмассовую конструкцию, устойчивую к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека: мочи и пота.

Мочеприемник имеет ручку для переноски и крышку для предотвращения выплескивания жидкости при переносе.

Насадка специальная предназначена для возможности сбора мочи у женщин.

**Технические характеристики.**

Масса Мочеприемника – не более 0,6 кг.

Объем вмещающей жидкости – не менее 1,3 литров.

Срок службы мочеприемника – не менее 3 лет.

При необходимости проведения дезинфицирования используется 3% раствор хлоромина по ТУ 9392-031-00203306-2003, или 3% раствор дихлора-1, или 1% раствор сульфохлорлортина. Допускается тепловая обработка.

**ВНИМАНИЕ! НАГРЕВ ВЫШЕ 70°C ЗАПРЕЩЕН!**

Транспортировать мочеприемник следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Хранить мочеприемники в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Срок хранения 3 года.

По окончании эксплуатации или срока хранения мочеприемники подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов. При существовании потенциальной опасности инфицирования, перед утилизацией необходимо произвести дезинфекцию мочеприемников в соответствии с рекомендациями по применению.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка»  
(универсальный) с насадкой специальной изготовлен по ТУ 9398-001-41569657-2009

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
ОТК \_\_\_\_\_  
Партия \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр.адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре  
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ,  
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ.

Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, каб. 2В  
(495) 637-9300, (499) 188-65-83  
info@aversus.ru; www.aversus.ru



АВЕРСУС®



**Мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка» (мужской)**  
Руководство по эксплуатации

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/05860 от 01.11.2018г.

Мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка» мужской (далее по тексту мочеприемник) является предметом гигиены, предназначен для ухода за больными людьми и людьми преклонного возраста. Мочеприемник может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в быту.

Мочеприемник представляет собой цельнолитую пластмассовую конструкцию, устойчивую к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека: мочи и пота. Мочеприемник имеет ручку для переноски и крышку для предотвращения выплескивания жидкости при переносе.

**Технические характеристики.**

Масса Мочеприемника – не более 0,5 кг.

Объем вмещающей жидкости – не менее 1,3 литров.

Срок службы мочеприемника – не менее 3 лет.

При необходимости проведения дезинфицирования используется 3% раствор хлоромина по ТУ 9392-031-00203306-2003, или 3% раствор дихлора-1, или 1% раствор сульфохлорлортина. Допускается тепловая обработка.

**ВНИМАНИЕ! НАГРЕВ ВЫШЕ 70°C ЗАПРЕЩЕН!**

Транспортировать мочеприемник следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Хранить мочеприемники в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Срок хранения 3 года.

По окончании эксплуатации или срока хранения мочеприемники подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов. При существовании потенциальной опасности инфицирования, перед утилизацией необходимо произвести дезинфекцию мочеприемников в соответствии с рекомендациями по применению.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка»  
мужской изготовлен по ТУ 9398-001-41569657-2009

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
ОТК \_\_\_\_\_  
Партия \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр.адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

info@aversus.ru; www.aversus.ru