

Инструкция на КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки и хранения биологического материала для лабораторных исследований и являются наиболее удобными в обращении емкостями для биологических материалов – как для пациента, так и для работников лаборатории. Они не требуют предварительной обработки и полностью готовы к использованию.

Все контейнеры изготовлены из устойчивого к повреждениям и химически нейтрального пластика: прозрачного полистирола или полупрозрачного полипропилена. Герметично закручивающаяся крышка с удлиненной резьбой исключает возможность попадания в биологический материал посторонних примесей в процессе транспортировки. Многие контейнеры имеют градуированную шкалу объема и снабжены матовым полем для записи информации

Контейнеры поставляются как в стерильном, так и в нестерильном варианте, а также могут быть как в индивидуальной, так и в групповой упаковке.

Внимание! При длительной транспортировке и хранении биоматериалов следует использовать только стерильные контейнеры – это позволит замедлить бактериальный рост.

Противопоказания к применению:

При использовании по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией противопоказаний и побочных действий к применению изделия нет.

При работе с контейнерами с биоматериалами следует надевать одноразовые резиновые перчатки во избежание риска инфицирования персонала биоматериалом.

Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Меры предосторожности.

Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. Гарантийные обязательства производителя и/или его представителя в РБ не распространяются на медицинское изделие в случае ненадлежащего хранения, транспортировки и использования медицинского изделия.

Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами. Контейнеры полностью безопасны для человека, животных, окружающей среды; не содержат потенциально инфекционный материал.

Правила хранения

Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке,
для нестерильных изделий – срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция на КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА КАЛА

Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки и хранения кала для лабораторных исследований и являются наиболее удобными в обращении емкостями для биологических материалов – как для пациента, так и для работников лаборатории. Они не требуют предварительной обработки и полностью готовы к использованию.

Все контейнеры изготовлены из устойчивого к повреждениям и химически нейтрального пластика: прозрачного полистирола или полупрозрачного полипропилена. Герметично завинчивающаяся крышка с удлиненной резьбой исключает возможность попадания в биологический материал посторонних примесей в процессе транспортировки. Крышка оснащена цельнолитой ложкой или шпателем для легкого и быстрого отбора пробы. Ложка обычно расположена по центру, шпатель может находиться как посередине крышки, так и сбоку. Многие контейнеры имеют градуированную шкалу объема и снабжены матовым полем для записи информации

Контейнеры поставляются как в стерильном, так и в нестерильном варианте, а также могут быть как в индивидуальной, так и в групповой упаковке.

Внимание! При длительной транспортировке и хранении биоматериалов следует использовать только стерильные контейнеры – это позволит замедлить бактериальный рост.

Противопоказания к применению:

При использовании по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией противопоказаний и побочных действий к применению изделия нет.

При работе с контейнерами с биоматериалами следует надевать одноразовые резиновые перчатки во избежание риска инфицирования персонала биоматериалом.

Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Меры предосторожности.

Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. Гарантийные обязательства производителя и/или его представителя в РБ не распространяются на медицинское изделие в случае ненадлежащего хранения, транспортировки и использования медицинского изделия.

Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами. Контейнеры полностью безопасны для человека, животных, окружающей среды; не содержат потенциально инфекционный материал.

Правила хранения

Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке, для нестерильных изделий – срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция по применению на КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ

1. Назначение:

Контейнер для сбора острых предметов (далее контейнер) - применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.). Контейнер применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на машинах скорой помощи, фельдшерских пунктах и пр. для сбора отходов, не подлежащих сбору в мягкую тару (пакеты). Используются одноразово. (при заполнении утилизируется вместе с содержимым)

2. Описание контейнера и особенности эксплуатации

Ударостойкий контейнер, произведенный из прочного полипропилена, устойчив к растворителям и перфорации. Имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Удобный в использовании; оснащен практичным вращающимся отверстием, имеющим временную и постоянную запирающую систему. Стойкий к проколам. Оснащен встроенной выемкой для удаления игл. Устойчив на плоской поверхности. Герметичен, при правильно закрытой крышке. Размеры: 0,4л; 0,6л; 0,8л; 1,5л, 2л; 3л; 4л, 5л; 6л; 6,4л, 7л, 8,4л, 10л, 12л, 25л, 50л.

3. Противопоказания к применению. При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

4. Подготовка изделия к работе. Вставить крышку на контейнер. Защелкнуть до «щелчка». Изделия полностью готова к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют. Круглую крышку закрыть после заполнения контейнера. Во время использования круглую крышку придавить не до полного защелкивания. **ВНИМАНИЕ!** После защелкивания круглой крышки, повторное открытие без дополнительных инструментов невозможно! Применение инструментов для открытия крышки приводит к порче пазов и повторное защелкивание будет не возможным.

5. Меры предосторожности. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Заполнять до метки! Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. Утилизация: утилизировать вместе с содержимым, использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.

6. Срок хранения—5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция по применению на КЮБЕТЫ

1. Назначение. Кюветы для спектрофотометров предназначены для проведения аналитических реакций и регистрации оптическими методами в видимой и ультрафиолетовой части спектра. Кюветы для автоматических анализаторов предназначены для массовой загрузки в анализатор проб и отбора из них аналитического материала.

2. Описание изделия: Кюветы для спектрофотометров изготовлены из полистирола оптического качества, а кюветы для УФ-спектрофотометров – из полиметилметакрилата. Форма кювет прямоугольные или квадратные и круглые.

- кюветы прямоугольные или квадратные, высота – 45 мм, длина оптического пути – 10 мм. Емкость кювет от 1,0 до 4,0 мл. Две противоположные стороны каждой кюветы имеют вертикальную исчерченность, а две другие - полностью прозрачны и предназначены для прохождения луча при оптическом измерении. Исключение составляют кюветы артикул 67.754 и 67.755. Данный тип кювет четырехсторонний и применяется для измерения флуоресценции. Кюветы для автоматических анализаторов изготовлены из полистирола, ПММА.

- кюветы круглые, высота в зависимости от типа анализатора-51мм;55мм;96мм, длина оптического пути – 10 мм. Две противоположные стороны каждой кюветы имеют вертикальную исчерченность, а две другие - полностью прозрачны и предназначены для прохождения луча при оптическом измерении. Кюветы для автоматических анализаторов изготовлены из полистирола. Материал изготовления кюветы артикул 68.752- полипропилен. Данный тип кювет используется только с анализаторами LKB для пробоподготовки.

3. Противопоказания к применению. При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

4. Подготовка изделия к работе. Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

5. Меры предосторожности. Не использовать или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.

6. Порядок работы изделия. Выбор спектрофотометрической кюветы определяется типом спектрофотометра (обычный или УФ) и общим объемом реакционной смеси (1,0 – 4,0 мл). В кювету с помощью полуавтоматической пипетки вносится аликвота аналитического материала и/или реакционной смеси, после чего кювета устанавливается лицом своими прозрачными сторонами к источнику света и проводится измерение количества исследуемого аналита прямым оптическим методом. Выбор кюветы для автоанализатора определяется исключительно маркой анализатора. В кюветы с помощью полуавтоматической пипетки в лунки планшета вносятся аликвоты аналитического материала и/или реакционной смеси, после чего кюветы устанавливаются в транспортировочное устройство анализатора и запускается цикл исследований. Все кюветы для анализаторов предназначены для однократного применения.

7. Правила хранения. Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

Срок хранения: 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция по применению на НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

1. Назначение.

Наконечники предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем.

2. Описание изделия: Наконечники представляют собой конические трубочки разного объема. Существуют наконечники на микрообъем (0,1-10 мкл, 0,5-10 мкл), средний объем (2-20 мкл, 5-100 мкл, 2-200 мкл, 5-200 мкл, 5-300 мкл, 100-1000 мкл) и макрообъем (1000-5000 мкл, 2000-10 000 мкл). Наконечники могут быть бактериологически чистые по производству, стерильные и стерильные с фильтром, не стерильные и биологически разлагаемые. Способы упаковки: в полиэтиленовые пакеты по 1000 штук (кроме макрообъемов, они упакованы в пакеты по 500, 250 или по 100 штук), в полипропиленовые штативы по 96 штук. Наконечники и штативы для них изготовлены из прозрачного ультрочищенного полипропилена и выдерживают автоклавирование в режиме 1 атмосфера при +121°C.

3. Противопоказания к применению.

При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

4. Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют. 6. Меры предосторожности. Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения.

Не использовать не по назначению.

Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре.

Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.

5. Порядок работы изделия.

Выбрать наконечник для дозатора согласно таблицы совместимости. Плотнo надеть наконечник на дозатор для проведения манипуляций. Ни в коем случае нельзя прикасаться руками к наконечнику. В случае стерильного наконечника его следует сначала одеть на дозатор, не вынимая из вскрытой упаковки, и только затем извлечь дозатор из упаковки (штатива) После окончания работы наконечник сбрасывают в специальную емкость для сбора отходов или в пакет для автоклавирования или в емкость с дезинфицирующим раствором.

8. Правила хранения

Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

9. Срок годности: стерильные изделия –смотри на этикетке, нестерильные - срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция по применению на ПИПЕТКИ

1. Назначение. Предназначены для отбора различных жидкостей (биологические жидкости, реактивы и т.д.), их переноса в емкости для транспортировки, хранения и проведения исследований, капельного дозирования, безопасной работы с жидкими бактериальными культурами возбудителей разных классов опасности, для работы с клеточными культурами, отбора супернатанта и отделения его от осадка, проведения серологических реакций в капле и др. Обеспечивают работу со стандартной по объему капель.
2. Описание изделия: Пластиковые пипетки представляют собой трубку, на одном конце которой находится замкнутый резервуар, используемый для заполнения пипетки, а на другом – вытянутый сужающийся носик. Замкнутый резервуар для наполнения обеспечивает безопасность работы данной пипетки в связи с тем, что образование аэрозолей и контаминация ими любых устройств для заполнения пипеток и окружающей среды исключены. Пипетки однократного применения изготовлены из высококачественного полиэтилена низкого давления (ПЭНД): прочного, нетоксичного и инертного. Низкие адгезивные свойства материала обеспечивают полный слив жидкости из пипетки.
3. Противопоказания к применению. При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.
4. Подготовка изделия к работе. Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.
5. Меры предосторожности. Хранить вдали от огня и источников тепла. Перед использованием убедитесь, что дозируемое вещество не повредит пипетку. Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре.
6. Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.
7. Порядок работы изделия. При необходимости капельного дозирования материала или реактива используют Пастеровскую пипетку, которую берут исключительно за резервуар для заполнения и не касаются носика. Если пипетка индивидуально упакована, то упаковку вскрывают непосредственно перед работой с пробой со стороны противоположной носику и аккуратно извлекают изделие из упаковки. Сжав резервуар пипетки и постепенно его отпуская, проводят заполнение. После использования пипетку сбрасывают в специальную емкость для сбора отходов или в пакет для автоклавирования.
8. Правила хранения. Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.
9. Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке, для нестерильных изделий – срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208,
Минск, Беларусь

Инструкция по применению на ПЛАНШЕТЫ

1. Назначение. Планшеты для микротитрования предназначены для проведения аналитических реакций в микрометодах, таких как ИФА, ПЦР, ЭЛАЙЗА и др.
2. Описание изделия: Планшеты и крышки к ним изготовлены из полистирола оптического качества. Лунки планшета могут иметь форму: 1) круглодонную; 2) коническую; 3) плоскодонную. Емкость лунки планшета с 0,2 мл до 4,0мл. Планшеты и крышки могут быть стерильными и индивидуально упакованными.
3. Противопоказания к применению. При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.
4. Подготовка изделия к работе. Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.
5. Меры предосторожности. Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.
6. Порядок работы изделия. Выбор планшета с определенной формой лунки и их количеством определяется типом проводимого в нем исследования. Планшет извлекают из упаковки, с помощью полуавтоматической пипетки в лунки планшета вносятся аликвоты аналитического материала и/или реакционной смеси, планшет закрывают крышкой, инкубируют при определенных методом исследования условиях и проводят измерение и анализ исследуемых показателей. Все планшеты и крышки к ним предназначены для однократного применения.
7. Правила хранения. Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.
8. Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке, для нестерильных изделий – срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208,
Минск, Беларусь

Инструкция по применению на ПРОБИРКИ С РЕАГЕНТАМИ

Назначение:

Пробирка с крышкой лабораторная предназначена для хранения химических веществ и биоматериалов, используется в процессе отбора проб, выращивания клеточных культур с целью проведения лабораторных исследований и анализов.

Описание:

Пробирки лабораторные представляют собой цилиндрические либо конические ёмкости разной высоты и диаметра, с полукруглым, плоским или суживающимся дном, объемами от 0,1 до 50 мл, из полипропилена (ПП) или полистирола (ПС) с реагентами (коагулянтами и антикоагулянтами). Тип реагента смотри на этикетке. Разнообразие конфигурации позволяет подобрать пробирку для подходящего лабораторного исследования или анализа, совместимую с любым типом креплений штативов, нагревательными плитками, центрифугами, планшетами для пробирок и другими приспособлениями для удобного позиционирования лабораторной посуды. Градуированные пробирки применяют для точного дозирования веществ, растворов, жидких индикаторов, реагентов. Пробирки с плотно закрываемыми крышками обеспечивают благоприятную среду для хранения и перевозки чувствительных, лабильных препаратов, помогают избежать контакта персонала с опасными веществами. Поставляются в пакетах от 25 шт до 1000шт.

Противопоказания к применению:

При использовании по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией противопоказаний и побочных действий к применению изделия нет. При соблюдении требований утилизации медицинских изделий, пробирки полностью безопасны для человека, животных, окружающей среды; не содержат потенциально инфекционный материал.

Подготовка к работе изделия:

Пробирки готовы к использованию.

Порядок работы изделия:

Перед использованием пробирок необходимо убедиться, что срок годности не превышает дату, указанную на этикетке. Срок годности смотри на этикетке. Изменение внешнего вида медицинского изделия исключает возможность его применения.

Гарантийные обязательства производителя и/или его представителя в РБ не распространяются на медицинское изделие в случае ненадлежащего хранения, транспортировки и использования медицинского изделия. При работе с пробирками с биоматериалами следует надевать одноразовые резиновые перчатки во избежание риска инфицирования персонала биоматериалом.

Правила хранения и использования:

Пробирки хранят и транспортируют согласно техническим характеристикам в закрытой упаковке, сухом и защищенном от света месте при температуре от -40°C до +60°C.

Срок хранения: 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция по применению на ПРОБИРКИ; МИКРОПРОБИРКИ; КРИОПРОБИРКИ

Назначение:

Пробирка(с крышкой или без) лабораторная предназначена для хранения химических веществ и биоматериалов, используется в процессе отбора проб, выращивания клеточных культур с целью проведения лабораторных исследований и анализов.

Описание:

Пробирки лабораторные представляют собой цилиндрические либо конические ёмкости разной высоты и диаметра, с полукруглым, плоским или суживающимся дном, объемами от 0,1 до 120 мл, из полипропилена (ПП) или полистирола (ПС).

Разнообразие конфигурации позволяет подобрать пробирку для подходящего лабораторного исследования или анализа, совместимую с любым типом креплений штативов, нагревательными плитками, центрифугами, планшетами для пробирок и другими приспособлениями для удобного позиционирования лабораторной посуды. Градуированные пробирки применяют для точного дозирования веществ, растворов, жидких индикаторов, реагентов. Пробирки с плотно закрываемыми крышками обеспечивают благоприятную среду для хранения и перевозки чувствительных, лабильных препаратов, помогают избежать контакта персонала с опасными веществами.

Поставляются в пакетах от 25 шт до 1000шт.

Противопоказания к применению:

При использовании по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией противопоказаний и побочных действий к применению изделия нет. При соблюдении требований утилизации медицинских изделий, пробирки полностью безопасны для человека, животных, окружающей среды; не содержат потенциально инфекционный материал.

Подготовка к работе изделия:

Пробирки готовы к использованию.

При необходимости не стерильные пробирки, выдерживающие автоклавирование, можно стерилизовать автоклавированием от 80°C до 121°C.

Порядок работы изделия:

При работе с пробирками с биоматериалами следует надевать одноразовые резиновые перчатки во избежание риска инфицирования персонала биоматериалом.

Правила хранения и использования:

Пробирки хранят и транспортируют согласно техническим характеристикам в закрытой упаковке, защищенном от света месте при температуре от -40°C до +60°C.

Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке,
для нестерильных изделий – срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция по применению на ЧАШКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

1. Назначение. Чашечки для образцов(далее чашечки) используются на коагулометрах и анализаторах для проведения процедуры калибровки различных тестов.
2. Описание изделия: Чашечки изготовлены из полистирола оптического качества. Поставляются без системного раствора. Чашечки пустые для добавления стандарта глюкозы, контроля и системного раствора, круглодонные, общий объем 0,5-5,0 мл.
3. Противопоказания к применению. При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.
4. Подготовка изделия к работе. Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.
5. Меры предосторожности. Не использовать или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.
6. Порядок работы изделия. Выбор чашечки определяется исключительно маркой коагулометра или анализатора. В чашески с помощью полуавтоматической пипетки вносятся стандарты, контроли или системные растворы в зависимости от поставленной задачи и устанавливаются на борт коагулометра и анализаторах. Предназначены для однократного применения.
7. Правила хранения. Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.
8. Срок хранения: 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208,
Минск, Беларусь

Инструкция по применению на ЧАШКА ПЕТРИ

1. Назначение.

Предназначены для посева исследуемого материала на твердые питательные среды с целью выделения чистых культур микроорганизмов, выявления их таксономического положения, изучения свойств культур, их чувствительности и резистентности к действию антибактериальных препаратов.

2. Описание изделия:

Чашки по типу чашек Петри представляют собой невысокие цилиндры, закрытые крышкой такой же формы чуть большего диаметра для обеспечения их вентиляции. Подавляющее большинство чашек по типу чашек Петри имеет круглую форму за исключением квадратной чашки 120 x 120 мм для тестирования чувствительности. Для аэробного культивирования микроорганизмов на крышке чашки Петри могут присутствовать несколько вентиляционных опор, предотвращающие плотное прилегание крышки к чашке и обеспечивающие доступ воздуха. Чашки без вентиляционных опор пригодны для использования при культивирования анаэробных микроорганизмов. Чашки по типу чашек Петри изготовлены из полистирола оптического качества. Твердый хрупкий полимер. Плотность – 1,05 г/см². Диапазон температурной устойчивости - 10...+70 ОС (максимальная рекомендуемая для розлива температура расплавленного агара +55 ОС). Поверхностная абсорбция воды < 0,05%. Химически устойчив к маслам, спиртам, основаниям, жирам, солям, к борной, лимонной, муравьиной, плавиковой, 2 молочной, щавелевой, салициловой, виннокаменной кислотам, перекиси водорода, фенолу, перманганату калия, триэтилен- и трипропиленгликолю, мочеvine.

3. Противопоказания к применению.

При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

4. Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

5. Меры предосторожности.

Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре.

6 Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.

7. Порядок работы изделия. Выбор чашки Петри (ее диаметра, количества секций и т.д.) зависит от целей лабораторного исследования. Чашки Петри можно заполнять плотными питательными средами либо ручным способом, либо в автоматических аппаратах для розлива сред. Посев исследуемого материала на подсушенный застывший агар производят с помощью бактериологической петли (иглы), микробиологического шпателя (Дригальского), зонда-тампона, пастеровской или серологической пипетки. Посевы инкубируют при 35-37О С 18-24 ч или при других режимах, учитывая требования культивируемых микроорганизмов к составу атмосферы, температуре и срокам культивирования.

8. Правила хранения

Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

9. Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке, для нестерильных изделий – срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Инструкция по применению на ШТАТИВЫ

Штативы предназначены для удержания в строго вертикальном положении пробирок различного диаметра для хранения и транспортировки проб биоматериалов. Они помогают организовать лабораторное пространство таким образом, чтобы осталось достаточно места для различных манипуляций.

Для изготовления лабораторной посуды используется ударопрочный, химически и термостойкий полипропилен. Этот инертный материал прост в уходе и может прослужить в течение длительного периода.

В зависимости от назначения используются штативы для пробирок разных конструкций, размеров, цветов. Они могут иметь различное количество гнезд с разным диаметром, быть одно- и двухсторонними, многоуровневыми. Некоторые модели обеспечивают визуальный контроль уровня содержимого. Изделия могут комплектоваться крышками, иметь буквенно-цифровые обозначения, которые предотвращают спутывание образцов. Пластиковые модели могут входить один в другой.

Универсальные штативы

Такие штативы, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда, изготавливаются из прочного и долговечного полипропилена. Отверстия имеют разные диаметры от 6 до 30 мм, что позволяет хранить в таких штативах пробирки разных размеров и назначения. Гнезда могут оснащаться пластичными силиконовыми вставками, которые позволяют вставлять в отверстия и удерживать в них пробирки разных диаметров. Универсальные модели активно используются в научно-исследовательских комплексах, медицинских учреждениях, в лабораториях промышленных предприятий.

Двух- и трехъярусные модели

Это разновидность стандартных штативов, в которой пробирки фиксируются в двух или трех местах по вертикали. Такая надежная фиксация полностью предотвращает опрокидывание посуды.

Штативы для пробирок Эппендорфа

Штатив предназначен для пробирок Эппендорфа. Могут выпускаться для пробирок объемом 0,5 или 1,5 / 2,0 мл. Имеется буквенно-цифровая маркировка гнезд. Могут быть оснащены крышками (в зависимости от модификации).

Изготовлен из химически устойчивого полипропилена, что обеспечивает высокую стабильность при использовании в областях применения, предполагающих заморозку и возможность автоклавирования и дезинфекцию в стандартном режиме

Штатив для хранения открытых пробирок

Штатив предназначен для установки, хранения и транспортировки в нем открытых пробирок. Сверху бокс закрывается прозрачной крышкой, которая во внутренней части имеет силиконовый вкладыш. Он герметизирует закрытый бокс и прочно удерживает пробирки в гнездах. Лунки пронумерованы, с целью идентификации пробирок. Изделие выдерживает обработку в автоклаве при температуре +110°C.

Штатив-контейнер для хранения наконечников

Изготовлен из химически устойчивого полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования и дезинфекции в стандартном режиме. Представляет колобку с крышкой, обеспечивающую сохранность наконечников от рассыпания. Предназначен для одновременного использования с штативами-вкладками на 96 гнезд для наконечников. Выбор штатива-вкладки зависит от размера наконечника.

Правила хранения. Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом помещении от -30°C до +60°C.

Срок хранения: 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (АТ), Италия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь