

roeko Gelatamp

Инструкция по применению

RU

Свойства

Gelatamp – гемостатическая желатиновая губка, импрегнированная 5%-ым коллоидным серебром. Предназначена для тампонирования лунки после хирургического вмешательства и может быть подрезана до размеров раневой поверхности. Благодаря равномерно пористой структуре губка может впитывать в несколько раз больше крови, чем весит сама, способствует агрегации тромбоцитов благодаря большой поверхности и заполняет раневую полость. Образующийся стабильный кровяной сгусток надежно тампонирует рану. Это предотвращает возникновение фиссур и вторичных лунок, которые без применения Gelatamp могли бы возникнуть в процессе организации сгустка, снижает риск перекрестного инфицирования лунки микроорганизмами слюны.

Процесс организации лунки не нарушается. При этом отсутствует опасность чрезмерной пролиферации при обширных хирургических вмешательствах.

Gelatamp остается в ране и полностью рассасывается в течении 4-х недель. Наличие коллоидного серебра обеспечивает антимикробный эффект без эффекта устойчивости патогенной микрофлоры. В отличие от других антимикробных добавок коллоидное серебро не вымывается из губки, что обеспечивает продолжительный эффект.

Gelatamp проходит стерилизацию гамма-излучением.

Состав

Одна желатиновая губка (14 x 7 x 7 мм) содержит:
Желатин затвердевший (Евр. Фармакопея) 9,5 мг
Коллоидное серебро (Евр. Фармакопея) 0,5 мг

Показания

обработка альвеол и раневых поверхностей после удаления зубов, цистэктомии, цистотомии, резекции верхушки корня, перфорации дна верхнечелюстной пазухи, хирургического удаления новообразований и ретинированных зубов
предотвращение формирования вторичных лунок

профилактика раневой инфекции
профилактика поздних кровотечений,
в качестве повязок после гингивэктомии
При хирургическом лечении пародонтита.

Способ применения

После снятия фольги Gelatamp стерилен и готов к применению. Размеры маленькой губки можно подогнать к размерам раны, не сжимая губку. В случае большой раны можно использовать две губки Gelatamp.

Непосредственно после хирургического вмешательства поверхность просушить и ввести губку без сжатия в свежую, заполненную кровью раневую полость, где она полностью пропитывается кровью (визуальный контроль). Губка не должна выступать над внутренним десневым краем, чтобы не ухудшать эпителизацию. После этого лунку можно защитить окончательно и больше не промывать.

Стерильность

Губка Gelatamp подвергается стерилизации гамма-лучами. Стерильность неповрежденной, не вскрытой упаковки гарантируется до первого применения. Запрещается использовать материал, если целостность упаковки была нарушена.

Противопоказания

Инфицированные раны с гнойным отделяемым, повышенная чувствительность к серебру или желатину.

Побочные эффекты

Возможно замедление процесса регенерации при неправильном применении, особенно в загрязненных альвеолярных пространствах.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение альвеолярных паст, тампонов и других вложений, а также увлажнение жидкими веществами или медикаментами (напр., анионогенные ПАВ, антисептики с содержанием фенола, этакридина лактата, разбавленных минеральных кислот и концентрированных солевых растворов) могут нарушить регенерацию раны и не должны применяться. Избегайте контактирования с перекисью водорода, так как это может привести к отбеливанию губки.

Указания по хранению

Gelatamp обладает свойствами влагопоглощения. Поэтому плотно закрывайте упаковку сразу после применения и храните в сухом, защищенном от света месте. Храните все материалы в недоступном для детей месте. Срок годности Gelatamp – 3 года. Если упаковка не вскрыта, материал можно применять до истечения срока годности. Использовать в течение четырёх недель после вскрытия. Не применяйте материал после окончания срока годности, указанного на упаковке и этикетке.

Неиспользованные губки могут легко устраняться вместе с лабораторными отходами, пластиковые контейнеры, крышки, фольга и др. могут быть утилизированы.

Упаковка

20 губок	REF 274002
50 губок	REF 274007

Дата издания:

12-2015

Уполномоченный представитель
производителя Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей)
и эксклюзивный импортер
в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент",
220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99