



Инструкции по применению

Мембрана Jason®

Предполагаемое использование и свойства

Мембрана Jason® представляет собой полностью рассасывающуюся коллагеновую мембрану для использования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, имплантологии, пародонтологии, хирургической стоматологии и эндодонтологии для обеспечения регенерации тканей и костей, для покрытия имплантатов и для регенерации корневой оболочки зуба.

Мембрана Jason® производится из свиного перикарда в рамках стандартизированного процесса с контролируемой очисткой. Перикард получают у свиней, проходящих ветеринарный контроль, тщательно очищают, обезжиривают, лиофилизируют и стерилизуют этиленоксидным газом.

Мембрана полностью пропитывается кровью, при сохранении ее структуры и стабильности. Таким образом, обеспечивается строгая адаптация к кости с учетом ее формы. При необходимости возможна фиксация с помощью рассасывающегося шовного материала, стержней или штифтов.

В сухом состоянии изделие представляет собой белую, плотную и стойкую на разрыв матрицу с очень плотной структурой волокна. Отдельные эластичные волокна проходят между фибриллами коллагеновых волокон типа 1. При намокании изделие может стать полупрозрачным. Плотный слой волокон замедляет врастание десенных фибробластов, стимулируя пролиферацию костеобразующих клеток. Питательные вещества могут проникать в изделие.

Как правило, изделие полностью рассасывается в течение 12 недель после имплантации. Следовательно, нет необходимости в повторном хирургическом вмешательстве для удаления мембраны.

Низкая антигенность мембраны Jason®, ее превосходная биосовместимость и чрезвычайная прочность на растяжение обеспечивают безопасность и простоту использования мембраны в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, имплантологии, пародонтологии, хирургии полости рта и эндодонтологии.

Состав и размеры упаковки мембраны Jason®

Размер упаковки	Содержание коллагена типа 1 в каждой мембране	Содержание коллагена типа 1 на 10 см ²
15 x 20 мм	9-12 мг	30-40 мг
20 x 30 мм	18-24 мг	30-40 мг
30 x 40 мм	36-48 мг	30-40 мг

Мембрана Jason® стерилизуется этиленоксидным газом и поставляется в двойной стерильной упаковке.

Показания к применению

Мембрана Jason® применяется самостоятельно или в сочетании с соответствующими восстановительными материалами (например, аутогенные кости, алогенные, ксеногенные или

аллопластические протезирующие материалы для костей) и показана для немедленной или отсроченной регулируемой регенерации тканей и костей.

- При хирургических дефектах кости и костных стенок;
- В рамках наращивания гайморовой пазухи и для поддержания мембраны Шнайдера;
- В рамках наращивания альвеолярного гребня;
- В рамках реконструкции альвеолярного гребня для протезирования;
- В рамках устранения дефектов фенестрации;
- При пародонтальных дефектах кости (одно-, двух- и трехстенных дефектах, дефектах функций класса I, II);
- При дефектах дегисценции;
- После резекции верхушки корня зуба, удаления кисты, удаления ретинированных зубов и резекции прочих повреждений кости;
- Внутри или снаружи экстракционных альвеол после экстракции зуба;
- При немедленном или отсроченном наращивании вокруг имплантата в экстракционных альвеолах

Противопоказания

Мембрану Jason® нельзя применять у пациентов, имеющих

- острые инфекции в полости рта или острые или хронические воспаления в месте имплантации;
- общие заболевания, при которых нельзя проводить меры челюстно-лицевой хирургии, имплантологические, пародонтальные, эндодонтические¹ или другие хирургические вмешательства в ротовой полости;
- непереносимость свиного коллагена.

Использование во время беременности и кормления грудью

Исследования по применению мембраны Jason® во время беременности и кормления грудью, а также ее влияния на детородную способность не проводились. Поэтому перед применением мембраны Jason® в период беременности и кормления грудью лечащий врач должен произвести оценку пользы для матери и возможных рисков для ребенка.

Применение у детей и лиц пожилого возраста

Показаний по необходимости соблюдения особых мер осторожности в зависимости от возраста пациента не имеется.

Дополнительные указания по применению

Мембрана Jason® должна использоваться только врачами, которые обучены методам направленной костной и тканевой регенерации и имеют соответствующую квалификацию.

Мембрана Jason® имеет естественное происхождение. Поэтому в сухом состоянии на ней могут появляться незначительные изгибы коллагеновой структуры и различия в ширине мембраны. Такие особенности не влияют на качество или функциональность мембраны Jason®.

Мембрана Jason® имеет двухслойную структуру. Гладкая сторона с более плотной структурой помечена с краю буквой «G» и прикладывается к десне или мягкой ткани. Более грубая сторона мембраны Jason® должна быть обращена к кости.

Мембрану Jason® в сухом состоянии и, при необходимости, также во влажном состоянии можно обрезать ножницами при соблюдении стерильности до требуемой формы и размера дефекта, подлежащего обработке. Использование соответствующих шаблонов может помочь определить необходимый размер мембраны Jason®. Мембрана Jason® должна перекрывать стенки дефекта как минимум на 2-3 мм. Таким образом, мембрана Jason® плотно прикрепляется к кости, предотвращая боковое врастание соединительной ткани десны.

При использовании мембраны Jason® должны соблюдаться общие принципы работы стерильных условиях и приема лекарств пациентами.

- Необходимое хирургическое вмешательство начинается с изображения дефекта.

- При наличии клинических показаний образовавшийся дефект кости наполняется соответствующим восстанавливающим материалом (например, аутогенные кости, алогенные, ксеногенные или аллопластические протезирующие материалы для костей).
- Внешняя упаковка, стерильная с внутренней стороны, должна быть извлечена из внешней коробки ассистентом в нестерильной рабочей зоне и открыта в стерильных условиях. Затем внутренняя упаковка, стерильная внутри и снаружи, передается члену операционной бригады в стерильной зоне. После подготовки костного дефекта мембрана Jason® может быть извлечена из внутренней упаковки с соблюдением стерильности.
- С помощью ножниц мембрану Jason® можно обрезать до необходимого размера, обеспечивая ее стерильность. Мембрана Jason® должна перекрывать стенки дефекта как минимум на 2-3 мм.
- Мембрану Jason® помещают поверх дефекта и слегка прижимают, чтобы зафиксировать ее на месте. Время удерживания зависит от степени кровотечения. Сцепление с поверхностью кости происходит в результате набухания и желатинирования коллагеновых волокон при контакте с кровью. Мембрана Jason® может накладываться в сухом и влажном состоянии. Если вы предпочитаете использовать мембрану во влажном состоянии, перед применением ее необходимо регидратировать в стерильном физиологическом растворе.
- Полное пропитывание мембраны Jason® кровью и экссудатами обеспечивает идеальную адаптацию и адгезию к структуре дефекта или материалу аугментации, а также образование сгустка крови под мембраной.
- В связи с хорошей прочностью на растяжение мембрану Jason® можно пришивать рассасывающимся шовным материалом и иглой нережущего типа, а также ее можно прикрепить к кости или шейке зуба стержнями или штифтами. Может возникнуть необходимость зафиксировать мембрану Jason®, чтобы избежать ее смещения в результате деформации или мобилизации, а также для предотвращения смещения используемого материала для восстановления.
- Для закрытия раны слизисто-надкостничный лоскут плотно и без натяжения накладывают поверх мембраны и пришивают. Для предотвращения любой ускоренной резорбции в результате воздействия слизисто-надкостничный лоскут должен полностью покрывать мембрану Jason®.
- После операции пациент должен соблюдать гигиену полости рта в соответствии с указаниями врача.

Особые указания по применению в пародонтологии

- Основой успешного лечения пародонта является контроль бактериальных инфекций с помощью удаления содержимого раневой полости (удаление грануляционной ткани, поддесневого кюретажа, удаление зубного камня, выравнивание корней зубов и т.п.), при необходимости путем применения антибиотиков и соблюдения пациентом необходимой гигиены полости рта в соответствии с указаниями врача. Необходимо учитывать, что для обеспечения оптимального заживления раны необходимо удалить как можно меньше мягкой ткани. Хирургическому вмешательству должна предшествовать гигиеническая фаза с инструктированием пациента и повторная оценка клинической ситуации стоматологом. Для достижения продолжительного терапевтического эффекта после операции должна быть проведена профилактическая фаза с выдачей пациенту соответствующих стоматологических указаний.
- В целях эффективного предотвращения образования каемчатого эпителия мембрана Jason® должна плотно подгоняться к зубу или шейке зуба и при необходимости фиксироваться при помощи шовного материала, иглоловителя или штифтов.

Дозировка

Необходимое количество мембраны Jason® зависит от индивидуальных анатомических условий и соответствующего имплантата, если таковой используется.

Мембрана Jason®, обрезанная до необходимого размера, накладывается на дефект кости, перекрывая стенки дефекта на 2-3 мм. Мембрану Jason® можно обрезать ножницами до необходимого размера. Определить необходимый размер можно с помощью соответствующих стерильных шаблонов.

Побочные эффекты

- В редких случаях не исключены аллергические реакции на коллагеновую мембрану.
- В очень редких случаях могут возникнуть симптомы непереносимости коллагена.
- В редких случаях вследствие продолжительной абсорбции могут возникнуть воспалительные реакции тканей.
- Как и в случае с любым чужеродным материалом при имплантации мембраны Jason® могут усугубляться существующие инфекции.
- Возможные общие осложнения могут быть вызваны самим хирургическим вмешательством, таким как рецессия десны, сильное кровотечение десен, отек мягких тканей, термочувствительность, десквамация десневого эпителия в области лоскута, резорбция или анкилоз обработанного корня зуба, незначительная потеря высоты альвеолярного гребня, инфекции, боль или осложнения, вызванные использованием анестетиков.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и методами

Эффективность мембраны Jason® может быть снижена ингибиторами агрегации и антикоагулянтами, поскольку они могут нарушить образование сгустка крови под мембраной.

Неизвестны случаи взаимодействия при магнитно-резонансной томографии, а также биохимический состав мембраны Jason® не указывает на их возможность.

Курение может отрицательно повлиять на заживление ран и заживляющую способность мембраны Jason®.

Предупреждения, меры предосторожности

- Мембрана Jason® является эластичным материалом, сцепляющимся с костью. Для освобождения места и усиления костной регенерации мембраны Jason® при необходимости применять вместе с соответствующими восстановительными материалами (например, аутогенные кости, алогенные, ксеногенные или аллопластические протезирующие материалы для костей).
- В случае экспозиции мембраны Jason® во время фазы заживления время абсорбции может быть уменьшено.
- Мембрана Jason® показана только для применений, перечисленных выше. Мембрана не была клинически исследована у пациентов с чрезвычайно тяжелыми хирургическими, имплантологическими, эндодонтологическими или пародонтальными дефектами.
- Пациентам должны быть разъяснены возможные противопоказания, побочные эффекты и необходимые меры предосторожности в рамках ответственности лечащего врача. При послеоперационных жалобах, например болях, инфекциях или других необычных симптомах, пациент должен немедленно обратиться к врачу.
- У пациентов с тяжелыми общими медицинскими заболеваниями (например, плохо регулируемый сахарный диабет, тяжелые нарушения давления, тяжелый, периферийный, облитерирующий энтертериит, злокачественные опухоли или аутоиммунные болезни) или у пациентов, которые продолжительное время подвергались стероидной или антикоагулянтной терапии, как и при любом другом хирургическом вмешательстве, лечение должно проходить с особой осторожностью.

Повторное использование

Изделие не может использоваться повторно, поскольку оно разрушается в организме в процессе заживления.

Хранение

Мембрана Jason® должна храниться при температуре ниже 30°C. Не допускается использовать мембрану Jason® после истечения срока годности.

Срок годности/стерильность

Дата окончания срока годности указана на картонной коробке и на стерильной внутренней упаковке. По истечении указанной даты применение мембраны Jason® не допускается.

Мембрана Jason® стерильна, если не вскрыта и не повреждена упаковка. Мембрану Jason® нельзя использовать в случае повреждения упаковки. Содержимое неиспользованных, но вскрытых или поврежденных упаковок не подлежит повторной стерилизации. В связи с этим их следует утилизировать, поскольку невозможно гарантировать функциональность и безопасность изделия.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с обычными медицинскими отходами, но необходимо также соблюдать местные правила.

Sincerely Yours,



Dr. Drazen Tadic
Manager Partner



botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen b. Berlin
Tel.: +49 (0)33769/88 419-85
Fax: +49 (0)33769/88 419-86
E-Mail: info@botiss.com

botiss biomaterials GmbH

botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen
Germany

Tel.: +49 33769 / 88 41 985
Fax: +49 33769 / 88 41 986
contact@botiss.com
www.botiss.com

page 1 of 1

Amtsgericht Potsdam
HRB 27418 P, UID: DE263026844
Managing Partner: Oliver
Bielenstein, Dr. Drazen Tadic

Berliner Volksbank
IBAN: DE38100900002157239000
BIC: BEVODE33XXX
Visa, MasterCard, PayPal

Инструкции по применению

Информация по применению collascone®

RU

- Рассасывающийся, локальный гемостатик, стерильно
- Для одноразового применения
- Свиной коллаген, полученный из свиного кориума
- 100 г содержит не менее 96,75 г коллагена из свиного кориума

Взаимодействие с другими веществами

Вместе с коллагеном нельзя применять антисептики, выделяющие хлор (например Хлорамин), а также дубильные кислоты и каустики, изменяющие белки. Мази и порошки, а также силиконовые препараты могут изменять промежутки между коллагеновыми пленками, тканями и пластами, поэтому здесь также необходимо избегать совместное применение.

Назначение

Применение collascone® показано там, где необходимо остановить капиллярные, венозные, небольшие артериальные и диффузно просачивающиеся кровотечения, а также там, где обычные методы для остановки кровотечений недостаточны, технически сложны или требуют больших затрат времени.

Сферы применения

collascone® используется для остановки кровотечения после удаления зуба. Для пациентов с опасными кровотечениями показана комбинация с фибриновым клеем.

- Защита лунки
- Гемостатическая обработка экстракционных лунок у пациентов с опасным кровотечением
- Синус-лифтинг
- Периимплантитные дефекты кости при немедленной имплантации
- Заполнение костных трещин при Bone Splitting
- Исправление дефектов кости (напр. после цистэктомии)

Дозировка и способ применения

После открытия стерильной упаковки вынуть collascone® стерильными сухими инструментами и при помощи тампона наложить на очищенную поверхность раны и слегка прижать. При необходимости можно отрезать collascone® стерильными ножницами до нужного размера. Материал сразу приклеивается к влажной поверхности раны и соединяется с кровью, образуя гелевидный слой. Лишний слой необходимо удалить. При наружных ранах рекомендуется дополнительное наложение флисового материала, закрепленного эластическим бинтом.

Противопоказания

Применение на зараженных участках раны при одновременном применении метилметакрилата, внутрисосудистое применение.

При использовании абсорбируемых кровоостанавливающих материалов в области нервной и костной поверхности:

- использование минимального количества, необходимого для остановки крови;
- и, насколько возможно, максимальное удаление агента после остановки крови

Тем самым можно снизить риск повреждения нервной и мягкой ткани вследствие набухания абсорбируемых кровоостанавливающих средств и /или перемещение и разбухание фрагментов агента.

Побочные эффекты

В редких случаях не исключены реакции непереносимости коллагена. Иногда после накладывания сухого препарата на поверхность раны могут возникать болевые ощущения. В очень редких случаях могут усиливаться уже существующие инфекции.

Внимание!**collacone®**

- стерилизуется γ -излучением и не может подвергаться повторной стерилизации!
- при повреждении стерильной упаковки считается нестерильным и подлежит утилизации!
- не может использоваться по истечении срока годности!
- не может храниться при температуре выше 24°C!
- необходимо беречь от влаги!
- является медицинским продуктом и поэтому должен храниться в недоступном для детей месте!

Sincerely Yours,



Dr. Drazen Tadic
Manager Partner

botiss biomaterials GmbH



botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen b. Berlin
Tel.: +49 (0)33769/88 419-86
Fax: +49 (0)33769/88 419-86
E-Mail: info@botiss.com

botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen
Germany

Tel.: +49 33769 / 88 41 985
Fax: +49 33769 / 88 41 986
contact@botiss.com
www.botiss.com

page 1 of 1

Amtsgericht Potsdam
HRB 27418 P, UID: DE263026844
Managing Partner: Oliver
Bielenstein, Dr. Drazen Tadic

Berliner Volksbank
IBAN: DE38100900002157239000
BIC: BEVODEBBXXX
Visa, MasterCard, PayPal

Инструкции по применению

mucoderm®

RU

можно зафиксировать при помощи швов или булавок, что в зависимости от применения рекомендуется осуществлять в целях избежания смещения или микродвижений и для ускорения процесса заживления. mucoderm® может применяться как на закрытых заживающих ранах, так и для открытого заживления. При открытом заживлении необходимо обеспечить снабжение и реваскуляризацию матрицы, например, путем тесного контакта с расположенной ниже надкостницей. При использовании для рецессионного покрытия необходимо всегда избегать экспозиции (см. Особые указания по применению при лечении дефектов рецессии десны). При применении mucoderm® необходимо соблюдать общие принципы стерильной работы и назначения лекарств пациентам.

- Необходимое хирургическое вмешательство начинается с определения изображения дефекта
- При наличии клинических показаний образовавшийся дефект кости наполняется соответствующим восстанавливающим материалом (например, аутогенные кости, алогенные, ксеногенные или аллопластические протезирующие материалы для костей)
- Наружная, стерильная изнутри упаковка должна быть вынута из коробки, например, ассистентом в нестерильном помещении операционной и открыта при соблюдении стерильности. Стерильная снаружи и внутри внутренняя упаковка должна удаляться при соблюдении стерильности
- mucoderm® может накладываться и подгоняться только во влажном состоянии. Для этого перед наложением мембрана должна быть подвергнута регидратации в стерильном физрастворе или крови в течение 520 минут в зависимости от типа применения и нужной гибкости матрицы
- Форма и размер матрицы должны подгоняться под размер дефекта. После регидратации mucoderm® можно обрезать до нужной формы при помощи ножниц или скальпеля. При коротком периоде регидрации закругление углов может помочь предотвратить перфорацию мягких тканей десны после закрытия лоскутом. mucoderm® накладывается на дефект и подгоняется к месту нанесения с умеренным давлением. Время оказания давления зависит от степени кровотечения.

Сращение с поверхностью кости осуществляется путем набухания и гелеобразования коллагеновых тканей при контакте с кровью

- Полное пропитывание mucoderm® кровью и экссудатом обеспечивает скрепление со структурой дефекта или восстанавливающим материалом, а также образование кровяного коагулята под матрицей
- При подготовке щелевого лоскута необходимо обеспечить тесный контакт матрицы с периостальным раневым ложем путем сшивания mucoderm® со здоровой надкостницей
- Для этого можно использовать отдельные узловые швы или перекрестные швы. Рекомендуется использование рассасывающихся швов
- После хирургического вмешательства пациент должен провести все необходимые меры гигиены полости рта в соответствии с указаниями врача

Особые указания по применению при лечении рецессии десны

В основном предсказуемое покрытие рецессии ожидается только при лечении дефектов классов I и II по Миллеру.

При применении mucoderm® в сочетании.

с туннельной техникой рекомендуется более длительная регидратация в течение 10-20 минут для обеспечения достаточной гибкости матрицы. При применении туннельной техники также рекомендуется фиксация матрицы отдельными узловыми или перекрестными швами. При использовании mucoderm® для покрытия рецессии десны необходимо избегать экспозиции. Необходимо обеспечить полное покрытие матрицы перемещенным лоскутом. Первичное закрытие раны позволяет проникновение и внедрение кровяных сосудов в матрицу. Ранняя экспозиция может привести к потере трансплантата. После операции необходимо избегать любых механических травм в зоне проведения операции. Пациенту в течение 4 недель следует отказаться от чистки зубов в затронутой зоне. Очищение зубного налета можно осуществлять путем полоскания рта 0,12%-ым раствором хлоргексидина. После операции пациенту следует проходить еженедельный осмотр

у врача для оценки процесса заживления и контроля зубного налета.

Побочные эффекты

- В редких случаях не исключены аллергические реакции на коллагеновую мембрану
- В очень редких случаях могут возникнуть симптомы непереносимости коллагена
- В редких случаях вследствие продолжительной абсорбции могут возникнуть воспалительные реакции тканей
- Как и при использовании любых других чужеродных материалов, после применения mucoderm® могут усиливаться существующие локальные инфекции
- Возможные общие осложнения могут быть вызваны самим хирургическим вмешательством, к ним, например, относятся рецессия десен, сильное кровотечение десен, отек мягкой ткани, чувствительность к температуре, десквамация эпителия десен в области лоскута

Взаимодействие с другими веществами

- Вместе с коллагеном нельзя применять антисептики, выделяющие хлор (напр. хлорамин), а также дубильные кислоты и каустики, изменяющие белки
- Мази и порошки, а также силиконовые препараты могут изменять промежутки между коллагеновыми пленками, тканями и пластами, поэтому здесь также необходимо избегать совместного применения

Предупреждения, меры предосторожности

В случае открытого заживления или экспозиции mucoderm® во время фазы заживления время абсорбции может быть ускорено. mucoderm® показан только для указанных применений.

Пациентам должны быть разъяснены возможные противопоказания, побочные эффекты и необходимые меры предосторожности в рамках ответственности лечащего врача. При послеоперационных жалобах, например, болях, инфекциях или других необычных симптомах, пациент должен немедленно

обратиться к врачу. У пациентов с тяжелыми общими медицинскими заболеваниями (например, плохо регулируемый сахарный диабет, тяжелые нарушения давления, тяжелый, облитерирующий атеросклероз периферических артерий [pAVK], злокачественные опухоли или аутоиммунные болезни) или у пациентов, которые продолжительное время подвергались стероидной или антикоагулянтной терапии, как и при любом другом хирургическом вмешательстве, лечение должно проходить с особой осторожностью.

Запрещается повторное использование mucoderm® после того, как он уже был вынут из упаковки и/или имел контакт с пациентом, поскольку в этом случае существует повышенная опасность заражения и возникновения инфекций.

Срок годности

Дата окончания срока годности указана на картонной коробке и на стерильной внутренней упаковке. По истечении указанной даты применение mucoderm® не допускается.

Утилизация

После применения все неиспользованные продукты и упаковочные материалы должны утилизироваться в соответствии с признанной медицинской практикой и действующими национальными и региональными законами по защите окружающей среды и утилизации упаковочных и биологических материалов.

Sincerely Yours,



Dr. Drazen Tadic
Manager Partner



botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen b. Berlin
Tel.: +49 (0)33769/88 419-85
Fax: +49 (0)33769/88 419-86
E-Mail: info@botiss.com

botiss biomaterials GmbH

botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen
Germany

Tel.: +49 33769 / 88 41 985
Fax: +49 33769 / 88 41 986
contact@botiss.com
www.botiss.com

page 1 of 1

Amtsgericht Potsdam
HRB 27418 P, UID: DE263026844
Managing Partner: Oliver
Bielenstein, Dr. Drazen Tadic

Berliner Volksbank
IBAN: DE38100900002157239000
BIC: BEVODE33XXX
Visa, MasterCard, PayPal

Инструкции по применению

collprotect® membrane

RU

- Как и при любых других чужеродных материалах существующие локальные инфекции могут усилиться с применением collprotect® membrane
- Возможные общие осложнения могут быть вызваны самим хирургическим вмешательством, к ним, например, относятся ухудшения десен, сильное кровотечение десен, отек мягкой ткани, чувствительность к температуре, десквамация эпителия десен в области зубодесневого кармана

Взаимное воздействие с другими медикаментами

- Вместе с коллагеном нельзя применять антисептики, выделяющие хлор (например Хлорамин), а также дубильные кислоты и каустики, изменяющие белки
- Мази и порошки, а также силиконовые препараты могут изменять промежутки между коллагеновыми пленками, тканями и пластами, поэтому здесь также необходимо избегать совместное применение

Предупреждения, меры предосторожности

collprotect® membrane является эластичным материалом, сцепляющимся с костью. Для освобождения места и усиления костной регенерации collprotect® membrane при необходимости применять вместе с соответствующими восстановительными материалами (например, аутогенные кости, алогенные, ксеногенные или аллопластические протезирующие материалы для костей). В случае экспозиции collprotect® membrane во время фазы заживления время абсорбции может быть ускорено. collprotect® membrane показан только для указанных применений. Пациентам должны быть разъяснены возможные противопоказания, побочные эффекты и необходимые меры предосторожности в рамках ответственности лечащего врача. При послеоперационных жалобах, например болях, инфекциях или других необычных симптомах, пациент должен немедленно обратиться к врачу.

У пациентов с тяжелыми общими медицинскими заболеваниями (например плохо регулируемый сахарный диабет, тяжелые нарушения давления, тяжелый, периферийный, облитерирующий эндартериит, злокачественные опухоли

collprotect® membrane

RU

или аутоиммунные болезни) или у пациентов, которые продолжительное время подвергались стероидной или антикоагулянтной терапии, как и при любом другом хирургическом вмешательстве, лечение должно проходить с особой осторожностью.

Срок годности

Дата окончания срока годности указана на картонной коробке и на стерильной внутренней упаковке. По истечении указанной даты применение collprotect® membrane не допускается.

Sincerely Yours,



Dr. Drazen Tadic
Manager Partner



botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen b. Berlin
Tel.: +49 (0)33769/88 419-85
Fax: +49 (0)33769/88 419-86
E-Mail: info@botiss.com

botiss biomaterials GmbH

botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen
Germany

Tel.: +49 33769 / 88 41 985
Fax: +49 33769 / 88 41 986
contact@botiss.com
www.botiss.com

page 1 of 1

Amtsgericht Potsdam
HRB 27418 P, UID: DE263026844
Managing Partner: Oliver
Bielenstein, Dr. Drazen Tadic

Berliner Volksbank
IBAN: DE38100900002157239000
BIC: BEVODEBBXXX
Visa, MasterCard, PayPal