

Poches de transfert MacoPharma

FRANCAIS

Dispositif destiné au transfert de produits sanguins (sang, globules rouges, plaquettes, plasma, serum, cryoprecipités).
Dispositif pouvant être centrifugé à l'exception des références comportant des poches avec un volume nominal de 1L et plus.

PRECAUTIONS

- Ramener à une température comprise entre 15°C et 30°C pour l'utilisation.
- Eviter le contact avec des objets pointus ou tranchants.
- NE PAS UTILISER si le suremballage ou (et) la poche présente(ent) un signe visible d'altération.
- Le type de stérilisation est précisé clairement sur l'étiquette de la poche.
- Les produits stérilisés par irradiation peuvent être légèrement colorés sans que cela soit un signe d'altération.
- NE PAS UTILISER 10 jours après ouverture de l'emballage.
- Tout ou partie du dispositif médical est réalisé en PVC plastifié avec du DEHP. Selon certaines études, le DEHP serait potentiellement nocif pour le système reproductif d'un fœtus de sexe masculin. Le choix de l'utilisation du dispositif chez une femme enceinte ou allaitante, ou chez un garçon en bas âge, est sous la responsabilité du prescripteur. Néanmoins, le PVC plastifié au DEHP est conforme à la Pharmacopée Européenne.
- Risque Lié à une ré-utilisation: Risque septique.
- Tous les procédés de fabrication et composants en contact avec les donneurs, les utilisateurs et les composants sanguins destinés aux patients ne contiennent pas de latex.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Placer la poche sur un champ propre, idéalement sous hotte à flux laminaire.
- Ouvrir l'emballage transparent par le coin pelable. (A)
- Pour l'identification des poches, suivre la procédure en vigueur dans l'établissement.
- ✓ **Poches équipées d'un perforateur :** (B)
- Clamper la tubulure entre le perforateur et la poche vide.
- Retirer la protection du perforateur en exerçant une pression dans l'axe puis une rotation (B).
- Placer le perforateur dans le raccord de sortie de la poche contenant le produit à transférer.
- Exercer un mouvement de rotation pour introduire et verrouiller le perforateur (B').
- Vérifier que le perforateur est inséré correctement.
- Procéder au transfert par gravité sans exercer de traction sur la tubulure (la poche de transfert repose sur un plan de travail).
- Souder la tubulure.

✓ Poches équipées d'un adaptateur Luer : (C)

- Clamper la tubulure entre l'adaptateur Luer et la poche vide.
- Retirer la protection des adaptateurs Luer à connecter.
- Visser les adaptateurs Luer entre eux.
- Vérifier que les adaptateurs sont connectés correctement.
- Procéder au transfert par gravité sans exercer de traction sur la tubulure (la poche de transfert repose sur un plan de travail).
- Souder la tubulure.
- ✓ **Poches connectées par connexion stérile :** (D)
- Clamper la tubulure entre son extrémité et la poche vide.
- Procéder à la connexion, en se conformant au mode opératoire de la machine utilisée.
- Procéder au transfert par gravité sans exercer de traction sur la tubulure (la poche de transfert repose sur un plan de travail).
- Souder la tubulure.
- Vérifier l'intégrité de la connexion.

✓ Préparation / Stockage

- Les étapes suivantes dépendent de la configuration utilisée. Suivre la procédure en vigueur dans l'établissement.
- En cas de centrifugation, veiller au bon positionnement des poches et tubulures. Utiliser des dispositifs de calage et d'équilibrage adaptés.
- La congélation à des températures inférieures à -40°C est déconseillée.
- Veiller à manipuler les poches avec précautions lors des étapes de transport, préparation et de stockage.

✓ Manipulation des protecteurs de raccords de sortie (E)

- Ecarter les deux parties du protecteur à l'aide des deux mains (F).
- Maintenir le protecteur vers le bas avec une main (G).
- Placer un perforateur dans le raccord de sortie avec l'autre main.
- Exercer un mouvement de rotation pour introduire et verrouiller le perforateur.

✓PRECAUTIONS POUR LA MISE AU REBUT

- La mise au rebut des poches doit être effectuée selon les règles applicables pour les déchets biologiques potentiellement contaminés.

MacoPharma transfertzakken

NEDERLANDS

Set bestemd voor de transfert van bloedprodukten (bloed, rode bloedcellen, plaatjes, plasma, serum, cryoprecipitans).
Set mag gecentrifugeerd worden met uitzondering van de zakken met een nominaal volume groter dan 1L.

VOORZORGEN

- Breng het produkt voor gebruik op een temperatuur tussen 15°C en 30°C.
- Vermijd contact met scherpe of snijdende voorwerpen.
- NIET GEBRUIKEN indien de verpakking en/of de desbetreffende zak duidelijk afwijkende tekenen vertonen.
- Het sterilisatie proces is duidelijk vermeld op het etiket van de zak.
- Produkten gesteriliseerd door irradiatie kunnen een lichte verkleuring vertonen zonder dat dit als een afwijking beschouwd wordt.
- NIET GEBRUIKEN 10 dagen na opening verpakking.
- Alle of een deel van het medische apparaat is gemaakt van PVC geplastificeerd met DEHP. Volgens sommige studies zou DEHP potentieel schadelijk zijn voor de voortplanting van een mannelijke foetus. De keuze van het gebruik van het apparaat bij een zwangere of zogende vrouwen, of in een jongen peuter, is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Echter, DEHP geplastificeerd PVC voldoet aan de Europese Farmacopee
- Risico's verbonden met hergebruik : Risico voor sepsis.
- Alle productieprocessen en alle onderdelen welke in contact komen met donoren, gebruikers en bloed componenten ten behoeve van patiënten zijn latex vrij.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Plaats de zak op een propere werktafel bij voorkeur onder de laminaire airflowkast.
- Open de transparante verpakking dmv scheurhoek (A).
- Volg de procedure van het centrum om de zakken te identificeren.
- ✓ **Zakken met een perforator (B)**
- Sluit de klem op de lijn tussen de perforator en de lege zak.
- Verwijder de beschermingshuls van de perforator door eerst een druk uit te oefenen in de hoofdrichting gevolgd door een draaibeweging (B)
- Plaats de perforator in de toegangspoort van de zak die het bloedproduct bevat dat dient overgebracht te worden.
- Oefen een draaibeweging uit om de perforator in te brengen en deze vast te draaien (B')
- Ga na of de perforator correct werd ingebracht.
- Voer de transfert uit gebruik makend van de zwaartekracht maar zonder tractie op de lijnen uit te oefenen (de transfert zak rust op het werkblad).
- Las de lijnen af.
- ✓ **Zakken met luer lock (C)**
- Sluit de klem op de lijn tussen de luer lock en de lege zak.
- Verwijder de bescherming van de aan te sluiten luer lock.
- Schroef de overeenkomstige luers in elkaar vast.
- Ga na of de luers correct verbonden zijn.
- Voer de transfert uit gebruik makend van de zwaartekracht maar zonder druk uit te oefenen op de lijnen (de transfert zak rust op het werkblad)
- Las de lijnen af.

✓ Zakken voor steriele connectie : (D)

- Sluit de klem tussen de steriele connectie lijn en de lege zak.
- Maak een steriele connectie door de gebruiksaanwijzingen van het des-betreffende SC toestel te volgen.
- Voer de transfert uit gebruik makend van de zwaartekracht maar zonder druk uit te oefenen op de lijnen (de transfert zak rust op het werkblad)
- Las de lijnen af.
- Ga de integriteit van de connectie na.
- ✓ **Bereiding/Bewaring**
- De volgende stappen hangen af van de gebruikte set. Volg de procedure die gebruikt wordt binnen het centrum.
- Indien gecentrifugeerd wordt, zorg voor een goed plaatsen van de zakken en de leidingen. Maak gebruik van schuimrubberen tussenschoten en hulpmiddelen voor het afstemmen van het evenwicht tijdens het centrifugeren.
- Invriezen bij een temperatuur lager dan - 40°C is af te raden.
- Zorg ervoor dat de zakken tijdens het transport, het bewaren en het gebruik met zorg behandeld worden

✓Manipulatie van de beschermingshuls van de toegangspoorten (E)

- Trek de twee delen van de bescherming met beide handen uit elkaar (F)
- Hou de bescherming naar beneden met één hand (G)
- Plaats een perforator in de toegangspoort met de andere hand.
- Oefen een draaibeweging uit om de perforator in te brengen en vast te schroeven.

✓VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE WEGWERPSET

- De afvoer van de zakken moet plaatsvinden overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving voor mogelijk geïnfecteerd biologisch afval.

MacoPharma transfer-beutel

DEUTSCH

Beutelsystem für den Transfer von Blutprodukten (Blut, Erythrozyten, Thrombozyten, Plasma, Serum, Kryopräzipitaten).
Der Transferbeutel kann zentrifugiert werden, ausgenommen Beutelsystemen mit einem Nominalvolumen von 1L oder mehr.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Verwendung bei einer Temperatur zwischen 15° C und 30° C.
- Den Kontakt mit spitzen und scharfen Gegenständen vermeiden. NICHT BENUTZEN, wenn die Verpackung und/oder das Beutelsystem ein sichtbares Zeichen der Veränderung aufweist.
- Die durch Strahlung sterilisierten Produkte können eine leichte Verfärbung aufweisen, ohne dass dies ein Zeichen für eine Produktverschlechterung ist.
- Die Art der Sterilisierung ist auf dem Etikett angegeben.
- NACH Öffnung der Umverpackung 10 Tage haltbar.
- Dieses Medizinprodukt besteht teilweise oder vollständig aus PVC mit dem Weichmacher DEHP. Gemäß Studien kann DEHP die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane eines männlichen Fötus negativ beeinflussen. Der verschreibende Arzt handelt eigenverantwortlich, wenn er sich für den Einsatz dieses Medizinproduktes bei Schwangeren, stillenden Müttern oder männlichen Säuglingen entscheidet. Trotzdem entspricht das verwendete PVC mit DEHP-Weichmacher den Anforderungen der Europäischen Pharmacopöe.
- Risiken, die mit einer Wiederverwendung verbunden sind:Risiko für Sepsis.
- Alle Produktionsprozesse und alle Komponenten, die im Kontakt kommen mit dem Spender, dem Anwender und den aus dem System produzierten Blutkomponenten, sind latexfrei.

HANDHABUNGSHINWEISE

- Das Beutelsystem auf ein sauberes Arbeitsfeld legen, idealerweise unter einen Laminar-Flow (Sterilarbeitsbank).
- Die durchsichtige Umverpackung durch Aufreißen an der Peel-Ecke öffnen (A).
- Für die Identifizierung der Beutel die üblichen Arbeitsschritte durchführen.
- ✓ **Beutel mit Dorn (B):**
- Den Schlauch zwischen Dorn und leerem Beutel durch die Klemme schließen. Die Schutzkappe des Dorns unter leichtem Drehen vom Dorn abziehen (B).
- Den Dorn in den Stutzen des Beutels, der das zu überführende Produkt enthält, einführen. Dazu den Dorn unter leichtem Drehen bis zum Anschlag einschieben (B').
- Kontrollieren, dass der Dorn korrekt konnektiert ist.
- Überführen des Produktes durch Schwerkraft, ohne Zug auf den Schlauch auszuüben (der Transfer-Beutel liegt auf einer Arbeitsfläche).
- Verschweißen des Schlauches.

✓ Beutel mit Luer-Adapter (C):

- Den Schlauch mittels Klemme zwischen Luer-Adapter und dem leeren Beutel schließen
- Die Schutzkappe des anzuschließenden Luer-Adapters entfernen
- Die Luer-Adapter miteinander verbinden
- Korrekte Konnektierung der Luer-Adapter kontrollieren.
- Überführen des Produktes durch Schwerkraft, ohne Zug auf den Schlauch auszuüben (der Transfer-Beutel liegt auf einer Arbeitsfläche).
- Verschweißen des Schlauches.

✓ Beutel durch sterile Konnektierung verbinden (D):

- Den Schlauch mittels Klemme zwischen seinem äußeren Ende und dem Leerbeutel schließen.
- Konnektierung unter Beachtung der Gebrauchsanweisung des benutzten Gerätes durchführen. Überführen des Produktes durch Schwerkraft, ohne Zug auf den Schlauch auszuüben (der Transfer-Beutel liegt auf einer Arbeitsfläche).
- Verschweißen des Schlauches.
- Die Unversehrtheit der Konnektierung prüfen.

✓Vorbereitung / Lagerung:

- Diese Schritte sind abhängig von den jeweiligen Voraussetzungen. Verfahren Sie nach den üblichen Protokollen.
- Im Falle einer Zentrifugation auf das richtige Packen der Beutelsysteme achten. Passende Stützen und Ausgleichsgewichte benutzen
- Es wird empfohlen, eine Temperatur von - 40 °C nicht zu unterschreiten.
- Beim Transport, bei der Lagerung und bei der Verwendung sind die Beutelsysteme generell mit Sorgfalt zu behandeln.

✓Verwendung der Beutelstutzen (E):

- Die Schutzhülle mit beiden Händen auseinander ziehen (F).
- Die offene Schutzhülle mit einer Hand nach unten biegen und festhalten (G).
- Mit der anderen Hand den Dorn in den Stutzen einführen. Dazu den Dorn unter leichtem Drehen bis zum Anschlag einschieben.

✓ WARNHINWEIS FÜR DIESE SET

- Die Entsorgung des verwendeten Systems sollte entsprechend den Vorgaben für potentiell infektiöses biologisches Material durchgeführt werden.

MacoPharma transfer bags

ENGLISH

Device intended for the transfer of blood products (whole blood, platelets, plasma, serum, cryoprecipitate).
The device may be centrifuged with the exception of packs with a nominal volume of greater than 1L.

PRECAUTIONS

- Bring to a temperature between 15°C and 30°C prior to use.
- Avoid contact with sharp objects.
- DO NOT USE if the overwrap and/or bag show any visible signs of deterioration.
- The type of sterilisation will be detailed on the bag label.
- Products sterilised by Irradiation may be slightly coloured without affecting the integrity of the bag.
- DO NOT USE 10 days after opening of the packing.
- All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male foetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopoeia.
- Risk linked to the reuse: Septic risk.
- All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free

INSTRUCTIONS FOR USE

- Place the bag on a clean area, ideally in a laminar flow cabinet.
- Open the transparent overwrap using the peelable corner. (A)
- Label the bag.
- ✓ **Bags with a spike: (B)**
- Clamp the tubing between the spike and the empty bag.
- Remove the spike protector cover by applying gentle pressure at the base of the cover and twisting. (B)
- Place the spike into the outlet port of the bag containing the product to be transferred.
- Twist the spike to secure it in position. (B')
- Check that the spike is inserted correctly.
- Transfer the product by gravity without pulling on the tubing (the transfer bag should be resting flat on the bench).
- Heat seal the tubing.

✓ Bags with a luer: (C)

- Clamp the tubing between the luer and the empty bag.
- Remove the protector covers from the luers which are to be connected.
- Screw together the luers.
- Check that the luers are connected correctly.
- Transfer the product by gravity without pulling on the tubing (the transfer bag should rest flat on the bench).
- Heat seal the tubing.

✓ Bags for connection by Sterile Docking (SCD): (D)

- Clamp the transfer line tubing.
- Connect the tubes following the SCD manufacturer's instructions.
- Check the integrity of the seal.
- Transfer the product by gravity without pulling on the tubing (the transfer bag should rest flat on the bench).
- Heat seal the tubing.
- ✓ **Processing and Storage**
- The following steps will be dependant on the bag configuration used. Follow the established validated procedures.
- For centrifugation, maintain the bags upright in the centrifuge buckets ensuring the bags and tubing are correctly bagged. Use foam pads and weights if necessary.

- Freezing in temperatures below -40°C is not recommended.
- Handle the bags carefully during transportation, processing and storage.
- ✓ **Opening Outlet Port Protectors (E)**
- Using both hands, tear the port protector. (F)
- Hold down the protector pieces with one hand.(G)
- With the other hand, place the spike into the port.
- Twist the spike to secure it in position.

✓ PRECAUTIONS FOR DISPOSABLE SET

- Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.

Трансферные контейнеры MacoPharma

Русский

Устройство предназначено для переноса продуктов крови (цельная кровь, тромбоциты, плазма, сыворотка, криопреципитат).
Устройство может быть отцентрифугировано за исключением контейнеров с номинальным объемом более 1 л.

Меры предосторожности

- Доведите до температуры от 15 ° С до 30 ° С перед использованием.
- Избегайте контакта с острыми предметами.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если на внешней обертке и / или контейнере есть видимые признаки повреждения.
- Тип стерилизации будет указан на этикетке пакета.
- Продукты, стерилизованные облучением, могут быть слегка окрашены без ущерба для целостности пакета.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ через 10 дней после вскрытия упаковки.
- Все или части этого медицинского устройства изготовлены из ПВХ, пластифицированного DEHP. Согласно некоторым исследованиям, DEHP потенциально может быть вредным для мужской репродуктивной системы. Назначающий лечение несет исключительную ответственность за выбор использования этого устройства на женщинах, которые либо беременны или кормят грудью, либо на маленьких младенцах мужского пола. Тем не менее, DEHP-пластифицированный ПВХ соответствует Европейской Фармакопее.
- Риск, связанный с повторным использованием: септический риск.
- Все производственные процессы и все компоненты, контактирующие с донорами, пользователями и компонентами крови, предназначенными для пациентов, не содержат латекса.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Поместите контейнер в чистое место, в идеале в шкаф с ламинарным потоком.
- Откройте прозрачную обертку, используя отслаиваемый угол. (A)
- Промаркируйте сумку.

- Контейнеры с прокалывателями: (B)

- Зажмите трубки между прокалывателем (шипом) и пустым контейнером.
- Снимите крышку защитного колпачка, слегка надавив на основание крышки и повернув ее. (B)
- Поместите шип в выходное отверстие контейнера, содержащего продукт, который необходимо перенести.
- Поверните шип, чтобы закрепить его на месте. (B')
- Убедитесь, что шип вставлен правильно.
- Переливать продукт самотеком, не натягивая трубки (контейнер для переноса должна лежать ровно на скамье).
- Произведите запаявание трубок.

Контейнеры с лuerом: (C)

- Зажмите трубки между лuerом и пустым контейнером.
- Снимите защитные крышки с лuerов, которые должны быть подключены.
- Прикрутите лuerы.
- Проверьте, правильно ли подключены лuerы.
- Переносить продукт под действием силы тяжести, не натягивая трубки (контейнер для переноса должен лежать на скамье ровно).
- Произведите запаявание трубок.

Контейнеры для подключения стерильным соединением (SCD): (D)






- Зажмите трубку подающей магистрали.
- Подсоедините трубки, следуя инструкциям производителя SCD.
- Проверьте целостность уплотнения.
- Переносить продукт под действием силы тяжести, не натягивая трубки (контейнер для переноса должен лежать на скамье ровно).
- Произведите запаявание трубок.

Обработка и хранение

- Следующие шаги будут зависеть от используемой конфигурации контейнера. Следуйте установленным и утвержденным процедурам.
- Для центрифугирования держите контейнеры в вертикальном положении в бакетах центрифуги, следя за тем, чтобы контейнеры и трубки были правильно упакованы. При необходимости используйте пенопластовые прокладки и грузы.
- Замораживание при температуре ниже -40 ° C не рекомендуется.
- Обращайтесь с контейнерами осторожно при транспортировке, обработке и хранении.
- Открытие протекторов выходных портов (E)**
- Используя обе руки, оторвите защитное устройство порта. (F)
- Удерживайте части протектора одной рукой. (G)
- С другой стороны, поместите шип в порт.
- Поверните шип, чтобы закрепить его на месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

- Утилизация контейнеров должна осуществляться в соответствии с правилами, применимыми к потенциально зараженным биологическим отходам.



Lire le mode d'emploi
Aandachtig de gebruiksaanwijzing lezen
Read the instructions for use
Читайте инструкцию

Ne pas réutiliser
Strikt éénmalig gebruik
Nur zum einmaligen Gebrauch
Do not re-use
Не использовать повторно

STERILE R
 Sterilisation Irradiation Beta
Sterilisatie door Beta Straling
Sterilisation durch Bestrahlung
Sterilized by Beta Irradiation
Стерилизация бета-излучением

STERILE I
 Stérilisé à la vapeur
Gesteriliseerd onder stoom
Sterilisiert mit Wasserdampf
Sterilized using steam or dry heat
Стерилизация паром

STERILE EO
 Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Sterilisatie door ethyleenoxide
Sterilisation mit Ethylenoxid
Sterilized using ethylene oxide
Стерилизация окисом этилена

Stocker à l'abri de la lumière
Op droge plaats bewaren
Geschützt vor direktem Sonnenlicht lagern
Store away from bright light
Избегать попадания прямых солнечных лучей

35°C
Température de stockage
Bewaartemperatuur
Lagertemperatur
Storage temperature
Температура хранения

Numéro de lot
Lotnummer
Chargen-Bezeichnung
Lot No.
Номер партии

REF
 Référence produit
Referentie produkt
Artikelnummer
Code No.
Код продукта

LOT

Date de péremption
Vervaldatum
Verwendbar bis
Expiry date
Срок годности

Chemin de fluide
Vloeistofpad
Fluidweg
Fluid pathway
Маршрут

Présence de Phthalates
Benzol Phthalaten
Phthalate enthalten oder vorhanden
Presence of Phthalates
Содержат Фталаты

Apyrogen
Niet pyrogeen
Pyrogenfrei
Non-pyrogenic
Алиергенно

Pochte pour Plasma
Plasma zak
Plasmabeutel
Plasma bag
Контейнер для плазмы

Pochte pour Globules rouges
RBC zak
EK-Beutel
Red Cell bag
Контейнер для эритроцитов

Pochte pour Buffy Coat
Buffy-coat zak
Buffy-coat-Beutel
Buffy Coat bag
Контейнер для тромбоцитной плазмы

Pochte pour concentré plaquettes
Bloedplaatjes zak
Vollblutbeutel
Platelet bag
Контейнер для тромбоцитов

Pochte pour Sang total
Vollbloed zak
Vollblutbeutel
Whole Blood bag
Контейнер для цельной крови

Concentré de plaquettes
Bloedplaatjesconcentraat
Thrombozytenkonzentrat
Platelet concentrate
Концентрат тромбоцитов

10 Days
Ne pas utiliser 10 jours après ouverture de l'emballage
Niet gebruiken 10 dagen na opening verpakking.
Nach Öffnung der Umverpackung 10 Tage haltbar.
Do not use 10 days after opening the packing.
Не использовать через 10 дней после вскрытия

Sponsored in Australia by:
MacoPharma Australia Pty Ltd
799 Pacific Highway
Chatswood NSW 2067

Maco Pharma - Rue Lorthiois
59420 MOUVAUX - FRANCE

0459

Année d'obtention du marquage CE: 1996

NOTEURO02 2017-06-13

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Bolsa de transferencia MacoPharma	Pojemniki transferowe MacoPharma	Sacche da trasferimento MacoPharma	MacoPharma Transferpåse	Macopharma transfer vrećice
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

ESPAÑOL

Dispositivo destinado a la transferencia de productos sanguíneos (sang-re, hemafíes, plaquetas, plasma, suero, crioprecipitado). Los dispositivos puede ser centrifugados a excepción de las referencias de bolsas con un volumen nominal igual o mayor de 1 L.

PRECAUCIONES

- Mantener a una temperatura comprendida entre 15°C y 30°C para su uso.
- Evitar el contacto con objetos punzantes o cortantes.
- NO UTILIZAR si el envoltorio o (y) la bolsa presentan algún signo visible de alteración.
- El tipo de esterilización viene indicado claramente en la etiqueta de la bolsa.
- Los productos esterilizados por irradiación pueden colorearse ligeramente sin que esto sea un signo de alteración.
- NO UTILIZAR el producto transcurridos 10 días después de la apertura del envoltorio.
- El PVC es conforme a la Farmacopea Europea. El plastificante es DEHP. Los productos biológicos conservados o que circulen es estos dispositivos pueden contener fitatos.
- Riesgos ligados a una reutilización: Riesgo séptico.
- Todo o parte del producto sanitario está hecho de PVC plastificado con DEHP. Según algunos estudios, el DEHP puede ser potencialmente dañi-no para el sistema reproductivo del feto varón. La decisión de utilizar el dispositivo en una embarazada o en período de lactancia la mujer, o en un niño chico, es responsabilidad del prescriptor. Sin embargo, el DEHP del PVC plastificado cumple con la Farmacopea Europea.
- Todos los procesos de fabricación y todos los componentes en contac-to con los donantes, los usuarios y los componentes sanguíneos destina-dos a los pacientes están libres de látex.

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque la bolsa en una zona limpia, idealmente bajo campana de flujo laminar.
- Abrir el envoltorio transparente por la esquina abre-fácil. (A)
- Para la identificación de las bolsas, seguir el procedimiento en vigor del Centro.

Bolsas equipadas con un punzón : (B)

- Clampar el tubular entre el punzón y la bolsa vacía.
- Retirar la protección del punzón ejerciendo una presión en el eje y rea-lizando una rotación (B).
- Colocar el punzón en el puerto de salida de la bolsa que contiene el producto que se va a transferir.
- Ejercer un movimiento de rotación para introducir el punzón (B’).
- Verificar que el punzón esté insertado correctamente.
- Proceder a la transferencia por gravedad sin ejercer presión sobre el tubular.
- Sellar el tubular.

Bolsas equipadas con un adaptador Luer : (C)

- Clampar el tubular entre el adaptador luer y la bolsa vacía.
- Retirar la protección de los adaptadores Luer que se van a conectar.
- Enroskar los adaptadores Luer entre ellos.
- Verificar la correcta conexión de los adaptadores.
- Proceder a la transferencia por gravedad sin ejercer presión en el tubu-lar.
- Sellar el tubular.

Bolsas conectadas por conexión en estéril : (D)

- Clampar el tubular entre su extremidad y la bolsa vacía.
- Proceder a la conexión en estéril según el procedimiento de la máqui-na utilizada.
- Proceder a la transferencia por gravedad sin ejercer presión en el tubu-lar
- Sellar el tubular.
- Verificar la integridad de la conexión.

Preparación /Almacenamiento

- Las siguientes etapas dependen del tipo de configuración utilizada. Seguir los procedimientos en vigor utilizados en el centro.
- En caso de centrifugación, asegurar la correcta colocación de las bol-sas y de los tubulares. Utilizar sistemas de equilibrado adaptados.
- Esta desaconsejada la congelación a temperaturas inferiores a -40°C .
- Asegurese de manipular las bolsas con precaución durante las etapas de transporte, preparación y almacenamiento.

Manipulación de los puertos de salida (E)

- Abrir las dos partes del puerto de salida con las dos manos (F).
- Mantener el protector del puerto hacia abajo con una mano (G).
- Colocar el punzón en el puerto con ayuda de la otra mano.
- Ejercer un movimiento de rotación para introducir y asegurar el punzón.

PRECAUCIONES PARA EL DESECHO DE LAS BOLSAS

- El desecho de las bolsas se realizará según las normas aplicables para los residuos biológicos potencialmente contaminados.

Pojemniki transferowe MacoPharma

POLSKI

Układ jest przeznaczony do przetaczania preparatów krwi (krew pełna, krwinki czerwone, płytki krwi, osocze, surowica, krioprecypitat). Wyrób może być wirowany za wyjątkiem referencji zawierających pojemniki o objętości nominalnej 1litra i więcej.

UWAGA

- Przed użyciem pojemnik doprowadzić do temperatury pomiędzy 15°C a 30°C.
- Nie manipulować ostrymi lub szpiczastymi przedmiotami przy opa-kowaniu lub pojemnikach.
- NIE UŻYWAĆ, jeśli opakowanie zewnętrzne i/lub pojemnik ma jakiegokolwiek widzialne znaki uszkodzenia.
- Rodzaj sterylizacji jest wyszczególniony na etykiecie pojemnika.
- Produkty sterylizowane radiacyjnie mogą lekko zmieniç zabarwienie, co nie wpływa na pogorszenie jakości produktu.
- Użyć w ciągu 10 dni od otwarcia opakowania.
- Ten wyrób medyczny lub jego składowe wytwarzany jest z PVC plastyfi-kowanego za pomocą DEHP. Według niektórych badań, DEHP może być potencjalnie szkodliwy dla układu rozrodczego męskich płodów. Lekarz odpowiedzialny decyduje o użyciu wyrobu dla kobiet w ciąży lub karmią-cych piersią bądź też dla niemowląt płci męskiej. Niemniej jednak, PVC plastyfikowane za pomocą DEHP jest zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
- Ryzyko związane z ponownym użyciem : Ryzyko zakażenia.
- Wszystkie procesy wytwarzania oraz wszystkie elementy, mające kontakt z dawcami, użytkownikami lub składnikami krwi, przeznaczo-nymi dla pacjentów, nie zawierają lateksu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Umieścić pojemnik na czystej powierzchni najlepiej pod nawiewem komory laminarnej.
- Otworzyć przezroczyste opakowanie zewnętrzne w oznaczonym rogu (A).
- W celu identyfikacji pojemnika postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- **Pojemniki z perforatorem (B):**
- Zamknąć klamrę na drenie pomiędzy perforatorem a pustym pojem-nikiem.
- Usunąć osłonkę perforatora poprzez delikatne przekręcenie (B).
- Wprowadzić perforator do portu pojemnika zawierającego produkt, który ma być przetaczany.
- Wcisnąć ruchem obrotowym perforator i zablokować go (B’).
- Przetoczenie preparatu następuje siłą ciężkości, nie należy cią-gnąć drenu (pojemnik transferowy powinien leżeć na poziomej powierzchni).
- Zgrzać dren.
- Sprawdzić, czy perforator został włożony poprawnie.

Pojemniki z luerem (C):

- Zamknąć klamrę na drenie pomiędzy luerem a pustym pojemnikiem.
- Zdjąć osłonę z luerów, które mają być połączone.
- Złączyć luery ze sobą.
- Sprawdzić, czy luery są połączone prawidłowo.
- Przetoczenie preparatu następuje siłą ciężkości, nie należy cią-gnąć drenu (pojemnik transferowy powinien leżeć na poziomej powierzchni).
- Zgrzać dren.

Pojemniki do jałowego łączenia (D):

- Zamknąć klamrę na drenie pomiędzy jego zewnętrznym końcem a pustym pojemnikiem.
- Połączyć dreny zgodnie z instrukcją używanego urządzenia.
- Sprawdzić szczelność połączenia.
- Przetoczenie produktu następuje siłą ciężkości, nie należy ciągnąć drenu (pojemnik transferowy powinien leżeć na poziomej powierzchni).
- Zgrzać dren.

Sposób postępowania z pojemnikami / Magazynowanie:

- Sposób przechowywania zależy od typu preparatu. Postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- Podczas wirowania uważać na poprawne ułożenie pojemników i drenów. Jeśli to konieczne, użyć wsporników i przeciwwag.
- Nie zaleca się zamrażania pojemników poniżej -40°C..
- Obchodzić się ostrożnie z pojemnikami podczas transportu, maga-zynowania i używania.
- **Sposób postępowania z portem (E):**
- Rozsunąć osłonę portu na boki (F).
- Jedną ręką przytrzymać osłonę skierowaną w dół (G).
- Drugą ręką wprowadzić perforator w port.
- Wcisnąć ruchem obrotowym perforator a następnie go zablokować.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZESTAWU JEDNO-RAZOWEGO UŻYTKU

- Pojemniki należy utylizować w sposób zgodny z przepisami doty-czącymi potencjalnie zakażonych odpadów biologicznych.

Sacche da trasferimento MacoPharma

ITALIANO

Dispositivo per il trasferimento di emocomponenti (sangue intero, pia-strine, plasma, siero, crioprecipitato).

Il prodotto può essere centrifugato se il volume nominale non è super-io-re a 1litro.

PRECAUZIONI

- Portare ad una temperature compresa tra 15°C and 30°C prima dell’uso.
- Evitare il contatto con oggetti taglienti
- Non utilizzare se l’imballo o la sacca presentano segni visibili di dete-rioramento.
- Il tipo di sterilizzazione viene dettagliato sull’etichetta.
- I prodotti sterilizzati per irradiazione possono venire leggermente colorati senza tuttavia compromettere l’integrità della sacca.
- NON USARE 10 giorni dopo l’apertura del blister.
- Tutto o parte del dispositivo medico è realizzata in PVC plastificato con DEHP. Secondo alcuni studi, DEHP potrebbe essere potenzialmen-te dannosi per il sistema riproduttivo di un feto di sesso maschile. La scelta di utilizzare il dispositivo in una donna in stato di gravidanza o in allattamento, oppure in un ragazzo bambino, è la responsabilità del medico prescrittore. Tuttavia, DEHP PVC plastificato conforme alla far-macopea europea.
- Rischì legati al riutilizzo : Rischio di sepsi.
- Tutti i processi di produzione e tutti i componenti a contatto con donatori, con utilizzatori e con emocomponenti dedicati ai pazienti sono privi di lattice.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Sistemare la sacca in un area pulita, idealmente in una cappa a flus-so laminare.
- Aprire l’imballo trasparente utilizzando l’angolo di apertura (A).
- Etichettare la sacca.

✓ Sacche provviste di spike: (B)

- Chiudere con una clamp il tubo tra lo spike e la sacca vuota.
- Rimuovere il protettore dello spike applicando una leggera pres-sione alla base del cappuccio e ruotarlo (B)
- Sistemare lo spike nella porta di accesso della sacca contenente il prodotto da trasferire.
- Ruotare lo spike per assicurarne il posizionamento (B’)
- Controllare che lo spike sia inserito correttamente.
- Trasferire il prodotto per gravità senza premere sui tubi (la sacca di trasferimento dovrebbe tornare piatta)
- Saldare il tubo.

✓ Sacche provviste di luer: (C)

- Chiudere con una clamp il tubo tra il luer e la sacca vuota.
- Rimuovere il protettore dai luer che devono essere collegati.
- Avvitare i luer.
- Controllare che i luer siano correttamente collegati.
- Trasferire il prodotto per gravità senza premere sui tubi (la sacca transfer dovrebbe tornare piatta).
- Saldare il tubo.

✓ Sacche per connessioni sterili (SCD): (D)

- Chiudere con la clamp i tubi di trasferimento
- Connettere i tubi secondo le istruzioni del connettore sterile.
- Verificare l’integrità della connessione.
- Trasferire il prodotto per gravità senza premere sui tubi (la sacca dovrebbe tornare piatta).
- Saldare il tubo.

✓ Lavorazione e Conservazione

- I seguenti passaggi sono indipendenti dalla configurazione di sacca utilizzata. Seguire le procedure validate in uso.
- Per la centrifugazione, mantenere le sacche in posizione verticale nei cestelli della centrifuga per assicurare il corretto posizionamento di sac-che e tubi. Utilizzare le spugnette di supporto se necessario.
- Il congelamento a temperature inferiori a -40°C non è raccomandato..
- Maneggiare la sacche con cura durante il trasporto, la lavorazione e lo stoccaggio.

✓ Apertura delle porte di accesso (E)

- Usando entrambe le mani, aprire il protettore della porta (F).
- Tenere abbassati i lembi della protezione con una mano (G).
- Con l'altra mano, collocare lo spike nella porta.
- Ruotare lo spike per assicurarne il posizionamento.

✓ PRECAUZIONI DI SMALTIMENTO

- Lo smaltimento delle sacche deve essere effettuato secondo le norme applicabili ai prodotti biologici potenzialmente contaminati.

MacoPharma Transferpåse

SVENSKA

Avsedd för transfer och förvaring av blodprodukter (helblod, trombocyter, p lasma, serum och cryoprecipitat)   dess komponent-er. P sen kan centrifugeras, med  ntantag om volymen i p sen  r st r-re  n 1L.

OBSERVERA

- P sen skall ha en temperatur mellan 15  C - 30  C innan anv ndandet.
- Undvik kontakt med vassa f rem l.
- Inspektera alltid yterf rpackningen och p sen f re anv ndning. P sen ska inte anv ndas om synliga skador f rekommer.
- Sterilis tionsmetoden finns angivet p  etiketten.
- Produkter som steriliserats med str lning kan ha en f rgad ton i plas-ten, detta p verkar inte plas-ten eller p sen.
- Anv nd inte p sen om den plastyterf rpackningen varit  ppen mer  n 10 dagar.
- Hela eller delar av denna medicintekniska produkt best r av PVC med DEHP som mj lg r re. Studier har visat att DEHP potentiellt kan vara skadligt f r fortplantningssystemet hos manliga f ster. F rskrivare  r ensamt ansvarig f r valet att anv nda denna produkt p  kvinnor som antingen  r gravida eller ammande, eller p  manliga sp dbarn. Trots detta  r PVC med DEHP som mj lg r re i enlighet med den europeis-ka farmakopen.
- Risker vid  teranv ndning : Risk f r sepsis.
- Alla tillverkningsprocesser och alla komponenter i kontakt med giva-re, anv ndare och blodkomponenter dedikerade f r patienter  r latex fria.

BRUKSANVISNING

- Placera p sen p  en ren yta, idealiskt i ett dragsk p f r trombocyter.
-  ppna plastyterf rpackningen, genom att dra i fl ken i  vre h ret (A).
- Etikettera p sen.

✓ P sar med “spike”:(B)

- S tt en kl mma p  slangen mellan spiken och den tomma p sen.
- Avl gsna skyddet p  spiken, genom att f rsiktigt kl mma och sedan vrida och dra i foten av skyddet (B).
- Placera spiken i utg ngsporten p  p sen, som inneh ller produkten som ska f ras  ver.
- Vrid spiken f r att s kra att den sitter p  plats (B).
- F rs kra dig om att spiken sitter korrekt p  plats.
-  verf r produkten till p sen genom gravitation utan att dra i slangarna. (Denna p se ska ligga platt p  b nken).
- svetsa slangen.

✓ P sar med en luer: (C)

- S tt en kl mma p  slangen mellan luern och den tomma p sen.
- Avl gsna skyddet p  luern, som ska anv ndas.
- Skruva ihop luer ndarna.
- F rs kra dig om att luerna sitter korrekt p  plats.
-  verf r produkten till p sen genom gravitation utan att dra i slangarna. (Denna p se ska ligga platt p  b nken)
- svetsa slangen.

✓ P sar som ska sterilisvetsas ihop: (D)

- S tt en kl mma p  slangen.
- L gg ihop slangarna enligt sterilisvetsens bruksanvisningar.
- Kontrollera svetsen noggrant.
-  verf r produkten till p sen genom gravitation utan att dra i slangarna. (Denna p se ska ligga platt p  b nken)
- svetsa slangen

✓ Komponentberedning och f rvaring

- F ljande steg beror p  vilken p skonfiguration som anv nds.
- Vid centrifugering, l t p sen st  uppr tt i centrifugkoppen, f rs kra dig om att p sen och slangarna  r korrekt packade. Anv nd g rna centrifugkuddar eller vikter om detta beh vs.
- Att frysa vid temperaturer l gre  n -40  C rekommenderas inte.
- Hantera p sen f rsiktigt under transport, komponentberedning och f rvaring.

✓  ppning av utg ngsportarna (E)

- Anv nd b da h nderna, riv upp utg ngsport fl rparna. (F)
- H ll ner fl rparna med  na handen. (G)
- Placera spiken med den andra handen i utg ngsporten.
- Vrid spiken f r att s kra den i dess r tta position.

✓ F RSIKTIGHETS TG RDER F R ENG NGSSET

- Avfallshantering av p sar b r ske i enlighet med f reskrifter f r han-tering av potentiellt infekterat, biologiskt avfall.

CROATIAN

Sistem je namijenjen za prenošenje krvnih produkata (pune krvi, trom-bocita, plazme, seruma, krioprecipitata)

Sistem se moţe centrifugirati, osim pakiranja koja su nominalnog volu-mena više od 1L.

UPOZORENJA

- Prije upotrebe drţati na temperaturi 15°C do 30°C.
- Izbjegavati kontakt s oŗrim predmetima.
- NE UPOTREBLJIVATI ako postoje vidljive promjene na omotu i/ili vrećici.
- Tip sterilizacije je naveden na etiketi vrećice.
- Proizvod koji je steriliziran zraćenjem moţe biti neznatno obojan bez djelovanja na integritet vrećice.
- NE UPOTREBLJIVATI nakon deset dana od otvaranja pakiranja.
- Ovaj medicinski proizvod je u cijelosti ili dijelom izrađen od PVC-a plastificiranog sa DEHP. Prema nekim studijama, DEHP moţe potenci-jalno biti  tetan za reproduktivni sustav muŗkih fetusa. Odgovornost za odabir upotrebe ovog proizvoda kod trudnica ili dojilja, te kod muŗke novorođen adi, snosi onaj tko ga propisuje. Ipak, DEHP-plastificirani PVC u skladu je s Europskom farmakopeom.
- Rizici koji su povezani s ponovnom uporabom: Rizik sepse
- Svi proizvodni procesi i sve komponente koje su u kontaktu sa dava-teljima, korisnicima i krvnim komponentama namjenjenim bolesnicima ne sadrţe lateks.

UPUTE ZA UPOTREBU

- Stavite vrećicu na  istu povr sinu, idealno u laminarnom kabinetu.
- Otvorite vanjsko pakiranje pomoću kraja koji je već odvojen za lak e otvaranje.(A)
- Ozna ite vrećicu.
- **✓Vrećice sa plasti nom iglom: (B)**
- Stegnite cjev icu između igle i prazne vrećice.
- Uklonite  titnik sa plasti ne igle laganim pritiskom na njegovo dno i okretanjem.(B)
- Stavite iglu u ulaznu cijev vrećice koja sadrţi produkt koji ţelite prem-jestiti.
- Zaokrenite iglu kako bi je u vrstili u njenom poloţaju.(B’)
- Provjerite da li je igla ispravno postavljena.
- Pustite da proizvod isteće pomoću gravitacije bez povlaćenja cjev ice (transfer vrećica treba leţaţi vodoravno na radnoj povr ini).
- Zavarite cjev icu.

✓Vrećice sa "luer" konektorom: (C)

- Stegnite cjev icu između "luer" konektora i prazne vrećice.
- Uklonite  titnik na oba nastavka koja treba spojiti.
- Poveţite "luer" konektore.
- Provjerite da li su konektori dobro spojeni.
- Pustite da proizvod isteće pomoću gravitacije bez povlaćenja cjev ice (transfer vrećica treba leţaţi vodoravno na radnoj povr ini).
- Zavarite cjev icu.
- **✓Vrećice koje spajamo sterilnim povezivanjem: (D)**
- Stegnite cjev icu na transfer vrećici.
- Spojite cjev ice na na in da slijedite upute proizvođa a aparata
- Provjerite integritet vara.
- Pustite da proizvod isteće pomoću gravitacije bez povlaćenja cjev ice (transfer vrećica treba leţaţi vodoravno na radnoj povr ini).
- Zavarite cjev icu

✓Kori tenje i skladi tenje

- Daljnji koraci ovisit  e o konfiguraciji vrećica koje se upotrebljavaju.
- Slijedite utvr en i validiran postupak.
- Kod centrifugiranja postavite vrećice u uspravan polo aj u kivetu cen-trifuge i pri tom pazite da su vrećice i cjev ice ispravno umetnute. Koristite spu vaste jastu ice i utege ako je potrebno.
- Ne preporu uje se zamrzavanje na temperaturu ispod -40 C.
- Rukujte oprezno s vrećicama za vrijeme transporta, obrade i skladi -tenja.

✓Uklanjanje  titnika za ulaznu cijev (E)

- Koristeć obje ruke pokidajte za itni omota  sa ulazne cijevi. (F)
- Jednom rukom pridrţiite za itni omota  prema dolje. (G)
- Drugom rukom uzmite plasti nu iglu i umetnite je u ulaznu cijev.

✓UPOZORENJA ZA ODLAGANJE

- Odlagati u skladu sa lokalnom regulativom o potencijalno opasnim bioloŗkim proizvodima.

<div> <div> </div> <div> <p> Leer les instructions de use Prezent�ate instruc�ii de utilizare Leggere le istruzioni d'uso Las genoms bruksanvisningen Produkti qytet za upotrebu </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Esterilizado por Beta Sterilizacja radiacyjna Sterilizzazione a raggi Steriliserat med Beta str�lning Sterilizirano Beta </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> V�lido para un s�lo uso Do jednorazowego u�ytku Monouso N�stavn�t inte produkt Ne koristiti ponovno </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Esterilizado por vapor Sterilizacija par� vodn� Sterilizzazione a vapore Steriliserat med �nga eller torr v�rme Sterilizirano parom </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Mantener en lugar seco Chron�r przed wilgoci� Conservare al riparo dalla luce F�rvaras t�rt Izbjegavati prekomjernu vlaţnost </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Esterilizado por �ido de �til�eno Sterilizacija �tenikom �tlenom Sterilizzazione con ossido di �tilene Steriliserat med �tyle�n Oxi�d Sterilizirano �tlenom </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Temperatura de almacenamiento Temperatura przechowywania Temperatura di conservazione F�rvaringstemperatur Temperatura skladi�tenja </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Codice Kod produktu Codice prodotto Antikodnummer Artiklinalfabet Kar. bir. </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> C�dulo�at Data wa�no�ci Data di scadenza Utl�gningstidpunkt Rok vaţno�ti </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Presencia de Fitosol Zwittero fitalny Presenza di fitati Inneh�ller fitaler Pris�utnost fitala </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> DEHP </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa Plasma Pojemnik na osocze Sacca plasma Plasma p�se Vrećica za plazmu </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de hemat�es Pojemnik na KKCz Sacca emazie Erytrocyt p�se Vrećica za koncentrat eritrocita </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de Buffy-Coat Pojemnik na krew p�tline Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Volume de sangre Obj�e�te pojemnika Volume della sacca P�sena Volym Volumen vrećice </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca buffy coat Littrelli sk�n p�se Vrećica za "buffy coat" </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> T�rreci�n de fluido �cie�ka p�rnu Percorso di fluido Steril v�tskeveg Vod sterilnog fluida </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Concentrado de plaquetas Koncentrat Krvniak Płytkowy�h Concentrato piastrinico Trombocyt Koncentrat Trombocita koncentrat </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojemnik na koncentrat leukocytarno-plt-kov Sacca per plasma Trombocyt p�se Vrećica za trombocite </p> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Bolsa de plasma Pojem</p></div></div>

PLASMAFLEX filter for plasma filtration

Filtre PLASMAFLEX pour filtration spécifique du Plasma

PLASMAFLEX фильтр для фильтрации плазмы



BSV 6000X



BSV 8000X

ENGLISH

Intended for the filtration of plasma from whole blood or apheresis before freezing.

WARNING

- Bring to a temperature between 15°C to 30°C before use.
- Avoid contact with sharp objects.
- Inspect overwrap and pack.
- DO NOT USE if they present any visible signs of deterioration.
- NEVER FOLD OR PRESS the filter.
- Temperature of filtration : room temperature (20°C + 2°C)
- Volume of plasma: up to 650ml.
- Risks linked to the reuse: septic risk, loss of efficacy.
- All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male foetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopeia.
- No MacoPharma product, component or manufacturing process involves the use of latex or any other natural rubber compound.

INSTRUCTION FOR USE

✓ Set up

- Close the clamp
- Sterile connect the plasma bag to the filtration set.

✓ Filtration

- Hang the plasma bag by the hanging point at the base of the bag allowing the transfer bag to hang freely.
- Open the clamp
- Allow the filter to fill
- Filtration starts automatically
- The filtration is finished when the filter becomes flat.

NOTE: If either face of the filter remains white, the plasma unit has not been leucoreduced and must be discarded.

✓ Removal of air

- Squeeze the air back into the filter
- Clamp and seal the tube below the filter
- For the triple pack set (BRV), in order to aliquot the same amount of plasma in each pack they should be suspended at the same level by the eyelet at the base of the pack.
- Store the plasma between -30°C et -40°C

PRECAUTIONS FOR DISPOSABLE SET

- Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.

FRANCAIS

Produit destiné à la filtration, avant congélation, du plasma issu de sang total ou d'aphérese.

PRECAUTIONS

- Ramener à une température comprise entre 15°C et 30°C avant utilisation.
- Eviter le contact avec des objets pointus ou tranchants.
- NE PAS UTILISER si le suremballage ou le dispositif présentent des signes visibles de détérioration.
- NE JAMAIS plier ou presser le filtre.
- Température de filtration : 20°C ± 2°C
- Volume de Plasma : jusqu'à 650 ml.
- Risques associés à une ré-utilisation: risque septique, perte en efficacité.
- L'utilisation du latex ou tout autre composé en caoutchouc naturel n'est pas impliqué dans le procédé de fabrication et les composants des produits Macopharma.
- Tout ou partie du dispositif médical est réalisé en PVC plastifié avec du DEHP. Selon certaines études, le DEHP serait potentiellement nocif pour le système reproductif d'un fœtus de sexe masculin. Le choix de l'utilisation du dispositif chez une femme enceinte ou allaitante, ou chez un garçon en bas âge, est sous la responsabilité du prescripteur. Néanmoins, le PVC plastifié au DEHP est conforme à la Pharmacopée Européenne.

INSTRUCTION D'UTILISATION

✓ Installation

- Fermer le clamp en amont du filtre
- Réaliser une connexion stérile entre la tubulure de la poche plasma et l'extrémité de la tubulure du kit de filtration.

✓ Filtration

- Suspendre la poche de plasma par l'oeillet de suspension, et laisser la poche de transfert pendre librement.
- Ouvrir le clamp en amont du filtre
- Laisser le filtre se remplir
- Le filtre s'amorce spontanément
- La filtration est terminée quand le filtre est collabé
- Remarque: Si l'une des faces du filtre reste blanche, l'unité de plasma n'a pas été déleucocytée et doit être écartée.

✓ Restitution de l'air

- Renvoyer l'air dans le filtre
- Clamper et souder la tubulure sous le filtre
- Pour le kit 3 poches (BRV), on répartit de façon homogène le volume de plasma dans chacune des poches, en les suspendant au même niveau par l'oeillet de fond de poche.
- Conserver le plasma entre -30°C et -40°C.

PRECAUTIONS POUR LA MISE AU REBUT

- La mise au rebut des poches doit être effectuée selon les règles applicables pour les déchets biologiques potentiellement contaminés.

РУССКИЙ

Предназначен для фильтрации плазмы из цельной крови или афереза перед замораживанием.

ВНИМАНИЕ

- Доведите до температуры от 15 °С до 30 °С перед использованием.
- Избегать контакта с острыми предметами.
- Осмотрите упаковку.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если упаковка имеет какие-либо видимые признаки порчи.
- НИКОГДА не складывайте и не надавливайте на фильтр.
- Температу́ра фильтрации: комнатная температура (20 °С + 2 °С).
- Объем плазмы: до 650 мл.
- Риски, связанные с повторным использованием: септический риск, потеря эффективности.
- Все или некоторые части этого медицинского устройства изготовлены из ПВХ, пластифицированного DEHP. Согласно некоторым исследованиям, DEHP потенциально может быть вредным для мужской репродуктивной системы. Назначающий лечение несет исключительную ответственность за выбор использования этого устройства на женщинах, которые либо беременны или кормят грудью, либо на маленьких младенцах мужского пола. Тем не менее, DEHP-пластифицированный ПВХ соответствует Европейской Фармакопее.
- Ни один продукт, компонент или производственный процесс MacoPharma не включают использование латекса или любого другого натурального каучукового компанда.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

✓ Подготовка

- Закройте зажим.
- Создайте стерильное соединение из пакета с плазмой в комплект для фильтрации.

✓ Фильтрация

- Подвесьте пакет с плазмой к точке подвеса в основании пакета.
- Откройте зажим.
- Заполните фильтр
- Фильтрация начинается автоматически.
- Фильтрация заканчивается, когда фильтр становится плоским.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Если одна из сторон фильтра остается белой, доза плазмы не была подвергнута лейкофильтрации и должна быть утилизирована.

✓ Удаление воздуха

- Выжмите воздух из контейнера в фильтр.
- Зажмите и запаяйте трубку под фильтром
- Для набора из трех контейнеров (BRV), чтобы алиquotировать одинаковое количество плазмы в каждый контейнер, они должны быть подвешены на одном уровне с помощью проушины в основании контейнера.
- Хранить плазму при температуре -30 °С и -40 °С

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

- Утилизация пакетов должна осуществляться в соответствии с правилами, применимыми к потенциально зараженным биологическим отходам.

<p>Read the instructions for use Lire le mode d'emploi Обратитесь к инструкции</p>	<p>STERILE Steam sterilised Стерилизё в паре Стерилизация паром</p>	<p>For single use only Ne pas réutiliser Не использовать повторно</p>	<p>35°C Storage temperature Température de stockage Температура хранения</p>	<p>Do not use if the bag presents any visible sign of deterioration Ne pas utiliser si la poche présente des signes visibles d'altération Не использовать если имеются признаки порчи</p>	<p>Apyrogenico Apirigène Апирогенно</p>	<p>Presence of a fluid pathway Présence d'un chemin de fluide Обозначение магистрали</p>	<p>Avoid excess humidity Stocker à l'abri de l'humidité Избегать высокой влажности</p>	<p>Store away from bright light Stocker à l'abri de la lumière Избегать прямых солнечных лучей</p>	<p>Do not use 10 days after opening the packaging Ne pas utiliser 10 jours après ouverture de l'emballage Не использовать после 10 дней после вскрытия</p>	<p>REF Code No. Référence produit Код продукта</p>	<p>LOT Lot No. Numéro de lot Номер партии</p>	<p>Expiry date Date de péremption Срок годности</p>	<p>PHT DEHP Présence de Phthalates Présence de Phthalates Содержит фталаты</p>	<p>Stacking limit, do not stack beyond the specified number Limitation d'empilement, ne pas dépasser le nombre spécifié. Предель штабелирование, не устанавливать наверх свыше указанного количества</p>
--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--

CE 0459

Année d'obtention du marquage CE: 2001
Obtaining year of CE marking in 2001

macopharma
DESIGNED FOR LIFE

NOTEURO14 2016-06-30

Maco Pharma - Rue Lorthiois
59420 MOUVAUX- FRANCE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Plasmafex filter voor filtratie van plasma

NEDERLANDS

Produkt bestemd voor de filtratie van plasma afkomstig van totaal bloed of van afereze, voor invriezen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- . Breng op temperatuur tussen 15 °C tot 30 °C voor gebruik.
- . Vermijd contact met scherpe of snijdende voorwerpen.
- . NIET GEBRUIKEN indien de verpakking of de kit duidelijke tekenen van ontaarding vertonen.
- . De filter NOOIT plooiën of druk op uitoefenen
- . Temperatuur van filtratie : 20°C +/- 2°C
- . Volume van plasma : tot 650 ml
- . Risico's verbonden met hergebruik: risico voor sepsis, verlies van effectiviteit.
- . Alle of een deel van het medische apparaat is gemaakt van PVC geplastificeerd met DEHP. Volgens sommige studies zou DEHP potentieel schadelijk zijn voor de voortplanting van een mannelijke foetus. De keuze van het gebruik van het apparaat bij een zwangere of zogende vrouwen, of in een jongen peuter, is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Echter, DEHP geplastificeerd PVC voldoet aan de Europese Farmacopee.
- . MacoPharma gebruikt geen latex of enig andere natuurlijke rubber component in haar producten, onderdelen of productieproces.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

✓ Voorbereiding

- . Sluit de klem boven de filter
- . Voer een steriele connectie uit tussen de slang van de plasma eenheid en het einde van de slang van de filtratie kit.

✓ Filtratie


- . Hang de plasma eenheid aan het ophangpunten op en laat de transfertzak vrij hangen.
- . Open de klem boven de filter.
- . Laat de filter vollopen.
- . De filtratie komt automatisch op gang.
- . De filtratie is ten einde wanneer de filter plat is.
- . Opmerking: Indien één van de zijden van de filter wit blijft, is het Plasma-unit niet gefilterd en moet dus worden verwijderd.

✓ Verwijderen van lucht

- . Pers de lucht terug in de filter.
- . Sluit de klem en las de slang onder de filter af.
- . Voor de verdeelkit met 3 zakken (BRV), verdeelt men het volume plasma op een homogene manier over de 3 zakken door deze op dezelfde hoogte te hangen aan hun ophangpunt.
- . Bewaar het plasma tussen de -30 °C en - 40 °C

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE WEGWERPSET

- De afvoer van de zakken moet plaatsvinden overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving voor mogelijk geïnfecteerd biologisch afval.



Lees de gebruiksinstructies



Gesteriliseerd door stoom



Voor eenmalig gebruik



0°C 35°C



Bewaartemperatuur



Niet gebruiken indien de zak zichtbare tekenen van ontaarding vertoont



Niet pyrogeen



Aanwezigheid van een fluidumbaan



Vermijd té hoge vochtigheid



Bewaar afgeschermd van fel licht



Niet gebruiken 10 dagen na opening verpakking.



Referentie product



Lot nummer



Vervalt datum



Bevat Phthalaten



Stapel limiet, niet hoger stapelen dan aangegeven nummer

CE 0459

Année d'obtention du marquage CE: 2001
Obtaining year of CE marking in 2001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

macopharma
DESIGNED FOR LIFE

NOTEURO14 2016-06-30



Maco Pharma - Rue Lorthois
59420 MOUVAUX- FRANCE

POCHES A SANG MacoPharma

FRANÇAIS

INDICATION

- Produit destiné au prélèvement de sang humain et à la conservation de produits sanguins.

PRECAUTIONS

- Rester à une température comprise entre +15° et +30°C pour l'utilisation.
- Éviter le contact avec des objets pointus ou tranchants.
- Inspecter le suremballage et la/les poche/s.
- NE PAS UTILISER si le suremballage ou (e) la/les poche(s) présente(nt) un signe visible d'altération.
- NE PAS UTILISER si la (les) solution(s) n'est (ne sont) pas limpide(s).
- NE PAS INTRODUIRE DE PRISE D'AIR

- Etiquets liés à une stérilisation : Risque septique, Risque de coagulation, Perte en efficacité.
- Tout ou partie du dispositif médical est étiqueté en PVC selon certaines études, le DEHP serait potentiellement nocif pour le système reproductif d'un fœtus de sexe masculin. Le choix de l'utilisation du dispositif chez une femme enceinte ou allaitante, ou chez un garçon en bas âge, est sous la responsabilité du prescripteur. Néanmoins, le PVC plastifié au DEHP est conforme à la Pharmacopée Européenne.
- Tous les procédés de fabrication et composants en contact avec les donneurs, les utilisateurs et les composants sanguins destinés aux patients ne contiennent pas de latex.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

✓ Prélèvement :

- 1) Ouvrir l'emballage transparent par le coin pelable.
- 2) Placer la poche à une distance de ~50cm sous le bras du donneur, idéalement sur un agitateur automatique.
- 3) Mettre en place un garrot ou un brassard gonflable (60 mm Hg).
- 4) Désinfecter soigneusement le site de ponction veineuse.
- 5) Maintenir l'embase de l'aiguille d'une main, et le protecteur de l'autre. Tourner le protecteur d'un demi tour et retirer le protecteur parallèlement à l'aiguille.
- 6) Prélever la ponction veineuse.

✓ Echantillonnage "pré-don" (Poches munies du dispositif BACTIVAM) :

- 1) Remplir la poche BACTIVAM.
- 2) Pendant le remplissage, ne pas laisser pendre librement la poche BACTIVAM. Remplir la poche BACTIVAM.
- 3) Une fois la poche BACTIVAM remplie, refermer le clamp (b) et briser l'ouverture-circuit (c) de la ligne de prélèvement par un mouvement de va-et-vient.
- 4) S'assurer que le sang et la solution anticoagulante sont mélangés dès le début du prélèvement.
- 5) Retirer l'obturateur du dispositif VACUUM (par un mouvement de rotation, ou d'une main en poussant l'obturateur vers le pousce). Soulever le fond de la poche BACTIVAM afin de maintenir l'air au fond de la poche.
- 6) Prélever les échantillons en introduisant des tubes sous-vide successifs dans le dispositif VACUUM.

✓ Prélèvement :

- 1) Assurer le mélange du sang et de la solution anticoagulante, dès le début du prélèvement, et régulièrement au cours du prélèvement (au minimum tous les 50mL), idéalement à l'aide d'un agitateur automatique.
- 2) Prélever la quantité de sang indiquée sur l'étiquette.
- 3) Dès que cette quantité est atteinte, fermer le clamp de la ligne de prélèvement (a) puis souder de façon permanente la tubulure de prélèvement, entre la poche et le raccord Y du dispositif d'échantillonnage.
- 4) Desserrer le garrot et agiter la poche de prélèvement par retournement successifs.
- 5) Pour les configurations avec filtre intégré, ne pas stripper la tubulure de prélèvement, et la souder au plus près de la poche (~2cm).
- 6) Si nécessaire (contrôle qualité, compatibilité, mélange de buffycoat...), stripper la tubulure de prélèvement et agiter la poche. Répéter l'opération plusieurs fois, puis souder la tubulure selon les besoins.

✓ Utilisation du protecteur d'aiguille usagée SECUVAM :

- 1) Après le prélèvement, amener le protecteur SECUVAM à proximité de l'embase de l'aiguille.
- 2) Retirer l'aiguille du bras du donneur, et la faire coulisser dans le SECUVAM jusqu'au verrouillage.
- 3) Maintenir le SECUVAM en position verticale, ne pas exercer de pression sur la tubulure, ceci afin d'éviter tout risque de souillure.
- 4) Le SECUVAM peut être introduit dans le VACUUM.
- 5) Placer l'ensemble Aiguille/SECUVAM/VACUUM dans un container approprié.

✓ Préparation des produits sanguins :

- 1) Les étapes de préparation dépendent de la configuration des poches utilisées. Suivre la procédure en vigueur dans l'établissement.
- 2) Pour la centrifugation, veiller au bon positionnement des poches et des tubulures.
- 3) Pour le transfert des différents composants sanguins, briser les ouvertures-circuits par un mouvement de va-et-vient.
- 4) Après transfert, souder les tubulures de façon permanente, puis séparer les poches.

✓ Manipulation des filtres :

- 1) Ne pas piler ni malmené le(s) filtre(s).
 - 2) Lorsqu'ils sont centrifugés, maintenir les filtres à plat entre les poches de transfert (flèche orientée vers le côté) ou entre la paroi centrale des godets et la poche de sang total.
- Remarque: Si l'une des faces du filtre reste blanche, les composants sanguins n'ont pas été déleucocytés et doivent être écartés.

✓ Manipulation des protecteurs de raccords de sortie :

- 1) Écarter les deux parties du protecteur à l'aide des deux mains.
- 2) Maintenir le protecteur vers le bas avec une main.
- 3) Placer un perforateur dans le raccord de sortie avec l'autre main.
- 4) Exécuter un mouvement de rotation pour introduire et verrouiller le perforateur.

✓ Précautions pour la mise au rebut

La mise au rebut des poches doit être effectuée selon les règles applicables pour les déchets biologiques potentiellement contaminés.

<p>Lire le mode d'emploi</p> <p>Read the instructions for use</p> <p>Przecczytć instrukcję obsługi</p> <p>Pročitajte upute za upotrebu</p> <p>Внимательно прочитайте инструкцию</p> <p>Figyelemztetés! Használati utasítás!</p>	<p>stérilisé à la vapeur</p> <p>Steam sterilised</p> <p>Sterilizacja pary wodną</p> <p>Sterilizirano parom</p> <p>Стерилизовано паром</p> <p>Sterilizáció gőzzel vagy hővel</p>	<p>Température de stockage</p> <p>Storage temperature</p> <p>Temperatura przechowywania</p> <p>Temperatura skladištenja</p> <p>Хранити при температурі</p> <p>Hőmérsékleti limit</p>
<p>Ne pas réutiliser</p> <p>Do not re-use</p> <p>Nie korzystać ponownie</p> <p>Ne koristiti ponovo</p> <p>Ne использовать повторно</p> <p>Használni újra</p>	<p>Présence de Phthalates</p> <p>Presence of Phthalates</p> <p>Zawiera ftalany</p> <p>Prisutnost ftalata</p> <p>Присутствуют фталаты</p> <p>Ftalátok jelenléte</p>	
<p>Poche pour sang total</p> <p>Whole Blood bag</p> <p>Pojemnik na krew pełną</p> <p>Vrećica za punu krv</p> <p>Контейнер для цельной крови</p> <p>Teljes vér zsák</p>	<p>Poche pour globules rouges</p> <p>Red Cell bag</p> <p>Pojemnik na KRCZ</p> <p>Vrećica za trombocite</p> <p>Контейнер для тромбоцитов</p> <p>Vörösvértest zsák</p>	
<p>Poche pour plaquettes</p> <p>Platelets bag</p> <p>Pojemnik na KPC</p> <p>Vrećica za trombocite</p> <p>Контейнер для тромбоцитов</p> <p>Thrombocyta zsák</p>	<p>Poche pour plasma</p> <p>Plasma bag</p> <p>Pojemnik na osocze</p> <p>Vrećica za plazmu</p> <p>Контейнер для плазмы</p> <p>Plazma zsák</p>	
<p>Poche pour couche leucocyto-plaquettaire</p> <p>Leucocyte Platelet bag</p> <p>Pojemnik na leukocyto-płytkowy</p> <p>Vrećica za "buffy coat"</p> <p>Контейнер для лейкоцитарно-платинкового слоя</p> <p>Buffy coat zsák</p>	<p>Poche de traitement</p> <p>Autoclave filter bag</p> <p>Pojemnik na czyszczenie</p> <p>Terapijska vrećica</p> <p>Контейнер для обработки</p> <p>Kezelési zsák</p>	

MacoPharma BLOOD BAGS

ENGLISH

INDICATION

- Intended for the collection of human blood and the preservation of blood components.

WARNING

- Bring to a temperature between +15°C and +30°C before use.
- Avoid contact with sharp objects.
- Inspect overwrap and pack.
- DO NOT USE if the overwrap and pack present any visible signs of deterioration.
- DO NOT USE if the solution(s) is (are) not clear.
- Do not VENT
- Risks linked to the reuse : Septic risk, Coagulation risk, Loss of Efficacy.
- All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male fetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopoeia.
- All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free

INSTRUCTION FOR USE

✓ Venepuncture:

- 1) Open the transparent overwrap using the corner flap.
- 2) Place blood pack at a distance of ~50cm below donor arm, ideally on an automated blood mixer.
- 3) Apply tourniquet or pressure cuff (60 mm Hg).
- 4) Thoroughly disinfect the site of venepuncture.
- 5) To remove the needle cap: Hold the hub and twist the cap. Remove the cap in a straight line to avoid any damage to the needle tip.
- 6) Carry out venepuncture.

✓ "Pre-donation" sampling (if using BACTIVAM device):

- 1) Allow the BACTIVAM pouch to fill.
- 2) While filling the BACTIVAM, do not let the BACTIVAM pouch hang freely. Fill the BACTIVAM.
- 3) Close the clamp (b) and break the breakaway cannula (c) on the donation line with a side to side motion.
- 4) Immediately on starting the collection, thoroughly mix the blood/anticoagulant and continually mix throughout the collection.
- 5) Remove the cap of the VACUUM device, by either twisting the cap, or by pushing the handle of the cap with a thumb to release. Invert the BACTIVAM pouch to ensure any air is directed to the bottom of the BACTIVAM.
- 6) Collect the blood samples using the VACUUM and the appropriate sampling tubes.

✓ Blood collection:

- 1) Ensure that the anticoagulant and the blood are mixed thoroughly immediately upon the start of collection, and also at least every 50mL during the donation, ideally using an automated blood mixer.
- 2) Collect the quantity of blood stated on the pack label.
- 3) Once the required quantity has been reached, close the clamp of the donation line (a) and seal the donation tubing, using a permanent closure device, between the blood pack and the Y-junction of any attached devices.
- 4) Release the pressure cuff or tourniquet, and immediately mix the full blood pack.
- 5) If using an in-line filter, do not strip the donation tubing. Seal it close to the pack (~2cm), using a permanent closure device.
- 6) If required (quality control, crossmatch, pool of buffycoats...), strip the donation line, and mix the pack. Repeat several times. Seal and cut the donation tubing as needed.

✓ Use of SECUVAM needle protection system:

- 1) After donation and sampling, move the SECUVAM close to the hub of the needle.
- 2) Remove the donation needle, then gently lower the needle into the barrel of the SECUVAM device until a click is heard.
- 3) The needle and SECUVAM must be held upright. Ensure that no pressure is put on the donation line at any time, to prevent possible spillage.
- 4) The SECUVAM may be pushed into the barrel of the VACUUM.
- 5) The needle, SECUVAM and any other devices should be disposed of in a safe manner.

✓ Pack handling whilst processing:

- 1) Processing depends on the pack configuration. Process the pack as required by the blood transfusion centre.
- 2) Ensure the bags and tubing are correctly packed for centrifugation.
- 3) To allow fluid transfer, break the cannula at the seal, by bending the cannula with a side-to-side motion.
- 4) After transfer, seal the transfer tubing, using a permanent closure device, and cut to separate.

✓ Handling of filters:

- 1) Do not fold or mishandle the filter(s).
 - 2) If they are centrifuged, filters should be kept flat between transfer bags (with the arrow on the filter pointing to the side), or between the inner wall of the pot and the whole blood bag.
- NOTE: If either face of the filter remains white, the blood components have not been leucoreduced and must be discarded.

✓ Handling of port protectors:

- 1) Using both hands tear the port protector as indicated.
- 2) Hold down the port protector pieces with one hand.
- 3) Using the free hand, take the spike and engage into the port.
- 4) Twist the spike to secure fully in port.

✓ Precautions for disposable set

Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste, to potentially infected, biological waste.

POJEMNIKI NA KREW MacoPharma

POLSKI

INFORMACJA

- Pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników.

UWAGA

- Przed donacją zestaw pojemników należy doprowadzić do temperatury pomiędzy +15 ° C a +30 ° C.
- Nie manipulować ostymi lub spiczastymi przedmiotami przy opakowaniu zbiorczym lub pojemnikach.
- Sprawdzić stan opakowania zewnętrznego i wygląd pojemników.
- NIE UŻYWAĆ pojemników w przypadku oznak pogorszenia jakości.
- NIE UŻYWAĆ pojemników w przypadku zmętnienia jednego z roztworów.
- NIE NAPIOWOTRZĄC
- Ryzyko związane z ponownym użyciem : Ryzyko zakażenia, Ryzyko koagulacji, Utrata efektywności.
- Ten wyrob medyczny lub jego składowe wytworzany jest z PVC plastyfikowanego za pomocą DEHP. Według niektórych badań, DEHP może potencjalnie być szkodliwy dla układu rozrodczego męskich płodów. Lekarz odpowiedzialny decyduje o użyciu wyrobu dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią bądź też dla niemowląt płci męskiej. Niemniej jednak, DEHP jest zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
- Wszystkie procesy wytwarzania oraz wszystkie elementy, mające kontakt z dawcami, użytkownikami lub składnikami krwi, przeznaczonymi dla pacjentów, nie zawierają lateksu.
- All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free

INSTRUKCJA OBSŁUGI

✓ Pobranie krwi:

- 1) Otworzyć opakowanie w zaznaczonym rogu.
- 2) Umieścić zestaw pojemników na wagiomierzce ok. 50 cm poniżej ramienia dawcy.
- 3) Założyć opaskę uciskową (60 mm Hg).
- 4) Starannie wydezynfekować miejsce wkłucia.
- 5) Podstawić igłę przytrzymając jedną ręką, drugą natomiast przytrzymać osłonę. Przekręcić osłonę o pół obrotu, a następnie złożyć ją równolegole do igły, aby zapobiec uszkodzeniu delikatnej końcówki igły.
- 6) Dokonać wkłucia.

✓ Próbką przeddonacyjną przy zastosowaniu systemu BACTIVAM:

- 1) Napełnić pojemnik Bactivam.
- 2) Podczas napełniania, należy przytrzymać pojemnik BACTIVAM. Napełnić pojemnik BACTIVAM.
- 3) Po napełnieniu pojemnika BACTIVAM, zamknąć zacisk (b) i złamać kominek (c) linii pobierającej zdecydowanym ruchem do przodu i do tyłu.
- 4) Natychmiast po rozpoczęciu donacji, starannie wymieszać krew z antykoagulantem. Kontynuować mieszanie pobieranej krwi.
- 5) Obrócić i usunąć pokrywkę systemu VACUUM. Obracać pojemnik BACTIVAM tak, żeby zewnętrzny powłok zebrały się na dnie pojemnika.
- 6) Na VACUUM należyż przóniową próbówkę i napełnić krwią przez odgięnięcie tłoka.

✓ Donacja krwi:

- 1) Sprawdzić, czy po rozpoczęciu donacji antykoagulant i krew są dobrze wymieszane przez wagiomierzarkę; sprawdzać regularnie w trakcie donacji (co najmniej co 50 mL).
- 1) Napełnić pojemnik do objętości podanej na etykiecie.
- 2) Po osiągnięciu żądanej objętości zamknąć zacisk na drenie pobierającym (a), następnie zgrzać dren pobierający pomiędzy pojemnikami i rozłączyć za pomocą Y.
- 4) Usunąć opaskę uciskową, starannie wymieszać konserwowaną pełną krew.
- 5) W zestawach pojemników ze zintegrowanym filtrem nie ścisnąć drenu pobierającego rolerelem, lecz zgrzać jąk najbliższ pojemnika (ok. 2 cm).
- 6) Jeśli zaistnieje potrzeba (kontrola jakości, próby krzyżowe, pulowanie kożuska, itp.), ścisnąć rolerelem dren pobierający i wstrząsnąć pojemnikiem. Powtórzyć czynność kilkakrotnie, następnie zgrzać dren zgodnie z potrzebami.

✓ Zastosowanie systemu osłony igieł SECUVAM:

- 1) Po zakończeniu donacji i pobraniu próbek podciągnąć osłonę igły pod samą igłę.
- 2) Po wykiuciu igły z żyły, wciągnąć igłę do SECUVAM aż do zablokowania.
- 3) Igłę i SECUVAM trzymać pionowo i nie naciskać na dren, aby zapobiec ewentualnemu pobrudzeniu.
- 4) W ramie dodatkowej ochrony, SECUVAM może być wsunięty w VACUUM.
- 5) Igły i pozostałe akcesoria wyrzucić do pojemnika na odpady.

✓ Preparatyka krwi pełnej konserwowanej:

- 1) Preparatyka odbywa się w zależności od konfiguracji pojemników i zgodnie z wymaganiami stacji, która przezbiera krew.
- 2) Upewnić się, czy pojemnik i dreny włożone są do worków w sposób stabilny. Góra pojemnika powinna być bez fałdów i zwinięta.
- 3) W celu umożliwienia przepływu poszczególnych składników krwi, należy przełamać kominki przez zdecydowany ruch do przodu i do tyłu.
- 4) Po transferze, należy zgrzać dreny, następnie oddzielić pojemniki.

✓ Sposób postępowania z filtrem:

- 1) Nie wyginać, ani nie naciskać na filtr.
- 2) Jeśli filtr mają być wirowane, należy je ułożyć płasko między pojemnikami satelitarnymi (strzałką na filtrze skierowaną w bok) lub między wewnętrzna ścianą kufy a pojemnikiem z krwią pełną.

Uwaga: jeżeli jedna ze stron filtra pozostaje biała, leukoredukcja nie przebiegała prawidłowo i należy odrzucić składnik.

✓ Sposób postępowania z portem:

- 1) Rozsunąć osłonę portu na boki.
- 2) Przytrzymać osłonę jedną ręką.
- 3) Drugą wprowadzić przebijak w port.
- 4) Ruchem obrotowym wcisnąć i zablokować przebijak

✓ SRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ODPADÓW

Pojemniki należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi potencjalnie zakażonych odpadów biologicznych.

<p>10 Days</p> <p>Ne pas utiliser 10 jours après ouverture de l'emballage.</p> <p>Do not use 10 days after opening the packing.</p> <p>Użyć w ciągu 10 dni od otwarcia opakowania.</p> <p>Nemolte koristiti 10 dana nakon otvaranja.</p> <p>Ne использовать после 10 дней с момента вскрытия упаковки.</p> <p>Ne használni fel a csomagolás kinyitását követő 10. nap után.</p>	<p>REF</p> <p>Référence produit</p> <p>Code No.</p> <p>Numer kodowy</p> <p>Kat. br.</p> <p>Номер по каталогу</p> <p>Katalógus szám</p>	
<p>Filtration des leucocytes</p> <p>Leucocyte filtration</p> <p>Filtracja leukocyt</p> <p>Filtriranje leukocita</p> <p>Контейнер для лейкоцитного раствора</p> <p>Fehérvérsejt szűrés</p>	<p>Volume de sang total à prélever</p> <p>Additive solution Type & volume</p> <p>Objętość krwi pełnej do pobrania</p> <p>Volume punje krvi za sakupljanje</p> <p>Объем заготовке цельной крови</p> <p>Teljes, gyűjtendő vértérfogat</p>	
<p>Lot No.</p> <p>Numter serie</p> <p>Lot br.</p> <p>Номер партии</p> <p>Lot szám</p>	<p>LOT</p> <p>Numéro de lot</p> <p>Lot No.</p> <p>Numer serie</p> <p>Lot br.</p> <p>Номер партии</p> <p>Lot szám</p>	

MACOPHARMA VREĆICE ZA KRV

HRVATSKI

PRIMJENA

- MacoPharma vrećice za krv namijenjene su za prikupljanje ljudske krvi i čuvanje krvnih pripravaka

UPOZORENJA

- Prije uporabe držati na temperaturi 15-30° C.
- Izbjegavati kontakt s ostrim predmetima.
- Provjeriti zaštitnu vrećicu i pakiranje.
- NE KORISTITI ako su vanjsko pakiranje i zaštitna vrećica oštećeni.
- NE KORISTITI ako je otvora zamućena.
- NE UVODITI ZRAK u sistem.
- Rizici koji su povezani s ponovnom uporabom : Rizik sepse, Rizik koagulacije, Gubitak efikasnosti.
- Ovakv medicinski proizvod je u cijelosti ili dijelom izrađen od PVC-a plastificiranog sa DEHP. Prema nekim studijama, DEHP može potencijalno biti štetan za reproduktivni sustav muških fetusa. Odgovornost za odabr upotrebu ovog proizvoda kod trudnica ili dojilja, te kod muške novorođenčadi, snosi onaj ko ga propisuje. Ipak, DEHP-plastificirani PVC u skladu je s Europskom farmakopeom.
- Nije proizvod MacoPharme, komponenti li proizvodni proces uključuje upotrebu lateksa ili bilo kojeg drugog sloba prirodne gume.

NAČIN PRIMJENE

✓ Venepunkcija

- 1) Otvorite prozrnu zaštitnu vrećicu koristeći preklopnicu na kraju vrećice.
- 2) Stavite vrećicu za krv na udaljenost oko 50 cm. ispod ruke davatelja, najbolje na automatsku miješalicu za krv.
- 3) Primijenite pritisak za vene ili manšetu tlakomjera (60 mmHg).
- 4) Temeljito dezinficirajte mjesto venepunkcije.
- 5) Otvorite iglu držite glavu igle i zaštitnu kapicu. Okrenite zaštitnu kapicu i izvucite je u vodoravnom položaju i pri tom pazite da ne oštete vršak igle.
- 6) Napravite venepunkciju.

✓ Predonacijsko uzimanje uzorka krvi (ako se koristi BACTIVAM vrećica za uzorke)

- 1) Napunite BACTIVAM vrećicu.
- 2) Za vrijeme punjenja Bactivama, ne držite ga u visećem položaju. Napunite BACTIVAM.
- 3) Zatvorite stezaljku (b) na BACTIVAM i slomite kanulu (c) na donacijskoj liniji.
- 4) Nakon nastavlja proces uzimanja krvi, osiguravajući da se krv u vrećici odmah miješa s otokom pinom antiokagulansima.
- 5) Uklonite čep s VACUUM naprave za uzimanje uzoraka. Čep se uklanja okretanjem ili pritiskom palca na vršak poklopca. Okrenite BACTIVAM vrećicu kako biste potisnuli zrak na dno vrećice.
- 6) Sakupite uzorke krvi koristeći VACUUM i prikladne epruvete za uzorke.

✓ Sakupljanje krvi

- 1) Osigurajte potpuno miješanje krvi sa antikoagulantom otopinom odmah nakon početka uzimanja krvi i sa svakih 50 mL uzete krvi, najbolje koristeći automatske miješalice za krv.
- 2) Sakupite količinu krvi koja je navedena na etyki vrećice.
- 3) Kada je sakupljanje potrebna kolčina krvi zatvorite stezaljku na donacijskoj liniji i zavarite donacijsku cevčicu koristeći aparat za zavarivanje jednokanalne, između vrećice sa sakupljenom krvi i Y-račvanja.
- 4) Otpustite podvez za vene, odonamo manšetu tlakomjera i odmah promiješajte vrećicu s krvi.
- 5) Ako koristite in-line filtere ne otvarajte donacijsku cevčicu. Zavarite je blizu vrećice (2 cm) koristeći aparat za zavarivanje vrećica sa krvi. Ponovite nekoliko puta. Zavarite i odrezite donacijsku cevčicu prema vašim potrebama.

✓ Uporaba SECUVAM sistema za zaštitu igle

- 1) Nakon donacije i uzimanja uzorka krvi pomaknite SECUVAM do držača igle.
- 2) Lagano uvucite iglu u cijev SECUVAM naprave kod se ne čuje zvuk "klik".
- 3) Igla i SECUVAM se moraju držati uspravno. Pazite da se ne vršite pritisak na donacijsku cevčicu
- 4) SECUVAM se može ugurati u cijev VACUUMA.
- 5) Igla, SECUVAM i VACUUM se moraju odložiti na primjeren i siguran način.

✓ Rukovanje vrećicama kod proizvodnje krvnih pripravaka:

- 1) Način primjene ovisi o konfiguraciji vrećice. Postupajte u skladu s vašim postupkom rada.
- 2) Nakon centrifugiranja vrećice i cevčice treba pravilno složiti.
- 3) Kod odvajanja krvnih pripravaka slomite kanulu na transfer vrećici savijajući je naprijed-nazad.
- 4) Nakon odvajanja , zavarite transfer cevčicu koristeći aparat za spoj zavarivanje cevčica, odrežite i odvojite vrećicu s krvnim pripravcima.

✓ Rukovanje filterom

- 1) Ne savijajte i ne tiskajte filter.
- 2) Ako se filteri centrifugiraju umetnite ih ravno između transfer vrećica (tako da je strelica na filteru orijentirana na stranu), ili između unutarnje stijenke posude i vrećice sa punom krvi.
- 3) Napomena: Ako jedna strana filtera ostane bijela, krvni proizvod se nije filtrirao (leukoreducirao), te mora biti odbačen.
- 4) ✓ Rukovanje zaštitom ulaznih cevčica na vrećici
 - 1) Koristeći obje ruke pokidajte zaštitni omotač ulaznih cevčica.
 - 2) Pridržite jednom rukom zaštitni omotač.
 - 3) Slobodnom rukom uzmite plastičnu iglu i uvucite je u ulaznu cevčicu.
 - 4) Zaokrenite plastičnu iglu kako bi se dobro učvrstila.

✓ UPOZORENJA ZA ODLAGANJE

MacoPharma BLUTBEUTEL

DEUTSCH

- ANWENDUNG**
- Zur Spende von Humanblut und zur Lagerung von Blutkomponenten.
- ACHTUNG**
- Vor dem Einsatz auf eine Temperatur zwischen +15 °C und +30 °C bringen.
 - Kontakte mit scharfen oder spitzen Gegenständen vermeiden . Kontrollieren Sie die Umverpackung und den Beutel.
 - NICHT VERWENDEN** bei Anzeichen von Qualitätsminderung.
 - NICHT VERWENDEN** bei Trübung einer der Lösungen.
 - Nicht belüften
 - Risiken, die mit einer Wiederverwendung verbunden sind: Risiko für Sepsis, Risiko der Koagulation, Verlust der Wirksamkeit.
 - Dieses Medizinprodukt besteht teilweise oder vollständig aus PVC mit dem Weichmacher DEHP. Gemäß Studien kann DEHP die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane eines männlichen Fötus negativ beeinflussen. Der verschreibende Arzt handelt eigenverantwortlich, wenn er sich für den Einsatz dieses Medizinproduktes bei Schwangeren, stillenden Müttern oder mündlichen Säuglingen entscheidet. Trotzdem entspricht das verwendete PVC mit DEHP-Weichmacher den Anforderungen der Europäischen Pharmakopee.
 - Alle Produktionsprozesse und alle Komponenten, die im Kontakt kommen mit dem Spender, dem Anwender und den aus dem System produzierten Blutkomponenten, sind latexfrei.

GERBACHSANSWEISUNG

- ✓ Punktation :**
- Öffnen der Umverpackung an der markierten Ecke.
 - Platzieren des Beutelsystems ca. 50 cm unterhalb des Spenderarms, möglichst auf einer Blumischwaage.
 - Anlegen der Druckmanschette (60 mm Hg).
 - Saughfälliges Desinfizieren der Punktationsstelle.
 - Entfernen der Kanülenschutzhülle durch Drehen und gerades Abziehen, um ein Verbiegen der empfindlichen Kanilenspitze zu vermeiden.
 - Punktion durchführen.
- ✓ Predonation-Sampling (bei Verwendung des BACTIVAM-Systems):**
- Den Predonationbeutel füllen.
 - Während des Befüllens den BACTIVAM-Beutel nicht frei hängen lassen. BACTIVAM befüllen.
 - Schließen der Klemme (b) und Brechen des Abbrechventils zur Entnahmeleinie (c).
 - Sofort mit Start der Spende muss dafür gesorgt sein, dass eine kontinuierliche Vermischung mit Antikoagulantia stattfindet.
 - Anfängeren der Kappe des VACUUM-Systems, entweder durch Drehen der Kappe oder mit einer Hand durch Daumenrdruck gegen den Koppengriff. Auf den Kopf drehen des BACTIVAM-Beutels, so dass sich Resultat am Beutelende sammelt.
 - Füllen der Probierbehörden durch Aufsetzen der evakuierten Röhren auf den VACUUM.

- ✓ Blutpunde :**
- Überprüfen, dass Antikoagulant-Lösung und Blut zu Beginn der Spende und mindestens nach Zufluss von je 50 ml Blut gut durchmischt werden, möglichst durch eine Blumischwaage.
 - Füllen des Beutels bis zum auf dem Etikett angegebenen Volumen.
 - Nach Erreichen des Sollvolumens ist die Klemme am Entnahmeschlauch hinter dem Y-Stück zu schließen und der Schlauch anschließend abzuschweifen.
 - Entfernen der Druckmanschette, sofortige Durchmischung der Vollblutkomponente.
 - Bei In-line-Filter-Systemen Entnahmeschlauch nicht streipen sondern dicht am Beutel (ca.2 cm) abschwei-ßen.
 - Falls benötigt (für Qualitätskontrollen, Buffy-coat-Pooling usw.) Entnahmeschlauch mehrmals streipen. Anschließend Entnahmeschlauch wie benötigt abschweifen.

- ✓ Verwendung des SECUVAM Kanülschutz-Systems :**
- Nach Spende und Probennahme SECUVAM nahe an den Kanüलगriff führen.
 - Kanüle aus dem Spenderarm entfernen, Kanüle in den SECUVAM ziehen bis diese einrastet.
 - Kanüle und SECUVAM aufrecht halten und kein Druck auf den Entnahmeschlauch ausüben, um ein Ausstrophen von Blut zu verhindern.
 - Der SECUVAM kann zum zusätzlichen Schutz in den VACUUM geschoben werden.
 - Kanüle und eventuelle Entnahme-Systeme in einen sicheren Behälter entsorgen.

- ✓ Préparation der Vollblutkonservate :**
- Die Präparation erfolgt in Abhängigkeit zur Beutelkonfiguration und nach den Anforderungen des verarbeitenden Blutspendenzentrums.
 - Vergewissern Sie sich, dass Beutel und Schläuche stabil im Zentrifugenbecher gepackt sind.
 - Zum Flüssigkeitstransfer Abbrechventile durch seitlichen Kinn in beide Richtungen öffnen.
 - Nach Überführen Abschwächen des Transferschlauchs.

- ✓ Handhabung des Filters :**
- Filter nicht knicken oder biegen. Kein Druck auf den Filter ausüben.
 - Wenden Filtern Sie zweigeteilt am distalen Ende des Transferbeutels oder zwischen dem Vollblutbeutel und der Zentrifugenbecherinnenseite mit dem Pfeil auf dem Filter zur Seite zeigend gepackt werden.
 - Hinweis: Wenn eine Seite des Filters weiß bleibt, wurde das EK nicht leukozytendepletiert und sollte entsorgt werden.
 - Handhabung der Transfusionsports :
 - Außeren der Port-Schutzhülle mit beiden Händen wie abgebildet.
 - Filtern der offenen Port-Schutzhülle mit einer Hand.
 - Einstechen des Transfusionsdorns mit der anderen Hand.
 - Einschieben des Transfusionsdorns in den Port unter Drehen.

- ✓ WARNHINWEIS FÜR DIESES SET**
- Die Entsorgung des verwendeten Systems sollte entsprechend den Vorgaben für potentiell infektiöses biologisches Material durchgeführt werden.

Gebrauchsinformationen beachten Leggere le istruzioni di uso Lire les instructions de utilisation Leer las instrucciones de uso Αναγνώστε τις οδηγίες πριν τη χρήση Прочтите si руководство к использованию Lees kasuajuhendid	Flüssigkeitsweg Percorso fluido Percurso de fluido Via para líquidos Διαδρομή ρευστού Tekstiivõte tee	Dampfsterilisiert Sterilizzazione a vapore Estérilizado a vapor EstérilizadoOn por vapor Antiseptiseeritud auruga Sterileeritud auruga	Nur zum einmaligen gebrauch Utilizarse una única vez Non reutilizar Tsüüliks kasutada ei saa Pouze k jednokrotnému použití Arge kasutada üle ühe korra	Phtale estereid oder vorhanden Presenza di ftalati Presença de ftalatos Presença de ftalatos Απώθητες την παρουσία φθαλικών Phtalmotid olemasolu Ftalatide olemasolu	Lagertemperatur Temperatura di conservazione A temperatura de armazenamento Guardatempérature Τεπιώνί ομενην Ladustamistemperatuur
Volumen des Beutels Volume sacca Volumen de saco Volumen de bolsillo Όγκος του σακού Objem vaku Kotti mahi	Vollblut-Beutel Bag Sangue Total Reservatório de sangue Total Bolsillo para la sangre entera Ακρόα, Ολικού Αιματος Objem vaku krevi Täisvere kott	Erythrozytenkonzentrat-Beutel Contenitore per eritrociti Recipiente de eritrocitos Bolsillo para la células rojas de la sangre Ακρόα, Ερυθροκυττάρων Vak pro erytrocyt Punvereriteloide kott	Thrombozyten-Beutel Contenitore per piastrine Recipiente de plaquetas Bolsillo para las plaquetas sanguineas Ακρόα, Θρομβοκυττάρων Vak pro trombocyt Trombotsüidide kott	Plasma-Beutel Contenitore per plasma Recipiente de plasma Bolsillo para plasma Ακρόα, Πλάσματος Vak pro plazmi Plasma kott	Verarbeitung Tasche Tasca di trattamento Tasca de tratamento Bolsillo para el tratamiento Ακρόα, προς διαχείριση Objekt ovládání Käsitluskoht
Butty-Coat-Container Contenitore per butty coat Recipiente de anticoagulantia Bolsillo para Butty Coat Ακρόα, Αιμορρικής Διαστολής Vak pro butty coat Butty coat kott					



SACCA PER SANGUE MacoPharma

ITALIANO

- INDICAZIONE**
- Prodotto per il prelievo di sangue umano e la conservazione di emocomponenti
- AVVERTENZE**
- Portare ad una temperatura compresa tra +15° e +30° C prima dell'uso.
 - Evitare il contatto con oggetti taglienti.
 - Ispezione imballo e sacca.
 - NON UTILIZZARE se sono visibili segni di deterioramento.
 - NON UTILIZZARE se la/e soluzione/i non è/sono limpida/e.
 - NON INTRODURRE PRESE D'ARIA Istruzioni per l'uso
 - Rischi legati al riutilizzo : Rischio di sepsi, Rischio di coagulazione, Perdita di efficacia.
 - Tutto o parte del dispositivo medico è realizzato in PVC plastificato con DEHP. Secondo alcuni studi, il DEHP potrebbe essere potenzialmente dannosi per il sistema riproduttivo di un feto di sesso maschile. La scelta di utilizzare il dispositivo in una donna in stato di gravidanza o in allattamento, oppure in un ragazzo bambino, è la responsabilità del medico prescrittore. Tuttavia, il DEHP PVC plastificato conforme alla farmacopea europea.
 - Tutti i processi di produzione e tutti i componenti a contatto con donatori, con utilizzatori e con emo-componenti dedicati ai pazienti sono privi di lattice.

- ✓ Prelievo**
- Aprire l'imballaggio trasparente mantenendo la linguetta all'angolo.
 - Sistemare la sacca a una distanza di circa 50 cm sotto il braccio del donatore, meglio se su un agitatore automatico.
 - Applicare il laccio emostatico o il bracciale gonfiabile per la pressione [60 Hg].
 - Disinfettare con molta accuratezza il punto della venipuntura.
 - Tenere la base dell'ago con una mano e il cappuccio con l'altra. Ruotare il cappuccio di mezzo giro ed estrarlo parallelamente all'ago per non danneggiarlo.
 - Procedere alla venipuntura.

- ✓ Compimento "predonazione" (se si usano sacche con dispositivo BactiVam)**
- Lasciar riempire la minisacca BactiVam.
 - Durante il riempimento, non lasciare pendere liberamente la sacca BACTIVAM. Riempire la sacca BACTIVAM.
 - Chiudere la clamp (b) e rompere la cannula breakaway (c) sulla linea di prelievo muovendola avanti e indietro.
 - Assicurarsi che la soluzione anticoagulante ed il sangue si miscelino continuamente fin dall'inizio del prelievo.
 - Rimuovere il cappuccio del dispositivo VacuVam con un movimento rotatorio o con una pressione pollice su di esso. Invertire la sacchetta BactiVam affinché l'aria rimanga nella parte alta della sacca.
 - Prelievo i campioni di sangue mediante VacuVam con appropriate provette sottovuoto.

- ✓ Prelievo del sangue**
- Garantire il miscelamento del sangue e della soluzione anticoagulante fin dall'inizio del prelievo e regolarmente durante il prelievo, ogni 50 mL di sangue, meglio se con l'aiuto di un agitatore automatico.
 - Prelievo la quantità di sangue indicata sull'etichetta.
 - Non appena si è raggiunto il quantitativo desiderato, chiudere la clamp della linea di donazione.
 - Il sale e il sale in modo permanente il tubo di prelievo tra la sacca e il raccordo a Y del dispositivo per il compimento.
 - Rimuovere il cappuccio del dispositivo VacuVam con un movimento rotatorio o con una pressione pollice su di esso. Invertire la sacchetta BactiVam affinché l'aria rimanga nella parte alta della sacca.
 - Prelievo i campioni di sangue mediante VacuVam con appropriate provette sottovuoto.

- ✓ Uso del sistema SecuVam di protezione dell'ago**
- Dopo il prelievo portare il SecuVam molto vicino alla base dell'ago.
 - Rimuovere l'ago dal braccio del donatore e farlo entrare gentilmente nel SecuVam e lasciarlo fino a quando si sente "click".
 - Mantenere l'ago e il SecuVam in posizione verticale, non esercitare alcuna pressione in nessun momento sul tubo di prelievo onde evitare stitico.
 - Il SecuVam può essere introdotto nel cilindretto del VacuVam.
 - L'ago, il SecuVam e il VacuVam e ogni altro dispositivo devono essere riposti in un contenitore di sicurezza per lo smaltimento.

- ✓ Preparazione di emocomponenti**
- La preparazione dipende dalla configurazione delle sacche utilizzate. Seguire la procedura in uso nel Centro Trasfusionale.
 - Assicurarsi che le sacche e i tubi siano sistemati in modo corretto durante la centrifugazione.
 - Per permettere il trasferimento dei differenti emocomponenti rompere la cannula alla saldatura curvandola avanti e indietro.
 - Dopo il trasferimento completo del sangue i tubi e separare le sacche.

- ✓ Manipolazione del filtri**
- Non piegare né maltrattare i filtri.
 - Se i filtri vengono centrifugati essi devono essere sistemati in posizione piatta con la faccia designata sul filtro orientato verso il lato, o tra la parete interna del cestello e la sacca del sangue intero.
 - Attenzione: se una delle facce del filtro rimane bianca, l'emocomponente non è stato filtrato (leucoridato) e deve essere eliminato.
- ✓ Manipolazione dei dispositivi di protezione d'accesso alla sacca**
- Scollare la divi parti del dispositivo di protezione d'accesso alla sacca con le due mani.
 - Tenere in basso il dispositivo di protezione con una mano.
 - Usando la mano libera prendere la punta del defussore e infilare nel tubo d'accesso alla sacca.
 - Bloccare la punta nel raccordo con un movimento di spinto rotatorio.

PRECAUZIONI DI SMALTIMENTO

Lo smaltimento delle sacche deve essere effettuato secondo le norme applicabili ai prodotti biologici potenzialmente contaminati.

DEHP	DEHP	DEHP	DEHP	DEHP	DEHP
Nur zum einmaligen gebrauch Utilizarse una única vez Non reutilizar Tsüüliks kasutada ei saa Pouze k jednokrotnému použití Arge kasutada üle ühe korra	Phtale estereid oder vorhanden Presenza di ftalati Presença de ftalatos Presença de ftalatos Απώθητες την παρουσία φθαλικών Phtalmotid olemasolu Ftalatide olemasolu	Lagertemperatur Temperatura di conservazione A temperatura de armazenamento Guardatempérature Τεπιώνί ομενην Ladustamistemperatuur	Trocken lagern Conservare al riparo dall'umidità Guarde longe da luz Manter em lugar seco Αποφύγετε την υγρασία κατά την αποθήκευση Uchovávejte v suchu Valitse kuivat miksu	Verarbeitung Tasche Tasca di trattamento Tasca de tratamento Bolsillo para el tratamiento Ακρόα, προς διαχείριση Objekt ovládání Käsitluskoht	Butty-Coat-Container Contenitore per butty coat Recipiente de anticoagulantia Bolsillo para Butty Coat Ακρόα, Αιμορρικής Διαστολής Vak pro butty coat Butty coat kott

BOLSAS DE SANGUE DA MacoPharma

PORTUGUES

- INDICAÇÃO**
- Produto destinado à coleta de sangue humano e a conservação dos componentes do sangue.
- PRECAUÇÕES**
- Colocar a uma temperatura entre os 15° e 30°C antes de usar.
 - Evitar o contato com objetos afiados.
 - Verificar o embalagem e a bolsa.
 - NAO USAR se apresentarem algum sinal visível de deterioração.
 - NAO USAR se a solução (ões) não estiver (em) limpida(s).
 - NAO INTRODUZA AR
 - Riscos associados à reutilização : Risco séptico, Risco de coagulação, Perda de eficácia.
 - A totalidade ou frações deste dispositivo são feitos de PVC plastificado com DEHP. Segundo alguns estudos, o DEHP poderá ser potencialmente nocivo para o sistema reprodutor de fetos do sexo masculino.
 - O médico é o único responsável por escolher usar este dispositivo em mulheres que estão grávidas ou a amamentar, ou em jovens crianças do sexo masculino.
 - Todos os procedimentos de fabricação e componentes em contato com os doadores, os utilizadores e os compostos sanguíneos destinados os pacientes não contem latex.

INSTRUCCIONES DE USO :

- Abrir a embalagem transparente usando o canto destacad.
- Colocar a bolsa de sangue a uma distância de aproximadamente 50 cm abaixo do braço do doador, preferencialmente num agitador automático de sangue.
- Aplicar um garrote ou uma bracedeira de pressão (60 mm Hg).
- Fazer antiseptia da local da punção venosa.
- Para remover o protetor da agulha: Manter a base da agulha numa mão e o protetor na outra. Rodar media volta o protetor e retirá-lo paralelamente à agulha para evitar qualquer dano na ponta da agulha.
- Puncionar a veia.

- ✓ Amostr a Pré-doenção (se utilizar o dispositivo BACTIVAM)**
- Deixar encher o saco BACTIVAM.
 - Durante o enchimento não deixar o saco BACTIVAM pendurado livremente. Encher o BACTIVAM com o clamp (b) e partir o canal do abre-circuito (c) da linha de doação com um movimento de vai e vem.
 - Imediatamente após ter iniciado a coleta, misturar completamente o sangue/anticoagulante e durante a coleta misturar continuamente.
 - Retirar a tampa do dispositivo VACUUM. Isto pode ser conseguido rodando a tampa ou com uma mão empurrando um dedo contra o pega da parte superior da tampa. Inverter o BACTIVAM para que o ar fique fora do VACUUM.
 - Coletar as amostras de sangue usando o VACUUM e tubos de coleta de amostras por vcuo apropriados.

- ✓ Coleta de sangue**
- Assegurar que o anticoagulante e o sangue estejam completamente misturados, imediatamente após o início da coleta, e também durante a doação, pelo menos a cada 50 mL, preferencialmente usando um agitador automático de sangue.
 - Coletar a quantidade de sangue mencionada na etiqueta da bolsa.
 - Uma vez alcançada a quantidade necessária, fechar o clamp da linha de doação (a) e selar a tubuladura de doação entre a bolsa de sangue e o junção Y de quaisquer dispositivos ligados, usando um dispositivo de selagem permanente.
 - Libertar a bracedeira de pressão ou o garrote e agitar de imediato toda a bolsa de sangue.
 - Se estiver usando um filtro em linha, não fazer a expressão da tubuladura da doação. Selar a tubuladura para doação (~ 2 cm), usando um dispositivo de selagem permanente.
 - Se necessário (controle de qualidade, pool ou buffy-coat ...), fazer a expressão da linha de doação, e agitar a bolsa. Repetir várias vezes. Selar e cortar a tubuladura de doação segundo lo necessário.

- ✓ Uso do sistema de proteção da agulha SECUCAM :**
- Após a doação e coleta da amostra, mover o SECUCAM para perto da base da agulha.
 - Retirar a agulha do braço do doador, depois introduzi-la suavemente a agulha no dispositivo SECUCAM até ser ouvido um "click".
 - A agulha e o SECUCAM devem ser mantidos na vertical. Assegurar que em momento algum seja feita pressão na linha de doação, forma o dispositivo de selagem permanente.
 - O SECUCAM pode ser introduzido no VACUUM.
 - A agulha, SECUCAM e quaisquer outros dispositivos devem ser colocados num despredozor apropriado.

- ✓ Preparação dos Produtos Sanguíneos :**
- O processamento depende da configuração da bolsa. Seguir os procedimentos em vigor no estabelecimento.
 - Assegurar um bom posicionamento das bolsas e das tubuladuras para a centrifugação.
 - Para a transferência das diferentes componentes do sangue, quebrar os abre-circuitos com um movimento de vai e vem.
 - Após a transferência, selar a tubuladura de transferência, usando um dispositivo de selagem permanente e cortar para separar.

- ✓ Manutenção das "filtros" (s) (s) (s)**
- Não dobrar nem "maltratar" os (s) (s) (s).
 - Se forem centrifugados, os filtros devem ser colocados entre as bolsas de transferência (entre a seta do filtro apontando para o lado), ou entre a parede interior do copo da centrifuga e a bolsa de sangue total.
 - Comentário: no caso de uma das faces do filtro ficar branca, o componente do sangue não foi desleucorizado e deve ser descartado.
- ✓ Manutenção dos Protetores da Cânula de Conexão :**
- Usando ambas as mãos para abrir o protetor da cânula de conexão conforme indicado.
 - Com uma mão segur os protetores do canal de conexão.
 - Usando a mão livre, pegar no perfurador e encaixá-lo na cânula de conexão.
 - Com um movimento giratório introduzir o perfurador na cânula de conexão.

PRECAUCOES PARA O KIT DESCARTAVEL

O descarte das bolsas deve ser feito de acordo com os regulamentos aplicáveis a resíduos biológicos potencialmente infectados.

10 Tage nach Öffnung der Verpackung nicht benutzen Non utilizzare 10 giorni dopo apertura dell'imballaggio. Non use 10 días depois de abrir el empaquetamiento. No utilizar el producto transcurridos 10 días desde la apertura del envase protector. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Ne pouzivate po 10 dny od otevření balení. Ará kasuta tootet kui avameest on möödunud 10 päeva					
Leukocytenfiltration Filtrazione leucocitaria Filtração de leucositos Εκφύλαξη λευκοκυττάρων Filtre leukocyten Leukotsüidide filtratsioon					

BOLSAS DE SANGRE MacoPharma

ESPAÑOL

- INDICACION**
- Producto destinado a la extracción de sangre humana e a la conservación de componentes sanguíneos.
- PRECAUCIONES**
- Almacenar a una temperatura comprendida entre +15 y +30°C antes de su uso.
 - Evitar el contacto con objetos punzantes o cortantes.
 - Examinar el envoltorio y la bolsa/s.
 - NO UTILIZAR si el envoltorio o (y) la bolsa presentan algún signo visible de alteración.
 - NO UTILIZAR si el líquido presenta un aspecto turbio.
 - No utilizar toma de aire
 - Riesgos asociados a una reutilización : Riesgo séptico, Riesgo de coagulación, Pérdida de eficacia.
 - Toda o parte del producto sanitario está hecho de PVC plastificado con DEHP. Según algunos estudios, el DEHP puede ser potencialmente dañino para el sistema reproductivo del feto varón. La decisión de utilizar el dispositivo en una embarazada o en un período de lactancia la mujer, o en un niño chico, es responsabilidad del prescriptor. Sin embargo, el DEHP del PVC plastificado cumple con la Farmacopea Europea.
 - Todos los procesos de fabricación y todos los componentes en contacto con los donantes, los usuarios y los componentes sanguíneos destinados a los pacientes están libres de látex.

INSTRUCCIONES DE USO

- ✓ Venopunción:**
- Abrir el envoltorio transparente por la esquina abrefácil.
 - Colocar la bolsa a una distancia de 50 cm del brazo del donante , preferiblemente en una balanza agi-tadora automática.
 - Preparar un torniquete o un brazalete (60 mm Hg).
 - Desinfectar cuidadosamente la zona de venopunción.
 - Manter la base de la aguja con una mano y el capuchón protector en la otra. Girar el capuchón una media vuelta y retirarlo paralelamente a la aguja.
 - Puncionar la vena.

- ✓ Toma de muestras « pre-donación » (Bolsas provistas del dispositivo BACTIVAM).**
- Usar la bolsa BACTIVAM.
 - Mientras se llena la bolsa BACTIVAM, evitar que la bolsa cuelgue libremente. Usar la bolsa BACTIVAM.
 - Una vez llena la bolsa BACTIVAM, cerrar el clamp (b) y romper la cánula (c) de la línea de extracción con un movimiento de vaivén.
 - Asegurarse de que la sangre y la solución anticoagulante estén bien mezcladas desde el inicio y durante la extracción.
 - Retirar el protector del dispositivo VACUUM, mediante un movimiento de rotación o bien con una sola mano empujando la tapa con el pulgar. Invertir la bolsa BACTIVAM para evitar la entrada de aire en los tubos de mues-tras.
 - Extraer las muestras de sangre introduciendo los tubos de vacío en el dispositivo VACUUM .

✓ Extracción de la sangre:

- Asegurarse de que la sangre y el anticoagulante están totalmente mezclados, desde el inicio de la extracción, y regularmente durante el transcurso de la misma (al menos cada 50 mL). Utilizar, preferiblemente una balanza agitada automática.
- Extraer la cantidad de sangre indicada en la etiqueta.
- Una vez que se ha extraído la cantidad de sangre necesaria, cerrar el clamp de la línea de extracción y sellar de manera permanente el tubular de extracción entre la bolsa y la Y del dispositivo de toma de muestras.
- Quitar el torniquete y agitar la bolsa de extracción.
- Para las configuraciones con tubo integrado, no rodillar el tubular de extracción. Sellar cerca de la bolsa (a unos 2 cm).
- Si es necesario realizar controles calidad, compatibilidad, mezcla de buffy-coat ..., rodillar el tubular de extracción y agitar la bolsa. Repetir la operación varias veces y sellar el tubular según las necesidades.

- ✓ Uso del sistema de protector de aguja SECUCAM:**
- Después de la extracción, desplazar el protector hacia la base de la bolsa.
 - Retirar la aguja del brazo del donante y deslizarla dentro del SECUCAM hasta oír un click.
 - Mantener el SECUCAM en posición vertical, no ejercer presión sobre el tubular de extracción a fin de evitar cualquier riesgo de fuga.
 - Introducir el SECUCAM dentro del VACUUM.
 - Colocar el conjunto Aguja/ SECUCAM/VACUUM en un contenedor apropiado.

- ✓ Procesamiento de los Componentes Sanguíneos:**
- Las etapas de la preparación dependerán de la configuración de las bolsas utilizadas. Seguir el procedimiento en vigor establecido en el Centro de Transfusión.
 - Asegurarse de colocar bien las bolsas y los tubuladores en la centrifuga.
 - Para la separación de los distintos componentes sanguíneos, romper la cánula con un movimiento de vaivén.
 - Después de la separación de los componentes sanguíneos, sellar los tubulares de forma permanente y separar las bolsas.

- ✓ Uso de los filtros:**
- ¡Nunca doblar ni ejercer presión sobre el filtro.
 - Durante la centrifugación, mantener el filtro colocado entre las bolsas de transferencia (entre la flecha orientada hacia un lateral) o bien colocar el filtro entre la pared central del cubilete y la bolsa de sangre total. Observación: Si uno de los lados del filtro se queda en blanco, el componente sanguíneo no ha sido leucorreducido y tiene que ser descartado.
- ✓ Uso de los puertos de transfusión:**
- Con la ayuda de las dos manos tirar del protector del puerto hacia los lados opuestos.
 - Con una mano, mantener el protector del puerto hacia abajo.
 - Con la otra mano introducir el perforador en el puerto.

PRECAUCIONES PARA EL DESECHO DE LAS BOLSAS

El desecho de las bolsas debe efectuarse según los procedimientos en vigor aplicab

10 Tage nach Öffnung der Verpackung nicht benutzen Non utilizzare 10 giorni dopo apertura dell'imballaggio. Non use 10 días depois de abrir el empaquetamiento. No utilizar el producto transcurridos 10 días desde la apertura del envase protector. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Ne pouzivate po 10 dny od otevření balení. Ará kasuta tootet kui avameest on möödunud 10 päeva					
Leukocytenfiltration Filtrazione leucocitaria Filtração de leucositos Εκφύλαξη λευκοκυττάρων Filtre leukocyten Leukotsüidide filtratsioon					

MacoPharma Ασκάς αίματος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΕΝΔΕΙΞΗ**
- Προαφάρτιο για την λήψη του ανθρώπινου αίματος και τη διατήρηση των παραγόμενων του.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
- Επιναφάρτε σε θερμοκρασία μεταξύ 15° και 30° πριν τη χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με σκληρά αντικείμενα.
- Ελέγξτε τη συσκευασία και το περιεχόμενο.
- ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΤΕ εάν υπάρχει ορατή (όχι) αλλοίωση.
- ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΤΕ εάν κατά δοκιμασία/δοκιμή δεν είναι διαφάνεια/οι.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΕΡΑΤΙΣΤΟ
- Κίνδυνος από την επαναχρησιμοποίηση : Σηπτικός κίνδυνος, Κίνδυνος πήξης, Απώλεια λειτουργικότητας.
- Όλα τα τμήματα αυτής της συσκευής για ασφαλή χρήση είναι κατασκευασμένα από PVC (χλωροπυλινικό) πλαστικό.
- καταπονημένα οι DEHP (δix 2-εθυλξυλ-φθαλικό) ουσία/οι. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες το DEHP (δix 2-εθυλξυλ-φθαλικό) ουσία/οι υπάρχει πιθανότητα να είναι βλαπτικές για το αναπαραγωγικό σύστημα των αρσενικών ζώων. Ο συντηρηγός-σας σταθός είναι ο μονοεθικός οξείδιο για την επέκταση της χρήσης αυτής της συσκευής σε νεώτερος ο οποίος είναι είτε έρω-ο ή θανάτων παρόμοιο βλαπτικό (ο) σε νεώτερος αρσενικό παρόμοιο. Σε κάθε περίπτωση το PVC (χλωροπυλινικό) πλαστικό-σας μπορεί με DEHP (δix 2-εθυλξυλ-φθαλικό) ουσία/οι συμπεριφέρονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποι-ας.
- Όλη η διαδικασία παραγωγής και όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τους δότες τους χρήστες και τα παράγωγα του αίματος προαφάρτιο να γράφονται ανά τους ασθενείς είναι χωρίς λάτix.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανοίγει την πλαστική θήκη τραβώντας το κλάδο από την κάτω.
- Τοποθετείται στο σάκο ~50 εκ. κάτω από το βραχίονα του δότη κατά προτίμηση σε αυτόματα ανακινούμενη αίματος.
- Εφαρμόζεται περιχρήστρα (ο) αναρροα/αυτομάρτη (ή/ήτοι μέτρο 60mm Hg).
- Αποκαλύπτουμε ορατικότητα την περιοχή φλεβοκέντρησης.
- Αποκαλύπτουμε το κάλυμμα της βελόνης κρηνόσσης ή λαβή της βελόνης και το κάλυμμα της βελόνης. Σηρίστε και αποκαλύπτουμε το κάλυμμα με κίνηση παράλληλη προς την βελόνη, για να μην τραυματίσει το άερο της βελόνης.
- Γραμμικοποίηση στην φλεβοκέντρηση.

POJEMNIKI NA KREW MacoPharma

POLSKI

Pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników

UWAGA

- Przed donacją zestaw pojemników należy doprowadzić do temperatury pomiędzy 15 -30 °C
- Nie manipulować ostrymi lub spiczastymi przedmiotami przy opakowaniu zbiorczym lub pojemnikach
- Nie używać pojemników w przypadku oznak pogorszenia jakości,
- Nie używać pojemników w przypadku zmnienia jednego z roztworów
- Pojemnik użyć w ciągu 10 dni od otwarcia opakowania
- PVC jest zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Plastyfikatorem jest DEHP. Produkty biologiczne przechowywane w tym wyrobie i/lub przetwarzane za pomocą tego wyrobu mogą zawierać ftalany.
- Ryzyko związane z ponownym użyciem: ryzyko zakażenia, ryzyko koagulacji, utrata efektywności.
- Ten wyrób medyczny lub jego składowe wytwarzany jest z PVC plastyfikowanego za pomocą DEHP. Według niektórych badań, DEHP może być potencjalnie szkodliwy dla układu rozrodczego męskich płodów. Lekarz odpowiedzialny decyduje o użyciu wyrobu dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią bądź też dla niemowląt płci męskiej. Niemniej jednak, PVC plastyfikowane za pomocą DEHP jest zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.

Wszystkie procesy wytwarzania oraz wszystkie elementy, mające kontakt z dawcami, użytkownikami lub składnikami krwi, przeznaczonymi dla pacjentów, nie zawierają lateksu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

✓ Pobranie krwi:

- 1) umieścić zestaw pojemników na wago-mieszarce ok. 50 cm poniżej ramienia dawcy
- 2) otworzyć opakowanie zbiorcze w zaznaczonym rogu
- 3) założyć opaskę uciskową (60 mm Hg)
- 4) starannie wydezynfekować miejsce wkucia
- 5) otworzyć kłamię na drenie pobierającym
- 6) zdjąć osłone igły poprzez obrócenie i wyciągnięcie w poziomie, żeby zapobiec wycięciu się delikatnej końcówki igły
- 7) dokonać wkucia

✓ Próbką przeddonacyjną (predonation-sampling) przy zastosowaniu systemu BACTIVAM

- 1) zaciśnąć dren do pojemnika zacisk (a), otworzyć dren do pojemnika BACTIVAM zacisk (b)
- 2) złamać kominek (c) do BACTIVAM, tak żeby pojemnik BACTIVAM napelił się
- 3) zamknąć zacisk (b) na BACTIVAM-ie po wypełnieniu pojemnika krwią
- 4) otworzyć zacisk (a) do zestawu pojemników. Zestaw pojemników wypełnia się. Należy zwracać uwagę na to, żeby pierwsza krew była natychmiast wymieszana z płynem konserwującym
- 5) obrócić i usunąć pokrywkę systemu VACUVAM. Obracać pojemnik BACTIVAM tak, żeby pokrywkę powietrza zabrały się na dnie pojemnika
- 6) na VACUVAM nałożyć próżniową probówkę i napelić krwią przez odcignięcie tłoka

✓ Donacja krwi

- 1) sprawdzić, czy po rozpoczęciu donacji antykoagulant i krew są dobrze wymieszane przez wago-mieszarkę
- 2) napelić pojemnik do objętości podanej na etykiecie
- 3) po osiągnięciu żądanej objętości dren pobierający za rozgałęziaczem Y zaciśnąć i zgrzać
- 4) usunąć opaskę uciskową, starannie wymieszać konserwowaną pełną krew
- 5) w zestawach pojemników wyposażonych tylko w VACUVAM, wykonać podonacyjne pobranie próbek (postdonation sampling) (patrz niżej E-F))
- 6) w zestawach pojemników ze zintegrowanymi filtrami (in-line) nie zawiązywać drenu pobierającego, lecz zgrzać blisko pojemnika (ok. 2 cm)
- 7) jeśli zaistnieje potrzeba (kontrola jakości, pulwowanie kożuszka, itp.) dren pobierający kalkratownie zawiązać. Następnie zgrzać zgodnie z potrzebą.

✓ Podonacyjne pobieranie próbek (postdonation-sampling) przy zastosowaniu systemu VACUVAM

- 1) sprawdzić, czy dren pobierający po zakończeniu donacji jest zgrzany
- 2) otworzyć pokrywkę VACUVAM poprzez obracanie
- 3) złamać kominek (d) na VACUVAM-ie
- 4) napelić próżniowe probówki poprzez nasadzenie na VACUVAM
- 5) przy pobieraniu próbek bez VACUVAM-u przeciąć nożykiem 1-razowego użytku dren pobierający i napelić probówki.

✓ Zastosowanie systemu osłony igieł SECUVAM

- 1) po zakończeniu donacji i pobraniu próbek podciągnąć osłonę igły pod samą igłę
- 2) po wykuciu igły z żyły, wciągnąć igłę do SECUVAM aż do zablokowania
- 3) igłę i SECUVAM trzymać pionowo i nie naciskać na dren, żeby zapobiec wyciekaniu krwi
- 4) w ramach dodatkowej ochrony, SECUVAM może być wsunięty w VACUVAM.
- 5) igłę i pozostałe akcesoria wyrzucić do pojemnika na odpady

✓ Preparatyka krwi pełnej konserwowanej

- 1) preparatyka odbywa się w zależności od konfiguracji pojemników i zgodnie z wymaganiami stacji, która przerabia krew
- 2) upewnić się, czy pojemnik i dreny włożone są do wirówki w sposób stabilny. Góra pojemnika powinna być bez fałdów i wniośców
- 3) w celu przepływu płynu w prasie, przetłamać kominki poprzez boczne zginięcie w obydwu kierunkach
- 4) po odśrodkeniu osocza i koncentratu krwinek czerwonych zgrzać dren transferowy.
- ✓ Sposób postępowania z filtrami elastycznymi
- 1) filtra nie łażamywać ani nie wyginać, nie naciskać na filtr
- 2) jeśli filtry mają być wirowane, należy je włożyć między pojemniki satelitarne strzałką na filtrze skierowaną w bok.
- Uwaga: jeżeli jedna ze stron filtra pozostaje biała, leukoredukcja nie przebiegła prawidłowo i należy odrzucić składnik.

✓ Sposób postępowania z portem

- 1) rozsunąć osłonę portu na boki jak na rysunku M
- 2) przyczynić osłonę jedną ręką.
- 3) drugą wprowadzić przebiegak w dren
- 4) ruchem obrotowym wcisnąć i zablokować przebiegak

✓ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ODPADÓW

Pojemniki należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi potencjalnie zakaźnych odpadów biologicznych.

POCHES A SANG MacoPharma

FRANÇAIS

Produit destiné au prélèvement de sang humain et à la conservation de produits sanguins.

PRÉCAUTIONS

- Ramener à une température comprise entre 15° et 30°C pour l'utilisation.
- Éviter le contact avec des objets pointus ou tranchants.
- NE PAS UTILISER si le suremballage ou (e) la poche présente(ent) un signe visible d'altération.
- NE PAS UTILISER si la (les) solution(s) n'est (ne sont) pas limpide(s).
- NE PAS UTILISER 10 jours après ouverture de l'emballage.
- Le PVC est conforme à la Pharmacopée Européenne. Le plastifiant est du DEHP. Les produits biologiques conservés et/ou circulant dans ces dispositifs peuvent contenir des phthalates.
- Risques associés à une ré-utilisation: risque septique, risque de coagulation, perte en efficacité.
- Tout ou partie du dispositif médical est réalisé en PVC plastifié avec du DEHP. Selon certaines études, le DEHP serait potentiellement nocif pour le système reproductif d'un fœtus de sexe masculin. Le choix de l'utilisation du dispositif chez une femme enceinte ou allaitante, ou chez un garçon en bas âge, est sous la responsabilité du prescripteur. Néanmoins, le PVC plastifié au DEHP est conforme à la Pharmacopée Européenne.
- Tous les procédés de fabrication et composants en contact avec les donneurs, les utilisateurs et les composants sanguins destinés aux patients ne contiennent pas de latex.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

✓ Prélèvement:

- 1) Ouvrir l'emballage transparent par le coin pelable.
- 2) Placer la poche à une distance de ~50cm sous le bras du donneur, idéalement sur un agitateur automatique.
- 3) Mettre en place un garrot ou un brassard gonflable (60 mm Hg).
- 4) Désinfecter soigneusement le site de ponction veineuse.
- 5) Clamper la tubulure de prélèvement.
- 6) Maintenir l'embase de l'aiguille d'une main, et le protecteur de l'autre. Tourner le protecteur d'un demi tour et retirer le protecteur parallèlement à l'aiguille.
- 7) Pratiquer la ponction veineuse.

✓ Échantillonnage "pré-don" (Poches munies du dispositif BACTIVAM):

- 1) Vérifier que le clamp (a) de la tubulure de prélèvement est fermé, et que le clamp (b) de la ligne BACTIVAM est ouvert.
- 2) Briser l'ouvre-circuit (c) de la ligne BACTIVAM par un mouvement de va-et-vient, et remplir la poche BACTIVAM.
- 3) Fermer le clamp (b) de la ligne BACTIVAM.
- 4) Ouvrir le clamp (a) de la tubulure de prélèvement pour permettre à la poche de se remplir. S'assurer que le sang et la solution anticoagulante sont mélangés dès le début du prélèvement.
- 5) Retirer l'obturateur du dispositif VACUVAM, par un mouvement de rotation, ou d'une main en poussant l'obturateur avec le pouce). Surélever le fond de la poche BACTIVAM afin de maintenir l'air au fond de la poche.
- 6) Prélever les échantillons en introduisant des tubes sous-vides successifs dans le dispositif VACUVAM.

✓ Prélèvement:

- 1) Assurer le mélange du sang et de la solution anticoagulante, dès le début du prélèvement, et régulièrement au cours du prélèvement (au minimum tous les 50ml), idéalement à l'aide d'un agitateur automatique.
- 2) Prélever la quantité de sang indiquée sur l'étiquette.
- 3) Dès que cette quantité est obtenue, clamber puis souder de façon permanente la tubulure de prélèvement, entre la poche et le raccord Y du dispositif d'échantillonnage.
- 4) Desserrer le garrot, et agiter la poche de prélèvement par retournements successifs.
- 5) Pour les poches équipées du dispositif VACUVAM, procéder à l'échantillonnage "post-don" (voir ci-après E-F).
- 6) Pour les configurations avec filtre intégré, ne pas stripper la tubulure de prélèvement, et la souder ou plus près de la poche (~2cm).
- 7) Si nécessaire (contrôles qualité, compatibilité, mélange de buffycoat...), stripper la tubulure de prélèvement et agiter la poche. Répéter l'opération plusieurs fois, puis souder la tubulure selon les besoins.

✓ Échantillonnage "post-don" (Poches munies du dispositif VACUVAM):

- 1) A la fin du don, s'assurer que la tubulure de prélèvement est soudée.
- 2) Retirer l'obturateur du dispositif VACUVAM (par un mouvement de rotation, ou d'une main en poussant l'obturateur avec le pouce).
- 3) Briser l'ouvre-circuit (d) par un mouvement de va-et-vient.
- 4) Prélever les échantillons en introduisant des tubes sous-vides successifs dans le dispositif VACUVAM.
- 5) Pour les poches qui ne sont pas munies de VACUVAM, prélever les échantillons en sectionnant la tubulure de prélèvement

✓ Utilisation du protecteur d'aiguille usagé SECUVAM:

- 1) Après le prélèvement, amener le protecteur SECUVAM à proximité de l'embase de l'aiguille.
- 2) Retirer l'aiguille du bras du donneur, et la faire coulisser dans le SECUVAM jusqu'au verrouillage.
- 3) Maintenir le SECUVAM en position verticale, ne pas exercer de pression sur la tubulure, ceci afin d'éviter tout risque de souillure.
- 4) Le SECUVAM peut être introduit dans le VACUVAM.
- 5) Placer l'ensemble Aiguille/SECUVAM/VACUVAM dans un container approprié.

✓ Préparation des produits sanguins:

- 1) Les étapes de préparation dépendent de la configuration des poches utilisées. Suivre la procédure en vigueur dans l'établissement.
- 2) Pour la configuration, veiller au bon positionnement des poches et des tubulures.
- 3) Pour le transfert des différents composants sanguins, briser les ouvre-circuits par un mouvement de va-et-vient.
- 4) Après transfert, souder les tubulures de façon permanente, puis séparer les poches.

✓ Manipulation des filtres souples

- 1) Ne pas piler ni maltraiter le(s) filtre(s).
- 2) Lorsqu'ils sont centrifugés, maintenir les filtres à plat entre les poches de transfert (flèche orientée vers le côté).
- Remarque: Si l'une des faces du filtre reste blanche, les composants sanguins n'ont pas été déléucocytés et doivent être écartés.

✓ Manipulation des protecteurs de raccords de sortie

- 1) Écarter les deux parties du protecteur à l'aide des deux mains.
- 2) Maintenir le protecteur vers le bas avec une main.
- 3) Placer un perforateur dans le raccord de sortie avec l'autre main.
- 4) Exercer un mouvement de rotation pour introduire et verrouiller le perforateur.

✓ Précautions pour la mise en rebut

La mise au rebut des poches doit être effectuée selon les règles applicables pour les déchets biologiques potentiellement contaminés.

MacoPharma BLOOD BAGS

ENGLISH

Intended for the collection of human blood and the preservation of blood components

WARNING

- Bring to a temperature between 15°C and 30°C before use.
- Avoid contact with sharp objects.
- Inspect overwrap and pack.
- DO NOT USE if they present any visible signs of deterioration.
- DO NOT USE if the solution(s) is (are) not clear.
- DO NOT USE 10 days after opening of the packing.
- The PVC complies with the European Pharmacopoeia. The plasticizer is DEHP. The biological products stored and/or circulating in these devices could contain phthalates.
- Risks linked to the reuse: septic risk, coagulation risk, loss of efficacy.
- All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male foetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopoeia.
- All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free.

INSTRUCTION FOR USE

✓ Venepuncture:

- 1) Peel open the transparent overwrap using the corner flap.
- 2) Place blood pack at a distance of ~50cm below donor arm, ideally on an automated blood mixer.
- 3) Apply tourniquet or pressure cuff (60 mm Hg).
- 4) Thoroughly disinfect site of venepuncture.
- 5) Clamp donation tubing.
- 6) Open needle by holding needle cap and hub. Twist the cap and remove it in a straight line to avoid damaging the needle tip.
- 7) Carry out venepuncture.

✓ "Pre-donation" sampling (if using BACTIVAM device):

- 1) Ensure that the donation tubing is clamped (a), and that the clamp (b) between the BACTIVAM pouch and the donation line is open.
- 2) Break the cannula (c) on the BACTIVAM line and allow the pouch to fill.
- 3) Close the clamp (b) on the BACTIVAM line.
- 4) Open the clamp (a) on the donation tubing and allow the donation procedure to continue, ensuring that the blood pack is mixed immediately the blood flows into it.
- 5) Remove the cap of the VACUVAM device. This may be accomplished by twisting the cap, or with one hand by pushing a thumb against the vane on the cap-top. Invert the BACTIVAM pouch so that any air is away from the VACUVAM.
- 6) Collect the blood samples using the VACUVAM and appropriate evacuated sampling tubes.

✓ Blood collection:

- 1) Ensure that the anticoagulant and the blood are mixed thoroughly immediately upon the start of collection, and also at least every 50ml during the donation, ideally using an automated blood mixer.
- 2) Collect the quantity of blood stated on the pack label.
- 3) Once the required quantity has been reached, clamp and seal the donation tubing, using a permanent closure device, between the blood pack and the Y-junction of any attached devices.
- 4) Release the pressure cuff or tourniquet, and immediately mix the full blood pack.
- 5) For packs equipped with the VACUVAM device, carry out "post-donation" sampling (see below E-F).
- 6) If using an in-line filter, do not strip the donation tubing. Seal it close to the pack (~2cm), using a permanent closure device.
- 7) If required (quality control, crossmatch, pool of buffycoats...), strip the donation line, and mix the pack. Repeat several times. Seal and cut the donation tubing as needed.

✓ "Post-donation" sampling (if using VACUVAM device):

- 1) After the blood donation is complete, ensure that the donation tubing is sealed.
- 2) Remove the cap of the VACUVAM sampling device. This may be accomplished by twisting the cap, or with one hand by pushing a thumb against the vane on the cap-top.
- 3) Break the cannula (d) by bending the cannula with a side-to-side motion.
- 4) Insert appropriate sampling tubes into the VACUVAM to take blood samples.
- 5) If using a pack without VACUVAM, use the "cut and drip" method for sampling.

✓ Use of SECUVAM needle protection system:

- 1) After donation and sampling, move the SECUVAM close to the hub of the needle.
- 2) Remove the donation needle, then gently lower the needle into the barrel of the SECUVAM device until a click is heard.
- 3) The needle and SECUVAM must be held upright. Ensure that no pressure is put on the donation line at any time, to prevent possible spillage.
- 4) The SECUVAM may be pushed into the barrel of the VACUVAM.
- 5) The needle, SECUVAM and any other devices should be disposed of in a safe manner.

✓ Pack handling whilst processing:

- 1) The processing depends on the pack configuration. Process the pack as required by the blood transfusion centre.
- 2) Ensure a proper packing of bags and tubing for centrifugation.
- 3) To allow fluid transfer, break the cannula at the seal, by bending the cannula with a side-to-side motion.
- 4) After transfer, seal the transfer tubing, using a permanent closure device, and cut to separate.

✓ Handling of soft housing filters

- 1) Do not fold or mishandle the filter(s).
- 2) If they are centrifuged, filters should be kept flat between transfer bags, with the arrow on the filter pointing to the side.
- NOTE: If either face of the filter remains white, the blood components have not been leucocytosed and must be discarded.

✓ Handling of port protectors

- 1) Using both hands tear the port protector as indicated.
- 2) Hold down the port protector piece with one hand.
- 3) Using the free hand, take the spike and engage into the port.
- 4) Twist the spike to secure fully in port.

✓ Precautions for disposable set

Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.

MacoPharma BLUTBEUTEL

DEUTSCH

Zur Spende von Humanblut und zur Lagerung von Blutkomponenten.

ACHTUNG

- Vor dem Einsatz auf eine Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C bringen.
- Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen vermeiden.
- NICHT VERWENDEN bei Anzeichen von Qualitätsminderung.
- NICHT VERWENDEN bei Trübung einer der Lösungen.
- NACH Öffnung der Umverpackung 10 tage haltbar.
- Dieses PVC erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches und enthält als Weichmacher DEHP. Darin gefasste und/oder mit ihm in Kontakt gekommene biologische Produkte können Phthalate enthalten.
- Risiken, die mit einer Wiederverwendung verbunden sind: Risiko für Sepsis, Risiko der Koagulation, Verlust der Wirksamkeit.
- Dieses Medizinprodukt besteht teilweise oder vollständig aus PVC mit dem Weichmacher DEHP. Gemäß Studien kann DEHP die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane eines männlichen Fötus negativ beeinflussen. Der verschreibende Arzt handelt eigenverantwortlich, wenn er sich für den Einsatz dieses Medizinproduktes bei Schwangeren, stillenden Müttern oder männlichen Säuglingen entscheidet. Trotzdem entspricht das verwendete PVC mit DEHP/Weichmacher den Anforderungen der Europäischen Pharmacopée.
- Alle Produktionsprozesse und alle Komponenten, die im Kontakt kommen mit dem Spender, dem Anwender und den aus dem System produzierten Blutkomponenten, sind latexfrei.

GEBRAUCHSANWEISUNG

✓ Punktion :

- 1) Öffnen der Umverpackung an der markierten Ecke
- 2) Platzieren des Beutelsystems ca. 50 cm unterhalb des Spenderarms, möglichst auf einer Blutmischwaage
- 3) Anlegen der Druckmanschette (60 mm Hg)
- 4) Sorgfältiges Desinfizieren der Punktionsstelle
- 5) Abklemmen des Spenderschlauches.
- 6) Entfernen der Kanülschutzkappe durch Drehen und gerades Abziehen, um ein Verbiegen der empfindlichen Kanülenspitze zu vermeiden.
- 7) Punktion durchführen.

✓ Predonation-Sampling (bei Verwendung des BACTIVAM-Systems) :

- 1) Überprüfen, ob der Spendeschlauch zum Beutelsystem abgeklemmt (Klemme a) ist und die Klemme (b) zum BACTIVAM-System offen ist.
- 2) Öffnen des Abbrechventils (c) zum BACTIVAM, so dass sich der BACTIVAM-Beutel füllt.
- 3) Schließen der Klemme (b) am BACTIVAM-System nach Füllung des Beutels.
- 4) Öffnen der Klemme (a) zum Beutelsystem. Das Beutelsystem füllt sich, wobei darauf zu achten ist, dass das erste Blut in die CPD-Lösung fließt und sofort durchmischt wird.
- 5) Entfernen der Kappe des VACUVAM-Systems, entweder durch Drehen der Kappe oder mit einer Hand durch Daumendruck gegen den Kappengriff. Auf den Kopf drehen des BACTIVAM-Beutels, so dass sich Restflut am Beutelende sammelt.
- 6) Füllen der Proberöhrchen durch Aufsetzen der evakuierten Röhrchen auf den VACUVAM.

✓ Blutspende :

- 1) Überprüfen, dass Antikoagulan-Lösung und Blut zu Beginn der Spende und mindestens nach Zulauf von je 50 ml Blut gut durchmischt werden, möglichst durch eine Blutmischwaage.
- 2) Füllen des Beutels bis zum auf dem Etikett angegebenen Volumen.
- 3) Nach Erreichen des Sollvolumens Entnahmeschlauch hinter dem Y-Stück abklemmen und abschweifen.
- 4) Entfernen der Druckmanschette, sofortige Durchmischung der Vollblut-Konserve.
- 5) Bei Beutelsystemen, die nur mit VACUVAM ausgestattet sind, Postdonation-Sampling ausführen (siehe unten E-F).
- 6) Bei In-line-Filter-Systemen Entnahmeschlauch nicht streppen sondern dicht am Beutel (ca. 2 cm) abschweifen.
- 7) Falls benötigt (für Qualitätskontrollen, Buffy-coat-Pooling usw.) Entnahmeschlauch mehrmals streppen. Anschließend Entnahmeschlauch wie benötigt abschweifen.

✓ Postdonation-Sampling (bei Verwendung des VACUVAM-Systems):

- 1) Überprüfen, dass der Entnahmeschlauch nach Beendigung der Spende abgeschweift ist.
- 2) Entfernen der Kappe des VACUVAM-Systems, entweder durch Drehen der Kappe oder mit einer Hand durch Daumendruck gegen den Kappengriff.
- 3) Öffnen des Abbrechventils (d) am VACUVAM.
- 4) Füllen der Proberöhrchen durch Aufsetzen der evakuierten Röhrchen auf den VACUVAM.
- 5) Bei Systemen ohne VACUVAM Probennahme durch Aufschneiden des Entnahmeschlauches durchführen.

✓ Verwendung des SECUVAM Kanülenschutz-Systems :

- 1) Nach Spende und Probennahme SECUVAM nahe an den Kanüलगriff führen.
- 2) Kanüle aus dem Spenderarm entfernen, Kanüle in den SECUVAM ziehen bis diese einrastet.
- 3) Kanüle und SECUVAM aufrecht halten und kein Druck auf den Entnahmeschlauch ausüben, um ein Austreten von Blut zu verhindern.
- 4) Der SECUVAM kann zum zusätzlichen Schutz in den VACVAM geschoben werden.
- 5) Kanüle und eventuelle Entnahme-Systeme in einen sicheren Behälter entsorgen.

✓ Préparation der Vollblutkonserve :

- 1) Die Präparation erfolgt in Abhängigkeit der Beutelkonfiguration und nach den Anforderungen des verarbeitenden Blutspendedienstes.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass Beutel und Schläuche stabil im Zentrifugenbecher gepackt sind.
- 3) Zum Flüssigkeitstransfer Abbrechventile durch seitlichen Knicken in beide Richtungen öffnen.
- 4) Nach Überführen Abschwefeln des Transferschlauches.

✓ Handhabung des Weichschalenfilters :

- 1) Filter nicht knicken oder biegen. Kein Druck auf den Filter ausüben.
- 2) Werden Filter zentrifugiert, so sollten sie zwischen Transferbeutel mit dem Pfeil auf dem Filter zur Seite zeigend gepackt werden.
- Hinweis: Wenn eine Seite des Filters weiß bleibt, wurde das EK nicht leukozytendepletiert und sollte entsorgt werden.

✓ Handhabung der Transfusionsports :

- 1) Aufreihen der Port-Schutzhülle mit beiden Händen wie abgebildet.
- 2) Halten der offenen Port-Schutzhülle mit einer Hand.
- 3) Einstecken des Transfusionsdorns mit der anderen Hand.
- 4) Einschieben des Transfusionsdorns in den Port unter Drehen.

✓ ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgung gemäß den gültigen Vorschriften für potentiell gefährliche biologische Produkte.

MacoPharma BLOEDZAKKEN

NEDERLANDS

Product bestemd voor bloedafname en voor bewaring van bloedproducten.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Breng het product voor gebruik op kamertemperatuur (tussen 15 en 30 °C)
- Vermijd contact met puntige of snijdende voorwerpen
- NIET GEBRUIKEN indien de verpakking en/of de zak(ken) duidelijke tekenen van beschadiging vertonen
- NIET GEBRUIKEN indien de vloeistof(en) niet helder is (zijn)
- NIET GEBRUIKEN 10 dagen na opening van verpakking
- De PVC is conform met de Europese Pharmacopée. De gebruikte plasticizer is DEHP. Biologische stoffen opgeslagen of circulerend in deze dispositieven kunnen phthalaten bevatten.
- Risico's verbonden met hergebruik: risico voor sepsis, risico voor koagulatie, minstel effect.
- Alle of een deel van het medische apparaat is gemaakt van PVC geplastificeerd met DEHP. Volgens sommige studies zou DEHP potentieel schadelijk zijn voor de voortplanting van een mannelijke foetus. De keuze van het gebruik van het apparaat bij een zwangere of zogende vrouwen, of in een jongen peuter, is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Echter, DEHP geplastificeerd PVC voldoet aan de Europese Pharmacopée.
- Alle productieprocessen en alle onderdelen welke in contact komen met donoren, gebruikers en bloed componenten ten behoeve van patiënten zijn latex vrij.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

✓ Afname :

- 1) Open de transparante verpakking vanaf de afscheurhoek.
- 2) Plaats de zak op een afstand van ongeveer 50 cm onder de arm van de donor, bij voorkeur op een automatische schudbalans.
- 3) Leg een kneeverband of een opblaasbare band aan (60 mm Hg).
- 4) Ontsmet zorgvuldig de prik plaats.
- 5) Sluit de klem van de afname slang.
- 6) Hou de basis van de naald vast met één hand , in het andere de naaldbeschermer. Draai de naaldbeschermer over een halve draai en verwijder de naaldbeschermer in een beweging parallel aan de naald.
- 7) Voer de venopunctie uit.

✓ Staalname " voor de bloedgifte " (Configuraties uitgerust met BACTIVAM zakje):

- 1) Ga na of de klem (a) van de afname slang gesloten is en open de klem (b) op de Bactivam slang.
- 2) Breek de breeksluiting (c) van de BACTIVAM slang door een heen en weer beweging.
- 3) Sluit de klem (b) van de BACTIVAM slang.
- 4) Open klem (a) van de afname slang zodat de afname zak zich kan vullen. Zorg ervoor dat het bloed en de antistollingsoplossing zich vanaf het begin van de bloedafname goed vermengen.
- 5) Verwijder de afsluitdop van de Vacuam (door een draaibeweging of door een klik beweging met de duim).
- Licht de bodem van de BACTIVAM zak op zodat de lucht onderaan de zak blijft.
- 6) Neem bloedstalen door de vacuümtubes achtereenvolgens in de Vacuam in te brengen.

✓ Afname :

- 1) Zorg voor een goede en regelmatige vermenging tussen het bloed en de anti-stollings-loststof over het volledige traject van de bloedafname. Manueel omrengen gebeurt minimum om de 50 ml. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een automatische schudbalans.
- 2) Neem zoveel bloed af overeenkomstig de aangegeven hoeveelheid op het etiket.
- 3) Wanneer de aangegeven hoeveelheid afgenomen is, sluit de klem. Las tenslotte de afname slang tussen de zak en het Y stuk dicht.
- 4) Maak het kneeverband los en schud de afnamezak door regelmatig om te keren.
- 5) Voor de zakken met een Vacuam, ga over tot de staalname " na bloedafname " (zie hierna E-F)
- 6) Voor de configuraties met een geïntegreerde filter, geen streppen van de afname slang maar dichtklappen van de afnameslang zo dicht mogelijk bij de zak (~2 cm).
- 7) Indien nodig (kwaliteitscontrole, verenigbaarheid, menging van de buffy coat...), de afname slang streppen en de zak goed schudden. Herhaal deze stappen meermalen en las tenslotte de slang dicht conform de noden.

✓ Staalname " na bloedafname " (Zakken uitgerust met VACUVAM) :

- 1) Controleer of de afname slang dichtgelast is op het einde van de bloedgifte.
- 2) Verwijder de afsluitdop van de VACUVAM (door een draaibeweging of door een klik beweging met de duim).
- 3) Breek de breeksluiting (d) door een heen-en-weer beweging.
- 4) Neem de bloedstalen af door de vacuümtubes in de VACUVAM in te brengen.
- 5) Neem stalen door de afname slang in stukken te delen, bij deze configuraties die niet uitgerust zijn met een VACUVAM.

✓ Gebruik van de beschermer voor gebruikte naalden SECUVAM:

- 1) Breng na de bloedafname de naaldbeschermer SECUVAM zo dicht mogelijk bij de naaldbasis.
- 2) Verwijder de naald uit de arm van de donor. Schuif de naald in de SECUVAM totdat de sluiting.
- 3) Hou SECUVAM in verticale positie en druk niet op de slangen zodat elke kans op bloedbesmetting vermeden wordt.
- 4) De SECUVAM kan in de

SACCA PER SANGUE MacoPharma

ITALIANO

. Prodotto per il prelievo di sangue umano e per la conservazione di emocomponenti

AVVERTENZE

Portare a una temperatura compresa tra 15° e 30° C prima dell'uso.
Evitare il contatto con oggetti taglienti.
Ispezionare prima dell'apertura.
NON UTILIZZARE se sono visibili segni di deterioramento.
NON UTILIZZARE se la/le soluzione/i non è/sono limpida/e.
DA NON UTILIZZARE oltre 10 giorni dopo l'apertura del blister.
Il PVC è conforme alla Farmacopea Europea. Il plastificante è DEHP. I prodotti biologici conservati e/o transittanti in questi dispositivi potrebbero contenere filati.
Rischi legati al riutilizzo: rischio di sepsi, rischio di coagulazione, perdita di efficacia.
Tutto o parte del dispositivo medico è realizzato in PVC plastificato con DEHP. Secondo alcuni studi, DEHP potrebbe essere potenzialmente dannosi per il sistema riproduttivo di un feto di sesso maschile. La scelta di utilizzare il dispositivo in una donna in stato di gravidanza o in allattamento, oppure in un ragazzo bambino, è la responsabilità del medico prescrittore. Tuttavia, DEHP PVC plastificato conforme alla farmacopea europea.
Tutti i processi di produzione e tutti i componenti a contatto con donatori, con utilizzatori e con emocomponenti dedicati ai pazienti sono privi di lattice.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ✓ **Prelievo**
- 1) Aprire l'imballaggio trasparente mediante la linguetta all'angolo.
 - 2) Sistemare la sacca a una distanza di circa 50 cm sotto il braccio del donatore, meglio se su un agitatore automatico.
 - 3) Applicare il laccio emostatico o il bracciale gonfiabile per la pressione (60 Hg).
 - 4) Disinfettare con molta accuratezza il punto della venipuntura.
 - 5) Chiudere il tubo di prelievo.
 - 6) Tenere la base dell'ago con una mano e il cappuccio con l'altra. Ruotare il cappuccio di mezzo giro ed estrarlo parallelamente all'ago per non danneggiarlo.
 - 7) Procedere alla venipuntura.
- ✓ **Completamento "pre-donazione" (se si usano sacche con dispositivo BACTIVAM)**
- 1) Verificare che il tubo di prelievo sia chiuso (a) e che, invece, sia aperto il morsetto (b) fra la sacchetta Bactivar e la linea di donazione.
 - 2) Rompere la cannula (c) sulla linea Bactivar curvandola avanti e indietro in modo che la sacchetta Bactivar si possa riempire.
 - 3) Chiudere il morsetto (b) della linea Bactivar.
 - 4) Aprire il morsetto (a) del tubo di prelievo per permettere il riempimento della sacca. Assicurarsi che il sangue e la soluzione anticoagulante siano ben mescolati fin dall'inizio del prelievo.
 - 5) Rimuovere il cappuccio del dispositivo Vacuam con un movimento rotatorio o con una pressione del pollice su di esso. Invertire la sacchetta Bactivar affinché l'aria rimanga nella parte alta della sacca.
 - 6) Prelevare i campioni di sangue mediante Vacuam con appropriate provette sotto-vuoto.
- ✓ **Prelievo del sangue**
- 1) Garantire il mescolamento del sangue e della soluzione anticoagulante fin dall'inizio del prelievo e regolarmente durante il prelievo, ogni 50 ml di sangue, meglio se con l'aiuto di un agitatore automatico.
 - 2) Prelevare la quantità di sangue indicata sull'etichetta.
 - 3) Non appena si è raggiunta la quantità indicata, chiudere e saldare in modo permanente il tubo di prelievo tra la sacca e il raccordo a Y del dispositivo per il campionamento.
 - 4) Allentare il laccio emostatico o il bracciale della pressione e immediatamente agitare la sacca piena di sangue.
 - 5) Con le sacche munite di dispositivo Vacuam, procedere alla raccolta dei campioni di sangue "post-donazione" (Vedi più avanti E - F).
 - 6) Con le sacche munite di filtro a circuito chiuso, non "strappare" il tubo di prelievo, ma saldarlo più vicino alla sacca (circa 2 cm) usando un dispositivo per saldatura permanente.
 - 7) Se è necessario (controlli di qualità, prove di compatibilità, pool di buffy-coat...), "strappare" il tubo di prelievo e agitare la sacca. Ripetere l'operazione più volte, quindi saldare il tubo secondo le necessità.
- ✓ **Completamento di sangue "post-donazione"(se si usano sacche con dispositivo Vacuam)**
- 1) Assicurarsi che, alla fine della donazione, il tubo di prelievo sia saldato.
 - 2) Rimuovere il cappuccio del dispositivo Vacuam con un movimento rotatorio o con una pressione del pollice sul cappuccio.
 - 3) Rompere la cannula (d) curvandola avanti e indietro.
 - 4) Prelevare i campioni inserendo le provette sottovuoto nel dispositivo Vacuam
 - 5) Usando sacche che non hanno il dispositivo Vacuam prelevare i campioni tagliando il tubo di prelievo.
- ✓ **Uso del sistema Secuam di protezione dell'ago**
- 1) Dopo il prelievo portare il Secuam molto vicino alla base dell'ago.
 - 2) Rimuovere l'ago dal braccio del donatore e farlo entrare gentilmente nel Secuam e lasciarlo fino a quando si sente "click".
 - 3) Mantenere l'ago e il Secuam in posizione verticale, non esercitare alcuna pressione in nessun momento sul tubo di prelievo onde evitare stillicidio.
 - 4) Il Secuam può essere introdotto nel cilindretto del Vacuam.
 - 5) L'ago, il Secuam e il Vacuam e ogni altro dispositivo devono essere riposti in un contenitore di sicurezza per lo smaltimento.
- ✓ **Preparazione di emocomponenti**
- 1) La preparazione dipende dalla configurazione delle sacche utilizzate. Seguire la procedura in uso nel Centro Trasfusionale.
 - 2) Assicurarsi che le sacche e i tubi siano sistemati in modo corretto durante la centrifugazione.
 - 3) Per permettere il trasferimento dei differenti emocomponenti rompere la cannula alla saldatura curvandola avanti e indietro.
 - 4) Dopo il trasferimento saldare in modo permanente i tubi e separare le sacche.
- ✓ **Utilizzo filtri morbidi :**
- 1) Non piegare né maltrattare i filtri.
 - 2) Se i filtri vengono centrifugati essi devono essere sistemati in posizione piatta con la freccia disegnata sul filtro, orientata verso il lato.
 - Attenzione: se una delle facce del filtro rimane bianca, l'emocomponente non è stato filtrato (Leucoridotto) e deve essere eliminato.
- ✓ **Manipolazione dei dispositivi di protezione d'accesso alla sacca**
- 1) Scollare le due parti dei dispositivi di protezione d'accesso alla sacca con le due mani.
 - 2) Tenere in basso il dispositivo di protezione con una mano.
 - 3) Usando la mano libera prendere la punta del deflussore e infilarla nel tubo d'accesso alla sacca.
 - 4) Bloccare la punta nel raccordo con un movimento di spinta rotatorio.
- ✓ **Precauzioni per lo smaltimento**
- Smaltire secondo le normative locali circa i prodotti biologici potenzialmente dannosi.

BOLSAS DE SANGRE MacoPharma

ESPAÑOL

. Producto destinado a la extracción de sangre humana y a la conservación de componentes sanguíneos.

PRECAUCIONES

. Mantener a una Temperatura entre 15 y 30° antes de usar.
Evitar el contacto con objetos punzantes o cortantes.
NO UTILIZAR si el embalaje y/o la bolsa presentan algún signo visible de alteración.
NO UTILIZAR si la solución/es no está/n clara/s.
NO UTILIZAR producto transcurridos 10 días desde la apertura del envase protector.
El PVC es conforme a la Farmacopea Europea. El plastificante es DEHP. Los productos biológicos conservados o que circulan en este sistema pueden contener filatos.
Riesgos asociados a una reutilización: riesgo séptico, riesgo de coagulación, pérdida de eficacia.
Todo o parte del producto sanitario está hecho de PVC plastificado con DEHP. Según algunos estudios, el DEHP puede ser potencialmente dañino para el sistema reproductivo del feto varón. La decisión de utilizar el dispositivo en una embarazada o en periodo de lactancia la mujer, o en un niño chico, es responsabilidad del prescriptor. Sin embargo, el DEHP del PVC plastificado cumple con la Farmacopea Europea.
Todos los procesos de fabricación y todos los componentes en contacto con los donantes, los usuarios y los componentes sanguíneos destinados a los pacientes están libres de látex.

INSTRUCCIONES DE USO:

- ✓ **Venopunción**
- 1) Abrir la bolsa de embalaje transparente individual por la pestaña.
 - 2) Mantener el paquete de bolsas a una distancia de unos 50 cm del brazo del donante preferiblemente en una balanza-agitadora automática.
 - 3) Colocar el compresor
 - 4) Desinfectar la zona de venopunción
 - 5) Clampar los tubulares de extracción.
 - 6) Sostener la base de la aguja en una mano y el capuchón en la otra. Girar el capuchón de la aguja media vuelta y retirarlo paralelamente a la aguja para evitar dañar la punta de ésta.
 - 7) Proceder a la venopunción.
- ✓ **Toma de muestra pre-donación (si se usa el método BACTIVAM).**
- 1) Asegurar que el clamp de la tubuladura de donación (a) esteja cerrado (a) y que el clamp que va al BACTIVAM (b) está abierto.
 - 2) Romper la cánula (c) del BACTIVAM y dejar que la bolsa se llene
 - 3) Cerrar el clamp (b) de la línea BACTIVAM.
 - 4) Abrir el clamp (a) del tubular de la línea de extracción y dejar que ésta continúe, asegurándose de que la sangre se está mezclando con el anticoagulante en la bolsa nada más empezar a entrar en ella.
 - 5) Retirar la tapa del VACUUM.(con un movimiento de rotación o bien, con una sola presión del pulgar a la tapa con el pulgar. Invertir la bolsa de BACTIVAM de manera que no pueda entrar nada de aire en el VACUUM.
 - 6) Recoger las muestras de sangre introduciendo los tubos de vacío en el VACUUM .
- ✓ **Extracción:**
- 1) Asegurarse de que la sangre y el anticoagulante están totalmente mezclados inmediatamente después de empezar la extracción , y al menos cada 50 ml vigilar que continua la mezcla, preferiblemente usando una balanza-agitadora automática.
 - 2) Recoger la cantidad de sangre indicada en la etiqueta.
 - 3) Una vez que se ha extraído la cantidad de sangre necesaria, clampar y sellar de manera permanente el tubular de extracción entre la bolsa y el empalme en Y.
 - 4) Allojar el compresor y mezclar la bolsa de sangre inmediatamente.
 - 5) Para bolsas con el sistema VACUUM, llevar a cabo la toma de muestras post-donación. (Ver esquema adjunto E, F)
 - 6) Si se está usando filtro in-línea, no es necesario segmentar el tubular de extracción. Sellar cerca de la bolsa (a unos 2 cm).
 - 7) Si fuera necesario segmentar el tubular de extracción (para controles de calidad, pruebas cruzadas, pool de buffycoat...), posar la piza rodillo y agitar la bolsa. Repetir esta operación varias veces. Sellar y cortar el tubular de extracción como se necesita.
- ✓ **Toma de muestras post-donación (si se usa el VACUUM)**
- 1) Después de que la donación haya terminado, asegurarse de que el tubular de extracción está sellado.
 - 2) Retirar la tapa del VACUUM (con un movimiento de rotación o empujando la tapa con el pulgar).
 - 3) Romper la cánula (d) con un movimiento de vaivén.
 - 4) Introducir los tubos de vacío dentro del VACUUM para recoger las muestras de sangre.
 - 5) Si se usa una bolsa sin VACUUM usar el método de cortar y llenar.
- ✓ **Uso del sistema de protector de aguja SECUCAM:**
- 1) Después de la extracción y toma de muestras, acercar el SECUCAM a la base de la aguja.
 - 2) Retirar la aguja del brazo del donante
 - 3) Mantener el SECUCAM en posición vertical y no ejercer presión sobre el tubular de extracción con el fin de evitar que la sangre se derrame.
 - 4) El SECUCAM puede ser introducido en el VACUUM.
 - 5) Poner el conjunto de aguja, SECUCAM y VACUUM en un contenedor apropiado.
- ✓ **Preparación de los Componentes sanguíneos**
- 1) Las etapas de la preparación dependerán de la configuración de las bolsas utilizadas. Procesar las bolsas cómo requiere el Centro de Transfusión.
 - 2) Asegurarse de colocar bien las bolsas con los tubulares en la centrifuga.
 - 3) Para permitir la circulación de los fluidos romper la cánula con un movimiento de vaivén.
 - 4) Después de la transferencia sellar los tubulares de transferencia usando un sellador permanente para separar las bolsas.
- ✓ **Uso de los filtros blandos**
- 1) No doblarlos manipular el filtro.
 - 2) Si hay que centrifugarlos, mantener los filtros entre las bolsas de transferencia con la flecha del filtro apuntando a un lado.
 - Observación: Si uno de los lados del filtro se queda en blanco, el componente sanguíneo no ha sido leucorreducido y tiene que ser descartado.
- ✓ **Manejo de los puertos de transfusión**
- 1) Usando los dos manos tirar del protector del puerto hacia lados opuestos como se indica.
 - 2) Sujetar la pieza del protector del puerto con una mano hacia abajo.
 - 3) Usando la mano libre, tomar el perforador e introducirlo en el puerto.
 - 4) Ejercer un movimiento de rotación para introducirlo totalmente en el puerto.
- ✓ **PRECAUCIONES PARA EL DESECHO DE LAS BOLSAS**
- El desecho de las bolsas debe efectuarse según las normas aplicables para los desechos biológicos potencialmente contaminantes.

BOLSAS DE SANGUE DA MacoPharma

PORTUGUESH

Produto destinado à coleta de sangue humano e à conservação dos componentes do sangue.

PRECAUÇÕES

Colocar a uma temperatura entre os 15° e 30°C antes de usar.
Evitar o contato com objetos afiados.
Verificar o embalagem e a bolsa.
NÃO USAR se apresentarem algum sinal visível de deterioração.
NÃO USAR se a solução (ões) não estiver (em) limpa(s).
NÃO USAR 10 dias após a abertura da embalagem.
O PVC está em conformidade com a Farmacopeia Europeia. O plastificante é o DEHP. Os produtos biológicos armazenados e/ ou que circulam nesses dispositivos podem conter filatos.
Riscos Associados a reutilização: risco séptico, risco de coagulação, perda de eficácia da totalidade ou fracções deste dispositivo são feitos de PVC plastificado com DEHP. Segundo alguns estudos, o DEHP poderá ser potencialmente nocivo para o sistema reprodutor de fetos do sexo masculino. O médico é o único responsável por escolher usar este dispositivo em mulheres que estão grávidas ou a amamentar, ou em jovens crianças do sexo masculino. No entanto, o PVC plastificado com DEHP encontra-se em conformidade com a Farmacopeia Europeia.
Todos os procedimentos de fabricação e componentes em contacto com os donadores, os utilizadores e os componentes sanguíneos destinados aos pacientes não contem latex.

INSTRUÇÕES DE USO :

1. Abrir a embalagem transparente usando o canto destacável.
 2. Colocar a bolsa de sangue a uma distância de aproximadamente 50 cm abaixo do braço do doador, preferencialmente num agitador automático de sangue.
 3. Aplicar um garrote ou uma braçadeira de pressão (60 mm Hg).
 4. Fazer anti-sepsia do local da punção venosa.
 5. Fechar o Clamp da tubuladura de coleta.
 6. Manter a base da agulha numa mão e o protetor na outra. Rodar o protetor meia volta e retirá-lo paralelamente a agulha.
 7. Funcionar a veia.
- ✓ **Amostra da Pré-doação (se utilizar o dispositivo BACTIVAM)**
1. Assegurar que o clamp da tubuladura de doação (a) esteja fechado, e que o clamp (b) entre o BACTIVAM e a linha de doação esteja aberto.
 2. Partir a cânula (c) da linha do BACTIVAM e permitir que este encha.
 3. Fechar o clamp (b) na linha do BACTIVAM.
 4. Abrir o clamp (a) da tubuladura de doação e permitir que o procedimento de doação continue, assegurando que a bolsa de sangue é agitada assim que o sangue começa a entrar nela.
 5. Retirar a tampa do dispositivo VACUUM. Isto pode ser conseguido rodando a tampa ou com uma mão empurrando um dedo contra a pega da parte superior da tampa. Inverter o BACTIVAM para que o ar fique fora do VACUUM.
 6. Coletar as amostras de sangue usando o VACUUM e tubos de coleta de amostras por vácuo apropriados.
- ✓ **Coleta de sangue**
1. Assegurar que o anticoagulante e o sangue estejam completamente misturados, imediatamente após o início da coleta, e também durante a doação, pelo menos a cada 50 mL, preferencialmente usando um agitador automático de sangue.
 2. Coletar a quantidade de sangue mencionada na etiqueta da bolsa.
 3. Uma vez alcançada a quantidade necessária, fechar o clamp e selar a tubuladura de doação entre a bolsa de sangue e a junção Y, fechar os dispositivos ligados, usando um dispositivo de selagem permanente.
 4. Libertar a braçadeira de pressão ou o garrote e agitar de imediato toda a bolsa de sangue.
 5. Para bolsas equipadas com o dispositivo VACUUM, colher a amostra "pós-doação" (ver em E-F).
 6. Se estiver usando um filtro em linha, não fazer a expressão da tubuladura de doação. Sellar a tubuladura perto da bolsa (~ 2 cm), usando um dispositivo de selagem permanente. Se necessário (controle de qualidade, pool ou buffy-coats ...), fazer a expressão da linha de doação, e agitar a bolsa. Repetir várias vezes. Sellar e cortar a tubuladura de doação conforme necessário.
- ✓ **Amostras "Pós-doação" (se utilizar o dispositivo VACUUM) :**
1. Após completada a doação de sangue, assegurar que a tubuladura de doação está selada.
 2. Retirar a tampa do dispositivo VACUUM. Isto pode ser conseguido rodando a tampa ou com uma mão empurrando um dedo contra a pega da parte superior da tampa.
 3. Quebrar o abre-circuito (d) com um movimento de vai e vem.
 4. Inserir no VACUUM tubos de coleta de amostras por vácuo apropriados para retirar amostras de sangue.
- ✓ **Uso do sistema de proteção da agulha SECUCAM :**
1. Após a doação e coleta da amostra, mover o SECUCAM para perto da base da agulha.
 2. Retirar a agulha do braço do doador, depois introduzir suavemente a agulha no dispositivo SECUCAM até ser ouvido um "click".
 3. A agulha e o SECUCAM devem ser mantidos na vertical. Assegurar que em momento algum seja feita pressão na linha de doação, de forma a evitar um possível derramamento.
 4. O SECUCAM pode ser introduzido no VACUUM.
 5. A agulha, SECUCAM e quaisquer outros dispositivos devem ser colocados num desprezador apropriado.
- ✓ **Preparação dos Produtos Sanguíneos :**
1. O processamento depende da configuração da bolsa. Seguir os procedimentos em vigor no estabelecimento.
 2. Assegurar um bom posicionamento das bolsas e das tubuladuras para a centrifugação.
 3. Para a transferência das diferentes componentes do sangue, quebrar os abre-circuitos com um movimento de vai e vem.
1. Após a transferência, selar a tubuladura de transferência, usando um dispositivo de selagem permanente e cortar para separar.
- ✓ **Manuseamento dos filtros flexíveis**
1. Não dobrar nem "maltratar" o(s) filtro(s).
 2. Se forem centrifugados, os filtros devem ser colocados entre as bolsas de transferência, com a seta do filtro apontando para o lado.
 - Comentário: no caso de uma das faces do filtro ficar branca, o componente do sangue não foi desleucocitado e deve ser deixado fora.
- ✓ **Manuseamento dos Protetores da Cânula de Conexão :**
1. Usando ambas as mãos para abrir o protetor da cânula de conexão conforme indicado.
 2. Com uma mão segurar os protetores da cânula de conexão.
 3. Usando a mão livre, pegar no perfurador e encaixá-lo na cânula de conexão.
 4. Com um movimento giratório Introduzir o perfurador na cânula de conexão.
- ✓ **PRECAUÇÕES PARA REJEIÇÃO**
- A rejeição das bolsas deve ser efectuado segundo as regras aplicáveis para os resíduos biológicos potencialmente contaminados.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КРОВИ МАКОФАРМА

РУССКИЙ

Предназначено для сбора крови человека и хранения компонентов крови

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Переместить в температуру от +15°С до +30°С до использования.
 - Избегать контакта с острыми предметами.
 - Осмотреть наружную упаковку и пакет.
 - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, если на наружной упаковке и системе есть видимые признаки повреждения.
 - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, при помутнении раствора(ов).
 - Не повреждать стенки контейнера
 - ПВХ соответствует нормам Европейской фармакопеи. Пластификатор ДЭГФ. Биологические продукты, сохраняемые или циркулирующие в данном изделии, могут содержать фталаты.
 - Риск, связанный с повторным использованием : Риск сепсиса, Риск коагуляции, Потеря эффективности.
 - Данное устройство (частично или полностью) изготовлено из ПВХ с добавлением пластификатора DEHP. Согласно данным исследований DEHP потенциально может негативно влиять на мужскую репродуктивную систему. Лицо, назначившее данное устройство несет полную ответственность за его использование беременными кормящими грудью женщинами и младенцами мужского пола. Тем не менее ПВХ с пластификатором DEHP соответствует Европейской Фармакопеи.
- Весь виробничий процес та всі компоненти, що контактують з донорами, користувачами і компонентами крові, призначеними для пацієнтів, не містять латексу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ **Венепункция:**
- 1) Снимите прозрачную оболочку, используя угловой клапан.
 - 2) Поместите контейнер для крови на расстоянии ~50 см ниже руки донора, в идеале – на автоматический помешиватель для крови.
 - 3) Наложите жгут и поднимите давление до 60 мм рт. ст.
 - 4) Тщательно проведите дезинфекцию места венепункции.
 - 5) зажим проботоборной трубки.
- ✓ **Для удаления канюль иглы.** Держите втулку и скрутите колпачок. Удалите колпачок по прямой, чтобы не зажать канюль и иглы.
- ✓ **Выполните венепункцию.**
- ✓ **Предонационный сбор образца крови (при использовании контейнера BACTIVAM):**
- 1) Убедитесь, что зажим (а) на линии донации закрыт, а зажим (b) между контейнером BACTIVAM и линией донации открыт.
 - 2) Перепомите канюлю (с) на линии контейнера BACTIVAM и наполните контейнер кровью.
 - 3) Закройте зажим (b) на линии контейнера BACTIVAM.
 - 4) Откройте зажим (а) на магистрали донора, и начните процесс донации. Убедитесь, что кровь начала перемещаться с anticoагулянтom сразу после попадания ее в первичный контейнер.
 - 5) Снимите крышку VACUUM устройства. Это может быть достигнуто путем скручивания колпачка, или с одной стороны нажатием пальца против лопастей на колпачке-топ. Переверните BACTIVAM мешочек, так что любой воздух от VACUUM.
 - 6) Соберите образцы крови, используя адаптер VACUUM, и промаркируйте собранные образцы.
- ✓ **Сбор крови:**
- 1) Убедитесь, что anticoагулянт и кровь начали смешиваться сразу с момента поступления крови в первичный контейнер, а также проверяйте смешивание примерно через каждые 50мл крови во время процедуры донации. Желательно использовать весы-помешиватель.
 - 2) Соберите количество крови, указанное на этикетке контейнера.
 - 3) После окончания сбора необходимого количества крови, закрыть и запаять магистраль, используя одноразовый зажим, между первичным контейнером и Y-образным соединением и другим присоединенным устройствами.
 - 4) Если жгут или повысить давление в манжете на предплечье донора.
 - 5) Для контейнеров, оснащенных устройством VACUUM, удалите магистраль с адаптером под вакуумные пробирки для сбора образцов (рис. E-F).
 - 6) При использовании систем с лейкоцитарным фильтром, не сцеживать кровь из донорской магистрали. Запавивание магистралей следует производить на расстоянии ~2 см от контейнеров, используя одноразовый зажим.
 - 7) При необходимости (контроль качества, перекрестный анализ, пулирование ПТС...) пережмите линию донации и перемешайте контейнер. Повторите несколько раз. Перепаяйте и отските линию донации как требуется.
- ✓ **Постдонационный сбор образца крови (при использовании устройства VACUUM):**
- 1) После окончания донации в, убедитесь, что линия донации перепаяна.
 - 2) Снимите колпачок с адаптера для вакуумных пробирок VACUUM. Это можно произвести путем вращения колпачка , или надавливанием большого пальца на площадку с обратной стороны крышечка на верхушке колпачка.
 - 3) Перепомите канюлю (d), сгибая ее из стороны в сторону.
 - 4) Вставьте вакуумную пробирку в адаптер вакуум для взятия образцов крови
 - 5) При использовании контейнера без адаптера VACUUM, используйте метод для сбора образца, принятый в организации.
- ✓ **Использование устройства защиты иглы SECUCAM:**
- 1) После донации и отбора образцов переместите SECUCAM близко к втулке иглы.
 - 2) Удалите донорскую иглу, затем аккуратно поместите иглу в просвет SECUCAMa до звука щелчка.
 - 3) Поднимите иглу и SECUCAM вверх. Обеспечьте, чтобы в любое время на донорскую трубку не было давления, во избежание протекания.
 - 4) SECUCAM можно оставить в просвет VACUUMa.
 - 5) Игла, SECUCAM и другие устройства должны быть утилизированы безопасным способом.
- ✓ **Обращение с системой в процессе переработки :**
- 1) Переработка зависит от конфигурации системы. Перерабатывайте систему по требованиям центра крови.
 - 2) Обеспечьте, чтобы контейнеры и трубки были корректно упакованы для центрифугирования.
 - 3) Чтобы обеспечить топ жидкости, переломайте канюлю закрытия, сгибая ее из стороны в сторону.
 - 4) После перевода закройте трубку перевода, используя устройство для постоянного закрытия, и разрежьте для отделения.
- ✓ **Работа с фильтрами :**
- 1) Не сгибайте и не мните фильтр (фильтры).
 - 2) При центрифугировании фильтры нужно плоско разместить между контейнерами для переноса (остройкой на фильтре, указывающей сторону) или между внутренней стенкой чашки и контейнером с цельной кровью.
- Примечание: если в результате проведенной фильтрации одна из сторон фильтра остается белой, это означает, что компонент крови не подвергся лейкоредукции и он должен быть утилизирован
- ✓ **Работа с протекторами портов:**
- 1) Используйте обе руки для удаления протектора порта указанным способом.
 - 2) Держите кусочни протектора порта в одной руке.
 - 3) Другой рукой возьмите острие и вставьте его в порт.
- ✓ **ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**
- Утилизируйте в соответствии с местным законодательством для потенциально опасных биологических продуктов.

POJEMNIKI NA KREW MacoPharma

POCHES A SANG MacoPharma

MacoPharma BLOOD BAGS

MacoPharma BLUTBEUTEL

MacoPharma BLOEDZAKKEN

SACCA PER SANGUE MacoPharma

BOLSAS DE SANGRE MacoPharma

BOLSAS DE SANGUE

DA MacoPharma

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КРОВИ

МАКОФАРМА



NOTEURO01
2017-02-07

<p>Leggere le istruzioni d'uso. Lire les instructions de use. Ver as instruções antes de usar. Вычитайте инструкции перед использованием.</p>	<p>Sterilizzato a vapore Esterilizado por vapor Sterilizado a vapor Стерилизовано паром</p>	<p>Monosio (o rigorosamente monosio) Valido para un solo uso Use uno único Не использовать повторно</p>	<p>35°C Temperatura di conservazione Temperatura de almacenamiento Temperatura de armazenamento Хранить при температуре</p>	<p>Conservare al riparo dall'umidità Mantener en lugar seco Evitar exceso de humedad Хранить в сухом месте</p>	<p>Conservare al riparo dalla luce Evitar la exposición a la luz solar Proteger da luz Не допускать попадания прямых солнечных лучей</p>	<p>Da non utilizzare oltre 10 giorni dopo l'apertura del blister. No utilizar el producto transcurridos 10 días desde la apertura del envase protector. Não utilizar 10 dias após a abertura da embalagem. Не использовать после 10 дней с момента вскрытия упаковки.</p>	<p>Codice prodotto Codigo Referencia Номер по каталогу</p>	<p>Numero di lotto Lote Nº de lote Номер партии</p>	<p>Data di scadenza Cadaucidad data de validade Использовать до</p>	<p>Non utilizzare se sono presenti segni di alterazione No utilizar si la bolsa presenta signos visibles de alteración Não utilizar a embalagem se sinais visíveis de alteração Не использовать при повреждении упаковки</p>	<p>Percorso di fluido Trayectoria de fluido Ruta de fluido Путь жидкости</p>	<p>Non introdurre prese d'aria No utilizar toma de aire Não introduza a entrada de ar Не допускать попадания воздуха</p>	<p>Aspirogeno Aptógono Аспирогенно</p>	<p>Presenza di filati Presencia de filatos Presença de filatos Присутствуют фталаты</p>
---	---	---	---	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---

CE 0459

Année d'obtention du marquage CE: 1996
Obtaining year of CE marking in 1996

NOTEURO01 2017-02-07



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Sponsored in Australia by:
MacoPharma Australia Pty Ltd
799 Pacific Highway
Chatswood NSW 2067


Maco Pharma - Rue Lorthiois
59420 MOUVAUX - FRANCE

LEUCOLAB LCG4b

Instruction for use of the LEUCOLAB LCG4b
Leucocyte reduction filter for Red Blood Cells

Instrucciones para el uso de LEUCOLAB LCG4b
Filtro para la eliminación de leucocitos en Hemafíes

Инструкция по применению фильтра для
лейкоредукции LEUKOLAB LCG4b для
эритроцитов



Instruction for use of the LEUCOLAB LCG4b Leucocyte reduction filter for Red Blood Cells

EN

INDICATIONS

The MacoPharma LeucoLab LCG4b High Efficiency Leukocyte Removal Filter is a laboratory filter intended for the removal of leukocytes, platelets and micro-aggregates from a single unit of red cells (prepared from approximately 450 to 500 ml of blood), removed from the fridge.
Sterile fluid path sterilized by beta radiation
STERILE and non-pyrogenic fluid pathway.

PRECAUTIONS

Follow instructions carefully.
Follow normal aseptic techniques.
For single use: do not re-sterilise or re-use.
Avoid contact with sharp objects.
Do not vent.
Do not use 10 days after opening the packing.
Do not use if packaging is damaged or end protectors are loose or displaced.
Macopharma recommends filtration of the red cell concentrate within 10 days after collection for optimal leucoreduction.
Risks linked to the reuse: septic risk, loss of efficacy.
All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male foetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopoeia.
All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free.

PREPARATION OF FILTRATION SET AND BLOOD BAG

- Close clamp A, B, and C.
- Insert the spike into the blood bag transfusion port by using a twisting motion. Sterile connection of the tubing to the blood bag is preferred to permit a normal storage period. WARNING: If sterile docking is not used, the product must be used within the time frames established for "open" systems.
- Gently and thoroughly mix blood bag and hang on drip stand upside down.
- Hang up the system so that the leucoreduced RBC bag is positioned 70cm below the LCG4b filter.

TO PRIME FILTER

- Priming of the filter with red cells in additive solution may be done by gravity.
- Open clamp A and C.

FILTRATION

Allow red cells to flow by gravity into transfer bag until you see no more blood dripping in the drip chamber. Allow sufficient time for maximum recovery of RBC.

USE OF THE BY-PASS TUBING (To expel air from the transfer bag)

- Close clamp C.
 - Open clamp B.
 - Hold transfer bag in upright position and squeeze to expel air through the by-pass tubing, till the blood reaches the by-pass tubing.
 - To obtain maximum red cell recovery, open clamp C and allow air to drain the filter.
 - Seal off the segment tubing.
- For quality control the filtered red cells should be sampled from the side tubing (Pig Tail), not the filtration line, after mixing the filtered red cells thoroughly.

PRECAUTIONS FOR DISPOSABLE SET

- Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.

Instrucciones para el uso de LEUCOLAB LCG4b Filtro para la eliminación de Leucocitos en Hemafíes

ES

INDICACIONES

El Filtro MacoPharma Leucolab LCG4b de eliminación de leucocitos de alta eficacia es un filtro de laboratorio útil para la eliminación de leucocitos plaquetas y microagregados de una unidad simple de células rojas (aproximadamente, entre 450 y 500 ml de sangre), retirado de la nevera.
Ruta de fluido estéril esterilizada por radiación beta
Fluido ESTÉRIL y apirógeno

PRECAUCIONES

Seguir detenidamente las instrucciones.
Utilizar las técnicas asépticas habituales.
Para uso individual: no volver a esterilizar ni a usar.
Evite el contacto con objetos afilados.
No ventile.
No use 10 días después de abrir el embalaje
No utilizar en caso de embalaje dañado o si se pierden o mueven las protecciones.
Macopharma recomienda la filtración del concentrado de hemafíes dentro de los 10 días después de la extracción para una óptima leucorreducción
Riesgos asociados a una reutilización: riesgo séptico, pérdida de eficacia. Todo o parte del producto sanitario está hecho de PVC plastificado con DEHP. Según algunos estudios, el DEHP puede ser potencialmente dañino para el sistema reproductivo del feto varón. La decisión de utilizar el dispositivo en una embarazada o en período de lactancia la mujer, o en un niño chico, es responsabilidad del prescriptor.
Sin embargo, el DEHP del PVC plastificado cumple con la Farmacopea Europea.
Todos los procesos de fabricación y todos los componentes en contacto con los donantes, los usuarios y los componentes sanguíneos destinados a los pacientes están libres de látex.

PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE FILTRACIÓN Y LA BOLSA DE SANGRE

- Cerrar los Clamps A, B, y C.
- Insertar el punzón en el puerto de transfusión de la bolsa de sangre mediante un movimiento rotatorio.
- Es preferible una conexión estéril del tubo a la bolsa de sangre para permitir un periodo de almacenamiento normal. ATENCION: Si no se utiliza una conexión estéril, el producto deberá ser utilizado dentro del plazo establecido para sistemas abiertos.
- Homogeneizar la sangre de la bolsa intensamente y suavemente y colgarla en un soporte con la cámara de goteo invertida.
- Colgar el sistema de manera que la bolsa de recogida de CGR desleucocitado se coloque a 70cm por debajo del filtro LCG4b .

PARA CEBAR EL FILTRO

- El cebado del filtro se realiza por gravedad.
- Abrir los Clamps A y C.

FILTRACIÓN

Permita que los hemafíes huyan por gravedad hasta la bolsa de transferencia hasta que ya no vea gotear la sangre en la cámara de goteo. Deje suficiente tiempo para una máxima recuperación de hemafíes.

UTILIZACIÓN DE L TUBO DE BY-PASS (Para expulsar el aire de la bolsa de transferencia)

- Cerrar el Clamp C.
 - Abrir el Clamp B.
 - Mantenga la bolsa de transferencia en posición vertical y presione para expulsar el aire a través del tubo de by-pass, hasta que la sangre llegue al tubo.
 - Para obtener una máxima recuperación de células rojas, abrir el clamp C y deje que el aire drene el filtro.
 - Selle el segmento del tubo.
- Para el control de calidad tras mezclar cuidadosamente los hemafíes filtrados , la muestra de células rojas deberá obtenerse del tubo lateral, no de la línea de filtración.

PRECAUCIONES PARA EL DESECHO DE LAS BOLSAS

El desecho de las bolsas debe efectuarse según las normas aplicables para los desechos biológicos potencialmente contaminantes.

Инструкция по применению фильтра для лейкоредукции LEUKOLAB LCG4b для эритроцитов

RU

ПОКАЗАНИЯ

Высокоэффективный фильтр для удаления лейкоцитов MacoPharma LeucoLab LCG4b представляет собой фильтр, предназначенный для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной единицы эритроцитов (приготовленной из приблизительно 450-500 мл крови), извлеченной из холодильника.
Стерильные магистрали, стерилизованные бета-излучением
СТЕРИЛЬНЫЕ и апиrogenно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Тщательно следуйте инструкциям.
Следуйте стандартным асептическим методам.
Для одноразового использования: не стерилизуйте повторно и не используйте повторно.
Избегать контакта с острыми предметами.
Не вентилируйте.
Не используйте через 10 дней после вскрытия упаковки.
Не используйте, если упаковка повреждена или концевые защитные устройства ослаблены или смещены. Масорpharma рекомендует фильтровать концентрат эритроцитов в течение 10 дней после сбора для оптимальной лейкоредукции.
Риски, связанные с повторным использованием: септический риск, потеря эффективности.
Все или часть этого медицинского устройства изготовлены из ПВХ, пластифицированного DEHP. Согласно некоторым исследованиям, DEHP потенциально может быть вредным для репродуктивной системы мужских плодов. Назначающий лечение несет исключительную ответственность за выбор использования этого устройства на женщинах, которые либо беременны или кормят грудью, либо на младенцах мужского пола. Тем не менее, DEHP-пластифицированный ПВХ соответствует Европейской Фармакопее.
Все производственные процессы и все компоненты, контактирующие с донорами, пользователями и компонентами крови, предназначенными для пациентов, не содержат латекса.

ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРАЦИОННОГО КОМПЛЕКТА И КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КРОВИ

- Закройте зажимы A, B и C.
- Вставьте шип в отверстие для переливания пакета с кровью, используя вращательное движение. Стерильное соединение трубки с пакетом для крови является предпочтительным для обеспечения нормального периода хранения.
- ВНИМАНИЕ: Если стерильная стыковка не используется, продукт должен использоваться в сроки, установленные для «открытых» систем.
- Аккуратно и тщательно перемешайте пакет с кровью и повесьте на капельницу дном вверх.
- Повесьте систему так, чтобы лейкоредуцированный мешок RBC был расположен на 70 см ниже фильтра LCG4b.

ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРА

- Заполнение фильтра эритроцитами в аддитивном растворе может быть выполнено самотеком.
- Откройте зажим A и C.

ФИЛЬТРАЦИЯ

- Позвольте эритроцитам течь под действием силы тяжести в переносной мешок, пока не увидите, что в капельнице больше не капает кровь. Оставьте достаточно времени для максимального восстановления эритроцитов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБВОДНОЙ МАГИСТРАЛИ (Для удаления воздуха из трансферного контейнера)

- Закройте зажим C.
- Откройте зажим B.
- Держите трансферный контейнер в вертикальном положении и сожмите, чтобы вытеснить воздух через обходную магистраль, пока кровь не достигнет обходной магистрали.
- Для максимального извлечения эритроцитов откройте зажим C и дайте эритроцитам стечь с фильтра.
- Запаяйте сегмент магистрали.
- Для контроля качества лейкоредуцированного концентрата эритроцитов образцы должны отбираться из боковой трубки для отбора проб, а не из основной трубки устройства. Тщательно перемешайте лейкоредуцированный концентрат.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

- Утилизация пакетов должна осуществляться в соответствии с правилами, применимыми к потенциально зараженным биологическим отходам.

Instruções de utilização do LEUKOLAB LCG4b Filtro de redução de leucócitos para glóbulos vermelhos

PT

INDICAÇÕES

O Filtro LCG4 de Alta Eficiência em Deleucotização da MacoPharma é um filtro de laboratório para remoção de leucócitos, plaquetas e micro agregados de uma unidade de hemácias (aproximadamente 450 a 500 ml de sangue), retirado do frigorífico.
- Esterilizada por emissão de elétrons (Irradiação Beta).
- Fluido estéril e apirogenico.

PRECAUÇÕES

- Seguir as instruções com atenção.
- Seguir normas habituais de assepsia.
- Para uso único: Não reesterilizar ou reutilizar.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou as proteções das extremidades estiverem soltas ou deslocadas.
- A MacopPharma recomenda-que o sangue utilizado esteja bem homogeneizado e tenha menos de 10 dias de coleta para otimização da leucoredução.
- Riscos relacionados ao reuso: Contaminação bacteriana e perda de eficácia.
- Todo ou parte deste dispositivo medico é feito de PVC plastificado com DEHP. De acordo com alguns estudos. DEHP pode ser potencialmente prejudicial para o sistema reprodutivo de fetos masculinos. O prescriptor é único responsável pela escolha do uso este conjunto em mulheres que estejam grávidas ou em fase de aleitação, ou em jovem crianças masculinas. Não obstante, PVC com plastificante DEHP está de acordo com as regulamentações da Farmacopeia Europeia.
- Todos os processos de fabricação e todos os componentes em contato com os doadores, os usuários e os componentes sanguíneos dedicados aos pacientes não contêm látex.

PREPARO DO FILTRO E DA BOLSA DE SANGUE

- Fechar os grampos A, B e C.
- Conectar o perfurador na entrada de transfusão da bolsa de sangue executando um movimento de rotação. Uma conexão estéril do tubo para a bolsa de sangue seria preferível para proporcionar o período normal de estocagem.
- AVISO: Se não for usada uma conexão estéril, o produto deve ser usado dentro dos intervalos de tempo estabelecidos para sistemas "abertos".
- Homogeneizar a bolsa de sangue de maneira suave e pendurar no suporte de cabeça para baixo.
- Pendurar o Sistema de maneira a que a bolsa de Concentrado de Hemácias Leucoreduzido fique posicionado 70cm abaixo do filtro LCG4b.

ESCORVA DO FILTRO

- A escorva do filtro com hemácias pode ser feito por gravidade.
- Abrir os grampos A e C.

FILTRAÇÃO

Aguarde que as hemácias fluam por gravidade dentro da bolsa de transferência até que não se observe mais gotejamento de sangue na câmara de gotejamento. Aguarde o tempo suficiente para uma máxima recuperação de Concentrado de Hemácias.

USO DO TUBO BY-PASS

- (Para extrair o ar da bolsa de transferência)
- Fechar o grampo C.
 - Abrir o grampo B.
 - Mantner a bolsa de transferência em posição vertical abra-a para eliminar o ar pelo tubo de by-pass até que o sangue chegue ao tubo de by-pass.
 - Para obter o máximo de recuperação de hemácias, abrir o grampo C e permita que o ar drene o filtro.
 - Sele o tubo de segmentos.
- Para controle de qualidade as amostras de hemácias filtradas devem ser tomadas do tubo lateral (rabo de porco). Não da linha de filtração, após homogeneização das hemácias filtradas.

PRECAUÇÕES PARA DESCARTE

O descarte de bolsas deve ser efetuado de acordo com regulamentos aplicáveis a residuo biológico potencialmente infectado.



Read the instructions for use
Ler las instrucciones de uso
Обратитесь к инструкции.
Leia as instruções de uso



Sterile fluid path, sterilized by beta radiation
Conducto de fluido estéril, esterilizado por radiación beta
Стерилизовано бета-излучением
Via de fluido estéril, esterilizado por radiação beta



For single use only
Válido para un solo uso
Ne использовать повторно
Apenas para uso único

0°C



35°C
Storage temperature
Temperatura de almacenamiento
Температура хранения
Temperatura de armazenamento



Avoid excess humidity
Mantener en lugar seco
Избегать повышенной влажности
Evitar excesso de humidade



Store away from sunlight
No exponer a la luz solar
Избегать попадания солнечных лучей
Armazenar longe da luz solar



Code No.
Codigo
Код продукта



Lot No.
Número de lote
Номер партии
Não Batch



Non-pyrogenic fluid path
No pirógeno camino líquido
Апирогенные магистрали
Caminho do fluido não pirógeno



Do not use if the bag presents any visible sign of deterioration
No utilizar si el producto presenta signos evidentes de alteración
Не использовать при видимых признаках порчи
Não utilizar se o saco apresentar algum sinal visível de deterioração



Do not use 10 days after opening the packing
No utilizar el producto transcurridos 10 días desde la apertura del envase protector
Не использовать через 10 дней после вскрытия
Não utilizar 10 dias após a abertura da embalagem



Do not vent
No ventilar el
Не вентилировать
Não ventilar



Presence of Phthalates
Presença de ftalatos
Содержит фталаты
Presença de ftalatos

CE0459

NOTLCG4b 2017-04-10

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

macopharma
DESIGNED FOR LIFE



Maco Pharma - Rue Lorthiois
59420 MOUVAUX- FRANCE

Notice d'utilisation du LEUCOLAB LCG2b / LCG4

Filtre à déleucocyter pour Concentré de Globules Rouges

et système de répartition pédiatrique

FR

INDICATIONS

Le filtre Leucolab LCG2b / LCG4 de MacoPharma est un filtre de laboratoire conçu pour éliminer les micro-aggrégats et les leucocytes d'un concentré érythrocytaire (préparé à partir de 450mL à 500mL environ de Sang Total).

La filtration doit se faire soit entre 1°C et 6°C soit à température ambiante (20°C-24°C).

Produit stérile et apyrogène.

Risques associés à une ré-utilisation: risque septique, perte en efficacité.

Tout ou partie du dispositif médical est réalisé en PVC plastifié avec du DEHP. Selon certaines études, le DEHP serait potentiellement nocif pour le système reproductif d'un fœtus de sexe masculin. Le choix de l'utilisation du dispositif chez une femme enceinte ou allaitante, ou chez un garçon en bas âge, est sous la responsabilité du prescripteur. Néanmoins, le PVC plastifié au DEHP est conforme à la Pharmacopée Européenne.

Tous les procédés de fabrication et composants en contact avec les donneurs, les utilisateurs et les composants sanguins destinés aux patients ne contiennent pas de latex.

PRECAUTIONS

Suivre attentivement les instructions.

Suivre les techniques aseptiques normales.

Prévu pour une utilisation unique, ne pas re-stériliser, ne pas ré-utiliser.

Ne pas utiliser en cas de défaut d'intégrité du suremballage ou si le produit présente des signes visibles d'altération.

Ne pas utiliser en cas d'absence des protecteurs de stérilité ou des embouts de connexion.

Pour une filtration et une conservation optimales des globules rouges déleucocytés, il est recommandé d'utiliser des CGR (Concentrés de Globules Rouges) de moins de 4 jours avec le LCG2b et 15 jours avec le LCG4.

PREPARATION DU KIT DE FILTRATION ET DE LA POCHE DE SANG

- . Fermer les clamps A, B et C.
- . Connecter le perforateur dans la poche de CGR en perforant le port de sortie par un mouvement rotatif.
- Pour une durée de conservation normale de l'unité de CGR, il convient de faire une connexion stérile de la tubulure à l'unité de CGR.
- ATTENTION : En cas de connexion par perforateur, le produit doit être utilisé dans les limites établies pour les systèmes ouverts.
- . Bien homogénéiser la poche de CGR.
- . Suspendre le système de façon à ce que la poche de recueil de CGR déleucocyté soit positionnée à 60cm sous le filtre LCG2b/LCG4.

AMORCAGE DU FILTRE

- . L'amorçage du filtre par le CGR dans une solution additive s'effectue par gravité.
- . Ouvrir les clamps A et C.

Note : Pour filtrer des unités ayant un taux d'hématocrite élevée, on peut presser sur la poche de CGR jusqu'à ce que le filtre soit amorcé.

FILTRATION

Laisser couler le concentré globulaire dans la poche de recueil par gravité jusqu'à ce que le flux soit arrêté dans la chambre compte-gouttes. Laisser suffisamment de temps pour obtenir un taux de récupération de globules rouges maximal.

UTILISATION DE LA TUBULURE DE DERIVATION (Bypass-tubing)

(pour expulser l'air de la poche de recueil et optimiser la récupération de globules rouges)

- . Fermer le clamp C.
- . Ouvrir le clamp B.
- . Tenir la poche de recueil verticale, à l'endroit. La presser pour en expulser l'air par la tubulure de dérivation jusqu'à ce que les globules rouges atteignent la ligne de dérivation.
- . Pour obtenir une récupération des globules rouges optimale, ouvrir le clamp C et laisser l'air vider le filtre.
- . Souder et séparer la tubulure d'arrivée.

Pour le contrôle qualité du concentré globulaire déleucocyté, les échantillons doivent être pris de la tubulure latérale d'échantillonnage et non de la tubulure principale du système. Bien mélanger le concentré déleucocyté.

REPARTITION PEDIATRIQUE :

- . Suspendre la poche de transfert à l'envers de façon à laisser pendre les poches de répartition pédiatrique.
- . Casser l'ouvre-circuit pour permettre au concentré globulaire de s'écouler dans les poches de répartition pédiatrique.

Note: La poche de transfert peut aussi être utilisée comme poche de répartition pédiatrique.

PRECAUTIONS POUR LA MISE EN REBUT

La mise au rebut des poches doit être effectuée selon les règles applicables pour les déchets biologiques potentiellement contaminés.

«emthx = € ꝥo ch a e e 0 [9 / h [! . [/ Dnб к [/ Dп

.. c . ° . ° th ; ; m _ j ° o ° °

RU

ПОКАЗАНИЯ

Высокоэффективный фильтр для удаления лейкоцитов MacoPharma LeucoLab LCG2b / LCG4 - это фильтр, предназначенный для удаления лейкоцитов и микроагрегатов из одной единицы эритроцитов (приготовленных из приблизительно 450-500 мл крови), при от 1 до 6 ° C или при комнатной температуре (20-24 ° C).

Стерилизован электронным пучком (бета-облучение).

СТЕРИЛЬНУЮ и апиrogenно.

Риски, связанные с повторным использованием: септический риск, потеря эффективности.

Все или часть этого медицинского устройства изготовлены из ПВХ, пластифицированного DEHP. Согласно некоторым исследованиям, DEHP потенциально может быть вредным для репродуктивной системы мужских плодов. Назначающий лечение несет единоличную ответственность за выбор использования этого устройства на женщинах, которые находятся в период до беременности или кормления грудью, или на младенцах мужского пола. Тем не менее, DEHP-пластифицированный ПВХ соответствует Европейской Фармакопее.

Все производственные процессы и все компоненты, контактирующие с донорами, пользователями и компонентами крови, предназначенными для пациентов, не содержат латекса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Тщательно следуйте инструкциям.

Используйте стандартные асептические методы.

Для индивидуального использования: не стерилизуйте повторно и не используйте.

Не используйте, если упаковка повреждена или защитные устройства ослаблены или смещены.

Для лучшей фильтрации и лучшего хранения отфильтрованных эритроцитов рекомендуется, чтобы используемая кровь тщательно перемешивалась и имела возраст менее 4 дней при использовании LCG2b и менее 15 дней при использовании LCG4.

ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРАЦИОННОГО КОМПЛЕКТА И КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КРОВИ:

- . Закрыть зажим A, B и C
- . Вставьте шип в порт для переливания крови, используя вращательное движение.
- Стерильное соединение трубки с пакетом для крови является предпочтительным для обеспечения нормального периода хранения. ВНИМАНИЕ: Если стерильная стыковка не используется, продукт должен использоваться в сроки, установленные для «открытых» систем.
- . Аккуратно и тщательно перемешайте пакет с кровью и повесьте на капельницу дном вверх
- . Повесьте систему так, чтобы контейнер для лейкоредуцированных RBC был расположен на 60 см ниже фильтра LCG2b / LCG4.

ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРА

- . Заполнение фильтра эритроцитами в аддитивном растворе может быть выполнено самотеком.
- . Откройте зажим A и C.

Примечание. Для доз с высоким гематокритом можно сжать пакет с кровью, чтобы заполнить фильтр. Продолжайте сжимать мешок для крови только до тех пор, пока фильтр не будет заполнен.

ФИЛЬТРАЦИЯ

Дайте эритроцитам течь под действием силы тяжести в трансферный контейнер, пока не увидите, что в капельнице больше не капает кровь (предварительный фильтр). Оставьте достаточно времени для максимального восстановления эритроцитов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБВОДНОЙ МАГИСТРАЛИ
(Для удаления воздуха из трансферного контейнера)

- . Закрыть зажим C.
- . Откройте зажим B.
- . Держите трансферный контейнер в вертикальном положении и сожмите, чтобы вытеснить воздух через обходную магистраль, пока кровь не достигнет обходной магистрали.
- . Для максимального извлечения эритроцитов откройте зажим C и дайте эритроцитам стечь с фильтра.
- . Запаяйте сегмент магистрали.
- . Для контроля качества лейкоредуцированного концентрата эритроцитов образцы должны отбираться из боковой трубки для отбора проб, а не из основной трубки устройства. Тщательно перемешайте лейкоредуцированный концентрат.

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ:

- . Повесьте трансферный контейнер вверх дном, чтобы свободно подвешивать педиатрические контейнеры.
- . Сломайте канюлю, чтобы кровь могла попасть в педиатрические контейнеры.

Примечание. Оригинальный трансферный контейнер может использоваться в качестве 5-го контейнера Pedi.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

Утилизация пакетов должна осуществляться в соответствии с правилами, применимыми к потенциально зараженным биологическим отходам.

Instruction for use of the LEUCOLAB

pediatric LCG2b / LCG4

Leucocyte removal filter for Red Cells

ENG

INDICATIONS

The MacoPharma LeucoLab LCG2b / LCG4 High Efficiency Leucocyte Removal Filter is a laboratory filter intended for the removal of leucocytes, and micro-aggregates from a single unit of red cells (prepared from approximately 450 to 500 mL of blood), at either 1 to 6 °C or at room temperature (20-24°C).

Sterilized by electron beam (Beta-irradiation).

STERILE and non-pyrogenic fluid pathway.

Risks linked to the reuse: septic risk, loss of efficacy.

All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male fetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopoeia.

All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free.

PRECAUTIONS

Follow instructions carefully.

Follow normal aseptic techniques.

For single use: do not re-sterilise or re-use.

Do not use if packaging is damaged or end protectors are loose or displaced.

For a better filtration and a better storage of filtered red cells, it is recommended that the blood used is mixed thoroughly and is less than 4 days old when using LCG2b and less than 15 days old when using LCG4.

PREPARATION OF FILTRATION SET AND BLOOD BAG :

- . Close clamp A, B, and C.
- . Insert the spike into the blood bag transfusion port by using a twisting motion.

Sterile connection of the tubing to the blood bag is preferred to permit a normal storage period. WARNING: If sterile docking is not used, the product must be used within the time frames established for "open" systems.

- . Gently and thoroughly mix blood bag and hang on drip stand upside down.
- . Hang up the system so that the leucoreduced RBC bag is positioned 60cm below the LCG2b/LCG4 filter.

TO PRIME FILTER :

- . Priming of the filter with red cells in additive solution may be done by gravity.
- . Open clamp A and C.

Note: For high hematocrit units you may squeeze the blood bag to prime the filter. Continue squeezing the blood bag only until the filter is primed.

FILTRATION :

Allow red cells to flow by gravity into transfer bag until you see no more blood dripping in the drip chamber (Pre-filter). Allow sufficient time for maximum recovery of RBC.

USE OF THE BY-PASS TUBING :
(To expel air from the transfer bag)

- . Close clamp C.
- . Open clamp B.
- . Hold transfer bag in upright position and squeeze to expel air through the by-pass tubing, till the blood reaches the by-pass tubing.
- . To obtain maximum red cell recovery, open clamp C and allow air to drain the filter.
- . Seal off the segment tubing.
- . For quality control of leucoreduced Red Cell Concentrate, samples must be collected from the lateral sampling tubing and not from the main tubing of the device.

Mix the leucoreduced concentrate thoroughly.

PEDIATRIC SEPARATION :


- . Hang the transfer bag upside down to suspend the pediatric bags freely beneath.
- . Break the break-away canula to allow the blood to flow to the pediatric bags.

Note : The original transfer bag may be used as a 5th Pedi bag.

PRECAUTIONS FOR DISPOSABLE SET

Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.

KPV LCG2b / LCG4



Lire les instructions d'utilisation
Обратиться к инструкции
Read the instructions for use

Sterilisation par irradiation
Стерилизовано бета-излучением
Sterilized by Beta irradiation

Utilisation à usage unique
Не использовать повторно
For single use only

35°C
Température de stockage
Температура хранения
Storage temperature

10 Days
Ne pas utiliser 10 jours après ouverture de l'emballage.
Do not use 10 days after opening the packing.
Не использовать через 10 дней после вскрытия

Stockier à l'abri de l'humidité
Избегать высокой влажности
Avoid excess humidity

Stockier à l'abri de la lumière
Избегать солнечных лучей
Store away from bright light

REFERENCE produit
Код продукта
Code No.
Numéro de lot
Номер партии
Lot No.

Date d'expiration
Срок годности
Expiry date

Présence de Phthalates
Содержит фталаты
Presence of Phthalates

Apyrogène
Апиrogenно
Non-pyrogenic

Présence d'un chemin de fluide
Обозначение магистрали
Presence of a fluidpath way

MACOPHARMA LEUCOLAB KDV LCG2b / LCG4

ITALIANO

Il filtro Maco Pharma Leucolab LCG2b / LCG4 ad alta efficienza per la rimozione dei leucociti, è un filtro da laboratorio per rimuovere leucociti, piastrini e microaggregati da una singola unità di globuli rossi o di sangue intero a 4°C o a temperatura ambiente (20-24°C).

Il set sopra descritto ha la capacità di lavare i globuli rossi leucodepleti, se richiesti.

Usare le usuali tecniche asettiche
Percorso dei fluidi, STERILE ed apirogeno.

PRECAUZIONI

Monouso, non sterilizzare o riutilizzare

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o se i cappucci di protezione sono fuori posto

Per una migliore filtrazione ed una migliore conservazione dei globuli rossi o del sangue intero filtrato, è preferibile che il sangue filtrato con il filtro LCG2b non sia più vecchio di 4 giorni e di 15 giorni per il sangue filtrato con il filtro LCG4. Il PVC è conforme alla Farmacopea Europea. Il plastificante è DEHP. I prodotti biologici conservati e/o transiti in questi dispositivi potrebbero contenere ftalati.

Rischi legati al riutilizzo : rischio di sepsi, perdita di efficacia

ISTRUZIONI D'USO

PREPARAZIONE DEL SET DI FILTRAZIONE E DELLA SACCA SANGUE

- Chiudere tutte le clamp
- Inserire il perforatore 1 nel port di trasfusione della sacca sangue con movimento rotatorio. E' altresì possibile effettuare una connessione sterile del tubo alla sacca sangue
- Miscelare delicatamente e completamente il sangue ed appendere allo stativo la sacca in posizione capovolta.
- Appendere la sacca in modo che i tubi fra la sacca sangue e la sacca transfer rimangano in posizione verticale, la sacca del supernatante può essere posizionata su di un ripiano sottostante.

RIEMPIMENTO DEL FILTRO

- Si può riempire il filtro per gravità con globuli rossi in soluzione additiva o sangue intero.
 - Aprire la clamp A e la B
- N.B. Per le unità ad elevato ematocrito, spremere la sacca sangue per riempire il filtro. Continuare a spremere fino al totale riempimento del filtro.

FILTRAZIONE

- Per gravità lasciar defluire i globuli rossi o il sangue intero nella sacca transfer fino al completo svuotamento della sacca sangue.

USO DEL TUBO DI BY-PASS (Per espellere aria dalla sacca transfer)

- Chiudere la B.
- Aprire la clamp C e assicurarsi che la clamp D sia chiusa
- Mantenere la sacca transfer bag in posizione capovolta e spremere per espellere l'aria attraverso il tubo di by-pass.
- Per ottenere il massimo recupero di globuli rossi, aprire la B e lasciare che l'aria svuoti il filtro.

AGGIUNTA DI NaCl AI GLOBULI ROSSI LEUCODEPLETI:

- Chiudere la clamp C e assicurarsi che la clamp D sia chiusa
- Inserire il perforatore 2 con movimento rotatorio, nel port della sacca di NaCl.
- Appendere la sacca di NaCl allo stativo in posizione capovolta.
- Aprire la clamp D, assicurarsi che la clamp C sia chiusa.
- Trasferire la quantità desiderata di NaCl nella sacca transfer, mentre si lava il sangue rimanente nel tubo di by-pass (per recuperare più sangue).
- Saldare il tubo al di sopra della sacca transfer.

LAVAGGIO DEI GLOBULI ROSSI LEUCODEPLETI

- Lavare usando il vostro metodo standard, il supernatante può essere trasferito nella sacca apposita rompendo la valvola a prerottura, facendo passare il supernatante e saldando il tubo.
- Assicurarsi che il supernatante venga trattato in accordo alle normative sui rifiuti biologici esistenti nel vostro paese.

PRECAUZIONI DI SMALTIMENTO

Lo smaltimento delle sacche deve essere effettuato secondo le norme applicabili ai prodotti biologici potenzialmente contaminati.

ENGLISH

The Maco Pharma LeucoLab LCG2b / LCG4 High Efficiency Leucocyte Removal Filter is a laboratory filter intended for the removal of leucocytes, platelets, and microaggregates from a single unit of red cells or whole blood, at either 4°C or at room temperature (20-24°C).

The above set has the capability of washing the leucodepleted red cells, if required.

Sterilised by Beta-irradiation.
Follow normal aseptic techniques.
STERILE and non-pyrogenic fluid pathway.

PRECAUTIONS

Follow instructions carefully.

For single use; do not re-sterilise or re-use.

Do not use if packaging is damaged or end protectors are loose or displaced.

For a better filtration and a better storage of filtered red cells or whole blood, it is recommended that the blood filtered with LCG2b is not older than 4 days and 15 days with LCG4.

The PVC complies with the European Pharmacopoeia. The plasticizer is DEHP. The biological products stored and/or circulating in these devices could contain phthalates.

Risks linked to the reuse: septic risk, loss of efficacy.

INSTRUCTION FOR USE

PREPARATION OF FILTRATION SET AND BLOOD BAG

- Close all the clamps.
- Insert spike 1 into the blood bag transfusion port by using a twisting motion. Sterile connection of the tubing to the blood bag is also possible.
- Gently and thoroughly mix blood bag and hang on drip stand upside down.
- Hang the bag up so that the tubings are vertical between the blood bag and the transfer bag, the supernatant bag may be rested on a shelf below.

TO PRIME FILTER

- Priming of the filter with red cells in additive solution or whole blood may be done by gravity.
- Open clamp A and clamp B

N.B. For high hematocrit units squeeze blood bag and to prime the filter. Continue squeezing blood bag until filter is primed.

FILTRATION

- Allow red cells or whole blood to flow by gravity into transfer bag until blood bag has completely drained.

USE OF THE BY-PASS TUBING (To expel air from the transfer bag)

- Close roller clamp B.
- Open clamp C, make sure that clamp D is closed.
- Hold transfer bag in upright position and squeeze to expel air through the by-pass tubing.
- To obtain maximum red cell recovery, open clamp B and allow air to drain the filter.

ADDING NaCl TO THE LEUCODEPLETED RED CELLS:

- Close clamp C, make sure that clamp D is closed.
- Insert spike 2 into the NaCl bag port by using a twisting motion.
- Hang the NaCl bag on a drip stand upside down.
- Open clamp D, make sure that clamp C is closed.
- Transfer the quantity of NaCl you need to the transfer bag, whilst flushing the blood remaining in the by-pass tubing (thus saving more blood).
- Seal off the tubing above the transfer bag.

WASHING THE LEUCODEPLETED RED CELLS:

- Wash using your standard methods, the supernatant may be separated into the supernatant bag attached by breaking the break-away cannula, and expressing the supernatant to the supernatant bag, and sealing it off.
- Make sure that the supernatant is taken care of according to the regulations and laws applicable in your country, for biological waste.

PRECAUTIONS FOR DISPOSABLE SET

Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Εργαστηριακό Φίλτρο LeucoLab LCG2b / LCG4 της εταιρείας MacoPharma, είναι ιδανικό για την απομάκρυνση λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων και μικροσυνθροαίσεων από μία μονάδα ερυθρών αιμοσφαιρίων, είτε σε θερμοκρασία 4°C ή σε θερμοκρασία δωματίου (20-24°C).

Το ως άνω σύστημα παρέχει τη δυνατότητα πλύσης των λευκαφαιρεμένων συμπυκνωμένων ερυθρών εφόσον αυτό απαιτείται.

Ακολουθείστε τη συνήθη άσχητη τεχνική.
Στείρα και Απυρετογόνος Δίοδος Υγρού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Προϊόν μιας χρήσεως. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση ή η εκ νέου αποστείρωση.
- Χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο μόνο εφόσον δεν υπάρχει ορατή αλλοίωση.
- Για αποτελεσματικότερη διήθηση και καλύτερη διατήρηση των συμπυκνωμένων και λευκαφαιρεμένων ερυθρών συνιστάται το αίμα να έχει ανακινηθεί σωστά και η διήθηση μέσω του φίλτρου να πραγματοποιείται στις πρώτες 15 ημέρες από τη συλλογή (LCG4).
- Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποία. Ο πλαστικοποιητής είναι το DEHP. Τα βιολογικά προϊόντα που συντηρούνται ή / και κυκλοφορούν διαμέσω αυτών των συσκευών μπορεί να περιέχουν φθαλάκα.
- Κίνδυνος από την επαναχρησιμοποίηση: Σηπτικός κίνδυνος, Απώλεια λειτουργικότητας.

ΟΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

- Κλείστε όλους τους διακόπτες ροής.
- Εισάγετε τον κώνο διάτρησης 1 (Spike 1) με περιστροφική κίνηση στην έξοδο του ασκού αίματος. Στείρα τεχνική σύνδεσης (sterile docking) των σωλήνων του συστήματος και του ασκού αίματος είναι εφικτή.
- Απλά και προσεκτικά αναδεύσατε τον ασκό αίματος και κρεμάστε τον σε στατό.
- Κρεμάτε έτσι τον ασκό ώστε οι σωλήνες μεταξύ του ασκού αίματος και του ασκού συλλογής του διηθήματος να είναι σε κάθετη θέση. Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ασκό αποβλήτων σε ένα ράφι.

ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Η προπλήρωση του φίλτρου με Σ.Ε. σε προσθετικό διάλυμα μπορεί να επιταχυνθεί με τη βαρύτητα (δίνος την πίεση του ασκού).
- Ανοίξτε τον διακόπτη ροής A (Clamp A) και τον κυλούμενο διακόπτη ροής B (Clamp B).
- Σημείωση: Για μονάδες με υψηλό αιματοκρίτη πιέστε ελαφρά τον ασκό του αίματος για να προπληρώσετε το φίλτρο. Συνεχίστε να πιέζετε ελαφρά μέχρι το φίλτρο να προπληρωθεί με αίμα.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Επιτρέψατε τη ροή των συμπυκνωμένων ερυθρών στον ασκό συλλογής του διηθήματος (Transfer Bag) μέχρι ο ασκός αίματος να αδειάσει τελείως.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Για την έξοδο του αέρα από τον ασκό συλλογής του διηθήματος):

- Κλείστε τον κυλούμενο διακόπτη ροής B (Clamp B).
- Ανοίξτε το διακόπτη ροής Γ (Clamp C) και επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης ροής Δ (Clamp D) είναι κλειστός.
- Κρατείστε τον ασκό συλλογής του διηθήματος (Transfer Bag) σε όρθια θέση και πιέστε ώστε ο αέρας να διέλθει μέσω της γραμμής by-pass.
- Για να επιτύχετε τη μέγιστη ανάκτηση ερυθροκυττάρων, ανοίξτε τον κυλούμενο διακόπτη ροής B (Clamp B) και επιτρέψατε στον αέρα να αδειάσει το φίλτρο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ NaCl ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

- Κλείστε το διακόπτη ροής Γ (Clamp C) και επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης ροής Δ (Clamp D) είναι κλειστός.
- Εισάγετε τον κώνο διάτρησης 2 (Spike 2) με περιστροφική κίνηση στην έξοδο του ασκού που περιέχει το NaCl.
- Κρεμάστε τον ασκό που περιέχει το NaCl σε στατό, ανεστραμμένο.
- Ανοίξτε το διακόπτη ροής Δ (Clamp D) και επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης ροής Γ (Clamp C) είναι κλειστός.
- Μεταφέρατε την επιθυμητή ποσότητα NaCl στον ασκό μεταφοράς (Transfer Bag). Αποκόψατε δια συγκόλλησης πάνω από τον ασκό μεταφοράς.

ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

- Πλύνετε χρησιμοποιώντας τις συνήθεις μεθόδους. Το υπαρκείμενο μεταφέρεται στον ασκό αποβλήτων (Supernatant Bag) μέσω της ασφαλιστικής βαλβίδας αφού την σπάσουμε. Στην συνέχεια αποκόψατε δια συγκόλλησης τον ασκό αποβλήτων (Supernatant Bag).
- Χαριστείτε το απόλυμα που φέρει ο ασκός αποβλήτων σύμφωνα με την εγχώρια ισχύουσα νομοθεσία, ως βιολογικό απόβλητο. Διανέμεται αποκλειστικά από: ΦΑΜΑΚΟ ΕΠΕ, Α. Ριανκούρ 64, 115 23 Αθήνα

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψατε σύμφωνα με τις εγχώριες οδηγίες θεωρώντας ότι απορρίπτεται επικίνδυνα βιολογικά προϊόντα.

РУССКИЙ

ПОКАЗАНИЯ

Высокоэффективный фильтр для удаления лейкоцитов MacoPharma LeucoLab LCG2b/LCG4 представляет собой лабораторный фильтр, предназначенный для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной порции эритроцитов или цельной крови как при комнатной (20-24oC) температуре, так и при 4oC.

Данную систему можно применять для отмывки эритроцитов.

Стерилизовано электронным пучком (бета-излучение).

Соблюдать нормы асептики.

Стерильные и непиrogenные магистрали для жидкостей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Тщательно соблюдать инструкцию.

Для одноразового пользования; не стерилизовать и не использовать повторно. Не использовать в случае повреждения упаковки, потери или смещения защитных колпачков.

Во избежание снижения эффективности фильтрации и степени сохранности продукта не рекомендуется фильтровать цельную кровь (эритроциты), хранящуюся более 4 суток на фильтрах LCG2b и более 15 суток на фильтрах LCG4.

- Поливинилхлорид соответствует Европейской Фармакопее. Пластификатор – диэтилфталат. Биологические продукты, хранящиеся и / или присутствующие в этих устройствах могут содержать фталаты.

Риски, связанные с повторным использованием: риск сепсиса, потеря эффективности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КРОВИ

- Закреть все зажимы.
- Вращательным движением вставить иглу 1 в порт для переливания контейнера с кровью. Систему с контейнером можно соединить также и с помощью аппарата для стерильного соединения.
- Аккуратно и тщательно перемешать кровь в контейнере и подвесить на штатив для капельницы подсоединенным портом вниз.
- Расположить систему так, чтобы магистраль между контейнером с кровью и контейнером для хранения была вытянута во вертикали.

ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРА

- Заполнение фильтра эритроцитами (с аддитивным раствором) или цельной кровью происходит под действием силы тяжести.
- Открыть зажимы А и В.
- Примечание: для заполнения фильтра кровью с высоким гематокритом допускается во время заполнения сжимать контейнер с кровью.

ФИЛЬТРАЦИЯ

Позволить продукту под действием силы тяжести перетечь в контейнер для хранения. Дождаться опорожнения контейнера с исходным продуктом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБХОДНОЙ МАГИСТРАЛИ (выдавливание воздуха в контейнер из под исходного продукта)

- Закреть зажим В.
- Открыть зажим С, проверить, что зажим D закрыт.
- Держать контейнер для хранения в вертикальном положении и сжимать его, выдавливая воздух через обходную магистраль.
- Для получения максимального выхода эритроцитов открыть зажим В и позволить воздуху опустошить фильтр.

ДОБАВЛЕНИЕ РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9% В ЭМОЛТ

- Закреть зажим С, убедиться, что зажим D тоже закрыт.
- Вращательным движением вставить иглу 2 в порт контейнера с физраствором.
- Подвесить контейнер с физраствором на стойке подсоединенным портом вниз.
- Открыть зажим D, убедившись, что зажим С закрыт.
- Перевести необходимый объем физраствора в контейнер с ЭМОЛТ.
- Запаять магистраль около контейнера для хранения.

ОТМЫВКА ЭМОЛТ


- Отмойте ЭМОЛТ, как принято в учреждении. Надосадочная жидкость может быть удалена в контейнер для надосадочной жидкости. Для этого сломайте канюлю, выдавите надосадочную жидкость в контейнер и запаяйте магистраль у контейнера с отмытыми эритроцитами.
- Утилизируйте контейнер с надосадочной жидкостью, как биологически опасный материал.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УТИЛИЗАЦИИ


Утилизация контейнера должна производиться согласно правилам, действующим в отношении потенциально загрязненных биологических отходов.

 Leggere le istruzioni d'uso Read the instructions for use Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης Вниманию! Следуйте инструкции	 Monouso (o rigorosamente monouso) For single use only Προϊόν μιας χρήσης Не использовать повторно	 35°C 0°C	 Conservare al riparo dall'umidità Avoid excess humidity Αποφύγετε την υπερβολική υγρασία Хранить в сухом месте	 Conservare al riparo dalla luce Store away from bright light Αποφύγετε σε σκοτεινό μέρος Не допускать попадания прямых	 REF	 LOT	 Codice prodotto Code No. Κωδικός Νοмер по каталогу	 Non utilizzare se sono presenti segni di alterazione Do not use if the bag presents any visible sign of deterioration Ελέγξτε την ακεραιότητα του ασκού πριν τη χρήση Не использовать при повреждении упаковки	 Apirogeno Non pyrogenic Ελευθερο Πυρετογόνων Апирогенно	 Presenza di ftalati Presence of Phthalates παρουσία φθαλκίων Присутствуют фталаты	 Data di scadenza Expiry date Ημερομηνία λήξεως Использовать до	 Do not utilize oltre 10 giorni dopo l'apertura del blister Do not use 10 days after opening the packing ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Не использовать после 10 дней с момента вскрытия упаковки.	 Fabbricante Manufacturer επισκευαστής Производитель	 Presenza di un percorso di fluido Presence of a fluid pathway Παρουσία ενός μονοπατιού ρευστού Имеется канал для жидкости
---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---


MacoPharma Thromboflex TXP Filter - TDV & TRV Systems



Config. 1



Config 2



INDICATIONS

- The MacoPharma Thromboflex TDV and TRV systems are intended for the leucocyte removal from platelet concentrate (PC) prepared from Buffy-Coat (BC).
- The integrated Oxy-PL storage bag is suitable for the storage of Leucoreduced Platelet Concentrate (LR PC) at $22 \pm 2^\circ\text{C}$ up to 5 or 7 days under constant agitation.

WARNING

- Bring to a temperature between $+15^\circ\text{C}$ and $+30^\circ\text{C}$ before use.
- Avoid contact with sharp objects.
- Inspect overwrap and pack.
- The sterility of the device is ensured unless the overwrap is not opened or damaged
- DO NOT USE if the overwrap and pack present any visible signs of deterioration
- Do not VENT
- Do not add any label on the storage bag
- Do not write on bags
- Use only over labels validated
- Processing must be performed by skilled technicians
- Closure piercing device used must comply with the regulation ISO1135-4
- Risks linked to the reuse : Septic risk and loss of efficacy

• All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP, except the storage container made of PVC-BTHC. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male fetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopeia.

- All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free.

PRECAUTIONS FOR DISPOSABLE SET

- Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.

INSTRUCTIONS

✓ Recommendations before filtration

Note: It is recommended to filter the PC within 24 hours from the whole blood collection.

- Select 4 up to 6 ABO compatible BCs

Note: BCs should rest 2 hours before pooling

- Peel open the transparent overwrap using the corner flap.

- Close all clamps on the system.

Note: All tubing connection should be performed using a sterile docking device.

✓ Pooling

- Connect the BCs to the TDV/TRV system using train / cascade or octopus method and connect the appropriate volume of Platelet Additive Solution (PAS) or Plasma (PLS).
- Check the integrity of the seals.
- Pool the BCs together and wash the empty BC bags with PAS/PLS.
- Seal and disconnect the Pooled-BC.

✓ Centrifugation

- Pack the Pooled-BC with the TDV/TRV system according to MacoPharma packing instructions.
- Centrifuge the Pooled-BC under conditions validated for a separation of Pooled-BC into PC and residue.
- When centrifugation is complete, carefully unload the units from the centrifuge.

Note: Rough handling may contaminate the PC with Red Blood Cells (RBCs).

✓ Separation and Filtration

- Gently load the unit on a component separator using the pins.
- Make sure that the TXP filter is positioned vertically: the inlet tubing downward and the outlet tubing upward.
- Separate the PC from the residue and simultaneously filter the PC.

Note: It is recommended to push the residue into the filter to maximize platelet recovery. Care must be taken not to contaminate the LR PC with RBCs. With the config 2, if there is a red cell trapping, in order not to contaminate the LR PC, close the clamp (a) leading to the storage container, open the clamp (b) and break the break-away cannula with a side-to-side motion. Then, launch the filtration and once the red cell trapping has been diverted in the sampling pouch, close the clamp (b), re-open the clamp (a) and keep filtering the PC.

MacoPharma does not recommend a filtration pressure higher than 250 mbar.

- Heat seal the tubing 1 cm below the filter.
- Disconnect the LR PC and dispose of filter and transfer bag.

✓ Air Removal & Sampling

- Remove the air from the LR PC by squeezing the storage bag and transfer the air into the sampling pouch.
 - If necessary transfer into the sampling bag the appropriate volume of LR PC for quality control.
- Note: Make sure that no foam remains into the LR PC.
- Heat seal the tubing between the «Y» junction and storage bag.
 - Disconnect the sampling pouch.
 - Allow the LR PC unit to rest 1 hour without agitation before being placed under constant agitation.

✓ Storage

- Store the LR PC at $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ under constant agitation.

✓ Precautions for disposable set

Disposal of bags should be carried out in accordance with regulations applicable to potentially infected, biological waste.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- MacoPharma Thromboflex TDV und TRV-Systeme sind Beutelsysteme zur Leukozytendepletion von Thrombozytenkonzentraten (TK) aus Buffy-coats (BCs).
- Der integrierte Oxy-PL-Lagerbeutel ermöglicht eine Lagerung des leukozytendepletierten Thrombozytenkonzentrates (LD TK) bei $22 \pm 2^\circ\text{C}$ unter ständiger Agitation von 5 – 7 Tagen.

WARNHINWEISE

- Verwendung bei einer Temperatur zwischen 15°C und 30°C .
- Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen vermeiden.
- Unversehrtheit des Produktes und seiner Verpackung vor Gebrauch prüfen.
- Die Sterilität des Produktes ist nur bei Unversehrtheit der Umverpackung gewährleistet.
- NICHT VERWENDEN, wenn die Verpackung und/oder das Beutelsystem ein sichtbares Zeichen der Veränderung aufweisen.
- Nicht BELÜFTEN.
- Kein zusätzliches Etikett auf den Lagerbeutel kleben.
- Nicht auf den Beutel schreiben.
- Nur validierte Sekundäreinheiten verwenden.
- Verwendung des Systems nur durch ausgebildetes Personal.
- Verwendetes Transfusionsbesteck muss der ISO 1135-4 entsprechen.
- Risiken, die mit einer Wiederverwendung verbunden sind: Risiko der Sepsis und Verlust der Effektivität (Filter).
- Dieses Medizinprodukt besteht teilweise oder vollständig aus PVC mit dem Weichmacher DEHP. Gemäß Studien kann DEHP die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane eines männlichen Fetus negativ beeinflussen. Der verschreibende Arzt handelt eigenverantwortlich, wenn er sich für den Einsatz dieses Medizinproduktes bei Schwangeren, stillenden Müttern oder männlichen Säuglingen entscheidet. Trotzdem entspricht das verwendete PVC mit DEHP-Weichmacher den Anforderungen der Europäischen Pharmakopie.
- Alle Produktionsprozesse und alle Komponenten, die im Kontakt kommen mit dem Spender, dem Anwender und den aus dem System produzierten Blutkomponenten, sind latexfrei.

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Entsorgung gemäß den gültigen Vorschriften für potentiell gefährliche biologische Produkte.

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR BUFF-COAT-METHODE

✓ Empfehlungen vor Filtration

- Hinweis: Die Filtration des TK sollte innerhalb 24 h nach der Vollblutspende erfolgen.
- Auswahl von 4 bis 6 ABO-kompatiblen BCs.
- Hinweis: Die BCs sollte 2 h ruhen vor dem Poolen.
- Öffnen der transparenten Umverpackung unter Verwendung der Lasche an der Ecke.
- Schließen aller Klappen des Systems.
- Hinweis: Alle Schlauchkonnektionen sollten unter Verwendung eines Sterilschlauchschweißgerätes erfolgen.

✓ Poolen

- Konnektieren der BCs an das TDV/TRV-System unter Verwendung der „Kaskaden“ oder „Oktopus“-Methode. Konnektieren des entsprechenden Volumens von
 - Thrombozytenkonzentrat-Additiv-Lösung (PAS) oder Plasma (PLS).
 - Überprüfen der Sterilschweißnähte.
- Poolen der BCs und Spülen der leeren BC-Beutel mit PAS/PLS.
- Abschließen des Pool-Beutels.

✓ Zentrifugation

- Den Poolbeutel mit dem TDV/TRV-System gemäß MacoPharma-Packvorschrift in die Zentrifuge packen.
- Zentrifugation des BC-Pools unter Bedingungen, die für eine Separation in TK und Restzellensuspension validiert sind.
- Nach erfolgreicher Zentrifugation vorsichtige Entnahme des Systems aus der Zentrifuge.
- Hinweis: Erschütterungen beim Handling können das TK mit Erythrozyten (ERy) kontaminieren.

✓ Separation und Filtration

- Beutelsystem vorsichtig in das Separationsgerät einhängen.
- Vergewissern Sie sich, dass der TXP-Filter senkrecht hängt: Filtereingang nach unten, Filterausgang nach oben.
- Separieren Sie das TK von der Restzellensuspension bei gleichzeitiger Filtration.
- Hinweis: Es wird empfohlen die Restzellensuspension bis in den Filter zu pressen, um eine maximale, mit der Konfiguration, für den Fall, dass sich nach Zentrifugation nach rote Zellen im Bereich des Beutelsausgangs befinden, schließen Sie Klemme (a) zum Lagerbeutel, öffnen Sie Klemme (b), brechen Sie das Abreißnetz und überführen Sie die roten Zellen in den Probenbeutel, um eine Kontamination des leukozytendepletierten TKs zu verhindern. Schließen Sie dann Klemme (b) und öffnen Sie Klemme (a), um die Filtration des TKs fort zu führen.
- MacoPharma empfiehlt die Benutzung von ein Filtrationsdruck nicht über 250 mbar.
- Ausbeute zu erreichen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine ERYs in das LD TK gelangen.
- Schneiden Sie das LD TK 1 cm über dem Filter ab.
- Entsorgen Sie Filter und Transferbeutel mit der Restzellensuspension.

✓ Entlüften & Probenahme

- Entlüftung des LD TK durch Abpressen der Luft in den Probenbeutel.
- Wenn notwendig, Überführen eines Probevolumens in den Probenbeutel.
- Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass im LD TK-Beutel kein Schaum verbleibt.
- Abschließen des LD TK zwischen Beutel und Y-Stück.
- LD TK zunächst 1 h ruhen lassen und dann unter ständiger Agitation lagern.

✓ Lagerung

- Lagerung des LD TK bei $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ unter ständiger Agitation.

✓ ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgung gemäß den gültigen Vorschriften für potentiell gefährliche biologische Produkte.



INDICACIONES

- Los sistemas MacoPharma Thromboflex TDV y TRV están diseñados para la eliminación de leucocitos de Concentrados de Plaquetas (CP) preparados a partir de Buffy-Coat (BC).
- La bolsa de almacenamiento integrada Oxy-PL está diseñada para el almacenamiento de un Concentrado de Plaquetas leucorreducido (CP LR) a $22 \pm 2^\circ\text{C}$ de 5 a 7 días en agitación constante.

ADVERTENCIAS

- Mantener a una temperatura comprendida entre $+15^\circ\text{C}$ y $+30^\circ\text{C}$ antes de su uso.
- Evite el contacto con objetos afilados.
- Inspeccione el envoltorio y el sistema antes de su uso.
- Se garantiza la esterilidad del dispositivo en el envoltorio siempre que no esté abierto o dañado.
- NO UTILIZAR si el envoltorio presenta signos visibles de deterioro.
- No utilizar toma de aire.
- No añada ninguna etiqueta en la bolsa de almacenamiento.
- No escriba en las bolsas.
- Utilice solamente etiquetas validadas.
- El procesamiento debe realizarse por técnicos cualificados.
- Los sistemas de conexión a los puertos de salida (puertos), etc deben cumplir con la regulación ISO1135-4.
- Riesgos ligados a la reutilización: riesgo séptico y pérdida de eficacia.
- Parte de este dispositivo médico está hecho de PVC plastificado con DEHP. Según algunos estudios, DEHP podría ser potencialmente perjudicial para el sistema reproductivo de los machos masculinos. El prescriptor es responsable de elegir si utilizar este dispositivo en las mujeres que están embarazadas o amamantando, o en los niños varones jóvenes. Sin embargo, el PVC plastificado DEHP es conforme a la Farmacopea Europea.
- Todos los procesos de fabricación y todos los componentes en contacto con los donantes, los usuarios y los componentes sanguíneos destinados a los pacientes están libres de látex.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL SISTEMA

- La eliminación de bolsas debe realizarse conforme a las regulaciones aplicables a residuos biológicos potencialmente peligrosos.

INSTRUCCIONES DE USO

✓ Recomendaciones previas a la filtración

- Nota: Se recomienda la filtración del concentrado de plaquetas dentro de las 24 horas desde la extracción de la sangre total.
- Seleccionar 4 A 6 Buffy-Coat ABO compatibles
- Nota: Los buffys deben estar 2 horas en reposo antes de hacer el pool.
- Abrir el envoltorio transparente con la ayuda de la esquina abre-fácil.
- Cerrar todos los clamps del sistema.
- Nota: Todas las conexiones de los tubulares deben realizarse utilizando un sellador de conexión en estéril.

✓ Pooling

- Conectar los Buffy-coat al Sistema TDV/TRV utilizando el método tren o el método pulpo y conectar el volumen apropiado de solución aditiva (PAS) o Plasma (PL).
- Comprobar la integridad de los sellados.
- Mezclar en el pool todos los buffys y lavar las bolsas de buffy-coat con la solución aditiva o plasma.
- Sellar y separar las bolsas vacías de Buffy-coat y la bolsa vacía de solución aditiva.

✓ Empaqueado

- Empaquetar el pool de buffy-coat y el resto de bolsas del Sistema TDV/TRV siguiendo las instrucciones de empaquetado facilitadas por MacoPharma.
- Centrifugar el pool con los parámetros validados por MacoPharma para la separación del pool en Concentrado de Plaquetas y en el residuo.
- Una vez finalizada la centrifugación, sacar las unidades delicadamente de la centrifuga.
- Nota: Una manipulación brusca podría contaminar el concentrado de plaquetas con hemates.

✓ Separación y filtración

- Colocar suavemente la unidad en el separador de componentes sanguíneos.
- Asegúrese que el filtro TXP esté colocado correctamente: la entrada del tubular hacia abajo y la salida del tubular hacia arriba.
- Proceder a la separación y a la filtración del Concentrado de Plaquetas.
- Nota: Se recomienda empujar el residuo en el filtro para maximizar la recuperación de plaquetas. Realizar esta operación con cuidado para no contaminar el concentrado de plaquetas con hemates. Con la configuración 2, si existe un botón de hemates, con el fin de no contaminar el Concentrado de Plaquetas leucorreducido, cerrar el clamp (a) de la bolsa de almacenamiento, abrir el clamp (b) y romper la cánula con un movimiento de vaivén. Comenzar la filtración y una vez que el botón de hemates haya sido transferido a la bolsa de toma de muestras, cerrar clamp (b), volver a abrir el clamp (a) y continuar la filtración.
- MacoPharma no recomienda una presión de filtración superior a 250 mbar.

- Sellar el tubular a 1 cm por debajo del filtro.

- Desconectar el concentrado de plaquetas leucorreducido y eliminar el filtro y la bolsa de transferencia.

✓ Extracción del aire & Toma de muestras



- Retirar el aire del concentrado de plaquetas leucorreducido apretando sobre la bolsa de almacenamiento y transferir el aire en la bolsa de toma de muestra.
- Si es necesario, transferir en la bolsa de toma de muestras el volumen apropiado de concentrado de plaquetas leucorreducido para control de calidad.
- Nota: Asegúrese de que no quede espuma en la bolsa de almacenamiento del concentrado de plaquetas.
- Sellar el tubular entre la conexión «Y» y la bolsa de almacenamiento.
- Desconectar la bolsa de toma de muestras.
- Mantener el concentrado de plaquetas 1 hora en reposo antes de colocarlo en el plaquetero en agitación constante.

✓ Almacenamiento

- Almacenar el concentrado de plaquetas leucorreducido a $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ en constante agitación.
- ✓ Precauciones para la eliminación del Sistema


La eliminación de bolsas debe realizarse conforme a las regulaciones aplicables a residuos biológicos potencialmente peligrosos.

MacoPharma Thromboflex TXP Filter - TDV & TRV Systems



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по использованию лейкоцитарных фильтров для эритроцитов LEUCOLAB LCG2b / LCG4



Показания к применению

Фильтр для удаления лейкоцитов MascoPharma LeucoLab LCG2b / LCG4 - это лабораторный фильтр, предназначенный для удаления лейкоцитов, и микроагрегатов из единичной дозы эритроцитов (заготовленных из 450-500 мл крови) при 1 до 6 ° С или при комнатной температуре (20-24 ° С).

Стерилизуется пучком электронов (бета-облучение).

СТЕРИЛЬНЫЙ и апиrogenный путь жидкости.

Материал ПВХ соответствует европейской фармакопее. Пластификатором является DEHP. Биологические продукты, хранящиеся и / или циркулирующие в этих устройствах, могут содержать фталаты.

Риски, связанные с повторным использованием: септический риск, потеря эффективности.

Меры предосторожности

Внимательно следуйте инструкциям.

Следуйте обычным методам асептики.

Для одноразового использования: не подвергайте повторной стерилизации или повторному использованию.

Не используйте, если упаковка повреждена, или концевые защитные устройства отсутствуют или смещены.

Для оптимальной фильтрации и хранения эритроцитов рекомендуется, чтобы нефiltrованная кровь тщательно перемешивалась и была обработана при использовании LCG2b в срок до 4 дней, при использовании LCG4 в срок до 15 дней после заготовки.

Подготовка набора для фильтрации и контейнера для крови.

Закройте зажимы А, В и С.

Вставьте прокалыватель в порт для переливания контейнера с кровью вкручивающим движением.

Стерильное соединение трубки с мешком для крови предпочтительнее, так как обеспечивает нормальный

период хранения. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если стерильное соединение не используется, продукт должен использоваться в сроки, установленные для «открытых» систем.

Аккуратно и тщательно перемешайте мешок с кровью и повесьте на подставку вверх дном.

Повесьте систему таким образом, чтобы контейнер с лейкоредуцированными эритроцитами располагался на 60 см ниже LCG2b / LCG4 фильтра.

Заполнение фильтра

Заполнение фильтра эритроцитами в добавочном растворе происходит под действием силы тяжести.

Откройте зажимы А и С.

Примечание. При высоких показателях гематокрита допускается сжимание контейнера для крови, для заполнения фильтра. Сжимать контейнер с кровью требуется только до тех пор, пока фильтр не будет заполнен.

Фильтрация

Позвольте эритроцитам течь под действием силы тяжести в трансферный контейнер до тех пор, пока не увидите отсутствие капель крови в камере капельницы, выдержите достаточный интервал времени для максимальной обработки эритроцитов.

Использование обводной магистрали

(Удаление воздуха из трансферного контейнера)

Закройте зажим С.

Откройте зажим В.

Держите трансферный контейнер в вертикальном положении и сжимайте, чтобы выпустить воздух через обводную магистраль, пока кровь не достигнет обводной магистрали.


Чтобы получить максимальное количество обработанных, откройте зажим С и дайте воздуху осушить фильтр.

Запаяйте участок магистрали.

Для контроля качества отфильтрованные эритроциты следует отбирать из боковой трубки («свиной хвост»), а не линии фильтрации, после тщательного перемешивания отфильтрованных красных клеток.

Меры предосторожности при утилизации комплекта

Утилизация мешков должна осуществляться в соответствии с предписаниями, применяемыми к потенциально зараженным биологическим отходам.



Solutions anticoagulantes MACOPHARMA pour
Aphérèse automatisée

MACOPHARMA anticoagulant solutions for
automated Apheresis


MACOPHARMA Antikoagulanzt-lösungen für
die maschinelle Apherese

Antistollingsoplossing MACOPHARMA voor
automatische Aferese

Roztwory antykoagulacyjnej MACOPHARMA do
aferezy automatycznej

Solución anticoagulante MacoPharma para afé-
resis automatizada

Раствор антикоагулянта Масофарма
для процедур автоматического афереза



Solutions anticoagulantes
pour aphérèse automatisée

Français
- Solutions anticoagulantes stériles et apyrogènes destinées à l'anti-coagulation du sang.
- L'utilisation des solutions anticoagulantes MacoPharma pour aphérèse est strictement réservée aux séparateurs automatisés d'aphérèse.

✓ **COMPOSITION DE LA POCHE**
- Poche en PVC plastifié.

✓ **COMPOSITION DE L'ACD formule A**
Citrate trisodique, 2H₂O : 22,0g, Acide citrique, 1H₂O : 8,0g, Glucose, 1 H₂O : 24,5g, Eau PPI : 1000mL

✓ **COMPOSITION DU CITRATE A 4%**
Acide citrique, 1H₂O : 2,8g, Citrate trisodique, 2H₂O : 39,6g, Eau PPI : 1000mL

✓ **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
- Ne pas injecter en perfusion directe.
- La solution ne doit pas présenter de trouble ou d'altération visible.
- Ne pas réutiliser la poche. Après ouverture de la poche, jeter tout produit non utilisé.
- Ne pas utiliser de prise d'air.
- Ne pas utiliser en cas de défaut d'intégrité du suremballage.
- Vérifier la date de péremption avant toute utilisation.
- Les risques associés à une réutilisation sont : Produit contaminé par un autre produit sanguin, risque septique, risque de mauvais usage.
- Tout ou partie du dispositif médical est réalisé en PVC plastifié avec du DEHP. Selon certaines études, le DEHP serait potentiellement nocif pour le système reproductif d'un fœtus de sexe masculin. Le choix de l'utilisation du dispositif chez une femme enceinte ou allaitante, ou chez un garçon en bas âge, est sous la responsabilité du prescripteur. Néanmoins, le PVC plastifié au DEHP est conforme à la Pharmacopée Européenne.
- La mise au rebut des poches doit être effectuée selon les règles applicables pour les déchets biologiques potentiellement contaminés.
- Tous les procédés de fabrication et composants en contact avec les donneurs, les utilisateurs et les composants sanguins destinés aux patients ne contiennent pas de latex.

✓ **CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION**
- Péremption de 2 ans dans l'emballage scellé.
- Conserver à une température inférieure à +35°C, dans son emballage d'origine.
- Ne pas congeler.
- Stocker à l'abri de la lumière.

✓ **POSOLOGIE**
Les solutions anticoagulantes sont ajoutées au sang veineux total pendant la phase de prélèvement dans une proportion définie par la personne responsable de la procédure. Le ratio conseillé par les fabricants de séparateurs est le suivant : 1/9 pour la solution ACD-A, 1/15 pour la solution de citrate à 4%. Cependant, le ratio peut être modifié selon les performances du séparateur utilisé.

✓ **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**
Installation du dispositif d'aphérèse sur le séparateur : le branchement de la poche de solution anticoagulante MacoPharma pour aphérèse automatisée et la connexion au dispositif du séparateur sont réalisés selon la procédure d'utilisation du séparateur :
① - soit après avoir cassé et détaché l'ailette située à l'extrémité de la poche de solution anticoagulante, connecter la poche à l'aide d'un perforateur.
② - soit par la connexion du luer mâle, situé sur la poche de solution anticoagulante. Dans le cas de la connexion par luer :
1. Connecter la solution anticoagulante à l'aide du luer de connexion au kit d'aphérèse.
A 2. Casser le luer sécable de la ligne de la solution anticoagulante en bougeant le connecteur par un mouvement de va-et-vient à 90° jusqu'à ce que vous entendiez un "craquement". Ceci permet de séparer la pièce sécable (en forme de flèche), de la partie composée du luer mâle.
B 3. Plier ensuite le tube à 180° afin d'obliger la pièce sécable en forme de flèche à glisser dans le tube souple vers l'entrée de la poche, en l'éloignant ainsi de la base. Cette manipulation empêche la pièce de remonter. Afin d'assurer un flux correct, vérifier qu'il existe un espace entre la flèche et la base sécable. Si ce n'est pas le cas, répéter l'étape 3.
C 4. Suspendre la poche de Solution anticoagulante au crochet de la potence.
5. Suivre le protocole d'aphérèse validé dans votre établissement.

✓ **CONTRE-INDICATIONS**
Les contre-indications sont celles liées au prélèvement. Pour les aphérèses cellulaires, un bilan d'hémostase est nécessaire au préalable. Utilisation strictement réservée aux machines automatisées de plasmaphérèse ou de cytophérèse. Ne pas effectuer d'aphérèse en cas de : hémostase sévère avec troubles de l'hémostase, accidents vasculaires cérébraux, cardiopathie de type péricardite ou endocardite, période postopératoire après intervention sur le système nerveux central et la moelle épinière.
✓ **EFFETS INDESIRABLES**
Paresthésies : sensations de picotement au niveau des lèvres et des extrémités ; Nausées ; Dysgueusies : sensations de goût désagréable ; Sensation de froid.
✓ **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**
Ne pas pratiquer l'aphérèse chez la femme enceinte, ni pendant la période d'allaitement (sauf échange plasmatisé en cas d'absolue nécessité).
✓ **SYMPTÔMES DU SURDOSAGE**
Possibilité de tétanie ; vomissements ; hypotension ; tachycardie. En cas de surdosage, surveillance des signes cliniques et de l'électrocardiogramme, si nécessaire, injection de calcium jusqu'à correction des troubles.
✓ **MISES EN GARDE SPECIALES**
L'injection de calcium est souvent nécessaire lors des aphérèses cellulaires afin de limiter les effets de la chute du taux de calcium ionisé dans le sang circulant.
✓ **EFFETS SUR LA CAPACITE A CONDUIRE**
Une période de repos est conseillée après un prélèvement d'aphérèse.

Anticoagulant solutions
for automated apheresis

ENGLISH
- Sterile and non pyrogenic anticoagulant solutions for blood anticoagulation.
- MacoPharma anticoagulant solutions are strictly reserved for the automated apheresis procedures.

✓ **COMPOSITION OF THE BAG**
- Plastified PVC bag.

✓ **COMPOSITION OF ACD formula A**
Trisodium Citrate, 2H₂O: 22.0g, Citric Acid, 1H₂O: 8.0g, Glucose, 1 H₂O: 24.5g, PPI Water: 1000mL

✓ **COMPOSITION OF CITRATE 4%**
Citric Acid, 1H₂O: 2.8g, Trisodium Citrate, 2H₂O: 39.6g, PPI Water: 1000mL

✓ **PRECAUTIONS FOR USE**
- Do not use for direct infusion.
- Do not use if solution is cloudy, or if there is any visible sign of deterioration.
- Do not re-use the bag. After opening the bag, discard the non used product.
- Do not vent.
- Do not use if the overwrap and/or bag are damaged.
- Check expiry date before use.
- Risks associated with re-use of the product are: Product contaminated by another blood product, Septic risk, risk of misuse.
- All or part of this medical device is made of PVC plasticized with DEHP. According to some studies, DEHP could potentially be harmful to the reproductive system of male foetuses. The prescriber is solely responsible for choosing to use this device on women who are either pregnant or breast-feeding, or on young male infants. Nevertheless, DEHP-plasticized PVC is in compliance with the European Pharmacopoeia.
- Discard according to the local regulations' on the potentially dangerous biological products.
- All manufacturing processes and all components in contact with the donors, the users and the blood components dedicated to the patients are latex free

✓ **STORAGE CONDITIONS**
- 2 years shelf-life in original sealed overwrap.
- Do not store above +35°C in original overwrap.
- Do not freeze.
- Protect from light during storage.

✓ **DOSAGE**
Anticoagulant solutions are added to whole blood during collection in a proportion defined by the person responsible for the procedure. The following rates are commonly advised by apheresis machines manufacturers : 1/9 for ACD-A solution, 1/15 for citrate 4%. This rate, however, can be changed according to the performance of the apheresis machines.

✓ **Instructions for use**
Installation of the apheresis kit on the separator: the connection of the MacoPharma anticoagulant solution bag to the apheresis system is carried out according to the separator's instructions, by 2 means :
① - break and detach the twist-off situated at the end of the anticoagulant solution, and connect the bag using a spike.
② - connect the male luer, located on the anticoagulant solution. If you use the luer connection:
A 1. Connect the Anticoagulant Solution with the luer connector to the apheresis set.
2. Break the breakable connector in the Anticoagulant Solution line by moving the connector back and forth 90° until an audible "snap" sound is heard in both directions. This separates the top piece of the frangible (arrow-shaped design) from the male luer base.
B 3. Bend tubing 180° to force the arrow piece of the frangible upward into the soft tubing closer to the bag opening and away from the base. This prevents this piece from reseating. To ensure proper flow, check to see if a gap exists between the arrow and base of the frangible. If not repeat step 3.
C 4. Hang the Anticoagulant Solution bag on the IV hook.
5. Follow the valid apheresis protocol of your institution.

✓ **CONTRA-INDICATIONS**
Contra-indications are those of blood collection. For cellular apheresis, check haemostasis. Use only for automated plasmapheresis or cytopheresis procedures. Do not perform apheresis in case of: serious haemopathy with haemostatic trouble, cerebral vascular accidents, pericardial or endocardial cardiopathy, post surgical period after intervention on central nervous system and spinal cord.
✓ **UNDESIRABLE EFFECTS**
Paresthesia : stinging sensations on lips and extremities ; Nausea ; Dysgueusia : weird taste sensation ; Cold sensation.
✓ **PREGNANCY AND LACTATION**
Do not carry out apheresis among pregnant women, nor during lactation (except plasmatic exchange if absolutely (indicated) necessary).
✓ **OVERDOSE**
Tetany possibility ; vomiting ; hypotension ; tachycardia. In case of overdose, control clinic and electrographic signs. If necessary inject calcium until (correction of the troubles) symptoms disappear.
✓ **SPECIAL WARNINGS**
Calcium injection is often necessary during cellular apheresis to limit the drop of the ionised calcium rate.
✓ **EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE**
Rest time advised after an apheresis collection.

Antikoagulanzt-lösungen für die
maschinelle Apherese

DEUTSCH
- Sterile und pyrogenfreie Antikoagulanzt-lösung für die Gerinnungshemmung von Blut.
- Die Verwendung der MacoPharma Antikoagulanzt-lösung für die Apherese ist ausschließlich für den Einsatz mit Blutapherese-maschinen vorgesehen.

✓ **ZUSAMMENSETZUNG DES BEUTELS**
Beutel aus Weich-PVC

✓ **ZUSAMMENSETZUNG VON ACD Formel A**
Natriumcitrat, 2H₂O: 22,0 g, Citronensäure, 1H₂O: 8,0 g, Glucose, 1H₂O: 24,5 g, Aqua ad iniec. ad 1000 mL

✓ **ZUSAMMENSETZUNG VON CITRAT 4%**
Citronensäure, 1H₂O: 2,8 g, Natriumcitrat, 2H₂O: 39,6 g, Aqua ad iniec. ad 1000 mL

✓ **VORSICHTSMAßNAHMEN**
- Nicht direkt infundieren. - Die Lösung darf keine sichtbaren Veränderungen aufweisen.
- Den Beutel nicht wieder verwenden. Nach Öffnen des Beutels, nicht verwendetes Produkt verwerfen.
- Nicht verwenden, wenn Beutel belüftet ist.
- Nicht verwenden, wenn die Umverpackung Beschädigungen aufweist.
- Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum vor jeder Verwendung.
- Risiken bei Mehrfachverwendung sind: Produkt kontaminiert durch ein anderes Blutprodukt, Gefahr für Sepsis, Gefahr für falsche Verwendung.
- Dieses Medizinprodukt besteht teilweise oder vollständig aus PVC mit dem Weichmacher DEHP. Gemäß Studien kann DEHP die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane eines männlichen Fötus negativ beeinflussen. Der verschreibende Arzt handelt eigenverantwortlich, wenn er sich für den Einsatz dieses Medizinproduktes bei Schwangeren, stillenden Müttern oder männlichen Säuglingen entscheidet. Trotzdem entspricht das verwendete PVC mit DEHP-Weichmacher den Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe.
- Entsorgen Sie diese entsprechend der regionalen Vorschriften für potenziell gefährliche biologische Produkte.
- Alle Produktionsprozesse und alle Komponenten, die im Kontakt kommen mit dem Spender, dem Anwender und den aus dem System produzierten Blutkomponenten, sind latexfrei.

✓ **LAGERBEDINGUNGEN**
- Haltbarkeitsdatum bezieht sich auf die 2 Jahre Haltbarkeit in der geschlossenen Verpackung.
- Lagerung bei einer Temperatur unter +35°C, in der Originalverpackung.
- Nicht einfrieren.
- Während der Lagerung vor direktem Licht schützen.

✓ **DOSIERUNG**
Antikoagulanzt-lösung wird dem venösen Blut während der Entnahmephase zugefügt. Dies erfolgt in einem Verhältnis, das durch die zuständige Person festgelegt wird. Das vom Hersteller der Blutapherese-maschinen empfohlene Verhältnis ist das folgende: 1:9 für die Lösung ACD-A, 1:15 für Citrat 4%. Jedoch kann dieses Verhältnis verändert werden, entsprechend der Leistung der verwendeten Apherese-maschine.
✓ **GEBRAUCHSANWEISUNG**
Installation des Apheresesets an der Apherese-maschine: Der Anschluss des Beutels mit der MacoPharma Antikoagulanzt-lösung an das Apheresesystem erfolgt nach den Handhabungs-hinweisen zur Apherese-maschine mit 2 Möglichkeiten:
① - Öffnen des Ports am Beutel mit der Antikoagulanzt-lösung. Anschließend des Beutels mittels Dorn.
② - Konnektion mit dem Luer-Anschluss am Beutel mit der Antikoagulanzt-lösung. Wenn die Luer-Konnektion verwendet wird:
1. Verbinden Sie den Beutel mit Additivlösung über den Luer-Anschluss mit dem Aphereseset.
A 2. Öffnen Sie das Abbrechteil am Lueradapter, wobei das Brechen eindeutig zu hören ist (90° vor/zurück-Bewegung, siehe Abb. A). Dadurch wird der pfeilförmige untere Teil des Lueradapters abgetrennt.
B 3. Wiederholen Sie diese vor/zurück-Bewegung, indem Sie das Verbindungsstück diesmal um 180° biegen. Dieser Vorgang verhindert das Wiederschließen des Ports und gewährleistet somit einen ungehinderten Fluss der Lösung.
C Kontrollieren Sie, ob eine ausreichend große Lücke entstanden ist (siehe Abb. C). Falls nötig, wiederholen Sie den Vorgang.
4. Hängen Sie den Beutel mit Additivlösung für die Überführung mit nach unten gerichtetem Transferport auf.
5. Folgen Sie dem für Sie gültigen Aphereseprotokoll. ☐

✓ **Kontraindikationen**
Es gelten dieselben Kontraindikationen, wie für die Blutspende. Für die zelluläre Apherese ist eine Kontrolle der Haemostase durchzuführen. Nur für die maschinelle Plasmaapherese oder Zytapherese verwenden. Die Apherese ist nicht durchzuführen bei einer bedeutenden Haemopathie mit Störungen der Haemostase, zerebralen vaskulären Störungen, perikardialer oder endokardialer Kardiopathie oder während der post-operativen Phase nach Intervention im zentralen Nervensystem und Rückenmark.
✓ **Nebenwirkungen**
Parästhesie: stechendes Gefühl im Bereich der Lippen und in den Extremitäten, Brechreiz, Dysgueisie, sonderbare Geschmackswahrnehmung, Kälteempfinden.
✓ **Schwangerschaft und Stillzeit**
Keine Apherese an Schwangeren durchführen, ebenso nicht während der Stillzeit (Nur zum Plasmaaustausch in absolut notwendigen Fällen).
✓ **Symptome einer Überdosierung**
Möglichkeit einer Tetanie, Erbrechen, Hypotonie, Tachykardie. Bei einer Überdosierung klinische und elektrokardiographische Symptome kontrollieren und gegebenenfalls Calcium bis zum Fortbleiben der Symptome injizieren.
✓ **Sonstige Hinweise**
Eine Injektion von Calcium ist häufig während der zellulären Apherese zur Limitierung des Verlusts an ionisiertem Calcium im Blut notwendig.
✓ **Einwirkungen auf die Fähigkeit zum Führen eines Fahrzeugs oder Bedienen einer Maschine**
Nach einer Spende für die Apherese sollte eine Ruhezeit eingehalten werden.

Antistollingsoplossing
voor automatische aferese

Nederlands
- Anticoagulerende steriele en apyrogene oplossing bestemd voor het onttolbaar maken van bloed.
- De anticoagulerende oplossing MacoPharma mag enkel en alleen gebruikt in combinatie met automatische aferese scheidings toestellen.

✓ **SAMENSTELLING VAN DE ZAK**
Zak van geplastificeerde PVC

✓ **SAMENSTELLING VAN DE ACD formule A**
Trinatrium Citraat, 2H₂O: 22,0g, Citroenzuur, 1H₂O: 8,0g, Glucose 1H₂O: 24,5g, water voor injectie: 1000mL

✓ **SAMENSTELLING van CITRAAT 4%**
Citroenzuur, 1H₂O : 2,8g, Trinatrium Citraat, 2H₂O : 39,6g, water voor injectie : 1000mL

✓ **VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBUIK**
- Niet inspuiten bij een rechtstreekse infusie.
- De oplossing mag niet troebel zijn of zichtbare sporen van enige ontaarding vertonen.
- De oplossing niet hergebruiken. Na opening van de zak al het niet gebruikte product weg te werpen.
- Geen luchtinlaat gebruiken.
- Niet gebruiken indien de zak zichtbare tekens van ontaarding vertoont
- Steeds de vervaldatum nakijken vóór het gebruik.
- De risico's die met het opnieuw gebruiken van het product gepaard gaan zijn: Product gecontamineerd door een ander bloedproduct, Septisch risico, risico voor slecht gebruik
- Alle of een deel van het medische apparaat is gemaakt van PVC geplastificeerd met DEHP. Volgens sommige studies zou DEHP potentieel schadelijk zijn voor de voortplanting van een mannelijke foetus. De keuze van het gebruik van het apparaat bij een zwangere of zogende vrouwen, of in eenjongen peuter, is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Echter, DEHP geplastificeerd PVC voldoet aan de Europese Farmacopee.
- Bij het weggooien moet dit product worden verwerkt in overeenstemming met de lokale regelgeving voor potentieel gevaarlijke biologische producten.
- Alle productieprocessen en alle onderdelen welke in contact komen met donoren, gebruikers en bloed componenten ten behoeve van patiënten zijn latex vrij

✓ **STABILITEIT EN BEWAARCONDITIES**
- Houdbaarheid van 2 jaar in verzegelde verpakking.
- Bewaren bij een temperatuur lager dan +35°C in de originele verpakking.
- Niet invriezen
- Bewaren buiten invloed van licht

✓ **DOSERING**
Tijdens de afname worden de anticoagulerende oplossingen toegevoegd aan het veneuze bloed in een verhouding die bepaald wordt door de verantwoordelijke van de procedure.
Een verhouding van 1:9 (ACD-A), 1:15 voor de citraat oplossing aan 4% wordt aangeraden door de fabrikanten van de scheidings toestellen voor de afname van plasma. Nochtans kan deze verhouding worden gewijzigd naargelang de mogelijkheden van het gebruikte toestel.
✓ **GEBRUIKSAANWIJZINGEN**
Sluit de aferese-set aan op het separator : het aansluiten van de zak die de anticoagulerende oplossing MacoPharma voor automatische aferese bevat, dient te gebeuren volgens de richtlijnen die gelden voor de gebruikte separator :
① - Na het lipje aan het uiteinde van de zak te hebben geopend kan u de zak aansluiten d.m.v. een perforator.
② - Hetzij d.m.v. de manuele luer aansluiting die zich op de anti-stollingsmiddel zak bevind.
In geval van gebruik van de luer aansluiting :
1. Verbinden van de anti-stollingsoplossing d.m.v. de luer aansluiting aan de aferese kit.
A 2. Breek de breekbare luer van de lijn van de anti-stollingsoplossing door het heen en weer bewegen van de connector tot 90 ° tot u een "krak" hoort. Deze scheidt het afbreekbare (pijl-vormige) deel van het deel dat bestaat uit mannelijke luer.
B 3. plooi vervolgens de tubing tot 180° zodat het pijlvormige deel richting ingang van de zak wordt gedrukt en zich zodoende verwijdert van de basis. Deze manipulatie verhindert dat het pijlvormig deel terug zakt. Om een correcte flow te waarborgen, controleer dat er een ruimte is tussen het pijlvormig deel en de basis. Indien dit niet het geval is herhaal etappe 3.
C 4. Hang de zak met anti-stollingsmiddel aan de haak van de staaf.
5. Volg het aferese protocol dat in uw centrum gevalideerd is.

✓ **CONTRA-INDICATIES**
De contra-indicaties zijn dezelfde als voor de bloed afname. Bij een cellulaire aferese is een voorafgaand stollingsonderzoek noodzakelijk. Het gebruik van de oplossing is uitsluitend bestemd voor automatische machines voor plasmaferese of cytaferese. De oplossing mag niet aangewend worden ingeval van : ernstige hemopathie met stollingsmoeilijkheden, vasculair-cerebrale aandoeningen, cardiopathie van het type pericarditis of endocarditis, tijdens een post-operatie periode na ingrepen op het centrale zenuwstelsel en het ruggemerg.
✓ **ONGEWENSTE EFFECTEN**
Parästhesie : prikkelend gevoel ter hoogte van de lippen en de uiteinden van de ledematen ; Misselijkheid ; Dysgueusia : eigenaardig smaak gevoel ; Koude gevoel.
✓ **ZWANGERSCHAP EN LACTATIE PERIODE**
De oplossing niet gebruiken bij zwangere vrouwen en ook niet tijdens de lactatie periode (uitgezonderd bij plasmatische uitwisseling indien strikt noodzakelijk).
✓ **SYMPTOMEN BIJ OVERDOSERING**
Mogelijkheid van tetanie ; braken ; lage bloeddruk ; hartversnelling. Ingeval van overdosering moeten de klinische symptomen en het electrocardiogram zorgvuldig en voortdurend gecontroleerd worden en desnoods dient calcium ingespoten te worden tot de problemen verdwijnen.
✓ **SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN**
Het inspuiten van calcium is soms noodzakelijk bij cellulaire aferese om het effect van de daling van het geïoniseerd calcium in de bloedsomloop tegen te gaan.
✓ **INVLOED OP HET RIJGEDRAG**
Een rustperiode is aan te raden na een aferetische afname.

Lire le mode d'emploi
Read the instructions for use
Lezen Sie die Gebruiksaanwijzingen
Aandachtig de gebruiksaanwijzing lezen

STERILE

Stérilisé à la vapeur
Steam sterilised
Sterilisiert mit Wasserdampf
Gesteriliseerd onder stoom

Ne pas réutiliser
For single use only
Nur zum einmaligen Gebrauch
Strikt eenmalig gebruik

+35°C
Température de stockage
Storage temperature
Lagertemperatur
Bewaartemperatuur

Stocker à l'abri de l'humidité
Avoid excess humidity
Troocken lagern
Op droge plaats bewaren

Stocker à l'abri de la lumière
Store away from bright light
Geschützt vor direktem Sonnenlicht lagern
Op donkere plaats bewaren

Référence produit
Code No.
Artikelnummer
Referentie produkt

Numéro de lot
Lot No.
Chargen-Bezeichnung
Lotnummer

Apyrogène
Non-pyrogenic
Pyrogenfrei
Niet pyrogeen

Date de péremption
Expiry date
Verwendbar bis
Vervaldatum

Ne pas introduire de prise d'air
Do not put air intake
Nicht Lüfteneintritt setzen
Geen luchtinlaat gebruiken

Ne pas utiliser si la poche présente des signes visibles d'altération
Do not use if the bag presents any visible sign of deterioration
Nicht verwenden, wenn der Beutel sichtbare Veränderungen aufweist
Niet gebruiken indien de zak zichtbare tekens van ontaarding vertoont

PHT
DEHP
Présence de Phthalates
Presence of Phthalates
Phthalate enthalten
of vorhanden
Bevat Phthalaten

Date d'apposition du marquage CE: 1996

CE 0459

macopharma
DESIGNED FOR LIFE

Date de Fabrication
Manufacturing date
Herstellunsdatum
Productiedatum

Chemin de fluide
Fluid pathway
Fluidpad
Vloeistofpad

MacoPharma
rue Lorthiois
59420 MOULVAUX -
France

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

MacoPharma
rue Lorthiois
59420 MOUVAUX - France