

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием маски необходимо обработать руки антисептиком, вскрыть упаковку, вынуть изделие, приложить маску к лицу, заложить за уши эластичные ушные петли, по контуру носа согнуть носовой фиксатор, расправить для удобства, чтобы маска плотно закрывала рот и нос, использовать по назначению.

Маска рекомендована для одноразового применения в течение нескольких часов (2-3 часа). Заменять маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений, а также если маска стала влажной или затрудняет дыхание.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Использованные по назначению маски утилизируются в порядке, предусмотренном для медицинских отходов класса Б, с учетом требований действующей нормативной документации.

Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком хранения, с поврежденной упаковкой утилизируют в порядке, предусмотренном для медицинских отходов класса А, с учетом требований действующей нормативной документации.