

Генеральный директор
ООО «Альберт-Киевгума ЛТД»

09.2020

Кравец А.И.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение:

Кольца маточные пластизольные применяются в гинекологической практике с ортопедической целью и используются многократно.

Область применения.

Акушерство и гинекология, индивидуальное применение в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Комплектность:

Кольцо маточное - 1 шт., этикетка - 1 шт., потребительская тара - 1 шт.

Дезинфекция.

Перед дезинфекцией кольца промыть в теплой мыльной воде, ополоснуть проточной водой. Дезинфекцию колец проводят в 3% растворе перекиси водорода..

Применение.

Определение показаний по ношению кольца, выбор необходимого размера и ведение кольца, рекомендации по дальнейшему использованию изделия и личной гигиене осуществляет исключительно врач-гинеколог.

Перед эксплуатацией кольца промыть в 2% растворе пищевой соды в течении 30 мин. с дальнейшим промыванием водой, или промыть кипяченой водой с мылом и тщательно ополоснуть в кипяченой воде.

Продолжительность ношения кольца с момента введения и до извлечения определяется индивидуально и не должна превышать 14-16 суток. В случае ощущения дискомфорта или других осложнений, необходимо обратиться к врачу-гинекологу.

В домашних (не клинических) условиях дезинфекция изделия после извлечения проводится путем тщательного промывания кольца кипяченой водой с мылом. После этого изделие необходимо тщательно ополоснуть. Кольцо готово к повторному использованию.

Условия хранения.

Хранение колец маточных должно осуществляться в помещении при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Кольца маточные после транспортировки при минусовых температурах необходимо выдержать в упаковке на протяжении суток в нормальных климатических условиях. Не допускать воздействия на кольца маточные кислот, щелочи, растворителей и других веществ, разрушающих изделия.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует качество колец маточных при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения колец маточных - 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 месяца с даты получения потребителем.

Регистрационное удостоверение РФ № ФСЗ 2007/00385 от 12.12.2014г

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу импортеров / уполномоченных представителей:

Изготовлены по ТУ У 6 -00152253.021-99