

Пен-инъектор для введения инсулина индивидуальный

РинсаПен® II


с принадлежностями:

Базовый состав:

1. Пен-инъектор для введения инсулина индивидуальный РинсаПен® II - 1 шт
2. Инструкция по использованию – 1 шт

Принадлежности:

1. Чехол тканевый – 1 шт




ГЕРОФАРМ

Инструкция по использованию

Благодарим Вас за приобретение пен-инъектора РинсаПен® II, произведённого в Швейцарии.

Эта инструкция содержит информацию по использованию, хранению и уходу за пен-инъектором РинсаПен® II. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, даже если Вы уже использовали РинсаПен® II или другие средства введения инсулина.

Пен-инъектор легок в применении и рекомендован для самостоятельного использования взрослыми и детьми с 12 лет. РинсаПен® II позволяет установить и ввести дозу от 1 до 60 ЕД, с шагом 1 ЕД.

Внимание! Пен-инъектор РинсаПен® II предназначен только для индивидуального использования!

Показания к применению

Пен-инъектор для введения инсулина индивидуальный РинсаПен® II с принадлежностями предназначен для подкожного введения инсулина и аналогов инсулина в картриджах объемом 3 мл.

Устройство и составные части пен-инъектора




- Используйте пен-инъектор РинсаПен® II только с картриджами объемом 3 мл, наполненными лекарственными препаратами инсулина и аналогов инсулина, производимыми компанией ООО «ГЕРОФАРМ». Компания не несет ответственности за повреждения, появляющиеся при использовании других картриджей.
- Используйте пен-инъектор РинсаПен® II со стандартными инсулиновыми иглами, предназначенными для использования с пен-инъекторами для введения инсулина и аналогов инсулина, и зарегистрированными на территории РФ. Информация о совместимости игл указана на упаковке игл для пен-инъекторов.


Подготовка пен-инъектора к использованию

Установка и замена картриджа

1 Снимите колпачок пен-инъектора.




2 Выкрутите держатель картриджа. При необходимости удалите пустой картридж.





3 Протезинфицируйте резиновый уплотнитель на конце картриджа спиртовой салфеткой, после чего поместите картридж в держатель картриджа металлическим колпачком вперед.



- 4** Нажимая пальцем, полностью задвиньте резьбовой шток до упора. Никогда не используйте для этого держатель картриджа с установленным в него картриджем.




- 5** Убедитесь в том, что Вы используете назначенный Вам тип инсулина. Проверьте внешний вид и срок годности инсулина. Не используйте картридж с мутным лекарственным средством, содержащим посторонние частицы. Не используйте по истечении срока годности.
- Убедитесь в целостности картриджа. Вкрутите держатель с установленным картриджем в корпус пен-инъектора до совпадения меток на корпусе и держателе картриджа.
- Перед присоединением иглы обработайте открытый конец держателя картриджа дезинфицирующим средством (используйте спиртовую салфетку).




Установка иглы

Следуйте инструкции по эксплуатации иглы.


- 1 Удалите защитную фольгу с защитного колпачка иглы.




- 2 При помощи защитного колпачка установите иглу на держатель картриджа. Убедитесь в том, что игла установлена правильно.



- 3** Снимите внешний защитный колпачок. Сохраните его для последующего безопасного удаления и утилизации использованной иглы.




- 4** Снимите и утилизируйте внутренний защитный колпачок иглы.



Проверка работоспособности и поступления инсулина

Проверка работоспособности пен-инъектора перед инъекцией необходима для того, чтобы удалить воздух из картриджа и убедиться в том, что игла проходима.

- 1 Прокрутите селектор дозирования по часовой стрелке на 6 ЕД. Проверьте правильность установленной дозы, смотря на индикаторное окошко дозирования под прямым углом.




- 2 Держа пен-инъектор иглой вверх, слегка постучите по держателю картриджа пальцем, чтобы возможные пузырьки воздуха переместились в верхнюю часть картриджа.



- 3** Нажмите пусковую кнопку до упора.




- 4** Несколько капель инсулина должны появиться на конце иглы.



Если капли препарата не появились, повторите шаги 1 – 4 с дозой 3 ЕД. Если после трех повторений капли так и не появились, замените иглу и повторите шаги 1 - 4. Если данные меры не привели к нужному результату или у Вас возникли вопросы – обратитесь в службу поддержки (телефон горячей линии: 8-800-333-43-76).

Установка выбранной дозы



- 1 Прокрутите селектор дозировки по часовой стрелке для выбора количества единиц, которое необходимо ввести. Скорректируйте дозу, прокручивая селектор против часовой стрелки. Каждое прокручивание селектора дозировки на 1 ЕД сопровождается щелчком.
- 2 Проверьте правильность установленной дозы, смотря на индикаторное окошко дозировки под прямым углом.

Внимание! При использовании пен-инъектора возможно выбрать дозу, превышающую количество единиц, оставшихся в картридже. Если инсулина в картридже недостаточно для выбранной дозы, пен-инъектор остановится во время инъекции. Обратите внимание на индикаторное окошко дозировки, в нем отобразится остаток инсулина, который необходимо ввести, заменив картридж. Пожалуйста, обратитесь к разделу *Дополнительная информация* (стр. 13).

Проведение инъекции


Для выбора техники инъекции проконсультируйтесь с лечащим врачом.

- 1 Тампоном, смоченным дезинфицирующим средством (рекомендуется использовать спиртовую салфетку), обработайте участок кожи 4 - 5 см в диаметре вокруг предполагаемого места введения иглы. Позвольте дезинфицирующему средству высохнуть (≈1 минуту). Введите иглу в место инъекции. Нажмите до конца пусковую кнопку и удерживайте ее на протяжении всего времени инъекции.

Внимание! Не крутите селектор дозировки во время инъекции.

- 2 После введения полной дозы подождите 10 секунд, удерживая нажатой пусковую кнопку, это гарантирует полное введение выбранной дозы. Убедитесь в том, что в индикаторном окошке дозировки отображается значение «0». Медленно извлеките иглу. Обработайте участок инъекции спиртовой салфеткой.


Внимание! Вы можете прервать инъекцию, отпустив пусковую кнопку. Не введенный остаток дозы отобразится в индикаторном окошке. Для того, чтобы продолжить введение остатка инсулина, необходимо повторно нажать на пусковую кнопку.




- 3** Снимайте иглу с пен-инъектора после каждой инъекции.

Аккуратно наденьте внешний защитный колпачок на иглу.

Открутите и утилизируйте иглу.



- 4** После каждого использования пен-инъектора плотно надевайте колпачок.



Дополнительная информация

Звуковая и тактильная индикация

РинсаПен® II имеет следующие звуковые и тактильные сигналы для контроля точности выбора дозы:

- При установке и корректировке дозы каждое прокручивание селектора дозировки на 1 ЕД сопровождается характерным щелчком и усилением.
- Процесс введения инсулина сопровождается звуком, который прекращается после введения полной дозы.

Введение недостаточного количества инсулина

- Определите и запомните недостающее после предыдущей инъекции количество инсулина.
- Замените картридж и иглу и проведите проверку в соответствии с разделом *Проверка работоспособности и поступления инсулина* (стр.8).
- Установите селектор дозировки на требуемое (недостающее после предыдущей инъекции) значение и введите остаток инсулина для получения полной дозы.

Установка частично использованного картриджа

- Установите частично использованный картридж в держатель картриджа.
- Нажимая пальцем, полностью задвиньте резьбовой шток до упора.
- Вкрутите держатель картриджа в корпус пен-инъектора.
- Установите новую иглу в соответствии с разделом *Установка иглы* (стр. 6).
- Проведите проверку в соответствии с разделом *Проверка работоспособности и поступления инсулина* (стр.8).

- Выберите и введите требуемую дозу.

Используемые символы



Код партии



Обратитесь к инструкции по применению



Дата изготовления



Хранить вдали от источников тепла

Уход, хранение и транспортировка

- После каждого использования пен-инъектора надевайте защитный колпачок.
- Храните и переносите пен-инъектор в прилагаемом чехле без установленной иглы.
- Храните и транспортируйте пен-инъектор при температуре от 2 °C до 40 °C и относительной влажности не более 85%. Несоблюдение температурного режима может привести к сокращению срока службы пен-инъектора.
- Пен-инъектор с установленным новым или установленным и уже использующимся картриджем храните в соответствии с условиями хранения, указанными в инструкции по медицинскому применению инсулина.
- Обращайтесь с пен-инъектором аккуратно. Предохраняйте его от попадания влаги и пыли.
- Протирайте пен-инъектор с помощью влажной салфетки, не используйте жидкости или моющие средства, содержащие спирт или растворители, спиртовая салфетка используется только для дезинфекции держателя картриджа перед инъекцией.

Информация о рисках



Перед использованием пен-инъектора внимательно ознакомьтесь с инструкциями по использованию пен-инъектора, игл, картриджей с

лекарственным средством. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.



Использование пен-инъектора особыми категориями пользователей

Несмотря на то, что устройство обеспечивает максимальное удобство обращения, в каждом конкретном случае врач должен решить, способен ли пациент использовать изделие и самостоятельно вводить препарат, убедившись, что двигательные и когнитивные способности пациента позволяют безопасно использовать пен-инъектор.

- Дети с 6 лет могут использовать пен-инъектор РинсаПен® II самостоятельно только под присмотром обученного и опытного взрослого.
- Слабовидящим или незрячим пользователям необходима помощь медицинских работников или обученных лиц, не имеющих проблем со зрением.
- Пользователям с нарушением слуха и осязания необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед использованием пен-инъектора.
- Храните пен-инъектор, иглы и картриджи в месте, недоступном для детей и посторонних лиц, не ознакомленных с правилами использования РинсаПен® II.
- Используйте РинсаПен® II только при достаточном освещении и отсутствии постороннего шума для возможности восприятия звуковых сигналов пен-инъектора.



Правильное использование

- Используйте пен-инъектор только после назначения лечения врачом, следуя указаниям по выбору картриджей, игл и дозировки. Любые изменения в лечении должны производиться под контролем специалиста.
- Перед каждой инъекцией убедитесь в том, что в пен-инъектор установлен картридж с назначенным врачом типом инсулина и этот картридж не поврежден.
- Инсулиновые иглы и картриджи предназначены только для индивидуального использования во избежание риска заражения.

- Не меняйте наклон иглы во время инъекции, это может привести к поломке иглы. В случае, если часть иглы осталась в месте инъекции, немедленно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте пен-инъектор воздействию прямых источников тепла или холода.
- Не роняйте пен-инъектор, не подвергайте его сильному ударному воздействию, не погружайте в воду. Никогда не используйте пен-инъектор, если не уверены в его исправности.
- Не применяйте излишнюю силу при использовании пен-инъектора, это может привести к его неисправности.
- Не используйте пен-инъектор при наличии повреждений, так как в этом случае медицинское изделие может работать неисправно.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить пен-инъектор. В случае неисправности или брака обратитесь к разделу *Гарантия* (стр. 18).
- Меняйте иглу для каждой инъекции.



Правильное введение лекарственного средства

- Перед каждой инъекцией проводите проверку в соответствии с разделом *Проверка работоспособности и поступления инсулина* (стр. 8) для предотвращения введения неправильной дозы из-за присутствия воздуха в картридже или засоренной иглы. При необходимости замените иглу.
- После каждой инъекции проверяйте, не вытекает ли инсулин из пен-инъектора или места инъекции. В случае вытекания инсулина из места инъекции, подтекания из иглы или корпуса пен-инъектора немедленно сообщите лечащему врачу, следуйте указаниям относительно возможного введения недостаточной дозы.
- Если Вы прервали введение выбранной дозы инсулина, случайно отпустив пусковую кнопку, проверьте оставшуюся для введения дозу в индикаторном окошке дозировки.
- При непреднамеренном введении инсулина немедленно обратитесь к врачу.

- При случайной травме иглой с сопутствующим возможным риском заражения немедленно обратитесь к врачу.



Возможные побочные действия

- Возможно получение неполной дозы или передозировка в случае недостаточного количества инсулина в картридже, когда необходимо ввести остаток необходимой дозы после замены картриджа.

Противопоказания

Противопоказаниями к самостоятельному использованию пен-инъектора являются:

- возраст младше 6 лет
- психические отклонения
- нарушение двигательных и когнитивных способностей

Утилизация

Соблюдайте меры предосторожности при утилизации пен-инъектора.

Использованный, так же как и неиспользованный пен-инъектор, относится к классу отходов А, не содержит вредных для окружающей среды веществ и может быть утилизирован совместно с бытовыми отходами.

Перед утилизацией РинсаПен® II необходимо снять иглу и извлечь картридж.

Утилизация использованных игл и картриджей с лекарственным средством должна производиться в соответствии с рекомендациями работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Соответствие международным стандартам

Пен-инъектор соответствует требованиям Директивы 93/42/ЕЕС и ISO 11608-1

Срок хранения/службы

Срок хранения пен-инъектора до момента использования составляет 2,5 года.

Срок службы пен-инъектора составляет 3 года.

Гарантия

Гарантия на пен-инъектор РинсаПен® II распространяется на весь срок службы, составляющий 3 года с момента первого использования, при условии использования в соответствии с Инструкцией по использованию.

Исполнение гарантийных обязательств ограничивается заменой пен-инъектора.

Пен-инъектор РинсаПен® II разработан для использования с картриджами объемом 3 мл, производимыми компанией ООО «ГЕРОФАРМ».

Точность дозирования инсулина и безопасность использования пен-инъектора обеспечиваются только с данными картриджами.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного или небрежного использования, ненадлежащего ухода и хранения, а также в случае использования с нарушениями Инструкции по использованию.

Производитель

Ypsomed AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf, Switzerland

Ипсомед АГ, Брунматтштрассе 6, 3401 Бургдорф, Швейцария

Уполномоченный представитель производителя/ организация, принимающая претензии

ООО «ГЕРОФАРМ»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11, лит.Б, БЦ «Невская Ратуша»

Телефон горячей линии: 8-800-333-43-76 (звонок по РФ бесплатный)

www.geropharm.ru



Дата последнего пересмотра инструкции: 09.08.2018 г. 18