

**Detergent B****FOR USE WITH
ARCHITECT**

REF 2J94-22

**ru**
Detergent B
2J94
H18979R02
H2J9ER

См. выделенные изменения. Редакция: август 2020 г.

Необходимо точно следовать данной инструкции по применению. При отклонении от данной инструкции по применению надежность результатов теста не гарантируется.

Только для использования в медицинских лабораториях.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная инструкция по применению содержит информацию по использованию детергента Detergent B на системах ARCHITECT cSystem.

Дополнительную информацию см. в инструкции по применению к соответствующему реагенту и Руководстве по эксплуатации системы ARCHITECT.

СОДЕРЖИМОЕ / ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

REF	2J94-22
	2 x 400 мл
Активные ингредиенты	Концентрация
Спирты, C11-15-вторичный этоксилированный	30 г/л
Гидроксид натрия	20 г/л

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Очищенная вода
- Дозатор на 50 - 450 мл
- Контейнер для хранения
- Картридж для реагента

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **IVD**
- Для диагностики *In Vitro*
- **Rx ONLY**
- Не используйте после истечения срока годности.
- Не пулируйте содержимое частично использованных контейнеров.
- Не используйте повторно крышечки или контейнеры, ввиду риска контаминации или возможности нарушения рабочих характеристик реагентов.

Следующие предупреждения и меры предосторожности относятся к: DETERGENT B	
ОПАСНОСТЬ	Содержит гидроксид натрия и спирты, C11-15-вторичный этоксилированный
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H290	Может вызывать коррозию металлов.
H402*	Вредно для водных организмов.
Предотвращение	
P234	Хранить только в контейнере завода-изготовителя.
P260	Избегать вдыхания тумана/паров/аэрозолей.

P264	После работы тщательно вымыть руки.
P280	Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз.
P273*	Не допускать попадания в окружающую среду.
Реагирование	
P301+P330+P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.
P305+P351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/принять душ.
P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.
P390	Абсорбировать пролившееся вещество, чтобы не допустить повреждение материалов.
Утилизация	
P501	Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с санитарными нормами РФ (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 09.12.2010).

* Не применимо на территории действия Регламента ЕС № 1272/2008 (CLP) или Стандарта оповещения об опасности Управления США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) 29CFR 1910.1200 (HCS) 2012.

Для безопасной утилизации данного продукта следуйте местным требованиям по утилизации химических веществ совместно с рекомендациями и данными, представленными в паспорте безопасности продукта.

Наиболее актуальную информацию об опасности см. в паспорте безопасности продукта.

Паспорта безопасности доступны на сайте www.corelaboratory.abbott или у местного представителя.

Подробную информацию о необходимых мерах предосторожности при работе анализатора см. в Руководстве по эксплуатации системы ARCHITECT, Раздел 8.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- Детергент Detergent B в невскрытом флаконе остается стабильным до истечения срока годности, если хранился при температуре 15 - 30°C.
- Подготовленный 10%-й раствор детергента Detergent B стабилен в течение 14 дней, если хранился при температуре 15 - 30°C.
- После помещения подготовленного 10%-го раствора детергента Detergent B в реагентную(ые) карусель(и), он сохраняет стабильность на борту анализатора в течение 14 дней.

ПОДГОТОВКА

1. Убедитесь, что срок годности детергента Detergent B, указанный на этикетке флакона, не истек. Не используйте в случае истечения срока годности.
2. Аккуратно переверните флакон 4 - 5 раз для получения однородного раствора.
3. Смешайте 50 мл детергента Detergent B с 450 мл очищенной воды.
4. Храните разведенный раствор в контейнере с указанием названия содержимого (10% Detergent B), номера серии и срока годности.
5. Добавьте 10%-й раствор детергента Detergent B в картридж для реагента. ПРИМЕЧАНИЕ: Не переполняйте картридж для реагента. Следите за тем, чтобы максимальный уровень жидкости отходил от верхней части картриджа по меньшей мере на 12,7 мм, чтобы предотвратить образование пузырьков в верхней части картриджа.
6. Укажите на этикетке название (10% Detergent B), номер серии, срок годности и информацию о риске (напр., разъедающее вещество).

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поместите картридж реагента, содержащий 10% детергент Detergent B в соответствующее положение в реагентную(ые) карусель(и) и обновите реестр, согласно Руководству по эксплуатации системы ARCHITECT, Раздел 5.

ПОКАЗАТЕЛИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ИЛИ ПОРЧИ

Показателями нестабильности или порчи служат осадок, видимые следы протечки или замутненность.

Используемые символы

Символы ISO 15223	
	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
	Авторизованный представитель в Европейском Сообществе
	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
	Номер серии
	Каталожный номер
Другие символы	
	Детергент B
	Определяет продукты, используемые вместе
	Информация только для США
	Произведено для
	Страна происхождения: Канада
	Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США)

ARCHITECT и связанные торговые знаки являются торговыми марками компании Abbott. Другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



Abbott Laboratories
Diagnostics Division
Abbott Park, IL 60064
USA



Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580



MANUFACTURED FOR

Abbott Laboratories

Сервисная поддержка: Обращайтесь к своему местному представителю или смотрите контактную информацию для вашей страны на сайте www.corelaboratory.abbott

Для пользователей в Европейском союзе; если в процессе использования данного оборудования у вас есть основания полагать, что произошел серьезный инцидент, сообщите изготовителю и в местные органы власти.

Редакция: август 2020 г.

©2019, 2020 Abbott Laboratories



Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО "Эбботт Лэбораториз", 125171, Россия, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 80; факс: +7 (495) 258 42 81