

Инструкция по применению.

Cathu® катетер внутривенный периферический с/без инъекционным портом

Показания:

- Инфузия растворов.
- Прерывистое внутривенное введение лекарств.
- Для поддержания гидратации и / или коррекции обезвоживания, если пациент не может принимать перорально достаточный объем жидкости.

Противопоказания:

- Нельзя применять у пациента с гиперчувствительностью к любому из используемых материалов.

Используемые материалы:

- ПП, ПЭ, ПК, закаленная сталь, катетер из Volex.
- Не содержит натуральный латекс. Не содержит фталаты.

Инструкция по применению:

- Тщательно выберите и подготовьте место введения, соблюдая правила асептики.
- Выберите подходящий размер катетера и проверьте визуально, чтобы убедиться, что упаковка целая.
- Извлеките катетер из стерильной упаковки.
- Возьмите катетер за крышку порта для инъекций и выступ на ступице (для канюли с инъекционным портом).
- Возьмите за катетер, чтобы игла и кончик катетера были правильно выровнены (для канюли без инъекционного порта).
- Снимите колпачок с иглы.
- Выполните венепункцию и проверьте, нет ли крови в задней камере.
- Продвиньте катетер в вену, одновременно вытащите иглу.
- Продвиньте катетер в вену, одновременно извлеките иглу, полностью выньте иглу, одновременно вдавливая вену сразу после кончика катетера в вену, и выбросьте иглу в соответствующий контейнер.
- Подключите инфузионную линию.
- Прикройте место прокола стерильной повязкой.
- Препараты можно вводить с помощью шприца без иглы через встроенный инъекционный порт, сняв крышку порта. Закройте порт для инъекций после использования (для канюли с инъекционным портом).
- Проводите текущий мониторинг и уход за местом венепункции в соответствии с медицинскими нормами.

Осторожно:

- Использование этого продукта возможно только квалифицированным медицинским персоналом.
- Перед использованием прочитайте инструкцию.
- Продукт следует использовать в соответствии с инструкцией по применению.



Осторожно!



Код партии



Дата изготовления



Использовать до



Обратитесь к руководству по эксплуатации



Запрет на повторное применение



Не использовать при повреждении упаковки



Не содержит латекса



Стерилизован оксидом этилена

HMD не несет ответственности за возможные последствия в результате неправильного использования.

- Хранить в чистом и сухом месте.
- Избегайте воздействия кислотных/едких паров, чтобы не допустить коррозии/ржавчины.
- Не подвергайте воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей, так как это может повлиять на целостность/герметичность упаковки.
- Инъекция через порт должна производиться на медленной скорости (для канюли с инъекционным портом).
- Продукт следует использовать сразу после вскрытия упаковки.
- Визуально осмотрите и внимательно проверьте продукт и упаковку перед использованием. Неправильная транспортировка, обращение и хранение могут вызвать коррозию, структурное и/или функциональное повреждение устройства или упаковки.
- Не пытайтесь повторно вставить частично или полностью извлеченную иглу, чтобы избежать прокола катетера.
- Выбросьте после использования в контейнер для острых предметов.
- Изделие не подлежит переработке.
- Только для одноразового использования. Не очищайте и не стерилизуйте повторно. Повторное использование устройства может привести к перекрестному заражению/инфицированию.
- Продукт гарантированно нетоксичен, стерилен и апирогенен, если упаковка не вскрыта и не повреждена.



Не
стерилизовать
повторно



Беречь от
солнечного
света



Беречь от влаги



Выбросить в
контейнер для
острых
предметов



Производитель:

**ХИНДУСТАН СИРИНДЖИЗ ЭНД
МЕДИКАЛ ДИВАЙСИЗ ЛТД.**
174, 178/25, БАЛЛАБГАР, ФАРИДАБАД –
121004, ИНДИЯ

Представитель в РБ:

ООО «НИЦ «МАГИСТР»,
Республика Беларусь, г. Минск, ул.
П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Инструкция по применению.

Cathula® катетер внутривенный периферический с/без инъекционным портом.

Показания:

- Инфузионное введение растворов.
- Прерывистое внутривенное введение лекарств.
- Для поддержания гидратации и / или коррекции обезвоживания, если пациент не может принимать перорально достаточный объем жидкости.

Противопоказания:

- Нельзя применять у пациента с гиперчувствительностью к любому из используемых материалов.

Используемые материалы:

- ПП, ПЭ, ПК, закаленная сталь, тефлоновый катетер
- Не содержит натуральный латекс. Не содержит фталаты.

Инструкция по применению:

- Тщательно выберите и подготовьте место введения, соблюдая правила асептики.
- Выберите подходящий размер катетера и проверьте визуально, чтобы убедиться, что упаковка целая.
- Извлеките катетер из стерильной упаковки.
- Возьмитесь за катетер за крышку порта для инъекций и выступ на ступице (для катетера с инъекционным портом).
- Возьмитесь за катетер, чтобы игла и кончик катетера были правильно выровнены (для катетера без инъекционного порта).
- Снимите колпачок с иглы.
- Выполните венепункцию и проверьте, нет ли крови в задней камере.
- Продвиньте катетер в вену, одновременно вытащите иглу.
- Продвиньте катетер в вену, одновременно извлеките иглу, полностью выньте иглу, одновременно вдавливая вену сразу после кончика катетера в вену, и выбросьте иглу в соответствующий контейнер.
- Подключите инфузионную линию.
- Прикройте место прокола стерильной повязкой.
- Препараты можно вводить с помощью шприца без иглы через встроенный инъекционный порт, сняв крышку порта. Закройте порт для инъекций после использования (для канюли с инъекционным портом).
- Проводите текущий мониторинг и уход за местом венепункции в соответствии с медицинскими нормами.

Предупреждение:

- Использование этого продукта возможно только квалифицированным медицинским персоналом.
- Перед использованием прочитайте инструкцию.
- Продукт следует использовать в соответствии с инструкцией по применению.

HMD не несет ответственности за возможные последствия в результате неправильного использования.



Осторожно!



Код партии



Дата изготовления



Использовать до



Обратитесь к руководству по эксплуатации



Запрет на повторное применение



Не использовать при повреждении упаковки



Не содержит латекса



Стерилизован оксидом этилена



Не стерилизовать повторно

- Хранить в чистом и сухом месте.
- Избегайте воздействия кислотных\едких паров, чтобы не допустить коррозии\ржавчины.
- Не подвергайте воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей, так как это может повлиять на целостность\герметичность упаковки.
- Инъекция через порт должна производиться на медленной скорости (для канюли с инъекционным портом).
- Продукт следует использовать сразу после вскрытия упаковки.
- Визуально осмотрите и внимательно проверьте продукт и упаковку перед использованием. Неправильная транспортировка, обращение и хранение могут вызвать коррозию, структурное и \или функциональное повреждение устройства или упаковки.
- Не пытайтесь повторно вставить частично или полностью извлеченную иглу, чтобы избежать прокола катетера.
- Выбросьте после использования в контейнер для острых предметов.
- Изделие не подлежит переработке.
- Только для однократного использования. Не очищайте и не стерилизуйте повторно. Повторное использование устройства может привести к перекрестному заражению \инфицированию.
- Продукт гарантированно нетоксичен, стерилен и апирогенен, если упаковка не вскрыта и не повреждена.



Беречь от
солнечного
света



Беречь от вла



Выбросить в
контейнер для
острых
предметов



Производитель:

**ХИНДУСТАН СИРИНДЖИЗ ЭНД
МЕДИКАЛ ДИВАЙСИЗ ЛТД.**
174, 178/25, БАЛЛАБГАР, ФАРИДАБАД –
121004, ИНДИЯ

Уполномоченный представитель
на принятие претензий на
территории РБ:

ООО «НИЦ «МАГИСТР»,
Республика Беларусь, г. Минск, ул.
П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77