

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия защитные медицинские серии «TISSA-M-RP»

ТУ ВУ 600091320.018-2016,

Экран защитный «TISSA-M-RP».

Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

1. Общие сведения об изделии

Экран защитный ЭЗ-TMRP предназначен для снижения уровня ионизирующего излучения на рабочем месте до допустимой величины в медицинских, научных, промышленных и иных учреждениях и организациях (с возможностью совместного использования со столом защитным СТЗ-TMRP).

2. Основные технические данные

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Габаритные размеры:		
высота		мм
длина		мм
ширина		мм
Масса		кг
Свинцовый эквивалент, не менее		мм

- 2.1 Корпус экрана изготовлен из стали углеродистой с химически стойким покрытием.
- 2.2 В качестве защитного материала от ионизирующего излучения использован материал свинец, прикрепленный к каркасу экрана.
- 2.3 Снаружи экран облицован отделочным материалом из нержавеющей стали марки AISI.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Эксплуатация экрана допускается при температуре от 0 °С до плюс 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% при температуре 25°С.
- 3.2 Экран должен эксплуатироваться в помещениях, где нет воздействия химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, пыли. Допускается эксплуатация на открытом воздухе под навесом.
- 3.3 Экран изготовлен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 20790.
- 3.4 Запрещается самостоятельный ремонт узлов и самого экрана в целом.
- 3.5 Запрещается использовать экран не по назначению.
- 3.6 Не допускается применение экрана при значительных механических повреждениях.

4. Подготовка и порядок работы

- 4.1 Экран поставляется заказчику в собранном виде и готовым к использованию.
- 4.2 При работе с экраном защитным рекомендуется дополнительно использовать средства индивидуальной защиты (для рук).

5. Техническое обслуживание

- 5.1 В процессе эксплуатации отделочный материал из нержавеющей стали рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц, обрабатывать средствами для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Экран защитный	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

7. Хранение и упаковка

- 7.1 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от 0 °С до 40 °С и относительной влажности не больше 80% при температуре 25 °С.
- 7.2 При хранении изделий в таре предприятия-изготовителя количество рядов для складирования по высоте не должно превышать двух.
- 7.3 В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотных или щелочных паров, агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают декоративное покрытие.
- 7.4 Категорически запрещается использовать экран не по назначению, во избежание его повреждений.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует обеспечение свойств экрана защитного при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев – со дня изготовления.
- 8.3 Необходимо сохранять гарантийный талон вместе с документами, удостоверяющими данные о приобретении товара. В случае гарантийного выхода из строя изделия документы должны быть предоставлены изготовителю.
- 8.4 Бесплатное гарантийное обслуживание проводится компанией, при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию экрана, а также при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 8.5 Если период действия гарантийных обязательств истек, клиент, при обращении, оплачивает стоимость ремонтных работ и стоимость комплектующих, которые были заменены.

9. Адрес изготовителя

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67П
Тел/факс: (375176) 77-08-41, 76-42-75

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия защитные медицинские серии «TISSA-M-RP»

ТУ BY 600091320.018-2016,

Шкаф защитный «TISSA-M-RP».

Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

1. Общие сведения об изделии

Шкаф защитный ШЗ-TMRP предназначен для хранения, а так же для защиты персонала от альфа-, бета-, гамма-излучения элементов, хранящихся в нем.

2. Основные технические данные

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Габаритные размеры:		
высота		мм
длина		мм
ширина		мм
Масса		кг
Свинцовый эквивалент, не менее		мм

- 2.1 Корпус шкафа изготовлен из стали углеродистой с химически стойким покрытием.
- 2.2 В качестве защитного материала от ионизирующего излучения использованы листы свинца, прикрепленные к каркасу.
- 2.3 Снаружи и внутри шкаф облицован отделочным материалом из нержавеющей стали марки AISI.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Эксплуатация шкафа допускается при температуре от плюс 5 до плюс 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% при температуре 25°С.
- 3.2 Шкаф должен эксплуатироваться в помещениях, где нет воздействия химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, пыли. Допускается эксплуатация на открытом воздухе под навесом.
- 3.3 Шкаф изготовлен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 20790.
- 3.4 Запрещается самостоятельный ремонт узлов и самого шкафа в целом.
- 3.5 Запрещается использовать шкаф не по назначению.
- 3.6 Не допускается применение шкафа при значительных механических повреждениях дверей или корпуса.

4. Подготовка и порядок работы

- 4.1 Шкаф поставляется с закрытыми на замок дверьми.
- 4.2 Для начала эксплуатации шкафа необходимо открыть замок ключом.
Открыть двери, плавно потянув их к себе.
- 4.3 Положить (изъять) элементы из ячеек (полок) шкафа.
- 4.4 Для закрытия шкафа произвести действия п. 4.2 в обратном порядке.
Двери шкафа необходимо вести плавно, без ударов и рывков, во избежание их повреждения.
- 4.5 Не следует прикладывать чрезмерных усилий вставляя и поворачивая ключ – это может повредить замок или ключ.

5. Техническое обслуживание

- 5.1 В процессе эксплуатации необходимо смазывать дверные петли и замок смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-87 (по мере необходимости).
- 5.2 Отделочный материал из нержавеющей стали рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц, обрабатывать средствами для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Шкаф защитный	1
Комплект ключей	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

7. Хранение и упаковка

- 7.1 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не больше 80% при температуре 25 °С.
- 7.2 При хранении изделий в таре предприятия-изготовителя количество рядов для складирования по высоте не должно превышать двух.
- 7.3 В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотных или щелочных паров, агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают декоративное покрытие.
- 7.4 Категорически запрещается проводить погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, используя ручки шкафа.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует обеспечение свойств шкафа защитного при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев – со дня изготовления.
- 8.3 Необходимо сохранять гарантийный талон вместе с документами, удостоверяющими данные о приобретении товара. В случае гарантийного выхода из строя изделия документы должны быть предоставлены изготовителю.
- 8.4 Бесплатное гарантийное обслуживание проводится компанией, при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию шкафа или замка, а также при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 8.5 Если период действия гарантийных обязательств истек, клиент, при обращении, оплачивает стоимость ремонтных работ и стоимость комплектующих, которые были заменены.

9. Адрес изготовителя

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67П
Тел/факс: (375176) 77-08-41, 76-42-75

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия защитные медицинские серии «TISSA-M-RP»

ТУ ВУ 600091320.018-2016,

Стол защитный «TISSA-M-RP».

Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

1. Общие сведения об изделии

Стол защитный СтЗ-TMRP предназначен для манипуляций с радиофармпрепаратами (с возможностью совместного использования с экраном защитным "TISSA-M-RP") внутри здания.

2. Основные технические данные

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Габаритные размеры:		
высота		мм
длина		мм
ширина		мм
Масса		кг
Свинцовый эквивалент, не менее		мм

- 2.1 Корпус стола изготовлен из стали углеродистой с химически стойким покрытием.
- 2.2 В качестве защитного материала от ионизирующего излучения использован материал свинец, прикрепленный к каркасу столешницы.
- 2.3 Сверху и снизу столешница облицована отделочным материалом из нержавеющей стали марки AISI.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Эксплуатация стола допускается при температуре от 0 °С до плюс 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% при температуре 25°С.
- 3.2 Стол должен эксплуатироваться в помещениях, где нет воздействия химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, пыли. Допускается эксплуатация на открытом воздухе под навесом.
- 3.3 Стол изготовлен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 20790.
- 3.4 Запрещается самостоятельный ремонт узлов и самого стола в целом.
- 3.5 Запрещается использовать стол не по назначению.
- 3.6 Не допускается применение стола при значительных механических повреждениях столешницы.

4. Подготовка и порядок работы

- 4.1 Стол поставляется заказчику в собранном виде и готовым к использованию.
- 4.2 При работе за столом защитным рекомендуется дополнительно использовать средства индивидуальной защиты.
- 4.3 Устанавливать стол необходимо с применением строительного уровня, во избежание неустойчивого положения в процессе эксплуатации.

5. Техническое обслуживание

- 5.1 В процессе эксплуатации отделочный материал из нержавеющей стали рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц, обрабатывать средствами для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Стол защитный	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

7. Хранение и упаковка

- 7.1 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от 0 °С до 40 °С и относительной влажности не больше 80% при температуре 25 °С.
- 7.2 При хранении изделий в таре предприятия-изготовителя количество рядов для складирования по высоте не должно превышать двух.
- 7.3 В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотных или щелочных паров, агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают декоративное покрытие.
- 7.4 Категорически запрещается использовать стол не по назначению, во избежание его повреждений.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует обеспечение свойств стола защитного при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев – со дня изготовления.
- 8.3 Необходимо сохранять гарантийный талон вместе с документами, удостоверяющими данные о приобретении товара. В случае гарантийного выхода из строя изделия документы должны быть предоставлены изготовителю.
- 8.4 Бесплатное гарантийное обслуживание проводится компанией, при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию стола, а также при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 8.5 Если период действия гарантийных обязательств истек, клиент, при обращении, оплачивает стоимость ремонтных работ и стоимость комплектующих, которые были заменены.

9. Адрес изготовителя

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67П
Тел/факс: (375176) 77-08-41, 76-42-75

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия защитные медицинские серии «TISSA-M-RP»

ТУ ВУ 600091320.018-2016,

Сейф защитный «TISSA-M-RP».

Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

1. Общие сведения об изделии

Сейф защитный СЗ-TMRP предназначен для сохранности и несанкционированного доступа, а так же для защиты персонала от альфа-, бета-, гамма-излучения элементов, хранящихся в нем.

2. Основные технические данные

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Наружные габаритные размеры:		
высота		мм
длина		мм
ширина		мм
Внутренние габаритные размеры:		
высота		мм
длина		мм
ширина		мм
Масса		кг
Свинцовый эквивалент, не менее		мм

- 2.1 Корпус сейфа изготовлен из стали углеродистой с химически стойким покрытием.
- 2.2 В качестве защитного материала от ионизирующего излучения использованы листы свинца, прикрепленные к каркасу.
- 2.3 Снаружи сейфа используется отделочный материал листами из нержавеющей стали марки AISI.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Эксплуатация сейфа допускается при температуре от плюс 5 до плюс 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% при температуре 25°С.
- 3.2 Сейф должен эксплуатироваться в помещениях, где нет воздействия химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, пыли. Не допускается эксплуатация на открытом воздухе.
- 3.3 Сейф изготовлен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 20790.
- 3.4 Запрещается самостоятельный ремонт узлов и самого сейфа в целом.
- 3.5 Запрещается использовать сейф не по назначению.
- 3.6 Не допускается применение сейфа при значительных механических повреждениях дверей или корпуса.

4. Подготовка и порядок работы

- 4.1 Сейф поставляется с закрытыми на замок дверьми.
- 4.2 Для начала эксплуатации сейфа необходимо открыть замок ключом.
Открыть двери, плавно потянув их к себе.
- 4.3 Для закрытия сейфа произвести действия п. 4.2 в обратном порядке.
Двери сейфа необходимо вести плавно, без ударов и рывков.
- 4.4 Не следует прикладывать чрезмерных усилий вставляя и поворачивая ключ – это может повредить замок или ключ.
- 4.5 Не храните ключи от замка внутри сейфа.

5. Техническое обслуживание

- 5.1 В процессе эксплуатации необходимо смазывать дверные петли и замок смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-87 (по мере необходимости).
- 5.2 Отделочный материал из нержавеющей стали рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц, обрабатывать средствами для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Сейф защитный	1
Комплект ключей	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

7. Хранение и упаковка

- 7.1 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не больше 80% при температуре 25 °С.
- 7.2 При хранении изделий в таре предприятия-изготовителя количество рядов для складирования по высоте не должно превышать двух.
- 7.3 В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотных или щелочных паров, агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают декоративное покрытие.
- 7.4 Категорически запрещается проводить погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, используя ручки сейфа.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует обеспечение свойств сейфа защитного при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
- 8.3 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления.
- 8.4 Необходимо сохранять гарантийный талон вместе с документами, удостоверяющими данные о приобретении товара. В случае гарантийного выхода из строя изделия документы должны быть предоставлены изготовителю.
- 8.5 Бесплатное гарантийное обслуживание проводится компанией, при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию сейфа или замка, а также при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 8.6 Если период действия гарантийных обязательств истек, клиент, при обращении, оплачивает стоимость ремонтных работ и стоимость комплектующих, которые были заменены.

9. Адрес изготовителя

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67П
Тел/факс: (375176) 77-08-41, 76-42-75

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия защитные медицинские серии «TISSA-M-RP»

ТУ BY 600091320.018-2016,

Контейнер защитный «TISSA-M-RP».

Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

1. Общие сведения об изделии

Контейнер защитный КЗ-TMRP предназначен для временного хранения и (или) транспортировки радиоизотопов или их отходов внутри здания с целью обеспечения радиационной безопасности работающих при использовании, хранении и утилизации радиоактивных веществ.

2. Основные технические данные

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Габаритные размеры:		
высота		мм
длина		мм
ширина		мм
Масса		кг
Свинцовый эквивалент, не менее		мм

- 2.1 Корпус контейнера изготовлен из стали углеродистой с химически стойким покрытием.
- 2.2 В качестве защитного материала от ионизирующего излучения использован материал свинец, прикрепленный к каркасу.
- 2.3 Снаружи и внутри контейнер облицован отделочным материалом из нержавеющей стали марки AISI.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Эксплуатация контейнера допускается при температуре от 0 °С до плюс 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% при температуре 25°С.
- 3.2 Контейнер должен эксплуатироваться в помещениях, где нет воздействия химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, пыли.
Допускается эксплуатация на открытом воздухе под навесом.
- 3.3 Контейнер изготовлен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 20790.
- 3.4 Запрещается самостоятельный ремонт узлов и самого контейнера в целом.
- 3.5 Запрещается использовать контейнер не по назначению.
- 3.6 Не допускается применение контейнера при значительных механических повреждениях крышки или корпуса.

4. Подготовка и порядок работы

- 4.1 Контейнер поставляется с закрытой на защелку крышкой.
- 4.2 Что бы положить (изъять) элементы из контейнера необходимо открыть защелку, поднять крышку.
- 4.3 Для закрытия контейнера произвести действия п. 4.2 в обратном порядке. Крышку контейнера необходимо вести плавно, без ударов и рывков, во избежание повреждения.

5. Техническое обслуживание

- 5.1 В процессе эксплуатации необходимо смазывать петли крышки смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-87 (по мере необходимости).
- 5.2 Отделочный материал из нержавеющей стали рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц, обрабатывать средствами для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Контейнер защитный	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

7. Хранение и упаковка

- 7.1 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от 0 °С до 40 °С и относительной влажности не больше 80% при температуре 25 °С.
- 7.2 При хранении изделий в таре предприятия-изготовителя количество рядов для складирования по высоте не должно превышать двух.
- 7.3 В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотных или щелочных паров, агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают декоративное покрытие.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует обеспечение свойств контейнера защитного при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев – со дня изготовления.
- 8.3 Необходимо сохранять гарантийный талон вместе с документами, удостоверяющими данные о приобретении товара. В случае гарантийного выхода из строя изделия документы должны быть предоставлены изготовителю.
- 8.4 Бесплатное гарантийное обслуживание проводится компанией, при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию контейнера, а также при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 8.5 Если период действия гарантийных обязательств истек, клиент, при обращении, оплачивает стоимость ремонтных работ и стоимость комплектующих, которые были заменены.

9. Адрес изготовителя

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67П
Тел/факс: (375176) 77-08-41, 76-42-75

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия защитные медицинские серии «TISSA-M-RP»

ТУ BY 600091320.018-2016,

Защита шприца «TISSA-M-RP».

Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

1. Общие сведения об изделии

Защита шприца ЗШ-ТМРР (контейнер мобильный) предназначен для ослабления радиоактивного излучения в медицинских учреждениях при работе с радиоактивными фармакологическими препаратами.

2. Основные технические данные

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Объем шприца		мл ³
Масса		кг
Свинцовый эквивалент, не менее		мм

- 2.1 Корпус контейнера мобильного изготовлен из защитного материала от ионизирующего излучения (свинец, вольфрам).
- 2.2 Снаружи и внутри контейнер облицован отделочным материалом из нержавеющей стали марки AISI.
- 2.3 Для контроля количества фармпрепарата в шприце, в контейнере используется остекление.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Эксплуатация контейнера мобильного допускается при температуре от плюс 5 °С до плюс 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% при температуре 25°С.
- 3.2 Контейнер должен эксплуатироваться в помещениях, где нет воздействия химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, пыли.
Допускается эксплуатация на открытом воздухе под навесом.
- 3.3 Контейнер изготовлен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 20790.
- 3.4 Запрещается самостоятельный ремонт узлов и самого контейнера в целом.
- 3.5 Запрещается использовать контейнер не по назначению.
- 3.6 Не допускается применение контейнера при значительных механических повреждениях корпуса или стекла.

4. Подготовка и порядок работы

- 4.1 Контейнер поставляется собранным и готовым к использованию.
- 4.2 При использовании контейнера, во избежание выпадения шприца, необходимо зажать крепежный винт.
- 4.3 После выполнения необходимых операций винт отжать, шприц извлечь.

5. Техническое обслуживание

- 5.1 Отделочный материал из нержавеющей стали рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц, обрабатывать средствами для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Защита шприца (контейнер мобильный)	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

7. Хранение и упаковка

- 7.1 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до 40 °С и относительной влажности не больше 80% при температуре 25 °С.
- 7.2 В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотных или щелочных паров, агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают декоративное покрытие.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует обеспечение свойств контейнера мобильного при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев – со дня изготовления.
- 8.3 Необходимо сохранять гарантийный талон вместе с документами, удостоверяющими данные о приобретении товара. В случае гарантийного выхода из строя изделия документы должны быть предоставлены изготовителю.
- 8.4 Бесплатное гарантийное обслуживание проводится компанией, при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию контейнера, а также при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 8.5 Если период действия гарантийных обязательств истек, клиент, при обращении, оплачивает стоимость ремонтных работ и стоимость комплектующих, которые были заменены.

9. Адрес изготовителя

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67П
Тел/факс: (375176) 77-08-41, 76-42-75