

Инструкция по применению

(Текст размещен на упаковке, с возможным вложением инструкции в групповую упаковку)

Презервативы для ультразвукового исследования VIVA, KX05.

Изготовлены из натурального латекса, без смазки, без накопителя, гладкие, цилиндрические, прозрачные.

Предназначены для надевания на ректо-вагинальный датчик аппарата ультразвукового исследования в качестве гигиенического защитного средства для проведения медицинских процедур. По форме и уровню прозрачности точно соответствуют датчику аппарата УЗИ. Каждый презерватив прошел тестирование электроникой.

Меры предосторожности:

- Не используйте презерватив, если срок годности истек или целостность фольги нарушена.
- Открывайте очень осторожно! Ногти, ювелирные украшения и другие острые предметы могут повредить презерватив.



Инструкция по применению для врача:

- Вскройте индивидуальную упаковку и презервативом.
- Извлеките презерватив и наденьте его на ректо-вагинальный датчик, аккуратно расправив по всей длине.
- Используйте гель для УЗИ, совместимый с изделиями из латекса.
- Проведите исследование.
- После применения поместите в емкость для отходов.

Внимание! Презервативы могут вызвать аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Хранить в упаковке при температуре от 0°C до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Производитель: KAREX INDUSTRIES SDN. BHD., PTD 7906&7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, 82000 Pontian, Johor, Malaysia

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР». Адрес: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.

Тел.: +7(495) 787-92-68 www.bolear.ru.

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М.Лынькова, 123Б, кабинет 4, тел.: +375 (17) 373-83-20

Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казмед», 050016, г. Алматы, проспект Райымбека, д. 221/2, тел.: +7(727) 313-24-21

Инструкция по применению
(Текст размещен на упаковке)

Презерватив для ультразвукового исследования VIZIT, KX05.

Презерватив предназначен для надевания на ректо-вагинальный датчик аппарата ультразвукового исследования в качестве гигиенического защитного средства при проведении ультразвуковой диагностики.

Без смазки. Без накопителя. Не для самостоятельного использования. Презерватив VIZIT (ВИЗИТ) изготовлен из натурального латекса. Каждый презерватив прошел индивидуальную электронную проверку. Срок годности 5 лет. Хранить при относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

⚠ Инструкция по применению для врача: вскрыть упаковку, вынуть изделие, надеть на ректовагинальный датчик, провести исследование, после применения выбросить в емкость для отходов. Не выбрасывайте в канализацию.

Произведено по заказу и под контролем ООО «БОЛЕАР».

Презервативы произведены: KAREX INDUSTRIES SDN. BHD., PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, 82000 Pontian, Johor, Malaysia
КАРЕКС ИНДАСТРИЗ СДН. БХД., ПТД 7906 & 7907, Таман Понтиан Джая, Бату 34, Джалан Джохор, 82000 Понтиан, Джохор, Малайзия

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР». 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7(495) 787-92-68. www.bolear.ru.

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М.Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20