

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
здравоохранения
Беларусь

Министра
Республики

_____ Б.Н.Андросюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
унитарного

республиканского
предприятия



_____ О.И.Швед
_____ 20 ____ г.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СМОТРОВЫХ И ПРОЦЕДУРНЫХ КАБИНЕТОВ.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ
ГОСТ 16371, ГОСТ 19917

Инструкция по использованию

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора УП «Центр
экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

_____ М.И.Злотникова
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАЗРАБОТАНО

Главный инженер
республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»

_____ С.Ф.Кравец
« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Ректор
государственного
университета

_____ П.П.Боникович
« ____ » _____ 20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник медицинского центра
Государственного учреждения
«432 ордена Красной Звезды
Главный военный клинический
медицинский центр Вооруженных
Сил Республики Беларусь»

_____ А.Г.Синский
« ____ » _____ 20 ____ г.



Настоящая инструкция по эксплуатации (далее – ИС) устанавливает правила эксплуатации мебели для смотровых и процедурных кабинетов, а именно: мебели для забора крови (далее – мебель), и распространяется на следующие изделия:

- стул-стол для забора крови: СЗК-1, СЗК-1П, СЗК-1Н, СЗК-1НП (далее – стул);
- стул-стол для забора крови: СЗК-2, СЗК-2П, СЗК-2Н, СЗК-2НП (далее – стул);
- стол для забора крови: СЗК-3, СЗК-3П, СЗК-3Н, СЗК-3НП, СЗК-4, СЗК-4П, СЗК-4Н, СЗК-4НП (далее – стол).

1 Назначение

1.1 Мебель предназначена для проведения манипуляций на руке пациента в процессах забора крови, внутривенных инъекций, операций и т.п. в процедурных, перевязочных кабинетах и в других помещениях медицинских учреждений.

2 Описание изделий и характеристики

2.1 Мебель состоит из сварных металлических каркасов и мягких элементов.

2.2 Каркасы могут изготавливаться (в зависимости от исполнения) из углеродистой или коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

2.3 Элементы изделий из углеродистой стали имеют эпоксидное порошковое полимерное покрытие.

2.4. По требованию заказчика изделия можно оснащать тремя видами опор: подвижными (поворотные колесные), неподвижными регулируемыми по высоте (винтовые) и неподвижными нерегулируемыми (подпятники), а также поддонами.

2.5 Столешницы всех изделий поворотные, регулируемые по высоте.

2.6 Столешницы, сиденья и спинки – мягкие элементы, состоящие из жесткого основания, верхнего слоя из пенополиуретана, облицованного мебельной винилискожей.

2.7 Максимально допустимая распределенная нагрузка на крышку столов СЗК: – 10 кг.

2.8 Наружные поверхности мебели устойчивы к воздействию средств дезинфекции, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в режимах и концентрациях согласно инструкциям производителей.

					ГКСН340.000.000 ИС	2
			Подпись	Дата		

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- изделие;
- упаковка;
- этикетка;
- инструкция по сборке, комплектовочная ведомость (при поставке в разобранном виде).

3.2 Мебель может поставляться в собранном или разобранном виде.

4 Особенности эксплуатации

4.1 Безопасность эксплуатации мебели обеспечивается применяемыми материалами, конструкцией и подтверждается испытаниями, проводимыми в установленном порядке.

4.2 ВНИМАНИЕ! Столешницы мебели не предназначен для облакачивания и установки и хранения на нем предметов.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- а) ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ;
- б) НАГРУЖАТЬ ИЗДЕЛИЕ БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ (10 кг);
- в) ПРИМЕНЯТЬ К ИЗДЕЛИЮ УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ;
- г) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ;
- д) ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНОЕ ИЗДЕЛИЕ.

4.4 Изделие должно храниться в упакованном виде в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

5 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.1 Мебель транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, а также в контейнерах.

5.2 При перевозке мебели необходимо соблюдать условия для предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

5.3 Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта.

5.4 Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%.

					ГКСН340.000.000 ИС	3
				Подпись	Дата	

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям ГОСТ 16371, ГОСТ 19917 и технической документации.

6.2 Срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Адрес изготовителя:

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр».

ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск

тел. 375 17 399 92 55, факс 375 17 377 82 91

					ГКСН340.000.000 ИС	
			Подпись	Дата		4