

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кушетка смотровая

Кушетка смотровая медицинская предназначена для оснащения, поликлиник, больниц и других лечебно-оздоровительных учреждений.

1. Характеристики

- 1.1. Изделие изготовлено из профильного металла покрытого с полимерным покрытием. Мягкие элементы из пенополиуретана. Обивочный материал – винилискожа, устойчив к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция кушетки регулируется с помощью механического ступенчатого механизма. Угол наклона 0...45 градусов.
- 1.2. Полимерное покрытие представляет собой покрытие с высокими физико-механическими показателями – стойкостью, долговечностью, нечувствительностью к неблагоприятным условиям. Повышенная химическая стойкость.
- 1.3. Поставляется в собранном виде.
- 1.4. Средний срок службы 10 лет
- 1.5. Номинальная нагрузка на кушетку составляет около 130 кг.
- 1.6. При эксплуатации изделие устойчиво к воздействию климатических и механических факторов по ГОСТ 20790-97.

2. Транспортирование и хранение

- 2.1. При транспортировании изделие устойчиво к воздействию температуры от -20°C до +35°C и относительной влажности воздуха 80%, а при хранении – к воздействию температуры от +2°C до +40°C и относительной влажности от 45 до 70%.

3. Правила эксплуатации

- 3.1. Не допускайте:
 - 3.1.1. Воздействия острых и тяжелых предметов на поверхность изделия.
- 3.2. Рекомендации по уходу за изделием:
 - 3.2.1. Наиболее благоприятный климатический режим помещения, в которых находятся изделия: температура воздуха должна быть не ниже +10°C и не выше +40°C; относительная влажность – 65-85.

4. Дезинфекция

- 4.1. Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина.

Примечание: Допускается при дезинфекции наружных поверхностей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5. Гарантия изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных инструкций по эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня отгрузки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровати медицинские

Кровати медицинские предназначены для оснащения санаториев, пансионатов, больниц и других лечебно-оздоровительных учреждений.

1. Характеристики

- 1.1. Основание кровати – металлический каркас из профильной трубы, покрытый полимерным покрытием. Каркас устанавливается на металлические опоры, покрытые полимерным покрытием. Головная, ножная и боковые спинки изготавливаются из ламинированной древесностружечной плиты. Основание под матрасом – жесткое из ламинированной ДСП.
- 1.2. Полимерное покрытие представляет собой покрытие с высокими физико-механическими показателями – стойкостью, долговечностью, нечувствительностью к неблагоприятным условиям. Повышенная химическая стойкость.
- 1.3. Средний срок службы 10 лет
- 1.4. Кровати характеризуются особой прочностью спального места.
- 1.5. При эксплуатации изделие устойчиво к воздействию климатических и механических факторов по ГОСТ 20790-97.

2. Транспортирование и хранение

- 2.1. При транспортировании изделие устойчиво к воздействию температуры от -20°C до +35°C и относительной влажности воздуха 80%, а при хранении – к воздействию температуры от +2°C до +40°C и относительной влажности от 45 до 70%.

3. Правила эксплуатации

3.1. Подготовка к работе:

- 3.1.1. После хранения изделия или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C, его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.
- 3.1.2. Произвести сборку изделия в соответствии со схемами сборки. Для сборки сложных изделий рекомендуется привлекать специалистов, квалификация которых не вызывает сомнения.

3.2. Не допускайте:

- 3.2.1. Резких перепадов температуры и влажности, которые могут серьезно повредить изделие и её части.
- 3.2.2. Воздействия горячих предметов или вызывающих нагревание.
- 3.2.3. Воздействия на изделие агрессивных жидкостей, кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.
- 3.2.4. Воздействия острых и тяжелых предметов на поверхность изделия.
- 3.2.5. Попадания и скапливания воды на поверхность, в том числе и во время дезинфекции, во избежание разбухания древесностружечной плиты и отслоения кромочного материала.

3.3. Рекомендации по уходу за изделием:

- 3.3.1. Наиболее благоприятный климатический режим помещения, в которых находятся изделия: температура воздуха должна быть не ниже +10°C и не выше +40°C; относительная влажность – 65-85.

4. Дезинфекция

- 4.1. Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина.

Примечание: Допускается при дезинфекции наружных поверхностей изделия и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5. Гарантия изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных инструкций по эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня отгрузки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Скамьи со спинкой, бакетки

Скамьи со спинкой и бакетки предназначены для оснащения, поликлиник, больниц и других лечебно-оздоровительных учреждений.

1. Характеристики

- 1.1. Изделие изготовлено из профильного металла покрытого с полимерным покрытием. Мягкие элементы из пенополиуретана. Обивочный материал – винилискожа, устойчив к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств.
- 1.2. Полимерное покрытие представляет собой покрытие с высокими физико-механическими показателями – стойкостью, долговечностью, нечувствительностью к неблагоприятным условиям. Повышенная химическая стойкость.
- 1.3. Поставляется в собранном виде.
- 1.4. Средний срок службы 10 лет
- 1.5. При эксплуатации изделие устойчиво к воздействию климатических и механических факторов по ГОСТ 20790-97.

2. Транспортирование и хранение

- 2.1. При транспортировании изделие устойчиво к воздействию температуры от -20°C до +35°C и относительной влажности воздуха 80%, а при хранении – к воздействию температуры от +2°C до +40°C и относительной влажности от 45 до 70%.

3. Правила эксплуатации

- 3.1. Не допускайте:
 - 3.1.1. Воздействия острых и тяжелых предметов на поверхность изделия.
- 3.2. Рекомендации по уходу за изделием:
 - 3.2.1. Наиболее благоприятный климатический режим помещения, в которых находятся изделия: температура воздуха должна быть не ниже +10°C и не выше +40°C; относительная влажность – 65-85.

4. Дезинфекция

- 4.1. Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина.
Примечание: Допускается при дезинфекции наружных поверхностей изделия и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5. Гарантия изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных инструкций по эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня отгрузки.