

Инструкция по применению Шприц высокого давления с манометром

№	Название продукта	Код	Объём (мл)	Описание
1	Шприц высокого давления с манометром	42.04.30104	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ»)
2	Шприц высокого давления с манометром	42.04.30103	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ»)
3	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40051	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
4	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40052	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
5	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40053	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
6	Шприц высокого давления с манометром	42.04.30000	20	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ»)
7	Шприц высокого давления с манометром	42.04.30001	20	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ЗАКРЫТЬ»)
8	Шприц высокого давления с манометром	42.04.30002	30	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ»)
9	Шприц высокого давления с манометром	42.04.30003	30	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ЗАКРЫТЬ»)
10	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40000	20	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный)
11	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40001	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный)
12	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40002	30	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный)
13	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40003	30	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный)
14	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40012	20	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ») + Клапан гемостатический в наборе (Push Pull)
15	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40013	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Push Pull)
16	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40014	30	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Push Pull)
17	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40015	30	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Push Pull)
18	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40004	20	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе, защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
19	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40005	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе, защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
20	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40006	30	Шприц высокого давления с манометром, краник, («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе, защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)

21	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40007	30	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе, защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
22	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40026	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
23	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40027	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
24	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40017	30	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
25	Шприц высокого давления с манометром	42.04.40016	30	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
26	Шприц высокого давления с манометром	42.04.10000	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ»)
27	Шприц высокого давления с манометром	42.04.10001	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ»)
28	Шприц высокого давления с манометром	42.04.20000	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный)
29	Шприц высокого давления с манометром	42.04.20001	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») + Клапан гемостатический в наборе (Поворотный коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
30	Шприц высокого давления с манометром	42.04.20002	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
31	Шприц высокого давления с манометром	42.04.20003	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
32	Шприц высокого давления с манометром	42.04.10009	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ»)
33	Шприц высокого давления с манометром	42.04.10010	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ»)
34	Шприц высокого давления с манометром	42.04.10011	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Поворотный)
35	Шприц высокого давления с манометром	42.04.20006	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») + Клапан гемостатический в наборе (Поворотный коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
36	Шприц высокого давления с манометром	42.04.20007	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ОТКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)
37	Шприц высокого давления с манометром	42.04.20008	20	Шприц высокого давления с манометром, краник («ПРАВО ЗАКРЫТЬ») +Клапан гемостатический в наборе (Защелкивающийся (push pull) коннектор с 25 см удлинителем и краниками)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Шприц высокого давления с манометром представляет собой устройство с эргономичной поршневой ручкой и манометром, используемым для контроля инфляции и дефляции баллонных катетеров. Удлинительная трубка предназначена для соединения баллонных катетеров и устройства для надувания баллона, когда требуется дополнительная длина трубки.

Противопоказания

- Для лечения спазма коронарных артерий при отсутствии значительного стеноза
- Острый инфаркт миокарда
- Аритмии, включая фибрилляцию желудочков
- Артериовенозный свищ
- Спазм коронарной артерии
- Лекарственные реакции, аллергическая реакция на контрастное вещество
- Эмболия
- Кровоизлияние или гематома
- Гипо / гипертония
- Инфекция
- Полная окклюзия коронарной артерии или аортокоронарного шунта
- Нестабильная стенокардия и др.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, сухом, чистом месте.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ УПАКОВКА УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОДУКТ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНЫ.

1. Не превышайте рекомендуемое максимальное давление наддува используемого баллонного катетера.
2. Не используйте воздух или газовую среду для надувания баллона.
3. Только для однократного применения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общая информация

Перемещение рычага блокировки влево приводит к разблокировке ручки поршня. Перемещение рычага блокировки в центрированное положение фиксирует ручку поршня. В незапертом положении поршень может свободно перемещаться для выполнения аспирационных или инъекционных маневров. В неблокированном положении поршень можно перемещать небольшими шагами, вращая рукоятку по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Наполнение баллона

При желании подсоедините удлинительную трубку.

1. Приготовьте физиологический раствор или раствор контрастной смеси.
2. Удерживая датчик в опущенном положении, поместите соединительную трубку в раствор.
3. Разблокируйте ручку поршня и аспирируйте жидкость в шприц.
4. Удерживая манометр в вертикальном положении, двигайте ручку поршня, чтобы вытеснить воздух из шприца и соединительной трубки(трубок).
5. Отрегулируйте необходимый объем.

6. Если используется контрастное вещество, промойте конец соединительной трубки в физиологическом растворе, чтобы удалить остатки контраста.

Подключение к баллонному катетеру

Подсоедините соединительную трубку шприца к соответствующему порту на баллонном катетере.

Подготовка баллонного катетера

1. При разблокированном устройстве потяните ручку поршня назад и зафиксируйте устройство. Это позволит поддерживать вакуум в баллонном катетере.
2. Подождите 10 секунд, прежде чем приступить к надуванию баллона.

Надувание баллонного катетера

1. Разблокируйте шприц и позвольте рукоятке поршня переместиться вперед в нейтральное положение. Манометр покажет 0 атм.
2. Заблокируйте устройство.
3. Медленно и неуклонно поворачивайте рукоятку поршня по часовой стрелке, чтобы увеличить давление в баллонном катетере. Функция блокировки поддерживает необходимое давление.

Примечание: поворот рукоятки поршня против часовой стрелки приведет к снижению давления в баллонном катетере.

Дефляция баллонного катетера

1. Разблокируйте устройство, чтобы освободить ручку поршня.
2. Потяните ручку поршня полностью назад и зафиксируйте устройство.

Примечание: после использования обрабатывать и утилизировать в соответствии с правилами утилизации.

Более подробное описание продукции см. в каталоге.



SCW Medicath Ltd.

NO. 4 Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town, Longgang District, Shenzhen, 518116 Guangdong, P. R. China

Инструкция по применению Набор инфузионный с безыгольным адаптером

№	Название	Код	Описание
1	Набор инфузионный с безыгольным адаптером	41.05.20003	Односторонний
2	Набор инфузионный с безыгольным адаптером	41.05.20002	Двусторонний
3	Набор инфузионный с безыгольным адаптером	41.05.20001	Трехсторонний
4	Набор инфузионный с безыгольным адаптером	41.05.30001	Y-образный с фильтром

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Набор инфузионный с безыгольным адаптером используется для введения лекарственных препаратов и других жидкостей.

Противопоказания

Нет данных.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Хранить в сухом, чистом месте.
2. Хранить вдали от солнечного света, дождя, снега и воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ УПАКОВКА УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОДУКТ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНЫ.

1. Не используйте повторно, не перерабатывайте и не подвергайте повторной стерилизации.
2. Не видоизменяйте это устройство.

Более подробное описание продукции см. в каталоге.



SCW Medicath Ltd.

NO. 4 Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town, Longgang District, Shenzhen, 518116 Guangdong, P. R. China

Инструкция по применению Устройство для компрессионного гемостаза

№	Название продукта	Код	Размер (см)
1	Устройство для компрессионного гемостаза	42.19.30002	23
2	Устройство для компрессионного гемостаза	42.19.30000	70
3	Устройство для компрессионного гемостаза	42.17.30001	24
4	Устройство для компрессионного гемостаза	42.17.30003	29
5	Устройство для компрессионного гемостаза	42.17.30004	27

Показания к применению

Устройство для компрессионного гемостаза предназначено для закрытия места пункции после катетеризации.

Противопоказания

Не использовать у пациентов с артериальной гипертензией, в этом случае использование устройства допускается только после корректировки давления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Хранить в прохладном, сухом, чистом, хорошо проветриваемом месте.
2. Хранить вдали от солнечного света, дождя, снега и воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Прочтите инструкцию перед использованием.
2. Устройство должно использоваться только обученным персоналом.
3. Не используйте, если упаковка повреждена.
4. Не используйте после истечения срока годности.
5. Утилизируйте использованное устройство в соответствии с правилами утилизации.
6. Только для однократного применения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Убедитесь, что упаковка не была повреждена.
2. Очистите и продезинфицируйте место пункции, а также высушите кожу в области пункции, чтобы предотвратить соскальзывание устройства.
3. Нанесите два слоя стерильной марли (без ваты) на место прокола размером не менее 1,5 см x 1,5 см.
4. Подготовьте устройство для компрессионного гемостаза, разместите мягкую подкладку на месте прокола и отрегулируйте эластичную ленту соответствующим образом, чтобы прижать место прокола.
5. Снимите катетер.
6. Затяните резинку и поверните круглую рукоятку, чтобы остановить кровотечение.
7. Убедитесь, что давление, оказываемое устройством, направлено на место прокола, не сдавливая при этом другую артерию.
8. Время компрессии для гемостаза должно быть установлено соответствующим образом в соответствии с клиническим применением, учитывая дозировку гепарина, время операции, тип интродьюсера и введения, физиологическое состояние пациентов и т.д. Указания по времени компрессии приведены ниже.



Наружный диаметр катетера	Время компрессии
4Fr, 5Fr	ослабьте эластичную ленту после 3 часов компрессии и снимите устройство.
6Fr	ослабьте эластичную ленту после 4 часов компрессии и снимите устройство на следующее утро.

9. В случае аллергических реакций следует прекратить использование устройства. Во время ношения устройства пациенту следует избегать чрезмерного сгибания запястья.
10. После окончания процесса гемостаза ослабьте эластичную ленту, чтобы убедиться в отсутствии кровотечения, затем снимите устройство и замените стерильную марлю.

Более подробное описание продукции см. в каталоге.



SCW Medicath Ltd.

NO. 4 Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town, Longgang District, Shenzhen, 518116
Guangdong, P. R. China