



Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
 РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ОПИ-73.00.00.00,-01 «ТРОСТЬ НА ЧЕТЫРЁХ ОПОРАХ Р ПЛ 5»

Трость на четырёх опорах Р ПЛ 5 (далее - трость) предназначена для облегчения ходьбы больных и престарелых с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в реабилитационный период после травм и операций, перенесённого инсульта, за счёт создания дополнительных точек опоры. Трость улучшает равновесие человека и снижает нагрузку на ноги.

Трость имеет регулировку (Р) по высоте телескопическим способом, а также возможность переустановки т-образной ручки под правую (П) или левую (Л) руку. Несимметричное положение двух пар опор даёт возможность переставлять трость без риска задеть за стопу или голень.

2 Технические характеристики

2.1 Трость выполнена в двух исполнениях:

- ОПИ-73.00.00.00 - **опора** трости изготовлена из стали.
- ОПИ-73.00.00.00-01 - **опора** трости изготовлена из алюминиевого сплава.

2.2 Основные параметры опор трости:

- ширина - 304 ± 5 мм;
- высота - 224 ± 5 мм;

2.3 Размер трости по высоте – $(750...950) \pm 5$ мм, шаг регулировки трости по высоте - через 25 мм

2.4 Масса - 1,75 кг и - 1,5 кг соответственно.

2.5 Максимальная масса пользователя не более 100 кг.

2.6 Остальные технические характеристики в соответствии с СТБ 1584-2005.

2 Требования безопасности

2.1 Устройство регулировки высоты (замок) должно надёжно соединять телескопические части трости посредством фиксации и не расшатываться при пользовании тростью. Телескопические детали должны легко перемещаться относительно друг друга. Регулирование, фиксирование телескопических деталей, а также переустановка ручки производится без применения инструментов, переустановкой фиксатора.

2.2 На каждую опору трости должен быть плотно и без перекосов надет наконечник из резины или аналогичного антифрикционного материала.

2.3 Перед началом пользования тростью по назначению рекомендуется консультация специалиста-реабилитолога.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку трости моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть трость насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию). Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями, вызванными внешним воздействием, а также физическим износом.

5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, тел. (017) 3081485.

Трость является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.93702/1709. Действительно до 07.09.2022 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших предложений в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт www.bpo.by



Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
 РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

ЦСИЕ.03.192.00.00.00,-01 «ТРОСТЬ НА ТРЕХ ОПОРАХ Р ПЛ 5»

Трость на трех опорах Р ПЛ 5 (далее - трость) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в реабилитационный период после травм и операций, перенесенного инсульта, за счёт создания дополнительных точек опоры. Трость улучшает равновесие человека и снижает нагрузку на ноги. Трость имеет регулировку (Р) по высоте телескопическим способом, а также возможность переустановки т-образной ручки под правую (П) или левую(Л) руку.

Несимметричное положение двух пар опор даёт возможность переставлять трость без риска задеть за стопу или голень.

1 Технические характеристики

1.1 Трость выполнена в двух исполнениях:

- ЦСИЕ.03.192.00.00.00 - **опора** трости изготовлена из стали.
- ЦСИЕ.03.192.00.00.00-01 - **опора** трости изготовлена из алюминия.

1.2 Основные параметры опор трости:

- ширина - 321 ± 5 мм;
- высота - 315 ± 5 мм;

1.3 Размер трости по высоте – $(750...950) \pm 5$ мм , шаг регулировки трости по высоте - через 25мм;

1.4 Масса - 1,6 кг и - 1,3 кг соответственно.

1.5 Максимальная масса пользователя не более 100 кг.

1.6 Остальные технические характеристики в соответствии с СТБ 1584-2005.

2 Требования безопасности

2.1 Устройство регулировки высоты должно прочно соединять телескопические части трости посредством фиксации и не расшатываться при пользовании тростью.

Телескопические детали должны легко перемещаться относительно друг друга. Регулирование и фиксирование телескопических деталей производится без применения инструмента переустановкой фиксатора.

2.2 На каждую опору трости должен быть плотно и без перекосов надет наконечник из резины.

2.3 Перед началом пользования тростью по назначению рекомендуется консультация специалиста-реабилитолога.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку трости моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть трость насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию). Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

Трость является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.93702/1709. Действительно до 07.09.2022 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by