

Инструкция по применению (текстовая информация нанесена на внутреннюю (оборотную) сторону индивидуальной упаковки)

### Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день Инструкция по применению

Таблетница представляет собой пенал, состоящий из 4-х отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

**Основные параметры изделия:** длина –  $(60 \pm 5)$  мм; ширина –  $(60 \pm 5)$  мм; высота –  $(17 \pm 3)$  мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

**Показания:** необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

**Противопоказания:** отсутствуют.

Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение  $15 \pm 5$  минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

**Использование изделия:** откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

**Условия хранения:** в помещении при температуре от  $+5$  до  $+40^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80% при  $25^\circ\text{C}$  на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

**Правила утилизации:** изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

**Изготовитель:** ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603,  
Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б  
Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66. E-mail: [info@alpina-plast.ru](mailto:info@alpina-plast.ru)  
[www.alpina-plast.ru](http://www.alpina-plast.ru)

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.

Тел.: +7 (495) 787-92-68, [www.bolear.ru](http://www.bolear.ru)

КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
ООО «Альпина Пласт»  
  
Игутев Е.Н.



Инструкция по применению (текстовая информация нанесена на внутреннюю (оборотную) сторону индивидуальной упаковки)

### Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней Инструкция по применению

Таблетница представляет собой пенал, состоящий из семи отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

**Основные параметры изделия:** длина –  $(150 \pm 5)$  мм; ширина –  $(33 \pm 5)$  мм; высота –  $(25 \pm 3)$  мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

**Показания:** необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

**Противопоказания:** отсутствуют.

Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение  $15 \pm 5$  минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

**Использование изделия:** откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

**Условия хранения:** в помещении при температуре от  $+5$  до  $+40^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80% при  $25^\circ\text{C}$  на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

**Правила утилизации:** изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Пенал для лекарственных препаратов – «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123 – 2014».

**Изготовитель:** ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603,  
Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б  
Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66. E-mail: info@alpina-plast.ru  
[www.alpina-plast.ru](http://www.alpina-plast.ru)

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.  
Тел.: +7 (495) 787-92-68, [www.bolear.ru](http://www.bolear.ru)

КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
ООО «Альпина Пласт»

Игутов Е.Н.



Инструкция по применению (текстовая информация нанесена на внутреннюю (оборотную) сторону индивидуальной упаковки)

### Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Органайзер» Инструкция по применению

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Органайзер» представляет собой «чемоданчик», состоящий из двух блоков. Один блок содержит четыре отделения для суточного распределения лекарственных средств, второй блок содержит шесть пронумерованных отделений для ежедневного распределения лекарственных средств.

**Основные параметры изделия:** длина (в открытом виде) –  $(195 \pm 10)$  мм; ширина –  $(64 \pm 5)$  мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

**Показания:** необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

**Противопоказания:** отсутствуют.

Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение  $15 \pm 5$  минут; методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

**Использование изделия:** откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели и времени суток, закройте крышки. В определенный день недели и в определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

**Условия хранения:** в помещении при температуре от  $+5^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80% при  $25^\circ\text{C}$  на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

**Гарантийные обязательства:** изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, эксплуатации. Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем. Изделие, у которого во время гарантийного срока будет обнаружена функциональная неисправность, безвозмездно заменяется годным аналогичным изделием за счет завода-изготовителя.

**Правила утилизации:** изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Пенал для лекарственных препаратов - «Таблетница «Альпина Пласт» № 15-9398-019-17707123 – 2014».



**Изготовитель:** ООО «Альпина Пласт»,  
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш.,  
тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б



Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66.

E-mail: [info@alpina-plast.ru](mailto:info@alpina-plast.ru)

[www.alpina-plast.ru](http://www.alpina-plast.ru)

**Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР».**

Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.

Тел.: +7 (495) 787-92-68,

[www.bolear.ru](http://www.bolear.ru)



**КОПИЯ ВЕРНА**  
Генеральный директор  
ООО «Альпина Пласт»

  
Игутев Е.Н.