

Инструкция по применению.

Медицинские напальчники Medrull.

Размеры (номинал): длина 73 ± 5 мм; ширина 28 ± 2 мм.

Напальчники предназначены для защиты и изоляции пальцев рук от влияния различных факторов внешней среды.

- Перед применением напальчника при необходимости обработайте поврежденный участок пальца. Наложите повязку / пластырь.
- Расположите напальчник на кончике пальца
- Расправьте напальчник по направлению к основанию пальца. Прочный венчик по краю напальчника облегчает надевание.
- Предназначены для одноразового использования.

Меры предосторожности: Индивидуальная непереносимость материала.

Срок годности для не стерильной продукции: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке

Условия хранения: Хранить в помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, а также не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, масел, бензина, кислот щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления

Таллин

19 февраля 2021 г.

