

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»



Опора для ползания

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.30.911.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.30.911.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством опоры для ползания ЦСИЕ.30.911.00.00.00 (далее - опора), условиями её эксплуатации и технического обслуживания

1 Назначение

Изделие предназначено для реабилитационных мероприятий с детьми и отработки навыков ползания у детей с различными патологиями, в том числе ДЦП. Опора представляет собой основание на самоцентрирующихся колёсиках, на которое закреплены вертикальные регулируемые боковины с комплектом креплений корпуса ребёнка. Возрастная группа пользователя - от 1 до 5 лет.

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры, не более:

- длина – 620 мм;
- ширина – 600 мм;
- высота – 410 мм.

2.2 Угол наклона лежа – не более 30°.

2.3 Масса опоры – не более 5,5 кг.

2.4 Номинальная нагрузка (масса пользователя) – 20 кг.

3 Устройство и работа

Изделие включают в себя следующие основные элементы (Рис.1): основание 1, оснащённое самоцентрирующимися колёсиками, регулируемые боковины 2, мягкого элемента 3, фиксатора корпуса (Рис.2), маховиков зажимных 4 и 5. При помощи фиксатора корпуса и лент “велькро” ребёнок фиксируется на изделии. С помощью маховиков 4

осуществляется регулировка угла наклона положения корпуса ребёнка на изделии. Регулировка высоты боковин 2 производится маховиками 5.




Рисунок 1 – Общее устройство опоры для ползания




Рис.2 – Фиксатор корпуса

4 Меры безопасности

- 4.1 Избегать резких ударов и падений опор для ползания.
- 4.2 Систематически проверять надежность фиксаторов, болтовых соединений.
- 4.3 Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. Не используйте повреждённое изделие.
- 4.4 Убедиться, что тормоза, расположенные на поворотных колёсиках, находятся в исправном состоянии.
- 4.5 Соблюдать осторожность при использовании опор на влажном полу или незакрепленном ковровом покрытии.

5 Техническое обслуживание

- 5.1 Перед использованием изделия мягкие элементы необходимо протирать дезинфицирующим раствором и вытирать насухо.
- 5.2 Остальные части опоры протираются влажной ветошью.

6 Комплектность

- 6.1 Комплект поставки включает:
 - опора для ползания - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.

7 Маркировка

Маркировка ходунков должна иметь следующую информацию:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);

- ## 8 Свидетельство о приемке

наименование изделия	обозначение	зав. номер
----------------------	-------------	------------

МП

должность личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Опора для ползания ПСИЕ.30.911.00.00.00

наименование изделия обозначение зав. номер

упаковано на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

начальник участка

должность личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Гарантии изготовителя

10.1 Гарантийный срок эксплуатации ходунков – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 При выходе из строя ходунков во время гарантийного срока, ходунки принимаются в ремонт при наличии настоящего РЭ и при условии соблюдения потребителем указанных в нем правил эксплуатации.

10.3 Гарантия не распространяется на ходунки, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам:

г. Барановичи, ул. Царюка, 39;
г. Витебск, ул. Лазо, 113;
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003,
г. Гродно, ул. Белуша, 47А;
г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Ходунки являются изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники:

Регистрационный номер изделия:

Действительно до

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»



Опора для ползания

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.30.809.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.30.809.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством опоры для ползания ЦСИЕ.30.809.00.00.00 (далее - изделие), условиями её эксплуатации и технического обслуживания

1 Назначение

Изделие предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми и отработки навыков ползания у детей с различными патологиями, в том числе ДЦП. Изделие представляет собой основание на самоцентрирующихся колёсиках, на которое закреплены вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений корпуса ребёнка. Возрастная группа пользователя - от 1 до 5 лет.

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры, не более:

- длина – 640 мм;
- ширина – 640 мм;
- высота – 310 мм.

2.2 Угол наклона лежа – не более 25°.

2.3 Масса изделия – не более 3,5 кг.

2.4 Номинальная нагрузка (масса пользователя) – 20 кг.

3 Устройство и работа

Изделие включают в себя следующие основные элементы (Рис.1): основание 1, оснащённое самоцентрирующимися колёсиками, регулируемые стойки 2, мягкого элемента 3, фиксатора корпуса (Рис.2), маховиков зажимных 4 и фиксаторов 5. При помощи фиксатора корпуса и лент “велькро” ребёнок фиксируется на изделии. С помощью маховиков 4 осуществляется регулировка угла наклона положения корпуса ребёнка на изделии. Регулировка высоты стоек 2 производится фиксаторами 5.




Рис.1 – Общее устройство опоры для ползания




Рис.2 – Фиксатор корпуса

4 Меры безопасности

- 4.1 Избегать резких ударов и падений опор для ползания.
- 4.2 Систематически проверять надежность фиксаторов, болтовых соединений.
- 4.3 Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. Не используйте повреждённое изделие.
- 4.4 Убедиться, что тормоза и стояночный тормоз находятся в исправном состоянии.
- 4.5 Соблюдать осторожность при использовании опор на влажном полу или незакрепленном ковровом покрытии.

5 Техническое обслуживание

- 5.1 Перед использованием изделия мягкие элементы (чехол и фиксатор корпуса) необходимо протирать дезинфицирующим раствором и вытирать насухо.
- 5.2 Остальные части изделия протираются влажной ветошью.

6 Комплектность

- 6.1 Комплект поставки включает:
 - опора для ползания - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.

7 Маркировка

- Маркировка изделия должна иметь следующую информацию:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
 - наименование и обозначение изделия согласно КД;
 - обозначение ТУ;
 - порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);

- гарантийный срок (месяцев);
 - дату изготовления (месяц, год);
 - отметку о приёмке (штамп ОТК);
 - сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
 - идентификационный штриховой код (для серийных изделий).
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485»;

8 Свидетельство о приемке

Опора для ползания ЦСИЕ.30.809.00.00.00

наименование изделия	обозначение	зав. номер
----------------------	-------------	------------

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями ТУ ВУ 100010315.090-2021, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

должность	личная подпись	расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------

число, месяц, год

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания
можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам:

г. Барановичи, ул. Царюка, 39;
г. Витебск, ул. Лазь, 113;
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003,
г. Гродно, ул. Белуша, 47А;
г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Изделие является изделием медицинского назначения.
Номер регистрационного удостоверения в Государственном
реестре изделий медицинского назначения и медицинской
техники:

Регистрационный номер изделия:

Действительно до