

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, P.R. China

Tel: +86-574-8778 6632
Fax: +86-574-8778 6644
info@greatcare.cn



Creating a Better Care

Инструкция по применению

Катетеры уретральные с принадлежностями в составе:

Катетер уретральный Фолея 2-ходовой детский
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2001.
Размеры: 6,8,10 Fr/Ch

Катетер уретральный Фолея 2-ходовой стандартный
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2002
Размер: 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный Фолея с концом Тимана
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2003
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный Фолея 3-ходовой стандартный
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2004
Размер: 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный Фолея силиконовый 2-ходовой
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2011
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный Фолея силиконовый 3-ходовой
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2012
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный Фолея силиконовый с датчиком температуры
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 3012
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2005
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный Малекота
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2007
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 Fr/Ch

ДИРЕКТОР

УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

С.В. ТРАФИМОВИЧ

Катетер уретральный Нелатона
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2013
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

Катетер уретральный (наружный мужской)
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2014
Размер: XS, S, M, L, XL

Катетер уретральный Нелатона с концом Тимана
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификация (кат. №): GCU 2013
Размер: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Fr/Ch

- 2-ходовый, 3-ходовый;
- катетеры Фолея - закрытый конец, надувной баллон, 2 боковых отверстия; катетер Нелатона – конический конец, 1 или 2 отверстия; катетер Малекота – самофиксирующийся конец 2-х и 4-х крыльев;
- 3-х ходовой катетер имеет дополнительный порт для инстилляций и промываний;
- изготовлены из высококачественного латекса с силиконовым покрытием (100%), нетоксичного поливинилхлорида, или силикона (для более длительной катетеризации);
- термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, что позволяет принимать форму, соответствующую индивидуальным особенностям тела пациента;
- гладкая поверхность катетера позволяет легко вводить его в канал;
- плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при катетеризации;
- цветовое кодирование коннектора обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера;
- поставляется в герметичной стерильной упаковке, обеспечивающей сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности;
- не содержит фталаты;

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Предназначен для катетеризации мочевого пузыря.
- Извлеките стерильный катетер из упаковки.
- Убедитесь в отсутствии повреждений, заломов на катетере.
- Для начала нужно вымыть руки и промыть с мылом тёплой водой входное отверстие для катетера. Пациент должен лежать. Провести антисептическую обработку наружного отверстия мочеиспускательного канала, после по мочеиспускательному каналу можно ввести 10мл геля-лубликанта. Катетер необходимо обильно смазать стерильным вазелиновым маслом или линиментом синтомицина, затем медленно ввести в канал, без резких толчков продвигать по каналу его глухим концом. Катетеры изготовлены из термопластичного материала, при введении в уретру они смягчаются и позволяют ввести катетер без предварительной подготовки. Гидрофильные катетеры Нелатона и Фолея выпускаются со специальным покрытием, который осуществляет роль смазывающего вещества для облегчения введения катетеров. Критерием правильной катетеризации служит появление мочи по катетеру. Отсутствие выделения мочи по катетеру служит противопоказанием к наполнению баллона катетера (для катетеров Фолея), поскольку это может привести к повреждению и даже разрыву простатического или иного отдела мочеиспускательного канала. В случае

выраженного спазма поперечнополосатого сфинктера увеличивают количество вводимого геля-лубриканта и время экспозиции, проводят катетер на глубоком вдохе. В редких случаях необходимо введение седативных средств. При трудностях, обусловленных стриктурой мочеиспускательного канала, катетеризацию проводят без чрезмерных усилий, поскольку это может привести к перфорации мочеиспускательного канала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Выбор размера катетера, индивидуален для каждого пациента, должен производиться только опытными клиническими специалистами.
- Перед применением катетера необходимо проверить, не использовать при наличии повреждений.
- Во избежание повреждения катетера не используйте острые и режущие предметы во время процесса катетеризации.
- Не использовать мази или смазки, имеющие нефтяную основу. Это может привести к повреждению катетера и способствовать разрыву воздушного баллона (для катетеров Фолея).

ПРИМЕЧАНИЕ

- стерилизовано ЕО (оксид этилена)
- для однократного применения
- перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов
- не использовать при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
- хранить при температуре от 0 до +45°C.
- после использования, утилизировать как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя.

СИМВОЛЫ

Толкование обозначений, используемых для упаковки:



Изготовитель



Стерилизация оксидом этилена



Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе



Использовать только один раз



Дата изготовления



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



Использовать до



Не использовать при повреждении упаковки



Код партии



Номер по каталогу



Не стерилизовать повторно



Не допускать воздействия солнечного света



Беречь от влаги



Хрупкое, обращаться осторожно



Содержит натуральный латекс

*применим для изделий, содержащих натуральный латекс

ДИРЕКТОР

УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

С.В. ТРАФИМОВИЧ



0197 Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа.

Дата вступления в силу

Данное издание Инструкции пользователя вступает в силу в 2019.01.20



Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd

Unit 93, Building 12, No.818, Qiming Road, Yinzhou, 315105, Ningbo, Zhejiang,
P.R. China

Производственные площадки всех стадий производства:

No.92 Cishanhe Rd. Chunxiao, Beilun, Ningbo, 315830 Zhejiang, P.R. China;

No.47 Guomao Avenue South, Hualong Panyu, Guangzhou, P.R. China.

EC REP: Greatcare Medical GmbH

Bonner Str. 31, 50389 Wesseling, Germany

Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь

УП «Мединтерсервис»,

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1.



ДИРЕКТОР
МЕДИНТЕРСЕРВИС

С.В. ТРАФИМОВИЧ