

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

MI Varnish

TOPICAL FLUORIDE VARNISH WITH CALCIUM AND PHOSPHATE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

DESCRIPTION

MI Varnish is a 5% sodium fluoride varnish that has a desensitizing action when applied to tooth surfaces. It seals the dentine tubules tightly for an extended period of time. MI Varnish also contains RECALDENT® (CPP-ACP). Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate. The application leaves a film of varnish on tooth surfaces.

INDICATIONS

Treatment of all hypersensitivities related to dentine exposure.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use on patients with ulcerative gingivitis and stomatitis.
- Casein Phosphopeptides are derived from milk casein. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy.

PRECAUTIONS

- In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- When MI Varnish is applied, patients should not use other prescriptive fluoride treatment such as fluoride gels during the same day. The routine use of fluoride tablets by patients should be interrupted for several days after treatment.

DIRECTIONS FOR USE

- Tooth surfaces should be cleaned and dried before application of MI Varnish. A prophylaxis is not required.
- Peel off the foil lid of the unit dose container of MI Varnish.
- Apply a thin, uniform layer of MI Varnish on teeth / surfaces using a disposable brush.

NOTE: If separation is observed, stir with the disposable brush before application.

- MI Varnish sets when in contact with water or saliva.
- MI Varnish should remain undisturbed on the teeth for four hours. Instruct patients to avoid hard, hot or sticky foods, tooth brushing and flossing, products containing alcohol (oral rinses, beverages, etc.) during this time period.

ADVERSE REACTIONS

Edematous swelling has been reported only in rare instances in some fluoride varnish products, especially after application to extensive surfaces. Although extremely rare, dyspnea has occurred in asthmatic children. Nausea has been reported when extensive applications have been made to patients with sensitive digestive systems. If required, varnish film can be removed by thoroughly brushing once set.

FLAVOR

Fresh Strawberry

Fresh Mint

STORAGE

Store in a cool, dry and low humidity area away from direct sunlight (8-25°C). (Shelf life: three years from date of manufacture)

PACKAGE

MI Varnish Intro pack, 10 unit doses MI Varnish (5 Strawberry + 5 Mint)
MI Varnish Refill pack, 35 unit doses MI Varnish Strawberry
MI Varnish Refill pack, 35 unit doses MI Varnish Mint
MI Varnish Clinic pack, 100 unit doses MI Varnish Strawberry
MI Varnish Clinic pack, 100 unit doses MI Varnish Mint
One unit dose package contains 0.44g/0.4mL

NOTE: 1 mL of MI Varnish contains 50 mg of sodium fluoride (22.6 mg fluoride ion).

CAUTION

- MI Varnish is flammable. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Avoid swallowing or digestion of material.
- MI Varnish unit dose and brush are disposable. Do not reuse as this might cause cross contamination between patients.
- In case of contact with clothes, table or floor, immediately wipe off with ethanol.
- Do not mix with other products.
- Dispose of all waste according to local regulations.
- MI Paste Plus™ should not be used on the same day but can be used from the following day. GC Tooth Mousse (without Fluoride) can be used four hours after application of MI Varnish.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: http://www.gceurope.com

They can also be obtained from our supplier.

NOTE: Recaldent (CPP-ACP) technology was developed by School of Dental Science, The University of Melbourne, Australia. *RECALDENT is a trademark used under licence. Recaldent (CPP-ACP) technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

Last revised : 06/2017

NOTE: Recaldent (CPP-ACP) technology is developed by School of Dental Science, The University of Melbourne, Australia. *RECALDENT e търговска марка, използвана под лиценз. Технологията Recaldent (CPP-ACP) притежава съответните патенти или е патентована в Австралия, Нова Зеландия, Европа, Канада и САЩ.

Последна редакция : 06/2017

GC 0476

MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
EU GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven,Belgium - TEL +32 16 74 10 00
PRINTED IN BELGIUM

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

BG

MI Varnish

ЛОКАЛЕН ФЛУОРИДЕН ЛАК С КАЛЦИЙ И ФОСФАТИ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ОПИСАНИЕ

MI Varnish e 5% натриев-флуориден лак, който има десензитизиращо действие, когато е нанесен върху зъбните повърхности. Той плътно запечатва дентиновите тубули за дълъг период от време. MI Varnish също съдържа RECALDENT® (CPP-ACP). Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate. При нанасянето му остава слой от лака върху зъбните повърхности.

ИНДИКАЦИИ

Лечение на всяка свръхчувствителност, свързана с експозиция на дентина.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Не използвайте при пациенти с улцерозен гингивит и стоматит.
- Казеин Фосфопептидите са дериват на млечния казеин. Не използвайте този продукт при пациенти с доказана или предполагаема алергия към млечни протеини.

ВНИМАНИЕ

- В редки случаи, продуктът може да причини чувствителност у някои пациенти. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.
- Когато се наанса MI Varnish, пациентът не трябва да изпълнява друго предписано лечение с флуориди например с флуоридни гелове, в същия ден. Рутинният прием на флуоридни таблетки от пациента, трябва да бъде прекъснат за няколко дни след третирането.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

- Зъбната повърхност трябва да бъде почиствена и подсушена преди нанасянето на MI Varnish. Не се изисква профилактика.
- Отпелете капка на контейнера на единичната доза MI Varnish.
- Нанесете тънък, равномерен слой от MI Varnish върху зъбите / повърхностите, използвайки еднократна четка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се забелява разслояване, разбъркайте с еднократната четка преди нанасяне.

- MI Varnish трябва да остане необезопаскован за четири часа върху зъбите. Инструктирайте пациента да избягва твърди, горещи или лепкави храни, миене на зъбите и почистване с конци, продукти с алкохол (вода за уста, напитки, др.) през този период.

СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Само в редки случаи се съобщава за подуване след някои флуоридни лакове, по-специално след прилагане върху обширни повърхности. Наблюдавана е дишаней при деца с астма, макар че това е изключително рядко. Съобщава се и за гадене, когато е било извършено обширно нанасяне при пациенти с чувствителна храносмилателна система. Ако е необходимо, лакът може да бъде отстранен чрез внимателно измъкване.

ВКУС

Свежа ягода

Свежа мента

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на хладно, сухо място с ниска влажност далеч от пряка слънчева светлина (8-25°C). (Срок на съхранение: три години от датата на производство)

ОПАКОВКА

MI Varnish Въвеждаща опаковка, 10 единични дози MI Varnish (5 Ягода + 5 Мента)
MI Varnish Допълнителна опаковка, 35 единични дози MI Varnish Ягода
MI Varnish Допълнителна опаковка, 35 единични дози MI Varnish Мента
MI Varnish Клинична опаковка, 100 единични дози MI Varnish Ягода
MI Varnish Клинична опаковка, 100 единични дози MI Varnish Мента
Опаковка от една единична доза съдържа 0.44g/0.4mL

ЗАБЕЛЕЖКА : 1 mL от MI Varnish съдържа 50 mg натриев флуорид (22.6 mg флуоридни йони).

ВНИМАНИЕ

- MI Varnish e запалим. Не използвайте в близост до открит огън. Избягвайте източници на искри. Не съхранявайте големи количества на едно място. Дръжте далеч от пряка слънчева светлина.
- В случай на контакт с очите, незабавно измийте с вода и потърсете медицинска помощ.
- Предотвратете погътване или попадане на материала в храносмилателната система.
- Единичните дози MI Varnish и четките са за еднократна употреба. Не използвайте повторно, тъй като това може да доведе до кресто-сано замърсяване между отделните пациенти.
- В случай на контакт с дрехите, масата или пода, незабавно избършете с етанол.
- Не смесвайте с други продукти.
- Изхвърляте всички отпадъци в съответствие с местните разпоредби.
- MI Paste Plus™ и не трябва да се използват през същия ден, но могат да бъдат използвани от следващия. GC Tooth Mousse (без Флуориди) може да бъде използван четири часа след нанасяне на MI Varnish.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информацияните данни за безопасност налични на: http://www.gceurope.com

Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ЗАБЕЛЕЖКА: Технологиията Recaldent (CPP-ACP) е разработена в School of Dental Science, The University of Melbourne, Australia. *RECALDENT e търговска марка, използвана под лиценз. Технологията Recaldent (CPP-ACP) притежава съответните патенти или е патентована в Австралия, Нова Зеландия, Европа, Канада и САЩ.

Последна редакция : 06/2017

Пřed použitím pečlivě přečtěte návod k použití.

CS

MI Varnish

FLUORIDAČNÍ OCHRANNÝ LAK S OBSAHEM KALCIA A FOSFÁTU

Pro použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

POPIS

MI Varnish obsahuje 5% fluoridu sodného, který má znečitlivující účinky při aplikování na povrch zubů. Po aplikaci jsou dentinové tubuly zabezpečeny na prodlouženou dobu. MI Varnish obsahuje rovněž Recaldent® (CPP - ACP): casein-fosfopeptid a kalcium fosfát. Po aplikaci ochranného laku zůstává na povrchu zubu ochranný film.

INDIKACE

Léčba hypersenzitivity, která souvisí s obnaženým dentinem.

KONTRAINDIKACE

- Nepoužívejte u pacientů s ulcerózním gingivitidou a stomatitidou.
- Kazein-fosfopeptidy jsou derivovány z mléčného kaseinu. Používání tohoto produktu není vhodné u pacientů s prokázanou nebo suspektní alergií na mléčný protein.

UPOZORNĚNÍ

- Ve výjimečných případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Pokud jsou zaznamenány takové reakce, přerušete ihned užívání přípravku a vyhledejte lékaře.
- Použíjte-li se MI Varnish, pacienti by neměli během téhož dne použít jinou ordinační fluoridační léčbu, např. fluoridační gel, v istom danu. Redovito užímané tableta fluorída treba prekínuti na nekoliko dana nakon liječenja.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Zubní povrchy před použitím MI Varnish očistěte a vysušte. Profylaxe není nutná.
- Odlepte krycí fólii z kelímku s obsahem jedné dávky MI Varnish.
- Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu MI Varnish na povrchy zubů pomocí jednorázového štětečku.

POZNÁMKA: Jestliže zjistíte separaci laku v kelímku, zamíchejte ho před aplikací jednorázovým štětečkem.

- MI Varnish tuhne při styku s vodou nebo slinami.
- MI Varnish by měl zůstat na zubech bez porušení po dobu čtyř hodin. Poučte pacienty, aby se během této doby vyhlíbli tvrdým, horkým nebo lepavým potravinám, čištění zubů a používání dentální nítě, přípravků obsahujícím alkohol (ústní vody, nápoje, atd.).

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Otoky se vyskytly pouze ve výjimečných případech u některých fluoridačních ochranných laků, a to zejména po aplikaci na rozsáhlých plochách. Naprosto ojediněle se u astmatických dětí vyskytl dušnost. Nausea byla zmíněna jen v případě rozsáhlé aplikace u pacientů s citlivou trávicí soustavou. Pokud je to nutné, ochranný lak může být po zahnutí odstraněn důkladným očištěním kartáčkem.

PŘÍCHUT

Jahodová

Mátová

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném, suchém místě s nízkou úrovní vlhkosti, mimo dosah přímého slunečního záření (8-25 °C). (Rok valnostnosti: tři roky od data výroby)

DOBENÍ

MI Varnish Úvodní balení, 10 unit dose MI Varnish (5 Jahoda + 5 Mátá)
MI Varnish Doplnkové balení, 35 unit dose MI Varnish Jahoda
MI Varnish Doplnkové balení, 35 unit dose MI Varnish Mátá
MI Varnish Klinické balení, 100 unit dose MI Varnish Jahoda
MI Varnish Klinické balení, 100 unit dose MI Varnish Mátá
Jedna unit dose obsahuje 0.44g/0.4mL

POZNÁMKA : 1 ml MI Varnish obsahuje 50 mg fluoridu sodného (22.6 mg fluoridových iontů).

UPOZORNĚNÍ

- MI Varnish je hořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Uchovávejte mimo dosah zdrojů hoření. Neskladujte velké množství na jednom místě. Chraňte před přímým slunečním světlem.
- V případě kontaktu s očima okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyvarujte se spolknutí nebo požití materiálu.
- Držte dále od direkte suševce světlosti.
- Izbejgavati gutanje ili probavu materijala. Nepoužívejte je opakovaně, mohlo by dojít ke křížové kontaminaci mezi pacienty’.
- V případě kontaktu s oblečením, pracovní plochou nebo podlahou, místo okamžitě otřete etanolem.
- Nekombinujte s jinými přípravky.
- Likvidace veškerého odpadu musí probíhat v souladu s místními předpisy.
- MI Paste Plus™ by neměla být použita ve stejný den, ale teprve v den následující. GC Tooth Mousse (bez fluoridu) může být použita čtyři hodiny po aplikaci MI Varnish.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese: http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

POZNÁMKA: Recaldent (CPP-ACP) byl vyvinut na Stomatologické fakultě University v Melbourne, Austrálii. *RECALDENT je chráněnou obchodní značkou. Recaldent (CPP-ACP) technologie se vztahuje k patentům nebo připravovaným patentům v Austrálii, NZ, Evropě, Kanadě a USA.

Posledně upravené : 06/2017

NOTE: Recaldent (CPP-ACP) technology is developed by the Faculty of Dental Science, The University of Melbourne, Australia. *RECALDENT is a trademark used under licence. Recaldent (CPP-ACP) technology is related to patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

Последнe издaнe : 06/2017

MI Varnish

POVRŠINSKI FLUORIDNI PREMAZ S KALCIJEM I FOSFATOM

Samo za stručnu dentalnu uporabu u preporučenim indikacijama.

OPIS

MI Varnish je 5% natrij-fluoridni premaz za otklanjanje osjetljivosti pri aplikovanju na zubne površine. Čvrsto zatvara dentinske kanaliće kroz duže vrijeme. MI Varnish sadrži i RECALDENT® (CPP-ACP); kazein fosfopeptid i amorfni kalcij fosfat. Nanošenjem se stvara premaz na zubnim površinama.

INDIKACIJE

Liječenje preosjetljivosti vezano uz izloženost dentina.

KONTRAINDIKACIJE

- Ne koristiti kod pacijenata s ulceroznim gingivitisom i stomatitisom.
- Kazein fosfopeptidi dobivaju se iz mliječnog kazeina. Premaz ne koristiti kod pacijenata s dokazanom ili suspektnom alergijom na mliječne proteine.

UPOZORENJA

- U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija valja odmah prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječnika.
- Pacijenti koji koriste MI Varnish ne smiju koristiti tu dozu sredstva za fluoridnu terapiju, kao što je npr. fluoridni gel, u istom danu. Redovito uzimanje tableta fluorida treba prekinuti na nekoliko dana nakon liječenja.

UPUTE ZA UPORABU

- Očistiti i osušiti zubne površine prije nanošenja MI Varnisha. Nije potrebna profilaksa.
- Odstraniti folijski poklopac jedinične doze MI Varnisha.
- Jednokrtnim kistom nanijeti tanki ravnomjerni sloj MI Varnisha na zubne površine.

VAŽNO: Ako premaz nije homogen, prije nanošenja treba ga promiješati jednokrtnim kistom.

- MI Varnish se stvrdnjava u dodiru s vodom ili slinom.
- MI Varnish ostavi stajati na zubnim površinama tijekom četiri sata. Upozoriti pacijente da izbjegavaju tvrdu, ljuču ili ljepljivu hranu, četkanje i čišćenje zubi zubnim koncem, proizvode koji sadrže alkohol (sredstva za ispiranje usta, pića, itd.) dok koriste proizvod.

NEGATIVNE REAKCIJE

U rijetkim slučajevima zabilježena je pojava edema pri uporabi fluoridnih premaza, osobito nakon nanošenja na veće površine. Iako izuzetno rijetko, zabilježena je pojava dispejne kod djece s astmom. Kod pacijenata s osjetljivim probavnim sustavom može se javiti mučnina, osobito kod česte uporabe. Po potrebi se premaz kada se stvrdne može odstraniti četkanjem.

AROMA

Svježa jagoda

Svježa menta

ČUVANJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu niske vlage daleko od direktne suševce svjetlosti (8-25°C). (Rok valjanosti: tri godine od datuma proizvodnje)

PAKIRANJE

MI Varnish Intro pack (početno pakiranje), 10 jediničnih doza MI Varnish (5 jagoda + 5 menta)
MI Varnish Refill pack (nadopuna), 35 jediničnih doza MI Varnish jagoda
MI Varnish Refill pack (nadopuna), 35 jediničnih doza MI Varnish menta
MI Varnish Clinic pack (kliničko pakiranje), 100 jediničnih doza MI Varnish jagoda
MI Varnish Clinic pack (kliničko pakiranje), 100 jediničnih doza MI Varnish menta
Jedna doza sadrži 0.44 g / 0.4 ml premaza.

VAŽNO: 1 ml MI Varnisha sadrži 50 mg natrij fluorida (22,6 mg iona fluorida).

UPOZORENJE

- MI Varnish je zapaljiv. Ne koristiti ga blizu otvorenog plamena. Držati dalje od izvora vatre. Ne čuvati veće količine na jednom mjestu. Držati dalje od direktne suševce svjetlosti.
- U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
- Izbjegavati gutanje ili probavu materijala.
- MI Varnish jedinične doze i četkica su za jednokratnu uporabu. Ne koristite ih ponovno jer bi to moglo dovesti do kontaminacije između pacijenata.
- U slučaju dodira s djetetom, stolom ili podom, odmah odstraniti etanolom.
- Ne miješati s drugim proizvodima.
- Sav otpad odlagati sukladno lokalnim propisima.
- MI Paste Plus™ ne smije se koristiti isti dan, već od sljedećeg dana.
- GC Tooth Mousse (bez fluorida) može se koristiti četiri sata nakon primjene MI Varnisha.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na: http://www.gceurope.com
Također su dostupni kod vašeg dobavljača.

POZNÁMKA: Recaldent (CPP-ACP) tehnologija razvijena je na Fakultetu dentalne znanosti, Sveučilište u Melbourneu, Australija. *RECALDENT je zaštitni znak koji se koristi pod licencom. Recaldent (CPP-ACP) tehnologija ima povezane patente ili patente u pripremi u Australiji, Novom Zelandu, Europi, Kanadi i SAD-u.

Zadnje izdanje : 06/2017

MI Varnish

HELYILEG ALKALMAZANDÓ FLUORID LAKK KALCIUMMAL ÉS FOSZFÁTAL

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

LEÍRÁS

Az MI Varnish egy 5%-os nátrium-fluorid lak, mely a fog felszínére applikálva csökkenti a fogak érzékenységét. Hosszú időre szorosan lezárja a dentin tubulusokat. Az MI Varnish RECALDENT® (CPP-ACP; Kazein Foszopeptid - Amorf Kalcium Foszfát) is tartalmaz. Az applikáció után a fog felszínén egy vékony lakréteg marad.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A szabadbá való dentincsatornák miatt kialakuló fogérzékenységre ajánlott kezelés.

ELLENJAVALLATOK

- Ne használja fekélyes ingyulladásban vagy stomatitisben szenvedő páciensen.
- A Kazein Foszopeptid tejfehérje származék. Ne használja olyan páciensen, aki bizonysítottan tejfehérje-érzékeny.

FIGYELMEZTÉSEK

- Ritkán a termék egyes személyeken érzékenységi reakciót válthat ki. Amennyiben bármilyen hasonlítást tapasztal, függeszse fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.
- Az MI Varnish applikációja után a páciens ne alkalmazzon másik előírt fluoridos kezelést az adott napon, például ne használjon fluoridos gélt. A kezelés után a páciensnek néhány napra fel kell függesztenie a fluoridtabletták használatát.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az MI Varnish applikációja előtt a fog felületét meg kell tisztítani és szárazítani, profilaxis nem szükséges.
- Húzza le a fóliát az egyadagos MI Varnish tartójáról.
- Vigyen fel egy vékony, egysegés réteget a fogakra / felületre az eldobható ecset segítségével.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben az anyag szeparációját észleli, keverje el az applikáció előtt az eldobható ecset segítségével.

- Az MI Varnish vízzel vagy nyálalal való érintkezéskor kört meg.
- Az MI Varnishnak négy órán keresztül zavartalanul kell maradnia a fogakon. Utasítsa pácienseit a kemény, lútos és ragados ételre, a fogmosás, a fogkefény és az alkohol tartalmú termékek (szájvizek, itatok, stb.) elkerülésére ezen idő alatt.

MELLEKHATÉKOK

Ritka esetekben odémás duzzanatról számoltak be egyes fluoridos lak- kól és termékekkel, különösképpen kiterjedt felületre való applikációt

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

SK

MI Varnish

LOKÁLNÝ FLUORIDOVÝ LAK S KALCIOM A FOSFÁTOM

Určené výhradne na použitie v stomatologickej praxi v odporúčaných indikáciách

POPIS

MI Varnish je lak s 5% obsahom fluoridu sodného s desenzitívnym účinkom pri aplikácii na povrch povrch. Zapečatí dentínové tubuly na dlhšie časové obdobie. MI Varnish taktiež obsahuje RECALDENT™ (CPP-ACP): kazein fosfopeptid – amorfný kalcium fosfát. Po jeho aplikácii zostáva na povrchu zuba film laku.

INDIKÁCIE

Liečba všetkých druhov hypersenzitivity spôsobenej odhalením dentínu.

KONTRAINDIKÁCIE

- Nepoužívajte u pacientov s ulceratívnou gingivitídou a stomatitídou.
- Kazein fosfopeptidy sa získavajú z mliečného kazeínu. Nepoužívajte tento materiál u pacientov s preukázanou alergiou na mliečny proteín alebo pri podozrení na túto alergiu.

UPOZORNENIE

- V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb precitlivenosť. V prípade takejto reakcie prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára
- Ak aplikujete MI Varnish, nemal by pacient súčasne používať iný predpísaný fluoridový liečbu, ako sú napr. fluoridové gély v ten istý den. Každodenné používanie fluoridových tabliet by mal pacient na niekoľko dní po ošetrení prerušiť.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred aplikáciou MI Varnish by mal byť povrch zubov očistený a osušený. Profylaxia nie je potrebná.
- Odstráňte kryciu fóliu z unit dose MI Varnish.
- Naneste tenkú rovnomernú vrstvu MI Varnish na zuby/povrchy použitím jednorazového štetca.

POZNÁMKA: Ak spozorujete vo vnútri výrobku nerovnomernosť, pred nanašaním ho premiešajte štetcom.

- MI Varnish tuhne pri kontakte s vodou alebo slinami.
- MI Varnish by mal zostať bez narušenia za zuboch počas štyroch hodín. Upozornite pacientov aby sa vyhýbali tvrdým, horúcim, lepkavým jedlám, umývaniu zubov, použitiu zubnej nite alebo výrobkov s obsahom octanu (ústne vody, nápoje atď.) počas uvedenej doby štyroch hodín.

NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY

Opuch bol pozorovaný v niektorých výnimočných prípadoch pri použití niektorých fluoridových lakoch, obzvlášť pri použití na rozsiahlych plochách. U detí trpiacich astmou došlo k výskytu dýchavičnosti, avšak veľmi ojedinele. U pacientov s citlivým tráviacim systémom sa pri použití laku na veľké plochy vyskytla nevoľnosť. V prípade potreby je možné vrstvu laku po vytvrdnutí odstrániť dôkladným očistením.

PRÍCHUŤ

Cerstvá jahoda
Cerstvá mäta

SKLADOVANIE

Uchovávajte na chladnom, suchom mieste s nízkou úrovňou vlhkosti a mimo priameho slnečného žiarenia (8-25°C). (Životnost produktu: tri roky od dátumu výroby)

BALENIA

MI Varnish Intro pack, 10 ks MI Varnish (5 jahoda + 5 mäta)
MI Varnish Refill pack, 35 ks MI Varnish jahoda
MI Varnish Refill pack, 35 ks MI Varnish mäta
MI Varnish Clinic pack, 100 ks MI Varnish jahoda
MI Varnish Clinic pack, 100 ks MI Varnish mäta
Jeden unit dose obsahuje 0,44g/0,4mL materiálu

POZN: 1 ml MI Varnish obsahuje 50mg fluoridu sodného (22,6 mg fluoridových iónov).

UPOZORNENIE

- MI Varnish je horľavý. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa. Uchovávajte mimo zdrojov vznietenia. Neschkladujte na jednom mieste veľké množstvá materiálu. Uchovávajte mimo dopadu priameho slnečného žiarenia.
- V prípade kontaktu s očami, okamžite opláchnite prúdom vody a vyhládajte lekársku pomoc.
- Vyhýňte sa prehĺtnutiu alebo konzumovaniu materiálu.
- Unit dose MI Varnish a štetce sú jednorazové. Nepoužívajte ich opakovane, lebo by mohli dôjsť medzi pacientmi ku krížovej kontaminácii.
- V prípade kontaktu s obľechným, stolom alebo podlahou okamžite zasiahnute miesta očistite etanolom.
- Nemiešajte s ostatnými výrobkami.
- So zvyšným materiálom zaobchádzajte v súlade s platnou vyhláskou o odpadoch.
- Produkt MI Paste Plus™ by sa nemal používať v ten istý deň, ale je možné ho použiť od nasledujúceho dňa. Pastu GC Tooth Mousse (bez fluoridu) je možné použiť už štyri hodiny po aplikácii MI Varnish.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <http://www.gceurope.com>

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

POZNÁMKA: Technológia Recaldent (CPP-ACP) bola vyvinutá na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne, Austrália. *RECALDENT je licencovanou obchodnou značkou. Recaldent (CPP-ACP) technológia ima zaisťčené patenty ale je v pridobívaní je teň v Austráliji, NZ, Evropi, Kanadi i ZDA.

Naposledy upravené : 06/2017

MI Varnish

TOPIKALNÝ FLUORIDNÝ PREMAZ S KALCIJEM I N FOSFATÍ

Le za profesionalno uporabo v priporočene namene.

OPIS

MI Varnish je 5% natrijev fluoridni lak, ki ob nanosu na površino zoba ima desenzibilno delovanje. Tesno zapre dentinske tubule za daljši čas. MI Varnish vsebuje tudi RECALDENT™ (CPP-ACP): kazein fosfopeptid-amorfní kalcijev fosfat. Nanosenjem se stvara premaz na zubnim površinama.

INDIKACIJE

Terapija vseh preobčutljivosti zaradi izpostavljenega dentina.

KONTRAINDIKACIJE

- Ne uporabljajte pri pacientih z ulcerativnim gingivitisom in stomatitisom.
- Kazein fosfopeptidi so derivati mliečnega kazeina. Materiala ne uporabljajte pri pacientih s sumom na ali dokazano alergijo na mliečne proteine.

VARNOSTNI UKREPI

- V redkih primerih, lahko izdelek povzroča preobčutljivost pri nekaterih ljudeh. V primeru pojava takšne reakcije, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- Ob nanosu MI Varnish, naj pacienti ne uporabljajo drugih predpisanih fluoridnih terapij kot so fluoridni gel, v istem dnevu. Rutinska uporaba fluoridnih tablet pri pacientu naj bo prekinjena nekaj dni po terapiji.

PRIPOROČILA ZA UPORABO

- Površina zoba naj bo očiščena in osušena pred nanosom MI Varnish. Profilaksa ni potrebna.
- Odstranite zaščitno folijo pakiranja enkratno uporabo MI Varnish.
- Nanesite tanko, enakomerno plast MI Varnish na zobe / površine s čopičem za enkratno uporabo.

OPOMBA: Če opazite separacijo, premešajte s čopičem pred nanosom.

- MI Varnish se strdi ob kontaktu z vodo ali slino.
- MI Varnish naj ostane nemoten na zobeh štiri ure. Poučite pacienta naj se izogiba trdi, vroči ali lepljivi hrani, čištenju in nitanju zob, uživanju izdelkov z vsebnostjo alkohola (ustne vode, pijača...) med tem časom.

NEŽELJENI UČINKI

Edematozno zatekanje je bilo poročano v redih primerih pri uporabi fluoridnih lakov, predvsem pri nanosu na obsežne površine. Izjemno redko je prišlo do dispeje pri otrocih z astmo. Pri obsežnih nanosih pri pacientih z občutljivim prebavnim sistemom poročajo o možnem pojavu slabosti. Če je potrebno, se fluoridni lak lahko odstrani s temeljitim čiščenjem po strditvi.

OKUS

Sveže jagode
Sveža meta

SHRANJEVANJE

Hranite v hladnem, suhem in ne vlažnem prostoru stran od direktne sončne svetlobe (8-25°C). (Rok uporabe: tri leta od dneva proizvodnje)

PAKIRANJE

MI Varnish uvodno pakiranje, 10 doz za enkratno uporabo MI Varnish (5 jagoda + 5 meta)
MI Varnish naknadno pakiranje, 35 doz za enkratno uporabo MI Varnish jagoda
MI Varnish nadradno pakiranje, 35 doz za enkratno uporabo MI Varnish mäta
MI Varnish klinično pakiranje, 100 doz za enkratno uporabo MI Varnish jagoda
MI Varnish klinično pakiranje, 100 doz za enkratno uporabo MI Varnish meta
Ena doza za enkratno uporabo vsebuje 0,44g/0,4mL

OPOMBA: 1 mL MI Varnish vsebuje 50 mg natrijevega fluorida (22,6 mg jona fluorida).

OPOZORILO

- MI Varnish je vnetljiv. Ne uporabljajte pri odprtem ognju. Držite stran od virov vziga. Velikih količin ne shranjujte na istem mestu. Shranjujte dalje od direktne sončne svetlobe.
- V primeru kontakta z očmi takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Izogibajte se požiranju ali zaužitju materiala.
- MI Varnish unit dose in čopiči so za enkratno uporabo. Ne uporabljajte jih ponovno, ker lahko pride do navzkrižne kontaminacije med pacienti.
- V primeru stika z oblačili, mizo ali tlemi, takoj obrišite z etanolom.
- Ne mešajte z drugimi izdelki.
- Odvržite vse odpadni material v skladu z lokalnimi predpisi.
- MI Paste Plus™ ne uporabljate isti dan, lahko pa jo naneste naslednji dan. GC Tooth Mousse (bez fluorida) se lahko nanese po preteklih štirih urah od nanosa MI Varnish.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.gceurope.com>

Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

OPOMBA : Recaldent (CPP-ACP) tehnologijo je razvila Šola zobozdravstvene znanosti, Univerze v Melburnu, Australija. *RECALDENT je registrirana blagovna znamka. Recaldent (CPP-ACP) tehnologija ima zaisťčene patente ali je v pridobivanju le teh v Austrliji, NZ, Evropi, Kanadi i ZDA.

Zadnja izdaja : 06/2017

MI Varnish

POVRŠINSKI FLUORIDNI PREMAZ S KALCIJUMOM I FOSFATOM

Samo za stručnu stomatološku upotrebu i preporučenim indikacijama.

OPIS

MI Varnish je 5% natrijum-fluoridni premaz za otklanjanje osetljivosti pri nanošenju na zubne površine. Čvrsto zatvara dentinske kanaliće tokom dužeg vremena. MI Varnish sadrži i RECALDENT™ (CPP-ACP): kazein fosfopeptidni amorfní kalcijum fosfat. Nanošenjem se stvara premaz na zubnim površinama.

INDIKACIJE

Lecenje preosetljivosti vezano uz izloženost dentina.

KONTRAINDIKACIJE

- Ne koristiti kod pacijenata sa ulceroznim gingivitisom i stomatitisom.
- Kazein fosfopeptidi dobivaju se iz mliečnog kazeina. Premaz ne koristiti kod pacijenata sa dokazanom ili suspektnom alergijom na mliečne proteine.

UPOZORENJA

- U retkim slučajevima ovaj proizvod može da izazove osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija treba odmah prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekara.
- Pacijenti koji koriste MI Varnish ne smeju koristiti druga sredstva za fluoridnu terapiju, kao što je npr. fluoridni gel, u istom danu. Redovno uzimanje tableta fluorida treba prekinuti na nekoliko dana posle lečenja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Očistiti i osušiti zubne površine pre nanošenja MI Varnisha. Nije potrebna profilaksa.
- Odstraniti folijski poklopac jedinične doze MI Varnisha.
- Jednokratnom četkicom naneti tanak ravnomeran sloj MI Varnisha na zubne površine.

VAŽNO: Ako premaz nije homogen, pre nanošenja treba ga promešati jednokratnom četkicom.

- MI Varnish se stvrdnjava u dodiru sa vodom ili pljuvačkom.
- MI Varnish ostaviti da stoji na zubnim površinama tokom četiri sata. Upozoriti pacijente da izbegavaju tvrdu, ljuću ili lepljivu hranu, čišćenje zubi zubnim koncem, proizvode koji sadrže alkohol (sredstva za ispiranje usta, pića, itd.) dok koriste proizvod.

NEGATIVNE REAKCIJE

U retkim slučajevima zabeležena je pojava edema pri upotrebi fluoridnih premaza, posebno posled nanošenja na veće površine. Iako izuzetno retko, zabeležena je pojava dispejije kod dece sa astmom. Kod pacijenata sa osetljivim prebavnim sistemom može se javiti mučnina, posebno kod česte upotrebe. Po potrebi se premaz kada se stvrdne može odstraniti četkanjem.

AROMA

Sveža jagoda
Sveža meta

ČUVANJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu niske vlage daleko od direktne sunčeve svetlosti (8-25°C). (Rok upotrebe: tri godine od datuma proizvodnje)

PAKOVANJE

MI Varnish Intro pack (početno pakovanje), 10 jediničnih doza MI Varnish (5 jagoda + 5 menta)
MI Varnish Refill pack (dopuna), 35 jediničnih doza MI Varnish jagoda
MI Varnish Refill pack (dopuna), 35 jediničnih doza MI Varnish mäta
MI Varnish Clinic pack (kliničko pakovanje), 100 jediničnih doza MI Varnish jagoda
MI Varnish Clinic pack (kliničko pakovanje), 100 jediničnih doza MI Varnish meta
Jedna doza sadrži 0, 44 g / 0,4 mL premaza.

VAŽNO: 1 ml MI Varnisha sadrži 50 mg natrijum fluorida (22,6 mg jona fluorida).

UPOZORENJE

- MI Varnish je zapaljiv. Ne koristiti ga blizu otvorenog plamena. Držati dalje od izvora vatre. Ne čuvati veće količine na jednom mestu. Držati dalje od direktne sunčeve svetlosti.
- U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
- Izbegavati gutanje ili probavu materijala.
- MI Varnish pojedinačne doze i četkica su za jednokratnu upotrebu. Ne treba ih ponovo upotrebljavati jer to može da izazove kontaminaciju između pacijenata.
- U slučaju dodira s odjećom, stolom ili podom, odmah odstraniti etanolom.
- Ne mešati sa drugim proizvodima.
- Sav otpad odlagati u skladu sa lokalnim propisima.
- MI Paste Plus™ ne sme se koristiti isti dan, već od sledećeg dana. GC Tooth Mousse (bez fluorida) može se koristiti četiri sata posle primene MI Varnisha.

Neki proizvodi pomenuti u ovo Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.gceurope.com>

Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

VAŽNO: Recaldent (CPP-ACP) tehnologija razvijena je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Melburnu, Australija. *RECALDENT je zaštitni znak koji se koristi pod licencom. Recaldent (CPP-ACP) tehnologija ima rovezane patente ili patente u pripremi u Australiji, Novom Zelandu, Evropi, Kanadi i SAD-u.

Poslednja revizija : 06/2017

MI Varnish

ФТОРИСТИЙ ЛАК МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ВІСМІОМ КАЛЬЦІЮ ТА ФОСФАТУ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ОПИС

MI Varnish – це лак з вісміо 5% фториду натрію, що має десенсибілізуючу дію при нанесенні на поверхню зубів. Він щільно запечатує дентинні канали на довгий період часу. MI Varnish також містить RECALDENT™ (CPP-ACP): кazeін-фосфопептид – аморфний фосфат кальцію. Нанесення лаку утворює плівку на поверхних зуба.

ПОКАЗАНИЯ

Обработка дліянок зубов, де гіперчутливість спричинена оголенням дентину.

ПРОТИПОКАЗАНИЯ

- Не застосовуйте до пацієнтів з виразковим гінгівітом та стоматитом.
- Кazeін-фосфопептиди видобуваються з молочного кazeіну. Не застосовуйте цей матеріал до пацієнтів з доведеною алергією на молочний білок або з підозрою на неї.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- У поодиноких випадках цей продукт може викликати чутливість у деяких людей. У разі появи таких реакцій припиніть застосування продукту та зверніться до лікаря.
- Колі нахворієш MI Varnish, пацієнти не повинні застосовувати інше прописане лікування фторидами (наприклад, флюорелані) протягом того ж дня. Використання фтористих таблеток пацієнтами у звичайному режимі повинно перерватися на декілька днів після нанесення MI Varnish.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Поверхні зубів повинні бути очищені та висушені перед нанесенням MI Varnish.
- Зніміть фольгу з контейнера унідоz MI Varnish.
- Нанесіть тонкий рівномірний шар MI Varnish на зуби / поверхні за допомогою одноразового пензлика.

ВАЖНО: Якщo спостерігася розшарування, розмішайте лак одноразовим пензликом перед нанесенням.

- MI Varnish твердіє при контактi з водою або слиною.
- MI Varnish повинні залишатися на зубах недоторканим протягом чотирьох годин. Прoінструкуйте пацієнтів уникати твардої, гарячої та липкої їжі, користування зубною щіткою або флосом, а також продуктів з вісміом спирту (опіскувачів ротової порожнини, напоїв та ін.) протягом цього часу.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Набріски спостерігалися лише у поодиноких випадках з деякими фтористими лаками, особливо після нанесення на широкі поверхні. У край рідкісних випадках спостерігалося затруднення дихання у дітей, хворих на астму. Нудота спостерігалась у випадках широкого застосування до пацієнтів з чутливою травною системою. У разі необхідності лакову плівку після затвердіння можна видалити ретельним очищенням за допомогою зубної щітки.

СМАКИ

Свіжа полуниця
Свіжа м'ята

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте у сухому прохолодному місці з низькою вологістю подалі від прямого сонячного світла (8-25°C). (Термін придатності: 3 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА

MI Varnish Intro pack, 10 унідоz MI Varnish (5 полуничних + 5 м'ятних)
MI Varnish Refill pack, 35 унідоz MI Varnish Полуниця
MI Varnish Refill pack, 35 унідоz MI Varnish М'ята
MI Varnish Clinic pack, 100 унідоz MI Varnish Полуниця
MI Varnish Clinic pack, 100 унідоz MI Varnish М'ята
Одна упаковка з унідоzою містить 0.44г/0.4мL

ПРИМІТКА: 1 мл MI Varnish містить 50 мг фториду натрію (22,6 мг іонів фтору).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- MI Varnish є займистим матеріалом. Не застосовуйте його біля відкритого вогню. Тримайте подалі від джерел займання. Не зберігайте велику кількість у одному місці. Тримайте подалі від прямого сонячного світла.
- У випадку контакту з очима промийте їх негайно водою та зверніться по медичну допомогу.
- Уникайте проковтування та перетравлювання матеріалу.
- Стандартна доза MI Varnish та пензлик є одноразовими. Не застосовуйте їх повторно, оскільки це може спричинити перехресне інфікування пацієнтів.
- У випадку потрапляння матеріалу на одяг, стіл або підлогу видаліть його негайно за допомогою етанолу.
- Не змішуйте матеріал з іншими продуктами.
- Утилізуйте всі відходи згідно з місцевими нормами.
- MI Paste Plus™ не повинні застосовуватись у той самий день, але може застосовуватись, починаючи з наступного дня. GC Tooth Mousse (без фториду) можна застосовувати через чотири години після нанесення MI Varnish.

Деякі із зазначених у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням: <http://www.gceurope.com> Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ВАЖНО: Recaldent (CPP-ACP) технологія розвijenа je на Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Melburnu, Australija. *RECALDENT je zaštitni znak koji se koristi pod licencom. Recaldent (CPP-ACP) tehnologija ima rovezane patente ili patente u pripremi u Australiji, Novom Zelandu, Evropi, Kanadi i SAD-u.

Poslednja revizija : 06/2017

Останні зміни введено : 06/2017

Умовноаженний представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Меллоріфранс, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
Тел: +380 44 5020091, e-mail: info@kristar.ua

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

MI Varnish

KALSİYUM FOSFAT İÇEREN TOPIKAL FLORÜR VERNİĞİ

Sadece diş hekimleri ve dental uzmanlar tarafından önerilen endikasyonlarda kullanılmı içindir.

TANIM

MI Varnish diş yüzeyinde uygulandığında hassasiyet azaltıcı etkiye sahip % 5' lik sodyum florid verniğidir. Dentin tübüllerini uzunca bir süre tamamlıya örter. MI Varnish ayrıca RECALDENT™ (CPP-ACP) içerir. CPP – ACP : Kazein Fosfopeptid-Amorfus Kalsiyum Fosfat. Uygulama diş yüzeyinde bir vernik film tabakası bırakır.

ENDİKASYONLARI

Açıkta kalan dentine bağlı olan tüm aşın hassasiyet tedavilerinde.

KONTRAENDİKASYONLARI

- Ülseratif gingivitis ve stomatitisi olan hastalar da kullanmayın.
- Kazein fosfopeptid süt proteininden elde edilir. Süt proteinine karşı hassasiyet riski ölabilecek yada olan hastalarda kullanmayın.

ÖNE TİBİRLER

- Ürün nadir durumlarda kimi insanlarda duyarlılık yaratabilir. Böyle bir durum gözlemlendiğinde kullanmayı bırakın ve bir uzmana başvurun.
- MI Varnish uygulandıktan sonra, hasta aynı gün florür jei gibi florür içeren başka bir reçeteli tedavi görmemelidir. Hastanın eğer rutin olarak kullandığı florür tabletleri varsa, tedavi sonrası birkaç gün boyunca ara vermelidir.

KULLANIM TALİMATLARI

- MI Varnish kullanımı öncesi diş yüzeyi temizlenmiş ve kurulanmış olmalıdır. Herhangir bir profilaksi gerekmemtedir.
- MI Varnish filma eden unit dose kapın kapak folyosunu soyunuz.
- İnce bir tabaka halinde ilk MI Varnish tabakasını dişlerin yüzeyine tek kullanımlık fırçalar ile uygulayınız.

NOT : Eğer ayırdığınız gözlemliyorsanız, kullanımı öncesi tek kullanımlık fırça ile karıştırın.

- MI Varnish su veya tükürük ile temas edip sertleşir.
- MI Varnish diş üzerinde 4 saat boyunca kalmalıdır. Hastayı bu süre zarfında sert, sıcak veya yapışkan yiyecekleri yememesi konusunda, diş fırçalamasını, diş ipi ve al kol içeren (ağar gargarası, içecek gibi) ürünleri kullanmaması konusunda uyarınız.

YAN ETKİLER

Pazardaki bazı florür vernikleri geniş yüzeylerde uygulama sonrası çok nadir sayıda idemli şişme örneği ile rapor edilmiştir. Çok nadir olmasına rağmen astma hastası çocuklarda solunum güçlüğüne sebep olmuştur. Çok geniş uygulamalarda sindirim sistemi hasas olan hastalarda mide bulantısı yaptığı rapor edilmiştir. Eğer gerekli ise vernik film tabakası iyice fırçalanacak çıkarılabilir.

AROMA

Taze Çilek
Taze Nane

SAKLAMA

Serin yerde direk güneş ışığından uzak düşük nem ve kuru hava koşullarında saklayınız (8-25°C). (Raf ömrü: üretim tarihinden itibaren 3 yıldır)

PAKETLEME

MI Varn

GC Dry Mouth Gel

ПОСКОРЮЩЕННЯ МИМОРІАДНЕ ПОХОДИЛЕ ПАЦІЄНТОМ ТРІПАЦИМ СИНДРОМОМ СУХИХ УСТ

GC Dry Mouth Gel є урґнґю особам, котрі тріпа синдромом сухих ґст. Одопоруґа са пацієнтом, котрі маюї тажкощі при їдле а розпраніві алеко тріпа неприємним поотом сухей слізнице ґст. GC Dry Mouth Gel не всебує аладкорја.

ОДОРОУґАҢЕНЕ ІНДІКАЦІЄ

- Поскґтує походіле а ґлуви при синдроме сухих ґст.
- Поскґтує охранный повлак пре зубу а ґшне тїаніво.
- Помаїа регуловат зাপах в ґстах.

КОНТРАІНДІКАЦІЄ

Непоуїзуїте тенто вїробок а пацієнтово со знамю алергїю на гидрохїбензоату.

НАВОДІА ПОУЌІТІЄ

- Позївуїте GC Dry Mouth Gel вїдї, кеї маїте поїт суха в ґстах. Гелї же моїзно поїзуїват кедїколев кеї деї алеко веґер.
- Вїтїаґе достатоґне моїзство гелї з тубу на прст алеко на аплїкаіу гелї поїзуїте ватовї тампон. Нанесіте гелї на язїк, слїзніцу ґст а на зубу.

ПРІЧУТЕ

malina (R), pomaranč (O), citrón (L), máta (M)
Pіsmenā R, O, ā M v zātvorkāch označujū jednotlivē prīchute.
Тїет скраткї су вїзначене гелї з серїювим цїслом а означајуї прїчут гелї.
Například 060815M máta

SKLADOVANIE

Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa, uchovávajú v chlade na tmavom mieste s nízkym obsahom vlhkosti, chráňte pred priamym slnečným svetlom (8-25°C)(46,4-77,0°F).

BALENIE

Tuba obsahuje 40 g (35 mL)

- Balenie po 10 tubách (Balenie so 4-mi príchutami)
- Balenie po 10 tubách (malina príchut)

UPOZORNENIE

- Vyhýbajte sa kontaktu s očami. V prípade, že dôjde ku kontaktu, opláchnite postihnuté miesto dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Tubu vždy uzavrite uzáverom a odstráňte prebytočnú pastu alebo vlhkosť okolo trdla alebo vnútri uzáveru.
- Ak dôjde ku kontaktu s oblečením, umyte postihnuté miesto vodou.
- Ak užívate lieky na predpis, konzultujte používanie tohto produktu s lekárom.
- GC Dry Mouth Gel je možné používať v kombinácii s GC Tooth Mousse alebo GC MI Paste Plus. Použitie s ostatnými produktmi sa neodporúča.
- Vo vzácných prípadoch môže výrobok spôsobovať precitlivenosť. V prípade takej reakcie prestaňte gél používať a vyhľadajte lekára.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <http://www.gceurope.com>
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKČIA

DÁVKOVACIE SYSTÉMY PRE VIACNÁSÖBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia, no ihneď zlikvidujte.
NEPOMÁHA KĹE DO TEKUTINY. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými regionálnymi prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:

Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en alebo aj na našom vnútornom systéme hlásení: <https://gc.dental> Týmto spôsobom prispievate k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 10/2019

GC Dry Mouth Gel

ZA DODATNO UDOBNOST PRI TEŽAVAH SUHIH UST

GC Dry Mouth Gel nudi dodatno udobnostje osebam s težavami suhih ust. Uporaba se priporoča pri osebah, ki imajo težave pri jedi, govoru in imajo suha usta. GC Dry Mouth Gel ne vsebuje sladkorja.

PRIPOROČENE INDIKACIJE

- Nudi udobnost in blaži tegobe suhih ust.
- Nudi zaščitni premaz za zobe in oralna tkiva.
- Pomaga kontrolirati zadah.

KONTRAINDIKACIJE

Izogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na hidroksibenzoate.

NAVODILA ZA UPORABO

- GC Dry Mouth Gel uporabljati kolikor je to mogoče pri občutku suhih ust. To je lahko šest dan ali ponovi.
- Iz tube se iztisne zadostna količina gela na prst in se ga nanese na jezik, oralno sluznico in zobe.

OKUSI

malina (R), pomaranča (O), limona (L), pepermint (M).
Te kratice so navedene na tubah, zraven št. serije in označujejo okus.
Na primer, 060815M.....pepermint

HRANJENJE

Za optimalne lastnosti, čuvati na hladnem in temnem mestu, nizke vlažnosti, daleč od direktné sončne svetlobe (8-25°C)(46,4-77,0°C).

PAKIRANJE

Tuba vsebuje 40 g (35 mL)

- Pakiranje 10 tub (Pakiranje 4. okusov)
- Pakiranje 10 tub (malina okus)

UPOZORILO

- Paziti da ne pride v stik z očmi. V slučaju stika, takoj sprati z veliko vode in poiskati zdravnika.
- Vedno po uporabi dobro zapreti pokrovček in odstraniti viške gela iz pokrovčka.
- V slučaju nanosa po obliki, takoj sprati z vodo.
- Osebe ki jemljejo razna zdravila, se morajo pred uporabo posvetovati z zdravnikom.
- GC Dry Mouth Gel se lahko koristi v kombinaciji z pasto GC Tooth Mousse ali GC MI Paste Plus, z drugimi proizvodi pa ne!
- V redkih primerih lahko proizvod izzove občutljivost pri nekaterih osebah. V takšnem primeru je treba prekiniti z uporabo in se obrniti na zdravnika.
- Osebnava varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se poslužite o navodilih za varno uporabo na: <http://www.gceurope.com>

Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA

SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistoče. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Poročilo o neželenih učinkih:

Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 10/2019

GC Dry Mouth Gel

ZA DODATNU POMOČ KOD PROBLEMA SUVIH USTA

GC Dry Mouth Gel namenjen je za pružanje pomoči osobama sa problemom suvih usta. Njegova se upotreba preporučava osobama koje imaju teškoće pri jelu, govoru ili imaju problem suvih usta. GC Dry Mouth Gel ne sadrži šećer.

PREPORUČENE INDIKACIJE

- Pruža prijatnost i ublažava tegobe kod suvih usta.
- Pruža zaštitni premaz za zube i oralna tkiva.
- Pomaže kontrolu zadaha.

KONTRAINDIKACIJE

Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatim alergijama na hidroksibenzoate.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- GC Dry Mouth Gel koristiti koliko je često potrebno kod osećaja suvih usta. To može biti u bilo koje doba dana ili noći.
- Iz tube istisnuti dovoljno količinu gela na prst ili koristiti štapić sa vatom za uzimanje gela iz tube. Gel naneti na jezik, oralnu sluzokožu ili zube.

AROMA

malina (R), pomorandža (O), limun (L), pepermint (M)
R, O, L i M u zagradama su skraćene za svaku aromu. Te su skraćnice navedene na tubama posle broja serije i označavaju aromu sadržaja.
Na primer, 060815M pepermint

ČUVANJE

Za optimalno korišćenje preporučuje se, čuvati na hladnom i tamnom mestu niske vlažnosti daleko od direktné sunčeve svetlosti (8-25°C)(46,4-77,0°F).

PAKOVANJE

Tuba sadrži 40 g (35 mL)

- Pakovanje od 10 tuba (Pakovanje sa 4 okusa)
- Pakovanje od 10 tuba (malina ukus)

UPOZORENJE

- Izbegavati dodir sa očima. U slučaju dodira odmah isprati sa mnogo vode ili iz poklopca.
- U slučaju proivanja po obliki, takoj oprati vodom.
- Osebe koje uzimaju lekove treba da se posavetuju sa lekarom pre korišćenja ovog proizvoda.
- GC Dry Mouth Gel može se koristiti u kombinaciji sa pastom GC Tooth Mousse ili GC MI Paste Plus, ali ne i sa ostalim proizvodima.
- U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U tom slučaju treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.
- Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS. Uvek imajte na umu sigurnosno tehničko listu na: <http://www.gceurope.com>
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledajte višekratno upotrebljivo pakovanje i označite oštećenja ako ih ima. Oštećenu spravu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistite višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prijavštne. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno / nacionalnim smernicama.

Obaveštavanje o neželenim dejstvima:

Ako posmatrate svaki ili bilo kakvih neželenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental Na taj način doprinete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Posljednja revizija: 10/2019

GC Dry Mouth Gel

ДЛЯ ПІВІЩЕННЯ КОМФОРТУ ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД СУХОСТІ ПОРОЖНИНИ РОТА

GC Dry Mouth Gel розроблений для забезпечення комфорту пацієнтів, що потерпають від сухості порожнини рота. Рекомендований для використання людьми, які відчувають труднощі під час прийому їжі, сплизування, або дискомфорт, спричинений сухістю порожнини рота. GC Dry Mouth Gel не містить цукру.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

- Забезпечення комфорту та зменшення сухості порожнини рота.
- Утворення захисного шару на зубах та на тканинах порожнини рота.
- Допомога в боротьбі з неприємним запахом з рота.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Уникати використання цього препарату пацієнтам із відомою алергією на гідроксibenзоати.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- GC Dry Mouth Gel слід використовувати у всіх випадках, коли пацієнт відчуває сухість порожнини рота у будь-який час дня, або вночі.
- Видавити достатню кількість гелю з труби на палець або використовуйте для цього ватний тампон. Нанесіть гель на язик, слизову оболонку та/або зуби.

СМАКИ

Малина (R), Апельсин (O), Лимон (L), М'ята (M)
Літери R, O, L та M в дужках є аббревіатурою для кожного зі смаків. Ці аббревіатури нанесені на тубах після номеру лота для позначення смаку гелю.
Наприклад, 060815M М'ята

ЗБЕРІГАННЯ

Для оптимальних робочих характеристик рекомендується, зберігати в прохолодному темному сухому місці поза зоною попадання прямих сонячних променів (8-25°C)(46,4-77,0°F).

РОЗФАСОВКА

Туба містить 40г (35мл.)

- Упаковка 10 туб (Упаковка з 4-ма смаками)
- Упаковка 10 туб (Малина смаками)

УВАГА

- Уникати контакту з очима. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря до подальшого лікування.
- Завжди закривайте трубу ковпачком після використання та видаляйте залишки пасти або вологі накладки шийки труби або всередині ковпачка.
- Якщо рідина потрапила на око, промийте його водою.
- Якщо пацієнт приймає призначені лікарем медикаменти, він обов'язково має проконсультуватися з лікарем, що їх призначає, перед використанням GC Dry Mouth Gel.
- GC Dry Mouth Gel може використовуватись у комбінації з GC Tooth Mousse, або GC MI Paste Plus, але його не слід використовувати з іншими препаратами.
- В подібних випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій, припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
- Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Деякі із зазначених у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступними посиланнями: <http://www.gceurope.com>
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перекрестному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання переваріть їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження. НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧІНИ. Ретельно очистіть систему, щоб попередити засихання та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних / національних вимог.

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням: info@kristar.ua а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 10/2019



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межиріська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
телефакс: +3804445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

GC Dry Mouth Gel

AĞIZ KURULUĞU ÇEKENLER İÇİN EKSTRA RAHATLIK SAĞLAR

GC Dry Mouth Gel, ağız kuruluğu çekenlere rahatlık sağlamak için tasarlandı. Bir şeyler yeme-içme ve konuşmada zorluk çeken veya ağız kuruluğunda dolayı rahatsızlık çeken kişiler için kullanımı tavsiye edilir. GC Dry Mouth Gel şekerlidir.

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR

- Ağız kuruluğu şartlarında rahatlama ve ferahlama sağlamak için.
- Diş ve oral dokularda koruma sağlamak için.
- Kötü nefesi kontrolüne yardımcı olmak için

KONTRAENDİKASYONLAR

Hidroksibenzoat alerjisi oldugu bilinen hastalarda kullanmaktan kaçınılir.

KULLANMA TALİMATI

- Ağız kuru hissedildiği anda gerekli miktarla kullanılabılır. Bu durum gün veya gece boyunca olabilir.
- Yeterli miktarda jeli tüpün içinden parmağınızla veya pamuk pelete sıkınız.Jeli dilinize, oral mukozaya ve/veya dişlerinize uygulayınız.

AROMALAR

Raspberry (R), Portakal (O), Limon (L), Nane (M)
R, O, L ve M ile her bir aroma parentez içinde kısaltılmıştır. Bu kısaltmalar lot numaralarının yanında belirtilmiştir. Örneğin, 060815M Nane

SAKLAMA

En iyi performans için, direk güneş ışığından uzak serin ve kuru yerde saklayınız (8-25°C)(46,4-77,0°F).

AMBALAJ

- Bir Tüp 40 gr (35 mL) içerir
1. 10 tüplü paket (4-Aromalı Paket)
2. 10 tüplü paket (Ahududu Aromalı Paket)

UYARI

- Gözden uzak tutunuz. Göz ile temas elmesi durumunda,acilen su ile yıkayınız ve medical ülem arayınız.
- Daima kullanımdan sonra kapağını kapatınız ve tüpün boyun kısmındaki veya kapağın içindeki artık pastayı ve nemi uzaklaştırınız.
- Kıyafetlerinize bularsıra, su ile yıkayınız.
- Herhangi bir medical reçete kullanın kişi,ürünü kullanmadan önce hekimine başvurunuz.
- GC Dry Mouth Gel, GC Tooth Mousse ve GC MI Paste Plus ile kullanılabılır ancak diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.
- Ürün ender olarak bazı kişilerde alerjik reaksiyon oluşturabilir. Bu tarz durum oluştuğunda, ürünü kullanımı durdurunuz ve uzmanla başvurunuz.
- Yağda eldiven, yüz maskesi ve güvenli gözülüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.

Önceki kullanıma kalıvuzunda refere edilen bazı ürünler GHS'ye göre zararlı sınıflandırılabilir. Daima kendinizi aşağıdaki linke mevcut olan güvenlik bilgi pusulamına alıştırabilsiniz.

<http://www.gceurope.com>
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TEMLİEME VE DEZENFEKSIYON

ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI SİSTEM: Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerektemektedir. Kullanımdan hemen sonra cihazı gözlemleyin ve buluzlma için etiketleyn Eger zarar görmüşse cihazı çöpe atın.
SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasını ve kontaminasyonun akümülasyonu nu önlemek için tamamen cihazı temizleyiniz. Orta-seviye kayıtlı sağlık bakım-derceleri enfeksiyon kontrol ürünü ile bölgesel / ulusal rehberlere uygun olarak dezenfekte ediniz.

Istenmeyen Etkiler Raporu: Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri olayları tespit durumunda aşağıdaki linkten erişebileceğiniz bulundugunuz ulkenin uygun otoritesini seğerek doğrudan ilgili sistemi ile iletin rapor ediniz. https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en İh ilgili sistemize de ilgili vererek: vigilance@gc.dental ; bu ürünün gelişigürlü arttırımay katkılı bulunacaksnız.

Son Revizyon: 10/2019

GC Dry Mouth Gel

GĖLS MUTES DOBUMA KOMFORTA UZLABOŠANAI PERSONĀM, KAS CİĖS NĖ MUTĖS SAUSUMA

GC Dry Mouth Gel ir paredzēts mutes dobuma komforta uzlabošanai personām, kas cieš no mutes sausuma. To ieteicams lietot cilvēkiem, kas mutes sausuma dēļ cieš diskomfortu, tiem ir grūti ēst un runāt. GC Dry Mouth Gel nesatur cukuru.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS

- Nodrošina komfortu un atvieglojumu sausas mutes stāvokļos.
- Apsauginēs plēvēlēt ant dantū ir burnos gļeivinės suformavimui.
- Palīdz kontrolēt sliktu elpu.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pacientiem ar alerģiju uz hidroksibenzoātiem.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Lietojiet GC Dry Mouth Gel kad jūtat mutes sausumu, to var lietot tik bieži cik nepieciešams, dienas vai nakts laikā.
- No tūbiņas uz pirksita izspiest pietiekamu gēla daudzumu vai pagmētu gēlu no tūbiņas ar vates kociņu. Gēlu aplicējiet uz mēles, mutes gļotādas un/ vai zobiem.

GAŠĀS

Raspberry (R), Orange (O), Lemon (L), Mint (M)
R, O, L un M iekavās norāda katraš gašās abreviatūru. Šīs abreviatūras marķējums ir norādīts uz tūbiņas pēc partijas numura un norāda gašā.
Piemēram, 060815M Mint

UZGLABĀŠANA

Optimālai izmantošanai ieteicams uzglabāt istabas uzglabāt vēsā tumšā sausā vietā prom no tiešiem saules stariem (8-25°C)(46,4-77,0°F).

IEPAKOJUMS

- Tūbiņa satur 40 g (35 mL)
1. 10 tūbiņu iepakojums (iepakojums ar 4 gašām)
2. 10 tūbiņu iepakojums (Raspberry gašās)

BRĪDINĀJUMI

- Kontaktā gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
- Vienmēr pēc lietošanas uzlikst tūbiņas vāciņu un notīrīt gēla atliekas un mitrumu ar tūbiņas kakliņu un no vāciņa iekšējās virsmas.
- Ja gēls nokļūst uz drēbēm noskalot to ar ūdeni.
- Viesiem, kas lieto receptu medikamentus pirms šī produkta lietošanas ir jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.
- GC Dry Mouth Gel var lietot kopā ar GC Tooth Mousse vai GC MI Paste Plus bet nedrīkst lietot kopā ar citiem produktiem.
- Retos gadījumos produkti var izsaukt iedziļinumu. Ja ir novērota šāda reakcija pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.
- Vienmēr jāvelk personālais aizsargapriekojums, piemēram, cimdai, sejas maskas un acu drošības aizsargi.