

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа»
тип А (№1, №2, №3) ГОСТ 3303-94
РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.**

1. Назначение

Грелка резиновая предназначена для местного согревания тела.
Номер грелки соответствует её вместимости в литрах.

2. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90°C, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1% -ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% -ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время пользования, необходимо во втулку вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой.

Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

3. Хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня ввода в эксплуатацию.



Копии верна

М.о. директора ОБРИ

ООО «Объединение Альфапластик»

Н.Н. Стурганова

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа»
тип Б (№1, №2, №3) (комбинированные) ГОСТ 3303-94
РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.**

1. Назначение

Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплектующими деталями).

2. Комплектность

- | | |
|---|---------|
| 1. Грелка в сборе типа А | - 1 шт. |
| 2. Винтовой затвор со сквозным отверстием | - 1 шт. |
| 3. Наконечники: | |
| для детей | - 1 шт. |
| для взрослых | - 1 шт. |
| маточные | - 1 шт. |
| 4. Трубка резиновая или ПВХ | - 1 шт. |
| 5. Зажим | - 1 шт. |
| 6. Инструкция по эксплуатации | - 1 шт. |

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90°C, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1% -ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим.

Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, обработанный 1%-ным раствором хлорамина в течение 30 минут или 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промытый горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промыть проточной водой с мылом, ополоснуть. После применения грелку промыть горячей проточной водой и повесить за петлю. При этом открыть для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой.

Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

4. Хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня ввода в эксплуатацию.



Н. Н. Смирнова