

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



О P T I M E D

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05%
ТУ 9398-016-29792921-2009. РУ № ФСР 2009/05994 от 03.11.2009

ОПИСАНИЕ

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% - стерильный водный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере.

СОСТАВ

Стерильный водный раствор, содержащий трипановый синий 0,05%, натрий хлористый 0,82%, фосфатный буфер (натрий фосфорнокислый однозамещенный двухводный 0,03%, натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный 0,19%).

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения - офтальмохирургия.

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% применяется для прокрашивания в ходе операции передней капсулы хрусталика.

Препарат не проникает в капсульный мешок.

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% имеет pH 7,2±0,3, осмотическое давление раствора 260-320 мОсм/кг.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% используется в качестве красителя при проведении экстракции катаракты перед капсулорексисом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможны аллергические реакции в случае, если у больного гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата.

НЕКОТОРЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% вводится в переднюю камеру глаза для прокрашивания передней капсулы хрусталика при экстракции катаракты перед капсулорексисом объемом 0,1-0,2 мл. Избытки красителя необходимо тщательно вымыть из передней камеры с помощью ирригации.

Препарат не проникает в капсульный мешок. Иногда наблюдается частичное кратковременное окрашивание задней капсулы хрусталика или поверхности стекловидного тела.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- а) Следует соблюдать все предостережения, свойственные операциям на переднем отрезке глаза.
- б) Внимательно следить за внутриглазным давлением, и, в случае существенного повышения давления, проводить соответствующую терапию.
- в) Тщательно удалять излишки красителя путем ирригации после прокрашивания передней капсулы.
- г) Избегать при введении попадания пузырьков воздуха.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

С помощью глазной канюли в переднюю камеру вводится необходимое количество красителя, при этом передняя капсула окрасится в характерный синий цвет, что облегчает проведение капсулорексиса, улучшает визуализацию.

После прокрашивания остатки раствора тщательно промываются с помощью ирригации.

УПАКОВКА

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% расфасован в шприцы по 0,5мл или 1,0мл или во флаконы по 1,0мл, 2,0мл или 3,0мл и герметично упакован. Метод стерилизации - паровой. Стерильно! Предназначен только для однократового использования! Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта или не повреждена.

Не применять в случае нарушения целостности упаковки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C. Беречь от детей! Не использовать по истечении указанного срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Офтальмологический раствор по истечении гарантийного срока годности должен быть утилизирован в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями и СанПин 2.1.7.2790-10.

ЗАО «Оптимедсервис»

Россия, 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145

Адрес для корреспонденции: Россия, 450058, РБ, г. Уфа,

ул. 50 лет СССР, 8. Тел.: +7(347)223-44-33, +7(347) 277-62-62

market@optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru

Произведено: ЗАО «Оптимедсервис»,

Россия, 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145.

Свидетельство на товарный знак № 765045 от 03.07.2020.

