



Liepaja Special Economic Zone LLC Lauma Medical
VAT No. LV42103094479
Ziemeļu street 19, Liepaja, LV-3405, Latvia
Phone: +371 634 47496
E-mail: medical@laumamedical.com

Инструкция по применению Медицинского изделия

Бинт медицинский эластичный компрессионный, модель 2

Эластичный медицинский бинт высокой степени растяжимости применяется для профилактики и лечения хронических венозных воспалительных процессов в до- и послеоперационный периоды, для профилактики образования гематом и удержания эндопротезов в стабильном состоянии при пластических операциях, а также для профилактики и лечения травм, связанных со спортом. Металлический фиксатор позволяет удерживать бинт в нужном месте.

Стирать бинт необходимо в мыльной пене, при температуре воды, не превышающей +40°C, после чего прополоскать изделие в теплой воде и отжать в полотенце не выкручивая. Сушить, разложив на горизонтальной поверхности. Не используйте синтетические моющие средства. Не рекомендуется подвергать изделие глажению.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок – 5 лет с даты изготовления.

Производитель: ООО ЛСЭЗ Лаума Медикал (ООО ЛСЭЗ Lauma Medical) ул. Зiemeļu 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвия.

Бинт медицинский эластичный компрессионный, модель 5

Бинт медицинский эластичный компрессионный, средней растяжимости, модель 5

Инструкция по применению

Бинт представляет собой тканую эластичную ленту средней степени растяжимости (100% - 150%) в цвете натурального сырья, определенной длины и ширины.

Комплектность: изделие одного размера – 1 шт., металлический фиксатор – 2 шт., индивидуальная упаковка – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

Бинт предназначен для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях.

Эластичный медицинский бинт средней степени растяжимости применяется для предотвращения или облегчения заболеваний вен; для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии; для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека; для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов; для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса; предотвращение образования гематом в послеоперационный период; фиксация суставов верхних и нижних конечностей

при разных вывихах и растяжениях; для снятия посттравматических отеков различной этиологии; профилактика и лечение спортивных травм (снижение напряжения мышц колена, локтя, стопы и ладони во время занятий спортом); рекомендован также во время беременности, при тяжелых физических нагрузках, при занятиях спортом, при длительных путешествиях; для наложения компрессионных повязок; для фиксации перевязочных средств.

Применение эластичного бинта является безопасным при условии соблюдения настоящей инструкции. При проявлении индивидуальной аллергической реакции следует немедленно прекратить использование бинта и обратиться к специалисту. Накладывать только на неповрежденную кожу. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае вопросов консультироваться со специалистом. Сохранение медицинских свойств гарантируется при правильном соблюдении инструкции.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия: неэффективное использование, трение и раздражение кожи, отеки, онемения.

При проявлении индивидуальной аллергической реакции следует немедленно прекратить использование бинта и обратиться к специалисту.

Длительность применения - не более суток.

Перед использованием бинта следует консультироваться у лечащего врача по поводу индивидуального метода накладывания бинта и продолжительности его ношения. Время или периодичность ношения эластичного бинта и смена периодов ношения/отдыха определяется врачом.

При накладывании бинта следует учесть, что каждый следующий виток бинта перекрывает предыдущий примерно на 2/3. Примеры накладывания бинта см. на обратной стороне этикетки. Надо следить за созданным бинтом давлением, не допуская чувство дискомфорта в забинтованном участке тела. Чувство дискомфорта или боль – это признак того, что бинт нанесён неправильно. Следует наблюдать за цветом кожи конечностей (стопы, кисти, пальцев). Если кожа становится белой или принимает синеватый оттенок и появляется чувство онемения, бинт наложен слишком туго. В таком случае бинт снимают и накладывают заново, уменьшая его растяжение.

При выборе длины и ширины бинта советуйтесь со специалистом, учитывая обхват той части конечности (колена, локтя, стопы или кисти) на которую будет нанесён бинт.

Возможно применение для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания после консультации с лечащим врачом.

Медицинское изделие не влияет на способность управлять транспортными средствами или механизмами, если накладывание бинта предписано не с целью жесткой (неподвижной) фиксации конечности.

Изделия должны храниться в недоступных для детей местах.

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в регионе приобретения и использования изделия. Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в вашем регионе (СанПиН 2.1.7.2790-2010 по классу А). Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

В процессе эксплуатации изделие выдерживает воздействие температур от 5 – 25 оС при влажности до 70%, атмосферное давление 630 – 800 мм рт. ст. Остаточная деформация эластичных компрессионных МИ до и после стирки должны быть не более 10%.

Стирать бинт необходимо в мыльной пене, при температуре воды, не превышающей +40°С, после чего прополоскать изделие в теплой воде и отжать в полотенце не выкручивая. Сушить, разложив на горизонтальной поверхности. Не используйте синтетические моющие средства! Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не рекомендуется подвергать изделие глажению.

Изготовитель гарантирует качество производимого изделия при условии соблюдения правил транспортирования и хранения и условий его эксплуатации.

Сохранение изделием медицинских и функциональных свойств гарантируется при надлежащем уходе за изделием и правильном соблюдении инструкции.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Производитель: ООО Лиепайской специальной экономической зоны Lauma Medical (ООО ЛСЭЗ Lauma Medical) / Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lauma Medical (LSEZ SIA Lauma Medical). Регистрационный № 42103094479, юридический адрес: ул. Зиемелю 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвийская Республика, medical@laumamedical.com Тел.: +(371) 634 47125. Адрес места производства медицинского изделия: Ул. Зиемелю 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвийская Республика.

Бинт медицинский эластичный компрессионный, модель 6

Бинт медицинский эластичный компрессионный, малой растяжимости, модель 6

Инструкция по применению

Бинт представляет собой тканую эластичную ленту малой степени растяжимости (30% - 100%) в цвете натурального сырья, определенной длины и ширины.

Комплектность: изделие одного размера – 1 шт., металлический фиксатор – 2 шт., индивидуальная упаковка – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

Бинт предназначен для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях.

Бинт применяется для предотвращения или облегчения заболеваний вен; для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии; для профилактики венозных тромбозомболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека; для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов; для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса; предотвращение образования гематом в послеоперационный период; фиксация суставов верхних и нижних конечностей при разных вывихах и растяжениях; для снятия посттравматических отеков различной этиологии; профилактика и лечение спортивных травм (снижение напряжения мышц колена, локтя, стопы и ладони во время занятий спортом); рекомендован также во время беременности, при тяжелых физических нагрузках, при занятиях спортом, при длительных путешествиях; для наложения компрессионных повязок; для фиксации перевязочных средств.

Применение эластичного бинта является безопасным при условии соблюдения настоящей инструкции. При проявлении индивидуальной аллергической реакции следует немедленно прекратить использование бинта и обратиться к специалисту. Накладывать только на неповрежденную кожу. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае вопросов консультироваться со специалистом. Сохранение медицинских свойств гарантируется при правильном соблюдении инструкции.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия: неэффективное использование, трение и раздражение кожи, отеки, онемения.

При проявлении индивидуальной аллергической реакции следует немедленно прекратить использование бинта и обратиться к специалисту.

Длительность применения - не более суток.

Перед использованием бинта следует консультироваться у лечащего врача по поводу индивидуального метода наложения бинта и продолжительности его ношения. Время или периодичность ношения эластичного бинта и смена периодов ношения/отдыха определяется врачом.

При наложении бинта следует учесть, что каждый следующий виток бинта перекрывает предыдущий примерно на 2/3. Примеры наложения бинта см. на обратной стороне этикетки. Надо следить за созданным бинтом давлением, не допуская чувство дискомфорта в забинтованном участке тела. Чувство дискомфорта или боль – это признак того, что бинт нанесён неправильно. Следует наблюдать за цветом кожи конечностей (стопы, кисти, пальцев). Если кожа становится белой или принимает синеватый оттенок и появляется чувство онемения, бинт наложен слишком туго. В таком случае бинт снимают и накладывают заново, уменьшая его растяжение.

При выборе длины и ширины бинта советуйтесь со специалистом, учитывая обхват той части конечности (колена, локтя, стопы или кисти) на которую будет нанесён бинт.

Возможно применение для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания после консультации с лечащим врачом.

Медицинское изделие не влияет на способность управлять транспортными средствами или механизмами, если наложение бинта предписано не с целью жесткой (неподвижной) фиксации конечности.

Изделия должны храниться в недоступных для детей местах.

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в регионе приобретения и использования изделия. Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в вашем регионе (СанПиН 2.1.7.2790-2010 по классу А). Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

В процессе эксплуатации изделие выдерживает воздействие температур от 5 – 25 оС при влажности до 70%, атмосферное давление 630 – 800 мм рт. ст. Остаточная деформация эластичных компрессионных МИ до и после стирки должны быть не более 10%.

Стирать бинт необходимо в мыльной пене, при температуре воды, не превышающей +40°С, после чего прополоскать изделие в теплой воде и отжать в полотенце не выкручивая. Сушить, разложив на горизонтальной поверхности. Не используйте синтетические моющие средства! Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не рекомендуется подвергать изделие глажению.

Изготовитель гарантирует качество производимого изделия при условии соблюдения правил транспортирования и хранения и условий его эксплуатации.

Сохранение изделием медицинских и функциональных свойств гарантируется при надлежащем уходе за изделием и правильном соблюдении инструкции.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Производитель: ООО Лиепайской специальной экономической зоны Lauma Medical (ООО ЛСЭЗ Lauma Medical) / Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lauma Medical (LSEZ SIA Lauma Medical). Регистрационный № 42103094479, юридический адрес: ул. Зиелелю 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвийская Республика, medical@laumamedical.com Тел.: +(371) 634 47125. Адрес места производства медицинского изделия: ул. Зиелелю 19, г. Лиепая, LV-3405, Латвийская Республика.