

Инструкция по использованию

I. Название продукта

Шприцы одноразовые, объемы: 1мл, 2/2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл

II. Инструкция по продукту

1. Трехкомпонентный, стерильный, нетоксичный, непирогенный
2. Подходит для извлечения жидкости или немедленной инъекции
3. Стерилизован этилен оксидом со сроком хранения, равным 5 годам
4. Упакован в пластиковую пленку и медицинскую бумагу. Медицинская бумага предотвращает попадание микроорганизмов и позволяет продукту «свободно дышать». Не использовать при повреждении упаковки.

III. Инструкции по использованию

1. Открыть упаковку и извлечь шприц
2. Проверить плотность соединения иглы и шприца. Если соединение ослаблено, уплотнить.
3. Снять колпачок с иглы. Не дотрагиваться до иглы во избежание травмы
4. Провести забор жидкости и сделать инъекцию
5. После инъекции надеть колпачок на иглу и утилизировать ее безопасным способом.

IV. Предостережения

1. Исключительно для одноразового использования. Использовать сразу после открытия упаковки и утилизировать после использования.
2. Не использовать после истечения срока годности. Не использовать при повреждении упаковки или наличии посторонних материалов.
3. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от коррозионных газов, с влажностью, не превышающей 80%. Хранить в сухом месте вдали от солнечного света.
4. Не подходит для использования со светочувствительными жидкостями.

Производитель: SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO., LTD., № 18 Xingshan Road, Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, Китай