

No table of contents entries found.

Yj tedz 2 (s) qpr 05,0

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1. $\mathcal{O}(n^2)$ 2. $\mathcal{O}(n^2)$ 3. $\mathcal{O}(n^2)$ 4. $\mathcal{O}(n^2)$ 5. $\mathcal{O}(n^2)$ 6. $\mathcal{O}(n^2)$ 7. $\mathcal{O}(n^2)$ 8. $\mathcal{O}(n^2)$ 9. $\mathcal{O}(n^2)$ 10. $\mathcal{O}(n^2)$ 11. $\mathcal{O}(n^2)$ 12. $\mathcal{O}(n^2)$ 13. $\mathcal{O}(n^2)$ 14. $\mathcal{O}(n^2)$ 15. $\mathcal{O}(n^2)$ 16. $\mathcal{O}(n^2)$ 17. $\mathcal{O}(n^2)$ 18. $\mathcal{O}(n^2)$ 19. $\mathcal{O}(n^2)$ 20. $\mathcal{O}(n^2)$ 21. $\mathcal{O}(n^2)$ 22. $\mathcal{O}(n^2)$ 23. $\mathcal{O}(n^2)$ 24. $\mathcal{O}(n^2)$ 25. $\mathcal{O}(n^2)$ 26. $\mathcal{O}(n^2)$ 27. $\mathcal{O}(n^2)$ 28. $\mathcal{O}(n^2)$ 29. $\mathcal{O}(n^2)$ 30. $\mathcal{O}(n^2)$ 31. $\mathcal{O}(n^2)$ 32. $\mathcal{O}(n^2)$ 33. $\mathcal{O}(n^2)$ 34. $\mathcal{O}(n^2)$ 35. $\mathcal{O}(n^2)$ 36. $\mathcal{O}(n^2)$ 37. $\mathcal{O}(n^2)$ 38. $\mathcal{O}(n^2)$ 39. $\mathcal{O}(n^2)$ 40. $\mathcal{O}(n^2)$ 41. $\mathcal{O}(n^2)$ 42. $\mathcal{O}(n^2)$ 43. $\mathcal{O}(n^2)$ 44. $\mathcal{O}(n^2)$ 45. $\mathcal{O}(n^2)$ 46. $\mathcal{O}(n^2)$ 47. $\mathcal{O}(n^2)$ 48. $\mathcal{O}(n^2)$ 49. $\mathcal{O}(n^2)$ 50. $\mathcal{O}(n^2)$ 51. $\mathcal{O}(n^2)$ 52. $\mathcal{O}(n^2)$ 53. $\mathcal{O}(n^2)$ 54. $\mathcal{O}(n^2)$ 55. $\mathcal{O}(n^2)$ 56. $\mathcal{O}(n^2)$ 57. $\mathcal{O}(n^2)$ 58. $\mathcal{O}(n^2)$ 59. $\mathcal{O}(n^2)$ 60. $\mathcal{O}(n^2)$ 61. $\mathcal{O}(n^2)$ 62. $\mathcal{O}(n^2)$ 63. $\mathcal{O}(n^2)$ 64. $\mathcal{O}(n^2)$ 65. $\mathcal{O}(n^2)$ 66. $\mathcal{O}(n^2)$ 67. $\mathcal{O}(n^2)$ 68. $\mathcal{O}(n^2)$ 69. $\mathcal{O}(n^2)$ 70. $\mathcal{O}(n^2)$ 71. $\mathcal{O}(n^2)$ 72. $\mathcal{O}(n^2)$ 73. $\mathcal{O}(n^2)$ 74. $\mathcal{O}(n^2)$ 75. $\mathcal{O}(n^2)$ 76. $\mathcal{O}(n^2)$ 77. $\mathcal{O}(n^2)$ 78. $\mathcal{O}(n^2)$ 79. $\mathcal{O}(n^2)$ 80. $\mathcal{O}(n^2)$ 81. $\mathcal{O}(n^2)$ 82. $\mathcal{O}(n^2)$ 83. $\mathcal{O}(n^2)$ 84. $\mathcal{O}(n^2)$ 85. $\mathcal{O}(n^2)$ 86. $\mathcal{O}(n^2)$ 87. $\mathcal{O}(n^2)$ 88. $\mathcal{O}(n^2)$ 89. $\mathcal{O}(n^2)$ 90. $\mathcal{O}(n^2)$ 91. $\mathcal{O}(n^2)$ 92. $\mathcal{O}(n^2)$ 93. $\mathcal{O}(n^2)$ 94. $\mathcal{O}(n^2)$ 95. $\mathcal{O}(n^2)$ 96. $\mathcal{O}(n^2)$ 97. $\mathcal{O}(n^2)$ 98. $\mathcal{O}(n^2)$ 99. $\mathcal{O}(n^2)$ 100. $\mathcal{O}(n^2)$

၁၀ တစ်နှစ်မှ နှစ်တစ်ခုအထိ အသက်ရှင်နေရသူများ၏ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၆% ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပုံစံအားဖြင့် ၃၈% ဖြစ်သည်။

[illegible]
$$\mathbb{I} \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$$
[illegible][illegible][illegible] $\int \frac{1}{R} d\phi = \frac{\pi}{R} R$ [illegible]

§ tsd_fstzC yq^w B0ktsd_s

[illegible][illegible][illegible]

၂၈၂

çɪ tʃɪpsdʒw ɔj dʒɪf w ɕɛ̌ (z, b dʒɪt z ɪ ɕɪtsɔɐ dʒɪst btq dʒw 0379 H⁸ ? dʒɔɐ, dʒ x hɪzd ɕæshdʒw ɔj tɕɪŋ^w, 90106040AP),
t t ɪ, j j, f ɕɪ l i t fɪstɪlɪnd fɪs ? XXL, dʒ x hɪzd ɕæshdʒw ɔj tɕɪŋ^w. 91045700-01A

Yield (%) 5,0

ՐԱԽՅՈՒՆ ԱՐԸ ԻՋ ԿՏԱԴՍՓՈՒՐՐ

1 ԽՈՒՍԹԱՆԵՐ ՕՐԼԻԿ ԴՐՈՒՄ

1 յայտնի զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին, ինչպես նաև զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

1 ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

ԿԱՐԴԱՆԱԿԱՆ ՕՐԼԻԿ:

Փ. 1 Օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

1.1 ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

ԿԱՐԴԱՆԱԿԱՆ ՕՐԼԻԿ ԴՐՈՒՄ

Դ. 1 ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

Դ. 1 Օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

Դ. 1 Օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

Դ. 1 Օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

1 Օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

ԿԱՐԴԱՆԱԿԱՆ ՕՐԼԻԿ ԴՐՈՒՄ

Օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

ՀԱՅԿԱՆ ՕՐԼԻԿ ԴՐՈՒՄ (ՀԱՅԿԱՆ ՕՐԼԻԿ ԴՐՈՒՄ ԿԱՐԴԱՆԱԿԱՆ ՕՐԼԻԿ ԴՐՈՒՄ, 90106040AP),
Դ. 1, Դ. 1, Օրենքի մասին ինքնուրույն զինվորականության և զինվորականության անհատականության օրենքի մասին:

ԿԱՐԴԱՆԱԿԱՆ ՕՐԼԻԿ ԴՐՈՒՄ



[illegible][illegible]

r Otdz i tftHdsdzə tsfhsf B Otdzsdz

r 0 d j d f j B 0 h d s d 0		r q 0 h j l s t c t f t s h 0 s d f e t s h d f B 0 h d s d 0	
		12 d j k	14 d j k
0 s d j	q i 0	d j k	d j k
3	304	11,7	13,7
4	405	11,8	13,8
5	507	11,9	14,0
6	608	12,0	14,1
7	709	12,1	14,2
8	811	12,2	14,2

၂။ တစ်ခုသို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော အမျိုးအစားများကို ပြောင်းလဲခြင်း

404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

[illegible][illegible]

Yıldırım (2015) için 0,0



« სპეციალური ტიპის სტერალიზაციის მეთოდი »



ტექნიკური დოკუმენტი ? ტექნიკური



ტექნიკური დოკუმენტი ? დოკუმენტი »



სტერალიზაციის მეთოდი



ტექნიკური დოკუმენტი ტექნიკური



სტერალიზაციის მეთოდი » ტექნიკური დოკუმენტი

სტერალიზაციის მეთოდი (სტერალიზაციის მეთოდი » ტექნიკური დოკუმენტი, 90106040AP),
ტექნიკური დოკუმენტი ? XXL, ტექნიკური დოკუმენტი » ტექნიკური, 91045700-01A

სტერალიზაციის მეთოდი » ტექნიკური, 90106040AP

[illegible]

S todos los días de lunes a viernes
 de 9h a 18h en el teléfono 011-3617-1234 o al correo electrónico ventas@boston-scientific.com
 Boston Scientific do Brasil Ltda) y sus filiales en
www.bostonscientific.com/bra



Boston Scientific Limited
 Boston Scientific Ireland Limited
 Ballybrit Business Park
 Galway
 Ireland



Phntej fñe fljsteql? fñ tsgs fñ tsdñstet
çl tsdñstet Q j dsq^w dñ (fñ fljsteql) ð lsd f lsñè (Boston Scientific (Australia) Pty Ltd)
f/w 332 J f sfl R ç ts^r ? J ç dz ? v ð dz fñ 1455 fñ fljsteql^w (PO Box 332 BOTANY NSW
1455 Australia)
s j dñ^w tsdñstet fñ dñsdñ? dz dñ dñ 1800 676 133
À Ç fñ b j fñ dñsdñ? dz dñ dñ 1800 836 666



၂။ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
 နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
 300 နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
 Scientific Way, Marlborough, MA 01752, USA)
 နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်



၇. ညီ ငွေတစ်သိန်းလေး နှစ်သိန်းလေး၊ ညီ ငွေတစ်သိန်းလေး နှစ်သိန်းလေး



1. It is the duty of the State to protect the rights of its citizens.

C € 0344

[illegible]

yield? (s) at 5.0

É ʃ tsɛf ɔlɔ^w ʃɪ tsɪpsɛɛ ɔlɔ^w ɔf ʃ tsɛf tsɛf ʔ^h dɛ ɔf ɔlɔ^w ɪ tsɪp tsɛf ʃ tsɛf ɪf tsɛf^w tsɛf^w, 2019 ɔ. ɪ ʃɪ ʃ tsɛf ɔlɔ^w ɔf^h ɔlɔ^w.

[illegible]

Yj tedz ? (s) qpr 05,0

«Бостон Сайентифик»

MaxForce

БИЛИАРНЫЙ

Баллонный для дилатации катетер

Руководство по эксплуатации

[Штрих-код]

Январь 2016 г.

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (K) $\Delta E \leq 5,0$

MaxForce

БИЛИАРНЫЙ

Баллонный для дилатации катетер

Только по предписанию врача

Предостережение: в соответствии с федеральным законодательством США продажа данного изделия разрешена только врачам или по их предписанию.

ВНИМАНИЕ!

Поставляемое содержимое **СТЕРИЛИЗОВАНО** этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать, если стерильный барьер поврежден. При обнаружении повреждений необходимо связаться с представителем компании «Бостон Сайентифик».

Только для однократного применения. Не использовать, не обрабатывать и не стерилизовать повторно. Повторное использование, обработка или стерилизация могут нарушить структурную целостность изделия и (или) вызвать его поломку, что, в свою очередь, может привести к травме, болезни или летальному исходу пациента. Повторное использование, обработка или стерилизация могут также создать риск загрязнения изделия и (или) привести к инфицированию пациента или перекрестной инфекции, в частности, к передаче инфекционного(-ых) заболевания(-й) от одного пациента другому. Загрязнение изделия может привести к травме, болезни или летальному исходу пациента.

После использования необходимо утилизировать изделие и упаковку в соответствии нормами учреждения здравоохранения, администрации и / или органов местного самоуправления.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Катетер для дилатации баллонный билиарный MaxForce, выполненный в стиле Грюнцига, - это двухпросветный катетер с неподатливым баллоном, смонтированным на дистальном наконечнике изделия. Баллонные для дилатации катетеры используются для приложения радиального усилия с целью дилатации суженных сегментов протока.

Конструкция баллона

Баллоны изготавливаются из специальным образом обработанных полимеров с применением особых процессов, что обеспечивает максимальную прочность.

Каждый баллон раздувается до заявленного диаметра и длины при определенном давлении, как правило, в пределах 6-8 атм (608-811 кПа).

Следует прилагать минимальные усилия для дилатации, чтобы минимизировать риски избыточного раздувания или разрыва баллона.

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (К) $\Delta E \leq 5,0$

Конструкция катетера

Корпус катетера имеет два просвета. Просвет, обозначенный как «дистальный», является центральным просветом катетера, который выходит из его дистального кончика. Этот просвет используется для продвижения катетера по проводнику размером 0,035 дюйма (0,89 мм). Просвет, обозначенный как «Баллон», предназначен для раздувания баллона. Шафт катетера сужается под сегментом баллона, что позволяет достичь минимально возможного профиля в сдутом состоянии.

Рентгеноконтрастные маркеры размещены под баллонным сегментом катетера. Они служат визуальными ориентирами для позиционирования баллона в стриктуре или канале.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Катетеры для дилатации баллонные билиарные MaxForce рекомендуются для эндоскопической дилатации стриктур билиарного дерева и сфинктера Одди.

Катетер для дилатации баллонный билиарный MaxForce имеет очень низкопрофильный баллон, установленный на шафте катетера 5F (1,7 мм). Усовершенствованный материал баллона ПЭТ имеет толщину вдвое меньше, чем у конвенциональных изделий.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Неизвестны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием изделия рекомендуется тщательно изучить технические принципы, способы клинического применения и риски, связанные с баллонной дилатацией желчных протоков.

Внимание: Крупные баллонные билиарные катетеры для дилатации могут характеризоваться более высоким временем сдувания, в особенности длинные катетеры.

Любое применение для процедур, отличное от указанных в настоящей инструкции, не рекомендуется.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Осложнения, которые могут возникнуть в результате процедуры баллонной дилатации, включают следующее:

- перфорация
- кровоизлияние
- гематома
- боль и болезненная чувствительность

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (K) $\Delta E \leq 5,0$

- сепсис / инфекция
- аллергическая реакция на контрастное вещество
- воспаление

ФОРМА ПОСТАВКИ

Катетеры для дилатации баллонные билиарные MaxForce поставляются стерильными и предназначены только для однократного применения. Стерилизован газообразным этиленоксидом. Запрещается использовать, если маркировка неполная или неразборчивая. Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте. Не подвергать воздействию органических растворителей, ионизирующего излучения или ультрафиолетового света. Чередуйте оборудование таким образом, чтобы изделия были использованы до даты истечения срока годности стерилизации, указанной на этикетке на упаковке.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техника подготовки изделия

Перед использованием необходимо внимательно осмотреть изделие и убедиться, что катетер и стерильная упаковка не были повреждены при транспортировке.

В поставляемом виде катетер для дилатации баллонный билиарный MaxForce содержит воздух в просвете баллона. Следует удалить воздух и убедиться, что только жидкость заполняет баллон при введении катетера в билиарную систему.

Чтобы удалить воздух:

- A. Наберите в шприц объемом 10 мл (10 см³) примерно 4 мл (4 см³) смеси рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора;
- B. Присоедините шприц к просвету баллона;
- C. Снять инструмент для складывания баллона;
- D. Держите катетер за хаб, направив дистальный кончик и баллон вниз.
- E. Введите такой объем контрастного вещества, чтобы частично раздуть баллон. (На данном этапе баллон наполнится воздухом и несколькими каплями контрастного вещества);
- F. Отберите жидкость до заполнения шприца, сдувая баллон, чтобы пузырьки воздуха оказались в цилиндре шприца;

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (K) $\Delta E \leq 5,0$

Г. Чтобы убедиться, что из баллона удален весь воздух, повторите этапы D и E. При каждом выполнении этой операции баллон заполняется большим объемом жидкости в процентном отношении к воздуху. Для отвода всего воздуха может потребоваться изменить положение катетера.

Продолжайте эту процедуру, пока весь воздух не будет удален, и баллон будет заполнен только контрастным веществом.

Внимание: В ходе данного процесса не превышайте рекомендуемое давление.

Складывание баллона

Катетер для дилатации баллонный билиарный MaxForce поставляется с инструментом для складывания баллона. Инструмент для складывания баллона представляет собой муфту из ПТФЭ с откалиброванным внутренним диаметром. Он предназначен для плотного складывания и укладки баллона для дилатации катетера. Складывание помогает при введении и извлечении.

Введение

Катетер для дилатации баллонный билиарный MaxForce предназначен для проведения через 2,8 мм рабочий канал дуоденоскопа. Рабочая длина каждого катетера – 180 см.

Введение баллона через эндоскоп следует осуществлять короткими осторожными движениями по 2-3 см во избежание случайного загиба shaft катетера. Для проверки правильности установки можно воспользоваться рентгеноскопией.

Раздувание баллона

Под рентгеноскопическим наблюдением баллон следует продвинуть и позиционировать поперек стриктуры, для которой требуется дилатация. Баллон можно раздуть посредством шприца, удерживаемого рукой. Для раздувания катетеров для дилатации баллонных билиарных MaxForce рекомендуется использовать 10 мл (10 см³) или более крупный шприц с прибором для измерения давления в баллоне. Стандартная среда для раздувания представляет собой смесь рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора в соотношении 1:1. Не используйте воздух и любые газообразные среды в качестве среды для раздувания баллона.

Извлечение катетера

После выполнения дилатации баллон сдувается путем приложения аспирации к просвету баллона.

Примечание: Чем больше диаметр шприца, тем сильнее применяемая аспирация. Для максимального сдувания рекомендуется шприц объемом 50 мл (50 см³).

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (K) ΔE ≤ 5,0

Внимание: Если при извлечении проводника через эндоскоп ощущается сопротивление, или если при извлечении катетера через эндоскоп ощущается сопротивление, прекратить и извлечь эндоскоп с баллоном одновременно.

ГАРАНТИЯ

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific Corporation) («БСК» (BSC)) гарантирует, что при проектировании и производстве данного инструмента были приняты должные меры предосторожности. **Настоящая гарантия заменяет и исключает все иные гарантии, не указанные прямо в настоящем документе, и выражаемые или подразумеваемые в силу действия закона или по иной причине, включая, помимо прочего, любые выданные гарантии хранения изделия для продажи или гарантии его хранения для другого конкретного намерения.** Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными обстоятельствами, не зависящими от компании «БСК», оказывают непосредственное влияние на инструмент и результаты, полученные при его использовании. Обязательства компании «БСК» по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой данного инструмента. Компания «БСК» не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного инструмента. Компания «БСК» не берет на себя и не уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на себя от ее имени любые другие или дополнительные обязательства или ответственность в связи с данным инструментом. **Компания «БСК» не несет никакой ответственности за повторно использованные, повторно обработанные или повторно стерилизованные инструменты и не предоставляет в отношении таких инструментов никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для достижения любой конкретной цели.**

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (K) $\Delta E \leq 5,0$

	Номер по каталогу
	См. инструкцию по применению.
	Комплект поставки
	Уполномоченный представитель в ЕС
	Официальный производитель
	Партия
	Перерабатываемая упаковка
	Использовать до
	Адрес австралийского спонсора
	Контактное лицо в Аргентине
	Контактное лицо в Бразилии
	Контактное лицо в Турции
	Только для однократного применения. Не использовать повторно.
	Не стерилизовать повторно.

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (К) $\Delta E \leq 5,0$



Не использовать, если упаковка повреждена.



Расчетное давление разрыва



Стерилизовано этиленоксидом.



Минимальный необходимый размер рабочего канала



Включает запорный кран



Рекомендованный проводник

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3х9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (К) $\Delta E \leq 5,0$




Контактное лицо в Аргентине

Для получения контактной информации компании «Бостон Сайентифик Аргентина СА» (Boston Scientific Argentina SA) пройдите по ссылке www.bostonscientific.com/arg



Контактное лицо в Бразилии

Для получения контактной информации компании «Бостон Сайентифик до Бразил Ltda» (Boston Scientific do Brasil Ltda) пройдите по ссылке www.bostonscientific.com/bra



Уполномоченный представитель в ЕС

«Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston Scientific Limited)

Бэллибриг Бизнес Парк Голуэй ИРЛАНДИЯ (Ballybrit Business Park Galway IRELAND)



Адрес австралийского спонсора

«Бостон Сайентифик (Австралия) Пти Лтд» (Boston Scientific (Australia) Pty Ltd)

А/я 332 БОТАНИ Новый Южный Уэльс 1455 Австралия (PO Box 332 BOTANY NSW 1455 Australia)

Телефон бесплатной линии 1800 676 133

Факс бесплатной линии 1800 836 666



Официальный производитель

«Бостон Сайентифик Корпорейшн»

300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752, США (300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752, USA)

Служба по работе с клиентами в США 888-272-1001



Не использовать, если упаковка повреждена.



Перерабатываемая упаковка

CE 0344

© Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее дочерние предприятия, 2016 г.
Все права защищены.

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific) (шаблон РПЭ головного бренда 3x9 дюймов, международная версия, 90106040AP), РПЭ, головной бренд, MaxForce, международная версия, 91055027-01A

Черный (K) $\Delta E \leq 5,0$

«Бостон Сайентифик» (шаблон РПЭ головного бренда 8,5 х 11 дюймов, международная версия, 90106042АК), РПЭ, головной бренд, MUSTANG, международная версия, 90964395-01А

«Бостон Сайентифик»

Катетер баллонный для дилатации MUSTANG™™ Over-the-Wire PTA

Руководство по эксплуатации

2

Катетер баллонный для дилатации MUSTANG™ Over-the-Wire PTA

Продажа только по предписанию врача

Внимание! Федеральное законодательство США разрешает продажу этого изделия только врачам или по их предписанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать, если стерильный барьер поврежден. При обнаружении повреждений необходимо связаться с представителем компании «Бостон Сайентифик».

Только для одноразового использования. Повторные эксплуатация, обработка и стерилизация запрещены. Повторные эксплуатация, обработка или стерилизация могут нарушить конструктивную целостность изделия и (или) могут привести к выведению изделия из строя, что, в свою очередь, может нанести ущерб здоровью пациента, привести к болезни или смерти. Повторные эксплуатация, обработка или стерилизация могут также создать риск загрязнения изделия и (или) привести к инфицированию пациента или перекрестной инфекции, в частности, передаче инфекционных заболеваний(й) от одного пациента другому. Загрязнение изделия может привести к нанесению вреда здоровью, болезни или смерти пациента.

После эксплуатации необходимо утилизировать изделие и упаковку в соответствии с нормами учреждения здравоохранения, администрации и/или органов местного самоуправления.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Катетер баллонный для дилатации MUSTANG™ Over-the-Wire PTA (далее – баллонный катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА)) является баллонным катетером высокой эффективности с системой доставки стента по проводнику в периферические сосуды. Изделие оснащено низкопрофильным баллоном и наконечником, баллон является неподатливым. Данный катетер совместим с проводниками диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм).

Баллонный катетер дилатационный для ЧТА Mustang имеет shaft с двумя просветами, на конце которого расположен манифольд с Y-образным коннектором и наконечниками Люэра. Порт манифольда с обозначением «ПРОВОДНИК» используется для проведения катетера по проводнику диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм). Второй порт с обозначением «БАЛЛОН» соединяется с баллоном и используется для раздувания и сдувания баллона во время процедуры. Две рентгеноконтрастные маркерные полосы в сочетании с рентгеноскопией помогают в размещении баллона. От дистального наконечника до части проксимальнее баллона нанесено смазывающее покрытие. Катетер включает в себя конический наконечник для облегчения продвижения катетера к участку раздувания и через него. Рабочая длина баллонного катетера составляет 40, 75 и 135 см.

Содержимое

1 баллонный дилатационный катетер для ЧТА Mustang

НАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Баллонный дилатационный катетер Mustang показан для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) в периферических сосудах, включая подвздошные, бедренные, подколенные, большеберцовые, малоберцовые, подключичные и почечные артерии, а также для лечения обструктивных поражений нативных или синтетических артериовенозных фистул для диализа.

Баллонный дилатационный катетер Mustang также предназначен для последующей дилатации баллонорасширяемых и саморасширяющихся стентов в периферических сосудах.

Баллонный дилатационный катетер Mustang с баллонами длиной до 120 мм показаны для лечения стриктур желчных протоков.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Неизвестны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В целях снижения риска повреждения сосуда или протока диаметр и длина баллона в раздутом состоянии должны быть приблизительно равны диаметру и длине сосуда или протока на проксимальной и дистальной границах стеноза или стриктуры.

Введение и продвижение катетера в сосудистом русле или желчевыводительной системе должно проводиться под высококачественным рентгеноскопическим контролем. Не продвигать и не извлекать катетер, пока баллон не будет полностью сдут под действием вакуума. При возникновении сопротивления необходимо приостановить работу и определить причину сопротивления.

Не превышать расчетное давление разрыва баллона. Расчетное давление разрыва было рассчитано на основе результатов испытаний, проведенных *in vitro*. Как минимум, 99,9% баллонов (со степенью достоверности 95 %) не подвергаются разрыву на уровне, не превышающем расчетное давление разрыва.

Для раздувания баллона использовать только подходящую среду (как правило, контрастное вещество и физиологический раствор разбавляются в соотношении 50/50). Никогда не использовать для раздувания баллона воздух или любую газообразную среду.

Запрещается продвигать дилатационный катетер за конец проводника или без помощи проводника во избежание риска повреждения сосуда или протока.

Баллонный катетер для ЧТА Mustang не предназначен для использования в коронарных артериях. Любое применение для процедур, отличное от указанных в настоящей инструкции, не рекомендуется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

«Бостон Сайентифик» (шаблон РПЭ головного бренда 8,5 x 11 дюймов, международная версия, 90106042AK), РПЭ, головной бренд, MUSTANG, международная версия, 90964395-01A

При проведении манипуляций с баллонным катетером следует соблюдать крайнюю осторожность, контролируя положение наконечника интродьюсера / проводникового катетера.

Внимательно проверьте катетер до начала использования на предмет повреждений, которые могли быть получены во время транспортировки, а также соответствие его размера, формы и состояния процедуре, для которой он используется.

Использовать катетер до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

К использованию баллонного дилатационного катетера для ЧТА Mustang допускаются только врачи, имеющие подготовку в области проведения чрескожной транслюминальной ангиопластики.

Следует соблюдать осторожность при использовании баллонного дилатационного катетера для ЧТА Mustang при проведении процедур, затрагивающих обызвествленные поражения или искусственные сосудистые трансплантаты, по причине абразивной природы таких участков раздувания.

Баллонные дилатационные катетеры для ЧТА Mustang не предназначены для введения контрастного вещества.

Во избежание превышения допустимого давления рекомендуется использовать манометр.

В случае обнаружения сопротивления при выведении катетера после процедуры рекомендуется извлечь всю систему целиком вместе с интродьюсером / проводниковым катетером.

Перед использованием любого катетера необходимо провести профилактику тромбообразования:

- Рассмотреть необходимость системной антикоагуляции.
- Промыть или сполоснуть все изделия стерильным физиологическим раствором или подобным раствором до начала использования.

Чтобы минимизировать риск попадания в систему воздуха крайне важно до начала процедур обеспечить тщательное поддержание герметичности соединений катетера и полную аспирацию и промывку системы.

При наличии сопротивления не продвигайте вперед части системы дилатационного катетера.

До продолжения процедуры следует определить причину сопротивления посредством флюороскопии.

Не оттягивайте протектор баллона проксимально на шaft катетера.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Ниже представлены некоторые из осложнений, которые могут быть вызваны процедурой баллонной дилатации:

- Аллергическая реакция (на изделие, контрастное вещество или лекарственные средства)
- Артериовенозная фистула
- Эмболизация вследствие воздействия воздуха, изделия, налета и т.д.
- Гематома
- Кровоизлияние, включая кровотечение в месте прокола
- Псевдоаневризма
- Сепсис/инфекция
- Тромбоэмболические события
- Повреждение сосуда, например, расслоение, перфорация, разрыв
- Закупорка сосуда
- Спазм сосуда

Помимо этого, процедура баллонной дилатации в желчевыведительной системе может привести к следующим осложнениям:

- Холангит
- Гемобилия
- Панкреатит
- Повреждение протока, например, расслоение, перфорация, разрыв
- Закупорка протока
- Спазм протока

ФОРМА ПОСТАВКИ

Баллонные дилатационные катетеры для ЧТА Mustang™ поставляются СТЕРИЛЬНЫМИ, прошедшими процесс стерилизации этиленоксидом (ЭО).

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном, сухом и темном месте.

В процессе хранения катетеров избегать непосредственного воздействия органических растворителей или ионизирующего излучения.

Используйте в первую очередь катетеры и другие изделия, имеющие срок годности, с ближайшей датой окончания срока годности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материалы, обычно требующиеся для ЧТА при помощи баллонного дилатационного катетера для ЧТА Mustang:

- Проводник(-и) соответствующего диаметра и длины
- Соответствующие интродьюсер / проводниковый катетер и дилатационный набор
- Флакон с контрастным веществом
- Флакон со стерильным физиологическим раствором

- Устройство для раздувания с манометром
- Шприц с наконечником Люэра
- Трехходовой запорный кран

Примечание: Выбор проводника и интродьюсера осуществляется в соответствии с маркировкой изделия.

Осмотр перед применением

Перед применением необходимо внимательно осмотреть все оборудование, которое будет использовано во время процедуры, включая катетер, с целью проверки надлежащего функционирования. Убедиться в том, что катетер и стерильная упаковка не повреждены. Убедиться в том, что размер катетера подходит для проведения требуемой процедуры, для которой он предназначен. Не использовать, если стерильная упаковка повреждена.

Примечание: Прекратите использование катетера при возникновении повреждений или нарушении стерильности.

Подготовка устройства для раздувания

1. Подготовить устройство для раздувания с манометром в соответствии с инструкциями изготовителя.
2. Продуть систему воздухом.

Подготовка баллонного катетера

1. Извлечь катетер из трубки-держателя. Извлекать катетер с осторожностью во избежание его повреждения. Убедиться, что размер баллона и длина катетера соответствуют требованиям процедуры.
2. Снять протектор баллона, удерживая баллонный катетер с проксимальной стороны от баллона. Другой рукой осторожно взяться за проксимальную часть протектора баллона и снять ее в дистальном направлении.

Внимание! Если в ходе извлечения протектора баллона ощущается непривычное сопротивление, не используйте этот катетер и замените его на другой. Следуйте процедуре возврата изделий для неиспользованных изделий.

3. Подготовить баллонный катетер к продувке. Выбрать шприц или устройство для раздувания объемом от 10 мл и заполнить его приблизительно наполовину подходящей средой для раздувания баллона (как правило, контрастное вещество и физиологический раствор разбавляются в соотношении 50/50). Никогда не использовать для раздувания баллона воздух или любую газообразную среду.

4. Подключить трехходовой кран к порту «БАЛЛОН» на баллонном катетере. Соединить шприц и запорный кран. Промыть через запорный кран.

5. Держа шприц или устройство для раздувания выпускным отверстием вниз, проводите аспирацию в течение 15-20 секунд.

Отпустить поршень.

6. Вынуть шприц и выпустить весь воздух из цилиндра.
7. Во избежание риска воздушной эмболии повторить шаги 5 и 6 еще два раза. При наличии пузырьков утилизировать изделие.
8. Подготовить просвет катетера для проводника; для этого требуется подключить шприц к порту «ПРОВОДНИК» и промыть просвет приблизительно 5 мл стерильного физиологического раствора.
9. Если изделие не предполагается использовать сразу, отсоединить шприц и погрузить катетер в ванночку со стерильным физиологическим раствором.

Подключение устройства для раздувания к катетеру

1. Для удаления воздуха из дистального порта Люэра устройства для раздувания продуть примерно 1 мл контрастного вещества.
2. Подсоединить устройство для раздувания / шприц к запорному крану; подсоединить к порту для раздувания.
3. Привести систему в вертикальное положение наконечником вниз.
4. Открыть запорный кран в направлении баллонного катетера; нагнетать отрицательное давление 15-20 секунд.
5. Закрыть запорный кран в направлении баллонного катетера; стравить весь воздух из устройства для раздувания / шприца.
6. Повторить шаги 3-5 до полного удаления воздуха. Если пузырьки остаются, прекратить использование этого изделия.
7. При использовании шприца подсоединить подготовленное устройство для раздувания к запорному крану.
8. Открыть запорный кран в направлении баллонного катетера.

Эксплуатация баллонного дилатационного катетера для ЧТА Mustang

1. Наденьте дистальный наконечник дилатационного катетера на предварительно установленный проводник, убедившись в том, что проводник выходит через порт «ПРОВОДНИК». Для улучшения продвижения катетера по проводнику при введении или смене катетера рекомендуется тщательно протирать проводник.

Примечание: Для предотвращения перегиба, продвигайте катетер медленно и на небольшие дистанции до тех пор, пока из катетера не появится проксимальный конец проводника.

2. Медленно продвигать дилатационный катетер через гемостатический клапан при полностью сдутом баллоне. Если ощущается сопротивление, не продвигать дилатационный катетер через клапан. При использовании клапана Туохи-Борста следует

соблюдать осторожность и не затягивать гемостатический клапан вокруг shaft дилатационного катетера слишком сильно, так как может произойти сужение просвета, влияющее на раздувание/сдувание баллона.

3. Расположить баллон соответственно участку раздувания. Если проведение предпочтительного дилатационного катетера через предпочтительный участок раздувания не представляется возможным, использовать баллон меньшего диаметра для продвижения и предварительной дилатации участка для облегчения проведения дилатационного катетера более подходящего размера. Раздуть баллон до соответствующего давления (см. таблицу 1 «Податливость баллона»). Если в ходе раздувания баллона возникают затруднения, прекратить выполнение процедуры и извлечь катетер. Повторять раздувание баллона (не более 10 раз) до достижения желаемого результата. Настоятельно рекомендуется поддерживать отрицательное давление в баллоне между периодами раздувания.

4. Примените отрицательное давление, чтобы полностью сдуть баллон. С помощью рентгеноскопии убедитесь в том, что баллон полностью сдут.

5. Извлечь баллонный катетер до момента его выхода из участка раздувания. Поддерживать положение проводника. Выполнить ангиографию, чтобы подтвердить дилатацию.

6. Поддерживая отрицательное давление, извлечь сдутый дилатационный катетер из интродьюсера / проводникового катетера через гемостатический клапан. В случае обнаружения сопротивления при выведении дилатационного катетера рекомендуется извлечь всю систему целиком вместе с интродьюсером / проводниковым катетером.

Примечание: При необходимости повторного введения сдутого изделия убедитесь, что из баллона удалена вся жидкость (снова примените вакуум при необходимости), что запорный кран открыт, а к хабу катетера не подключен шприц / устройство для раздувания во время повторного введения. **Внимание!** При обнаружении сопротивления повторное введение запрещено. Используйте новое изделие Mustang. При повторном введении используйте изделие в соответствии с представленным здесь разделом "Использование баллонного дилатационного катетера для ЧТА Mustang".

Таблица 1. Типичная податливость баллонного дилатационного катетера для ЧТА Mustang™

Давление атм – кПа	Диаметр баллона											
	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм < 100†	6 мм > 120†	7 мм < 100†	7 мм > 120†	8 мм < 100†	8 мм > 120†	9 мм	10 мм	12 мм
8 - 811										9,01*	9,97*	11,80
10 - 1013	3,06*	3,98*	5,04*	6,03*	6,03*	7,02*	7,02*	8,05*	8,05*	9,14	10,12	11,98*
12 - 1216	3,10	4,03	5,10	6,09	6,09	7,11	7,11	8,17	8,17	9,25	10,24	12,12
14 - 1419	3,13	4,08	5,13	6,16	6,16	7,18	7,18	8,25	8,25	9,34	10,34**	12,25**
16 - 1621	3,16	4,12	5,21	6,22	6,22	7,24	7,24	8,32	8,32	9,42		
18 - 1824	3,18	4,15	5,25	6,26	6,26	7,30	7,30**	8,38	8,38**	9,50**		
20 - 2027	3,21	4,18	5,29	6,31	6,31	7,32**		8,46**				
22 - 2229	3,23	4,21	5,32	6,35	6,35**							
24 - 2432	3,25**	4,24**	5,36**	6,36**								

* Номинальное давление

** Расчетное давление разрыва

† Длина баллона (мм)

ГАРАНТИЯ

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» («БСК») гарантирует, что при проектировании и производстве данного инструмента были приняты должные меры предосторожности. **Настоящая гарантия заменяет и отменяет все другие гарантии, не изложенные в настоящем документе, явные или подразумеваемые по закону или иным способом, включая, помимо прочего, любые подразумеваемые гарантии, касающиеся товарного качества или пригодности для определенной цели.** Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными обстоятельствами, не зависящими от компании «БСК», оказывают непосредственное влияние на инструмент и результаты, полученные при его использовании. Обязательства компании «БСК» по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой данного инструмента. Компания «БСК» не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного инструмента. Компания «БСК» не берет на себя и не уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на себя от ее имени любые другие или дополнительные обязательства или ответственность в связи с данным инструментом. **Компания «БСК» не несет никакой ответственности за повторно использованные, повторно обработанные или повторно стерилизованные инструменты и не предоставляет в отношении таких инструментов никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для достижения любой конкретной цели.**



Номер по каталогу



См. инструкции по применению.



Содержимое



Уполномоченный представитель в ЕС



Официальный производитель



Партия



Номер изделия



Перерабатываемая упаковка



Срок годности



Адрес австралийского спонсора



Контактное лицо в Аргентине



Контактное лицо в Бразилии



Контактное лицо в Турции



Только для одноразового использования. Повторно не использовать



Не стерилизовать повторно



Не использовать при повреждении упаковки



Стерилизовано этиленоксидом.



Рекомендованный проводник



Рекомендуемый интродьюсер

«Бостон Сайентифик» (шаблон РПЭ головного бренда 8,5 x 11 дюймов, международная версия, 90106042AK), РПЭ, головной бренд, MUSTANG, международная версия, 90964395-01A




Контактное лицо в Аргентине

Для получения контактной информации компании «Бостон Сайентифик Аргентина СА» (Boston Scientific Argentina SA) перейдите по ссылке www.bostonscientific.com/arg



Контактное лицо в Бразилии

Для получения контактной информации компании «Бостон Сайентифик до Бразил Ltda» (Boston Scientific do Brasil Ltda) перейдите по ссылке www.bostonscientific.com/bra



Уполномоченный представитель в ЕС

«Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston Scientific Limited) Бэллибрит Бизнес Парк Голуэй ИРЛАНДИЯ (Ballybrit Business Park Galway IRELAND)



Адрес австралийского спонсора

«Бостон Сайентифик (Австралия) Пти Лтд» (Boston Scientific (Australia) Pty Ltd)

А/я 332 БОТАНИ Новый Южный Уэльс 1455 Австралия (PO Box 332 BOTANY NSW 1455 Australia)

Телефон бесплатной линии 1800 676 133

Факс бесплатной линии 1800 836 666



Официальный производитель

«Бостон Сайентифик Корпорейшн»

300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752 США (300 Boston Scientific Way Marlborough, MA 01752 USA)

Служба работы с клиентами в США 888-272-1001



Не использовать при повреждении упаковки



Перерабатываемая упаковка

CE 0344

© Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее дочерние предприятия, 2014 г. Все права защищены.

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific)

Режущий баллонный катетер периферический Over-the-Wire длиной 2 см
Устройство для дилатации в микрохирургии

Руководство по
эксплуатации

«Бостон Сайентифик» (Шаблон РПЭ мастер-бренд 5,5 x 11,875 дюйма, международный), РПЭ, МБ, 2 см,
печатная плата, международная, 91026968-01В
CV01 Черный (К) $\Delta E \leq 5,0$

Режущий баллонный катетер периферический Over-the-Wire длиной 2 см Устройство для дилатации в микрохирургии

Продажа только по предписанию врача

Внимание: Федеральное законодательство США разрешает продажу этого изделия только врачами или по их предписанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Содержимое поставляется СТЕРИЛЬНЫМ после обработки излучением. Запрещается использовать, если стерильный барьер поврежден. При обнаружении повреждений необходимо связаться с представителем компании «Бостон Сайентифик». Использовать катетер до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Только для одноразового использования. Повторное использование, обработка и стерилизация запрещены. Повторное использование, обработка или стерилизация могут нарушить конструктивную целостность изделия и (или) могут привести к выведению изделия из строя, что в свою очередь, может нанести вред здоровью пациента, стать причиной болезни или смерти. Повторное использование, обработка или стерилизация могут также создать риск загрязнения изделия и (или) привести к инфицированию пациента или перекрестной инфекции, в частности, передаче инфекционного(ых) заболевания(й) от одного пациента другому. Загрязнение изделия может привести к нанесению вреда здоровью, стать причиной болезни или смерти пациента.

После использования необходимо утилизировать изделие и упаковку в соответствии с политикой учреждения здравоохранения либо административного или местного органа власти.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Режущий баллонный катетер периферический (далее - для периферических сосудов) представляет собой негибкий баллонный катетер с 4 атеротомами (микрохирургическими лезвиями), установленными продольно на его внешней поверхности. После раздувания режущего баллонного катетера для периферических сосудов атеротомы надрезают бляшку, создавая начальные места распространения трещины. Ангиопластика с использованием режущего баллонного катетера для периферических сосудов позволяет расширить участок целевого поражения, прикладывая меньшее давление.



Содержание

1 (один) Режущий баллонный катетер для периферических сосудов длиной 2 см с системой доставки по проводнику

КОНСТРУКЦИЯ БАЛЛОНА

Все баллоны выполнены из материала на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ). Все баллоны раздуваются до заявленного диаметра и длины при давлении 6 атм (608 кПа). Расчетное давление разрыва (РДР) составляет 10 атм (1013 кПа).

КОНСТРУКЦИЯ КАТЕТЕРА

Тело катетера имеет два просвета. Внешний просвет предназначен для раздувания баллона. Внутренний просвет используется для доставки катетера по проводнику. Рентгеноконтрастные маркеры наносятся на трубку проводника в участках, где оканчиваются атеротомы, и служат визуальными ориентирами для расположения баллона в сосуде.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применение режущего баллонного катетера для периферических сосудов показано при проведении чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) обструктивных поражений периферических сосудов. Целевое поражение должно обладать следующими характеристиками: извилистость проксимального сегмента сосуда должна быть минимальной, и сегмент поражения не должен быть изогнутым ($\leq 45^\circ$).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Использование режущего баллонного катетера противопоказано в ситуациях, когда он будет проходить в отверстие ранее установленного стента, поскольку сдвинутый режущий баллонный катетер может запутаться в стенте.
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов не предназначен для использования в коронарных и сонных артериях.
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов не предназначен для разрывания и доставки стентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Режущий баллонный катетер должен использоваться перед установкой нового стента. Будьте особенно осторожны при обработке поражения, расположенного дистальнее ранее установленного стента. В случае, если проводник прошел через ячейку стента, а не в отверстие стента, сдутый режущий баллонный катетер может запутаться в стенте. Перед введением режущего баллонного катетера с пересечением ранее установленного стента убедитесь в верном расположении проводника в двух проекциях. Приложение избыточного усилия для преодоления сопротивления при извлечении Изделия может привести к повреждению Изделия и потребовать проведения хирургического извлечения. При обработке поражений в участке бифуркации режущий баллонный катетер может использоваться перед установкой стента, но его не следует вводить через боковую ячейку стента для обработки поражения в боковой сосудистой ветви участка бифуркации, в которой ранее был установлен стент.
 - Вследствие механизма действия ангиопластики с применением режущего баллонного катетера для периферических сосудов может увеличивать риск перфорации сосуда по сравнению с традиционной ЧТА. Использование изделия большего диаметра ведет к увеличению риска перфорации. Вероятность повреждения сосуда снижается, если отношение диаметра раздутого изделия Peripheral Cutting Balloon™ к диаметру сосуда, непосредственно примыкающего к поражению с проксимальной и дистальной стороны, не превышает 1,1:1.
 - Давление в баллоне не должно превышать расчетное давление разрыва. Расчетное давление разрыва было рассчитано на основе результатов испытаний, проведенных in vitro. По крайней мере 99,9 % баллонов (с достоверностью 95 %) не разорвутся при расчетном давлении разрыва или меньшем давлении. Во избежание чрезмерного давления рекомендуется использовать устройство для контроля давления.
 - Для раздувания баллона следует использовать только рекомендованную среду (например, рентгеноконтрастное вещество). Никогда не используйте для раздувания баллона воздух или любую газообразную среду.
 - Никогда не используйте загнутый или деформированный интродьюсер, а также не вводите интродьюсер при наличии сопротивления. Наличие загибов и участков деформации на интродьюсере, а также его деформация могут привести к повреждению атеротомов баллонного катетера. Если это произошло, немедленно извлеките оба изделия.
 - Манипуляция катетером во время его контакта с сосудистой системой должна осуществляться под высококачественным рентгеноскопическим контролем. Не продвигайте и не вытягивайте катетер, пока баллон не будет полностью сдут под действием вакуума. При возникновении сопротивления необходимо приостановить работу и определить причину сопротивления.
-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед проведением ангиопластики необходимо убедиться в исправности катетера и в том, что его размер и форма пригодны для проведения требуемой процедуры.
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов должен использоваться только врачами, прошедшими надлежащее обучение.

- Во время проведения процедуры с применением режущего баллонного катетера для периферических сосудов пациенту должна быть параллельно проведена антикоагулянтная терапия. После проведения процедуры антикоагулянтную терапию пациента необходимо продлить на период времени, определенный врачом.
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов не предназначен и, как следствие, не может использоваться с целью мониторинга артериального давления *in vivo*.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Риски, связанные с проведением интервенционного лечения с применением режущего баллонного катетера для периферических сосудов, аналогичны рискам, связанным с проведением традиционной ЧТА. Потенциальные риски включают, среди прочего:

- Аллергическую реакцию или реакцию на лекарственный препарат (на материал, из которого изготовлено изделие, рентгеноконтрастное вещество и лекарственные препараты)
- Ампутацию
- Артериовенозную фистулу
- Летальный исход
- Эмболию
- Гематому
- Кровоизлияние
- Гипотонию/гипертонию
- Инфекцию/сепсис
- Ишемию/инфаркт ткани/органа
- Боль
- Псевдоаневризму
- Рестеноз
- Хирургическое вмешательство
- Отек
- Тромбоз
- Оклюзию сосуда
- Повреждение сосуда (диссекцию, перфорацию или разрыв)
- Спазм сосуда

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техника подготовки изделия

Перед использованием тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в том, что катетер и стерильная упаковка не были повреждены во время транспортировки.

В асептических условиях извлеките Режущий баллонный катетер для периферических сосудов из упаковки и поместите на стерильную поверхность. В этот момент не извлекайте катетер из защитного кольца.

При поставке в просвете для баллона изделия содержится воздух. Следует удалить воздух и убедиться, что только жидкость заполняет баллон при введении катетера в кровоток.

Чтобы удалить воздух,

- A. Подсоедините к просвету баллона трехходовой запорный кран. Поверните рычаг запорного крана в положение ВЫКЛ. относительно баллона;
- B. Наберите в шприц объемом 20 мл (20 см³) примерно 4 мл (4 см³) смеси рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора;
- C. Присоедините шприц к трехходовому запорному крану просвета для баллона; Промойте запорный кран, вливая смесь рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора через средний порт;
- D. Откройте запорный кран для баллона. Отберите жидкость до заполнения шприца, сдувая баллон, чтобы пузырьки воздуха оказались в цилиндре шприца;
- E. Чтобы убедиться, что все пузырьки воздуха были удалены из баллона, повторите шаг D;
- F. Закройте запорный кран для баллона;
- G. Извлеките Режущий баллонный катетер для периферических сосудов из защитного кольца. Выбросите защитное кольцо. Прилагая прямолинейно направленную силу (не вращая), снимите с баллона синий защитный корпус;
- H. Промойте просвет режущего баллонного катетера для периферических сосудов гепаринизированным физиологическим раствором.

Введение катетера

Черескожно введите изделие Peripheral Cutting Balloon™ с применением метода Сельдингера с использованием интродьюсера с рекомендованным в таблице ниже минимальным или большим диаметром.

Рекомендованные интродьюсер и проводник

Диаметр баллона	Минимальный рекомендованный интродьюсер	Рекомендованный проводник
5,0 - 6,0 мм	6Fr (2,00 мм)	0,018 дюйма (0,46 мм)
7,0 - 8,0 мм	7Fr (2,33 мм)	0,018 дюйма (0,46 мм)

- A. Введите проводник диаметром 0,46 мм (0,018 дюйма) через просвет проводника режущего баллонного катетера для периферических сосудов.
- B. Осторожно захватите проксимальную часть баллона в области стержня. Введите Режущий баллонный катетер для периферических сосудов через интродьюсер, не прикладывая избыточного давления к баллону, поскольку введение осуществляется через гемостатический клапан, чтобы избежать нежелательного контакта с атеротомами.
- C. Под рентгеноскопическим контролем расположите баллон таким образом, чтобы поражение располагалось по центру между двумя рентгеноконтрастными маркерами баллона.

Внимание: Не вводите проводник или режущий баллонный катетер для периферических сосудов, если интродьюсер изогнут, деформирован или оказывает сопротивление. Плотное расположение интродьюсера может со значительной силой придавить материал баллона к атеротому, что приведет к проколу баллона.

Внимание: Целевое поражение должно обладать следующими характеристиками: извилистость проксимального сегмента сосуда должна быть минимальной, и сегмент поражения не должен быть изогнутым ($\leq 45^\circ$).

Раздувание баллона

Используйте устройство для раздувания с манометром, чтобы контролировать давление внутри баллона и определить, что для раздувания прикладывается соответствующая сила, не превышающая максимальных предельных значений для изделия.

А. Под рентгеноскопическим контролем медленно раздувайте режущий баллонный катетер для периферических сосудов со скоростью 1 атм (101 кПа) в каждые 5 секунд, пока рельефность поверхности баллона не перестанет быть видимой. Не раздувайте режущий баллонный катетер для периферических сосудов с применением давления свыше 10 атм (1013 кПа). Удерживайте баллон в раздутом состоянии в течение 60-90 секунд. После дилатации поражения медленно сдувайте режущий баллонный катетер для периферических сосудов со скоростью 1 атм (101 кПа) в каждые 5 секунд.

Внимание: Быстрое сдувание может нарушить складывание изделия.

В. При применении режущего баллонного катетера для периферических сосудов на длинных сегментах поражения сначала следует обработать дистальную часть целевого поражения. Затем может быть выполнено перекрывающееся расширение проксимального сегмента поражения.

Внимание: Оптимальное складывание баллона зависит от многих факторов, включая эксплуатацию, сосудистую анатомию, состав поражения, давление при раздувании и количество раздуваний.

Стандартная среда для раздувания представляет собой смесь рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора в соотношении 1:1. Не используйте воздух и любые газообразные среды в качестве среды для раздувания баллона.

Во время дилатации не превышайте расчетное давление разрыва 10 атм (1013 кПа). Превышение расчетного давления разрыва при раздувании может привести к разрыву баллона. При резком снижении давления внутри баллона во время раздувания или разрыве баллона во время раздувания немедленно прекратите процедуру и сдуйте баллон. Не раздувайте повторно, аккуратно извлеките баллон.

Внимание: Следует прилагать минимальную силу для дилатации, чтобы минимизировать риски избыточного раздувания или разрыва баллона.

Внимание: Очень важно использовать режущий баллонный катетер для периферических сосудов нужного размера. Не превышайте отношение диаметра баллона к диаметру сосуда 1,1:1.

Таблица соответствия баллонов (диаметров баллонов при различном давлении)

Диаметр баллона (мм)	4 атм (405 кПа)	6 атм (608 кПа) Номинальное	8 атм (811 кПа)	10 атм (1013 кПа) (РДР)
5,0	4,77	4,82	4,86	4,90
6,0	5,76	5,82	5,89	5,94
7,0	6,60	6,68	6,77	6,85
8,0	7,69	7,81	7,92	8,01

Извлечение катетера

- А. Сдувайте Режущий баллонный катетер для периферических сосудов, применяя вакуум с использованием устройства для раздувания/сдувания. Применяйте вакуум в отношении режущего баллонного катетера для периферических сосудов в течение некоторого времени, затем рентгеноскопически подтвердите сдувание изделия. Извлеките режущий баллонный катетер для периферических сосудов из участка поражения.
- В. Повторно проведите ангиографию, чтобы подтвердить успешный результат.
- С. Извлеките режущий баллонный катетер для периферических сосудов из интродьюсера.

Внимание: После извлечения интродьюсера не вводите режущий баллонный катетер для периферических сосудов повторно.

Внимание: Если в процессе извлечения катетера через интродьюсер или проводника через катетер ощущается сопротивление, приостановите процесс, затем извлеките изделия как единое целое, чтобы предотвратить повреждение проводника, катетера, интродьюсера и сосуда.

ФОРМА ПОСТАВКИ

- Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
- Не использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

Режущий баллонный катетер для периферических сосудов поставляется стерильным и апиrogenным в закрытой неповрежденной упаковке.


Данное устройство предназначено только для одноразового использования.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте. Не подвергать воздействию органических растворителей, ионизирующего или ультрафиолетового излучения. Чередуйте оборудование таким образом, чтобы изделия были использованы до даты истечения срока годности, указанной на этикетке на упаковке.

СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Рекомендованный диаметр проводника	Длина дистального наконечника (А)	Ширина рентгеноконтрастного маркера (В)	Рабочая высота атеротома (С)	Номинальное давление раздувания	Расчетное давление разрыва (РДР)
0,46 мм (0,018 дюймов)	2 мм (0,079 дюйма)	0,76 мм (0,030 дюйма)	0,127 мм (0,005 дюйма)	6 атм (608 кПа)	10 атм (1013 кПа)



Номер модели	Профиль в раздутом состоянии (мм) (D)	Длина атеротома (см) (E)	№. Атеротомы	Длина катетера (см)
BP505020B	5,00	2,0	4	50
BP905020B	5,00	2,0	4	90
BP1355020B	5,00	2,0	4	135
BP506020B	6,00	2,0	4	50
BP906020B	6,00	2,0	4	90
BP1356020B	6,00	2,0	4	135
BP507020B	7,00	2,0	4	50
BP907020B	7,00	2,0	4	90
BP1357020B	7,00	2,0	4	135
BP508020B	8,00	2,0	4	50
BP908020B	8,00	2,0	4	90
BP1358020B	8,00	2,0	4	135

ГАРАНТИЯ

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific Corporation) («БСК») гарантирует, что при проектировании и производстве данного инструмента были приняты должные меры предосторожности. **Настоящая гарантия заменяет и исключает все иные гарантии, не указанные прямо в настоящем документе, и выражаемые или подразумеваемые в силу действия закона или по иной причине, включая, помимо прочего, любые выданные гарантии годности изделия для продажи или гарантии его годности для другого конкретного намерения.** Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными обстоятельствами, находящимися за пределами контроля от компании «БСК», оказывают непосредственное влияние на инструмент и результаты, полученные при его использовании. Обязательства компании «БСК» по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой данного инструмента. Компания «БСК» не несет ответственности за любые побочные или косвенные

убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного инструмента. Компания «БСК» не берет на себя и не уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на себя от ее имени любые другие или дополнительные обязательства или ответственность в связи с данным инструментом. **Компания «БСК» не несет никакой ответственности за повторно использованные, повторно обработанные или повторно стерилизованные инструменты и не предоставляет в отношении таких инструментов никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для достижения любой конкретной цели.**



Номер по каталогу



См. Руководство по эксплуатации.



Содержание



Уполномоченный представитель в ЕС



Официальный производитель



Партия



Номер изделия



Упаковка, подлежащая вторичной переработке



Срок годности



Адрес австралийского спонсора



Контактное лицо в Аргентине



Контактное лицо в Бразилии



Только для одноразового использования. Не использовать повторно.



Не стерилизовать повторно



Не использовать при повреждении упаковки



Рекомендованный проводник



Рекомендуемый интродьюсер

Стерилизовано излучением.



Уполномоченный представитель
в ЕС


«Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston Scientific Limited) Бэллибрит Бизнес Парк,
Голуэй, ИРЛАНДИЯ (Ballybrit Business Park, Galway, IRELAND)



Адрес
австралийского спонсора



Аргентина
Контактное лицо



Контактное
лицо в Бразилии



Официальный
Производитель

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» 300 Бостон Сайентифик Уэй
Мальборо, Массачусетс 01752, США (300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752
USA)
Служба работы с клиентами в США 888-272-1001



Не использовать при повреждении упаковки



Упаковка, подлежащая вторичной переработке

CE 0344

© Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн»
или ее дочерние предприятия, 2015 г.
Все права защищены. Ноябрь 2015 г.



91026968-01

«Бостон Сайентифик» (Boston Scientific)

Режущий баллонный катетер малый
MONORAIL™

Изделие для микрохирургической дилатации

Инструкция по применению

2

«Бостон Сайентифик» (шаблон инструкции по применению основного бренда 8 x 8 дюймов, международная версия, 90106041AL), инструкция по применению, основной бренд, катетер SPCB, международная версия, 90962237-01A

Черный (K) $\Delta E \leq 5,0$

Режущий баллонный катетер малый MONORAIL™

Изделие для микрохирургической дилатации

ТОЛЬКО по предписанию врача

Осторожно: В соответствии с федеральным законодательством США, продажа данного изделия разрешена только врачам или по их предписанию.

ВНИМАНИЕ!

Содержимое упаковки СТЕРИЛИЗОВАНО с помощью электронно-лучевого излучения. Запрещается использовать изделие при повреждении стерильного барьера. При обнаружении повреждений необходимо связаться с представителем компании «Бостон Сайентифик». Использовать катетер до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Только для однократного применения. Повторное использование, обработка и стерилизация запрещены. Повторное использование, обработка или стерилизация могут нарушить конструктивную целостность изделия и/или могут привести к выведению изделия из строя, что, в свою очередь, может нанести вред здоровью пациента, стать причиной травмы, болезни или смерти. Повторное использование, обработка или стерилизация могут также создать риск загрязнения изделия и/или привести к инфицированию пациента или перекрестной инфекции, в частности, передаче инфекционного(-ых) заболевания(-й) от одного пациента другому. Загрязнение изделия может привести к травме, болезни или смерти пациента.

После использования изделие и его упаковку необходимо утилизировать в соответствии с требованиями медицинского учреждения, администрации и/или органов местного самоуправления.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Режущий баллонный катетер малый Monorail представляет собой баллонный катетер с 3 или 4 атеротомами (микрохирургическими лезвиями), установленными продольно на его внешней поверхности. После раздувания режущего баллонного катетера для периферических сосудов атеротомы надрезают бляшку, создавая начальные места распространения трещины. Чрескожная транслюминальная ангиопластика (ЧТА) с использованием режущего баллонного катетера для периферических сосудов позволяет расширить участок целевого поражения, прикладывая меньшее давление.

Содержимое

Один (1) Режущий баллонный катетер малый Monorail

Одна (1) игла для промывки с портом Люэра

Две (2) спиральные клипсы CLIPIT™



Atherotome

Атеротом

2

«Бостон Сайентифик» (шаблон инструкции по применению основного бренда 8 x 8 дюймов, международная версия, 90106041AL), инструкция по применению, основной бренд, катетер SPCB, международная версия, 90962237-01A

Черный (К) ΔE ≤5,0

КОНСТРУКЦИЯ БАЛЛОНА

Все баллонные катетеры выполнены из полиамида. Все баллоны раздуваются до заявленного диаметра и длины при давлении 608 кПа (6 атм). Расчетное давление разрыва (РДР) составляет 1216 кПа (12 атм). Рабочая длина – это расстояние между рентгеноконтрастными маркерными полосками.

КОНСТРУКЦИЯ КАТЕТЕРА

Проксимальный участок shaft режущего баллонного катетера для периферических сосудов представляет собой гипотрубку. Эта гипотрубка содержит просвет для раздувания баллона. Дистальный shaft катетера, изготовленный из гибкого материала, содержит два просвета. Один просвет предназначен для раздувания баллона, а второй является просветом для проводника. Дистальный shaft имеет гидрофильное покрытие. Баллонный наконечник и просвет проводника окрашены в зеленый цвет для улучшения видимости. Выходной порт для проводника находится на расстоянии 24 см от наконечника катетера. Этот порт облегчает процесс быстрой замены. Игла с портом Люэра предназначена для промывки просвета для проводника до введения соответствующих проводников. Клипсы CLIPIT™ предназначены для упрощения манипуляций с катетером.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Режущий баллонный катетер для периферических сосудов предназначен для проведения ЧТА обструктивных поражений периферических сосудов диаметром от 2-4 мм. Целевое поражение должно обладать следующими характеристиками: извилистость проксимального сегмента сосуда должна быть минимальной, и сегмент поражения не должен быть изогнутым ($\leq 45^\circ$).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- **Использование режущего баллонного катетера противопоказано в ситуациях, когда он будет проходить через боковую ячейку ранее установленного стента, поскольку сдутый режущий баллонный катетер может запутаться в стенте.**
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов не предназначен для использования в коронарных и сонных артериях.
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов не предназначен для развертывания и доставки стентов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- **Режущий баллонный катетер должен использоваться перед установкой нового стента. Будьте особенно осторожны при обработке поражения, расположенного дистальнее ранее установленного стента. В случае, если проводник прошел через ячейку стента, а не в отверстие стента, сдутый режущий баллонный катетер может запутаться в стенте. Перед введением режущего баллонного катетера с пересечением ранее установленного стента убедитесь в верном расположении проводника в двух проекциях. Приложение избыточного усилия для преодоления сопротивления при извлечении Изделия может привести к повреждению Изделия и потребовать проведения хирургического извлечения. При обработке поражений в участке бифуркации режущий баллонный катетер может использоваться перед установкой стента, но его не следует вводить через боковую ячейку стента для обработки поражения в боковой сосудистой ветви участка бифуркации, в которой ранее был установлен стент.**

- Вследствие механизма действия ЧТА с применением режущего баллонного катетера для периферических сосудов может увеличивать риск перфорации сосуда по сравнению с традиционной ЧТА. Использование изделия большего диаметра ведет к увеличению риска перфорации. Вероятность повреждения сосуда снижается, если отношение диаметра раздутого режущего баллонного катетера для периферических сосудов к диаметру сосуда, непосредственно примыкающего к поражению с проксимальной и дистальной стороны, не превышает 1,1:1.
- Давление в баллоне не должно превышать расчетное давление разрыва. Расчетное давление разрыва было определено на основе результатов испытаний, проведенных *in vitro*. По крайней мере, 99,9 % баллонов (с достоверностью 95 %) не разорвутся при расчетном давлении разрыва или меньшем давлении. Во избежание чрезмерного давления рекомендуется использовать устройство для контроля давления.
- Для раздувания баллона следует использовать только рекомендованную среду (например, смесь рентгеноконтрастного вещества с физиологическим раствором). Никогда не используйте для раздувания баллона воздух или любую газообразную среду.
- Никогда не используйте загнутый или деформированный интродьюсер, а также не вводите интродьюсер при наличии сопротивления. Наличие сопротивления, загибов или участков деформации в интродьюсере может привести к повреждению атеротомов или баллона. Если это произошло, немедленно извлеките оба изделия.
- Манипуляция катетером во время его контакта с сосудистой системой должна осуществляться под высококачественным рентгеноскопическим контролем. Не продвигайте и не вытягивайте катетер, пока баллон не будет полностью сдут под действием вакуума. При возникновении сопротивления необходимо приостановить работу и определить причину сопротивления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед проведением ЧТА необходимо убедиться в исправности катетера и в том, что его размер и форма пригодны для проведения требуемой процедуры.
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов должен использоваться только врачами, прошедшими надлежащее обучение.
- Во время проведения процедуры с применением режущего баллонного катетера для периферических сосудов пациенту должна быть параллельно проведена антикоагулянтная терапия. После проведения процедуры антикоагулянтную терапию пациента необходимо продлить на период времени, определенный врачом.
- Режущий баллонный катетер для периферических сосудов не предназначен и, как следствие, не может использоваться с целью мониторинга артериального давления *in vivo*.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Риски, связанные с проведением интервенционного лечения с применением режущего баллонного катетера для периферических сосудов, аналогичны рискам, связанным с проведением традиционной ЧТА. Потенциальные риски включают, среди прочего:

- аллергическую реакцию или реакцию на лекарственный препарат (на материал, из которого изготовлено изделие, рентгеноконтрастное вещество и лекарственные препараты)
- ампутацию
- артериовенозную фистулу
- смерть
- эмболию
- кровоизлияние
- гематому

- гипотонию/гипертонию
- инфекцию/сепсис
- ишемию/инфаркт ткани/органа
- боль
- псевдоаневризму
- рестеноз
- хирургическое вмешательство
- отек
- тромбоз
- повреждение сосуда (диссекцию, перфорацию или разрыв)
- окклюзию сосуда
- спазм сосуда

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техника подготовки изделия

Перед использованием тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в том, что катетер и стерильная упаковка не были повреждены во время транспортировки.

В асептических условиях извлеките режущий баллонный катетер для периферических сосудов из упаковки и поместите на стерильную поверхность. В этот момент не извлекайте катетер из защитного кольца.

При поставке в просвете для баллона изделия содержится воздух. Следует удалить воздух и убедиться, что только жидкость заполняет баллон при введении катетера в кровоток.

Чтобы удалить воздух,

- а. подсоедините к просвету баллона трехходовой запорный кран; поверните рычаг запорного крана в положение выкл. (off) относительно баллона;
- б. наберите в шприц объемом 20 мл (20 см³) примерно 4 мл (4 см³) смеси рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора;
- с. присоедините шприц к трехходовому запорному крану на просвете для баллона; промойте запорный кран, вливая смесь рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора через средний порт;
- д. откройте запорный кран для баллона; отберите жидкость до заполнения шприца, сдувая баллон, чтобы пузырьки воздуха оказались в цилиндре шприца;
- е. чтобы убедиться, что все пузырьки воздуха были удалены из баллона, повторите пункт д;
- ф. закройте запорный кран для баллона;
- г. извлеките режущий баллонный катетер для периферических сосудов из защитного кольца; выбросьте защитное кольцо; прилагая прямолинейно направленную силу (не вращая), снимите с баллона защитный корпус;
- и. промойте дистальный просвет для проводника (24 см / 9,4 дюйма) режущего баллонного катетера для периферических сосудов с помощью гепаринизированного физиологического раствора, используя входящий в комплект наконечник шприца.

Введение катетера

Введите режущий баллонный катетер для периферических сосудов с помощью интродьюсера размером 6F (2,00 мм) или более.

- а. Ведите проводник 0,36 мм (0,014 дюйма) через просвет для проводника режущего баллонного катетера для периферических сосудов.
- б. Осторожно захватите проксимальную часть баллона в области shaft. Введите режущий баллонный катетер для периферических сосудов через интродьюсер, не

прикладывая избыточного давления к баллону, поскольку введение осуществляется через гемостатический клапан, чтобы избежать нежелательного контакта с атеротомами.

с. Под рентгеноскопическим контролем расположите баллон таким образом, чтобы поражение располагалось по центру между двумя рентгеноконтрастными маркерами баллона.

Осторожно: Используйте только интродьюсер размером 6F (2,00 мм) или более.

Осторожно: Не вводите проводник или режущий баллонный катетер для периферических сосудов, если интродьюсер изогнут, деформирован или оказывает сопротивление. Плотное расположение интродьюсера может со значительной силой придавить материал баллона к атеротому, что приведет к проколу баллона.

Осторожно: Целевое поражение должно обладать следующими характеристиками: извитость проксимального сегмента сосуда должна быть минимальной, и сегмент поражения не должен быть изогнутым ($\leq 45^\circ$).

Раздувание баллона

Используйте устройство для раздувания с манометром, чтобы контролировать давление внутри баллона и определить, что для раздувания прикладывается соответствующая сила, не превышающая максимальных предельных значений для изделия.

а. Под рентгеноскопическим контролем медленно раздувайте режущий баллонный катетер для периферических сосудов со скоростью 101 кПа (1 атм) в каждые 5 секунд, пока рельефность поверхности баллона не перестанет быть видимой. Не раздувайте режущий баллонный катетер для периферических сосудов с применением давления свыше 1216 кПа (12 атм). Удерживайте баллон в раздутом состоянии в течение 60-90 секунд. После дилатации поражения медленно сдувайте режущий баллонный катетер для периферических сосудов со скоростью 101 кПа (1 атм) в каждые 5 секунд.

Осторожно: Быстрое сдувание может нарушить складывание изделия.

б. При применении режущего баллонного катетера для периферических сосудов на длинных сегментах поражения сначала следует обработать дистальную(-ые) часть(-и) целевого поражения. Затем может быть выполнено перекрывающееся расширение проксимального сегмента поражения.

Осторожно: Оптимальное складывание баллона зависит от многих факторов, включая эксплуатацию, сосудистую анатомию, состав поражения, давление при раздувании и количество раздуваний.

Стандартная среда для раздувания представляет собой смесь рентгеноконтрастного вещества и физиологического раствора в соотношении 1:1. Не используйте воздух и любые газообразные среды в качестве среды для раздувания баллона.

Во время этого процесса не превышайте расчетное давление разрыва 1216 кПа (12 атм). Превышение расчетного давления разрыва при раздувании может привести к разрыву баллона. При резком снижении давления внутри баллона во время раздувания или разрыве баллона во время раздувания немедленно прекратите процедуру и сдуйте баллон. Не раздувайте повторно, аккуратно извлеките баллон.

Осторожно: Следует прилагать минимальные усилия для дилатации, чтобы минимизировать риски избыточного раздувания или разрыва баллона.

Осторожно: Крайне важно использовать режущий баллонный катетер для периферических сосудов нужного размера. Не превышайте отношение диаметра баллона к диаметру сосуда 1,1:1.

Извлечение катетера

а. Сдувайте режущий баллонный катетер для периферических сосудов, применяя вакуум с использованием устройства для раздувания/сдувания. Применяйте вакуум в отношении режущего баллонного катетера для периферических сосудов в течение некоторого времени, затем рентгеноскопически подтвердите сдувание изделия.

Извлеките режущий баллонный катетер для периферических сосудов из участка поражения.

б. Повторно проведите ангиографию, чтобы подтвердить успешный результат.

с. Извлеките режущий баллонный катетер для периферических сосудов из интродьюсера.

Осторожно: После извлечения интродьюсера не вводите режущий баллонный катетер для периферических сосудов повторно.

Осторожно: Если в процессе извлечения катетера через интродьюсер или проводника через катетер ощущается сопротивление, приостановите процесс, затем извлеките изделия как единое целое, чтобы предотвратить повреждение проводника, катетера, интродьюсера и сосуда.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Режущий баллонный катетер для периферических сосудов поставляется стерильным и апирогенным в закрытой неповрежденной упаковке. Данное изделие предназначено только для одноразового использования.


- Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
- Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном, сухом и темном месте. Не подвергать воздействию органических растворителей, ионизирующего излучения или ультрафиолетового света. Чередуйте оборудование таким образом, чтобы изделия были использованы до даты истечения срока годности, указанной на этикетке на упаковке.

СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Рекомендованный диаметр проводника	Длина дистального наконечника (А)	Ширина рентгеноконтрастной метки (В)	Рабочая высота атеротома (С)	Номинальное давление раздувания	Расчетное давление разрыва (РДР)
0,36 мм (0,014 дюйма)	4 мм (0,156 дюйма)	1 мм (0,039 дюйма)	0,127 - 0,279 мм (0,005 - 0,011 дюйма)	608 кПа (6 атм)	1216 кПа (12 атм)



Номер модели	Профиль в раздутом состоянии (мм) (D)	Длина атеротома (см) (E)	Количество атеротомов
ВРМ2015140F	2,00	1,5	3
ВРМ2515140F	2,50	1,5	3
ВРМ3015140F	3,00	1,5	3
ВРМ3515140F	3,50	1,5	4
ВРМ4015140F	4,00	1,5	4

Соответствие режущего баллонного катетера для периферических сосудов

Давление атм (кПа)	Диаметр 2,0 мм	Диаметр 2,50 мм	Диаметр 3,00 мм	Диаметр 3,50 мм	Диаметр 4,00 мм
4,0 (405)	1,99	2,44	2,94	3,40	3,89
6,0 (608) ном.	2,03	2,49	3,01	3,48	4,01
8,0 (811)	2,08	2,54	3,08	3,56	4,10
10,0 (1013)	2,11	2,58	3,12	3,62	4,17
12,0 (1216) РДР	2,14	2,62	3,17	3,68	4,23

ГАРАНТИЯ

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific Corporation) («БСК») гарантирует, что при проектировании и производстве данного инструмента были приняты должные меры предосторожности. **Настоящая гарантия заменяет и исключает все иные гарантии, не указанные прямо в настоящем документе, и выражаемые или подразумеваемые в силу действия закона или по иной причине, включая, помимо прочего, любые выданные гарантии годности изделия для продажи или гарантии его годности для другого конкретного намерения.** Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными обстоятельствами, находящимися вне контроля компании «БСК», оказывают непосредственное влияние на инструмент и результаты его использования. Обязательства компании «БСК» по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой данного инструмента. Компания «БСК»


8

«Бостон Сайентифик» (шаблон инструкции по применению основного бренда 8 x 8 дюймов, международная версия, 90106041AL), инструкция по применению, основной бренд, катетер SPCB, международная версия, 90962237-01A

Черный (К) ΔЕ ≤5,0

не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного инструмента. Компания «БСК» не берет на себя и не уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на себя от ее имени любые другие или дополнительные обязательства или ответственность в связи с данным инструментом. **Компания «БСК» не несет никакой ответственности за повторно использованные, повторно обработанные или повторно стерилизованные инструменты и не предоставляет в отношении таких инструментов никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для достижения любой конкретной цели.**

[Далее следует текст документа «Режущий баллонный катетер малый MONORAIL™. Изделие для микрохирургической дилатации. Инструкция по применению», представленного на испанском, французском, немецком, итальянском, нидерландском и португальском языках.]

	Номер по каталогу		Контактное лицо в Аргентине		Стерилизовано излучением.
	См. инструкцию по применению.		Контактное лицо в Бразилии		Содержит клипсу гипотрубки CLIPIT™
	Содержимое		Контактное лицо в Турции		В комплектацию входит игла для промывки с портом Люэра
	Уполномоченный представитель в ЕС		Только для однократного применения. Не использовать повторно.		
	Официальный производитель Партия		Не стерилизовать повторно		
			Не использовать, если упаковка повреждена.		
	Номер изделия		Рекомендуемый проводник		
	Упаковка, подлежащая вторичной переработке		Рекомендуемый интродьюсер		
	Срок годности				
	Адрес австралийского спонсора				
	Контактное лицо в Аргентине				
	Контактное лицо в Бразилии				
	Уполномоченный представитель в ЕС «Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston Scientific Limited) Бэллбрит Бизнес Парк Голуэй ИРЛАНДИЯ (Ballybrit Business Park Galway IRELAND) Адрес австралийского спонсора «Бостон Сайентифик (Австралия) Пти Лтд» (Boston Scientific (Australia) Pty Ltd) А/я 332 БОТАНИ Новый Южный Уэльс 1455 Австралия (PO Box 332 BOTANY NSW 1455 Australia)				
					

Телефон бесплатной
линии 1800 676 133
Факс бесплатной линии
1800 836 666

Официальный
производитель
«Бостон Сайентифик
Корпорейшн»
300 Бостон Сайентифик
Уэй

Мальборо, Массачусетс
01752
США

(300 Boston Scientific
Way
Marlborough, MA 01752
USA)

Служба работы с
клиентами в США 888-
272-1001



Не использовать, если
упаковка повреждена.

Упаковка, подлежащая
вторичной переработке

CE 0344

© Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее дочерние предприятия, 2014 г. Все права защищены.