

ДИСКОДЕРЖАТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ТУ ВУ 291235525.027-202

ИНСТРУКЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Дискодержатели стоматологические (далее — дискодержатели) предназначены для закрепления полировочных и шлифовальных дисков при стоматологических и зуботехнических работах в стоматологических отделениях клиник, больниц, поликлиник и стоматологических кабинетах.

Дискодержатели выпускаются следующих исполнений:

- дискодержатель угловой для дисков с металлической втулкой арт.19.01;
- дискодержатель угловой для дисков с пластиковой втулкой арт.19.03;
- дискодержатель прямой правый с винтом арт.19.05;
- дискодержатель прямой правый с винтом усиленный арт.19.07.

Дискодержатели изготовлены из нержавеющей стали

ВНИМАНИЕ! Не использовать дискодержатели при обнаружении:

- следов ржавчины;
- повреждений поверхности;

Не использовать на скоростях вращения более 30000 об/мин.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дискодержатели поставляются в потребительской упаковке в количестве 1 шт. или в количестве от 5 до 100 шт., кратном 5.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Дискодержатели поставляются нестерильными, подлежат стерилизации.

Дискодержатели устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.

Обработку проводят согласно инструкции "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения", утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Условия хранения — в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 60% при 20°C.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения не ограничен.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:

225730, Брестская обл., Пинский р-н,

д. Пинковичи, ул. Полевая, 31в

ЗАО «Завод Белмединструменты»

